














THUASNE

UniReliever™


fr	Instructions d'utilisation Genouillère de décharge, à simple montant articulé	4
en	Instructions for use Offloading single-upright knee brace	4
de	Gebrauchsanweisung Kniestütze zur Entlastung mit einfacher Gelenkschiene	5
nl	Gebruiksaanwijzingen Kniebrace, met enkele scharnierende balein	6
it	Istruzioni per l'uso Ginocchiera di scarico, con montante articolato semplice	7
es	Instrucciones de uso Rodillera de descarga monoarticular	8
pt	Instruções de utilização Joelheira de descarga, com uma simples dobradiça articulada	8
da	Anvisninger vedrørende brug Aflastende knæbind med en enkelt leddelt stiver	9
fi	Käyttöohjeet Kuormitusta keventävä polvituki yksinkertaisella nivelletyllä pystytuella	10
sv	Råd vid användning Knästöd för avlastning, en enkel ledad skena	11
el	Οδηγίες χρήσης Επιγονατίδα αποφόρτισης, με απλή αρθρωτή ενίσχυση	11
cs	Pokyny k používání Odlehčovací kolenní ortéza s jednou kolenní výztuží	12
pl	Szczegóły użytkowania Orteza odciążająca z prostą szyną przegubową	13
lv	Lietošanas instrukcija Cēlgala ortoze, viens ieliekts statnis	14
lt	Naudojimo instrukcijos Apkrovą mažinantis antkelis su paprasta lankstoma jungtimi	15
et	Kasutusjuhised Koormust vähendav ortoos, üks liigendatud püsttugi	15
sl	Navodila za uporabo Opornica za koleno, enojni pregib	16
sk	Pokyny na používanie Odľahčovací kolenná ortéza s jednou dlahou	17
hu	Használati utasítás Tehermentesítő térdrögzítő, egyoldal ízületes merevítővel	17
bg	Инструкции за употреба Наколенка за разтоварване, едностранен стълб	18
ro	Instrucţiuni de utilizare Genunchieră pentru descărcare, cu atelă simplă articulată	19
hr	Upute za uporabu Zglobna ortoza za koljeno, s jednostavnom šarkom	20
ru	Инструкция по эксплуатации Наколенник для снятия напряжения с простой шарнирной стойкой	21
zh	使用指南 减压护膝, 单侧关节支架	21
ar	إرشادات الاستعمال داعم ركبة لتخفيف الثقل ذو عارضة مفصليّة	23



	6	7
fr	Extension	Flexion
en	Extension	Flexion
de	Streckung	Beugung
nl	Extensie	Flexie
it	Estensione	Flessione
es	Extensión	Flexión
pt	Extensão	Flexão
da	Ekstension	Fleksion
fi	Ekstensio	Fleksio
sv	Extension	Flexion
el	Εκταση	Κάμψη
cs	Extenze	Flexe
pl	Wyprost	Zgięcie
lv	Atliekšana	Saliekšana
lt	Ištiesimas	Sulenkimas
et	Sirutus	Painutus
sl	Iztegovanje	Upogibanje
sk	Extenzia	Flexia
hu	Nyújtás	Hajlítás
bg	Разгъване	Сгъване
ro	Extensi3n	Flexi3n
ru	Разгибание	Сгибание
hr	Ekstenzija	Fleksija
zh	伸展	屈曲
ar	المَدّ	الانحناء



fr	Circonférence de la cuisse (15 cm au-dessus du genou)
en	Thigh circumference (15 cm above the knee)
de	Oberschenkelumfang (15 cm über dem Knie)
nl	Omvang van de dij (15 cm boven de knie)
it	Circonferenza della coscia (15 cm al di sopra del ginocchio)
es	Circunferencia del muslo (15 cm por encima de la rodilla)
pt	Circunferência da coxa (15 cm acima do joelho)
da	Lårets omkreds (15 cm over knæet)
fi	Reiden ympärys (15 cm polven yläpuolelta)
sv	Omkrets runt låret (15 cm ovanför knäet)
el	Περίμετρος του μηρού (15 εκ. πάνω από το γόνατο)
cs	Obvod stehna (15 cm nad kolenem)
pl	Obwód uda (15 cm powyżej kolana)
lv	Augšstilba apkārtmērs (15 cm virs ceļgala)
lt	Šlaunies apimtis (15 cm virš kelio)
et	Reie ümbermõõt (15 cm põlvest kõrgemal)
sl	Obseg stegna (15 cm nad kolenom)
sk	(Obvod stehna (15 cm nad kolenom)
hu	Comb körfogata (a térd felett 15 cm-rel)
bg	Обиколка на бедрото (15 cm над коляното)
ro	Circumferința coapsei (la 15 cm deasupra genunchiului)
ru	диаметр окружности бедра (на 15 см выше колена)
hr	Opseg bedra (15 cm iznad koljena)
zh	大腿周长 (膝盖上方15厘米处)
ar	محيط الفخذ (15 سم فوق الركبة)



fr	Décharge	Contrôle du mouvement
en	Off-loading	Motion control
de	Entlastung	Bewegungsführung
nl	Losmaken	Bewegingscontrole
it	Scarico	Controllo del movimento
es	Descarga	Control del movimiento
pt	Alívio do peso	Controlo do movimento
da	Aflastning	Kontrol af bevægelsen
fi	Vapautus	Liikkeen hallinta
sv	Avlastning	Rörelsekontroll
el	Αποφόρτιση	Έλεγχος της κίνησης
cs	Snížení zátěže	Kontrola pohybu
pl	Odciążenie	Kontrola ruchu
lv	Atslogošana	Kustības kontrole
lt	Apkrovos sumažinimas	Judesio kontrolė
et	Koormuse vähendamine	Liikuvuse kontroll
sl	Razbremenitev	Nadzor gibanja
sk	Odlahčenie	Vymedzenie rozsahu pohybu
hu	Tehermentesítés	Mozgásszabályozás
bg	Отбременяване	Контрол на движението
ro	Descărcare	Controlul mișcării
ru	Разгрузка	Контроль движения
hr	Rasterećenje	Kontrola pokreta
zh	减压	运动控制
ar	تخفيف نغل	التحكم في الحركة



Textile components: elastane - polyamide - ethylene vinyl acetate - silicone - polyester - polyurethane.
Rigid components: aluminium - aluminum silicate - acetal - stainless steel - acrylonitrile butadiene styrene - 2-butoxyethanol - dibutyltin oxide - 4-methylpentan-2-one - titanium dioxide - carbon - polyolefin - high density polyethylene - polyamide.

Adjustable 3-point leverage system with inelastic straps to provide alignment support and off-loading on the affected compartment.
This realignment helps reduce varus or valgus angles of the knee and helps distribute excessive load away from the damaged knee compartment.
Through correction of alignment, the brace will help reduce load, aiding in the reduction of compression and inflammation.
Reducing the load on the affected side would lead to the reduction of pain and cartilage degeneration.

Easy to use thanks to:

- an offloading system with self-dosing adjustment,
- color coded clip buckles.

Extension can be adjusted to 0°, 5°, 10°, 15°, 20° and 30°.

Flexion can be adjusted to 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° and 110°.

Symptomatic unicompartimental femorotibial osteoarthritis (moderate to severe).
Knee off-loading for post-traumatic, post-operative or degenerative conditions.
Joint instability/laxity.
Alternative to osteotomy or leg malalignment surgery.

- Do not use the product if the diagnosis has not been confirmed.
- Do not use in the event of known allergy to any of the components.
- Do not apply the product in direct contact with broken skin or an open wound without an adequate dressing.
- Do not use in the event of severe varicose veins (preventing the regular use of an occluding brace).
- Do not use in the event of significant genu recurvatum.
- Do not use in the event of significant genu varum or genu valgum.
- History of venous or lymphatic disorders.
- Do not use in the event of major venous thromboembolic history without thromboprophylaxis.

Verify the product's integrity before every use.
Do not use the product if it is damaged.
It is recommended that a healthcare professional supervises the first application.
Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.
This product is intended for the treatment of a given condition. Its duration of use is limited to this treatment only.
For hygiene and performance reasons, do not re-use the product for another patient.
It is recommended to adequately tighten the device to achieve support/immobilisation without restricting blood circulation.
In the event of discomfort, significant hindrance, pain, variation in limb volume, abnormal sensations or change in colour of the extremities, remove the device and consult a healthcare professional.
In the event of any modification in the product's performance, remove it and consult a healthcare professional.
Before any sports activity, check the compatibility of the use of this medical device with your healthcare professional.
Do not wear the product in a medical imaging machine.
Do not use the device in case of application of certain products on the skin (creams, ointments, oils, gels, patches...).

This device can cause skin reactions (redness, itching, burns, blisters, etc.) or wounds of various degrees of severity. Any serious incidents related to the product should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

Ask the patient to stand and walk, taking normal steps and looking straight ahead.

It is expressly agreed that this commercial warranty is in addition to the

zum leichteren Anlegen umknicken.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

Smaltimento

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

CONTRATTO DI GARANZIA COMMERCIALE E LIMITE DI GARANZIA

Thuasne concede una garanzia commerciale, gratuita, all'utilizzatore che risiede nel territorio d'acquisto del prodotto contro i difetti e vizi di fabbricazione:

- sei mesi per i tiranti, l'imbottitura e il cuscinetto condiloideo;
 - un anno per le scocche, le fibbie e lo snodo dell'ortesi e il suo coperchio.
- La garanzia commerciale decorre dalla data di acquisto del prodotto da parte dell'utilizzatore.
- La garanzia commerciale non copre i difetti e i vizi di fabbricazione in caso di:
- uso scorretto o deterioramento del prodotto al di fuori delle normali condizioni di utilizzo di quest'ultimo riportate nelle istruzioni per l'uso,
 - danni dovuti a tentativi di modifica del prodotto.

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia deterioramento o taglio errato del prodotto al momento della modifica o dell'adattamento da parte del professionista sanitario al momento della fornitura.

Ogni richiesta di applicazione della presente garanzia commerciale dovrà essere indirizzata da parte dell'utilizzatore all'entità che gli ha venduto il prodotto che trasmetterà detta richiesta all'entità Thuasne corrispondente.

Ogni richiesta verrà preventivamente analizzata da Thuasne, al fine di stabilire se sussistano le condizioni per l'applicazione della garanzia e se la richiesta non rientra in uno dei casi di esclusione della garanzia commerciale.

Per poter usufruire della garanzia commerciale, l'acquirente dovrà fornire un giustificativo d'acquisto originale e datato.

Se le condizioni della garanzia commerciale sono rispettate e la richiesta viene presentata dall'utilizzatore o dal suo rappresentante legale (genitori, tutore...) entro i termini della garanzia di cui sopra, l'acquirente potrà allora ottenere la sostituzione del prodotto con un prodotto sostitutivo nuovo.

Si conviene espressamente che questa garanzia commerciale si aggiunge alle garanzie legali che l'entità che ha venduto il prodotto all'utilizzatore è tenuta a rispettare ai sensi della legislazione applicabile nel paese d'acquisto del prodotto.

Conservare queste istruzioni.

es

RODILLERA DE DESCARGA MONOARTICULAR

Descripción/Usó

El dispositivo está destinado únicamente al tratamiento de las indicaciones listadas y a los pacientes cuyas medidas correspondan a la tabla de tallas. Esta órtesis puede ser utilizada para:

- gonartrosis medial del lado derecho / gonartrosis lateral del lado izquierdo,
- gonartrosis medial del lado izquierdo / gonartrosis lateral del lado derecho.

Talla única.

El dispositivo está compuesto por:

- 2 armazones rígidos y flexibles ①,
- 1 montante lateral con articulación TM5+ ② que reproduce el movimiento natural de la rodilla, protegida por una cubierta,
- 1 almohadilla condilar,
- 4 correas no elásticas (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ).

Ver las limitaciones de extensión en la caja de la órtesis (Fig. ❸).

Las limitaciones de flexión son **opcionales** y se deben pedir por separado (Fig. ❹).

Composición

Componentes textiles: elastano - poliamida - acetato de etileno vinilo - silicona - poliéster - poliuretano.

Componentes rígidos: aluminio - silicato de aluminio - acetal - acero inoxidable - acrilonitrilo butadieno estireno - 2-butoxi etanol - óxido de dibutilestano - 4-metilpentano-2-ona - dióxido de titanio - carbono - poliolefinas - polietileno de alta densidad - poliamida.

Propiedades/Modo de acción

Sistema de descarga en 3 puntos, ajustable, con correas no elásticas para asegurar la alineación y la descarga del compartimento lesionado.

Esta realineación ayuda a disminuir el varo o el vago, así como la carga excesiva de la parte dañada de la rodilla.

Al ayudar a mantener la pierna con un alineamiento normal, la órtesis ayudará a reducir la carga y, por lo tanto, la compresión y la inflamación.

Esta reducción de la carga en el lado lesionado generalmente contribuye al alivio del dolor y la degradación del cartilago.

Sujeción de la rodillera en la pierna gracias a:

- relleno siliconado (por dentro de los armarzones y las correas),
- armarzones ① femorales y tibiales semirrígidos que optimizan el ajuste a la morfología de cada paciente.

Facilidad de uso gracias:

- al sistema de descarga con autoajuste
 - a las hebillas de fácil uso y su código de colores.
- Ajuste de la extensión posible a 0°, 5°, 10°, 15°, 20° y 30°.
- Ajuste de la flexión posible a 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 110°.

Indicaciones

Artrosis fémoro-tibial unicompartmental sintomática (moderada a severa).

Descarga de la rodilla para lesiones postraumáticas, posoperatorias o degenerativas.

Inestabilidad articular/laxitud.

Alternativa a una osteotomía o a una cirugía de realineación de la pierna.

Contraindicaciones

No utilizar el producto en caso de diagnóstico incierto.

No utilizar en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

No colocar el producto directamente en contacto con la piel lesionada o con una herida abierta sin apósito adecuado.

No utilizar en caso de venas varicosas severas (que impidan el uso regular de una rodillera de descarga).

No utilizar en caso de genu recurvatum.

No utilizar en caso de genu varo o de genu valgo pronunciado.

Antecedentes de trastornos venosos o linfáticos.

No utilizar en caso de antecedentes tromboembólicos venosos importantes sin tratamiento tromboprofiláctico.

Precauciones

Verifique la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.

No utilice el dispositivo si está dañado.

Se recomienda que un profesional de la salud supervise la primera aplicación. Seguir estrictamente la prescripción y el protocolo de uso recomendado por el profesional sanitario.

Este producto está destinado al tratamiento de una patología determinada, y su periodo de utilización se limitará a la duración de dicho tratamiento. Por razones de higiene y de eficacia, no reutilizar el dispositivo para otro paciente.

Se recomienda apretar de manera adecuada el dispositivo para asegurar una sujeción/inmovilización sin limitación de la circulación sanguínea.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, variación del volumen del miembro, sensaciones anormales o cambio de color de los miembros, retirar el dispositivo y consultar a un profesional sanitario.

En caso de modificación del rendimiento del dispositivo, retirarlo y consultar a un profesional sanitario.

Antes de cualquier actividad deportiva, verifique la compatibilidad de uso de este producto sanitario con su profesional sanitario.

No utilice el dispositivo en un sistema de diagnóstico médico por imagen.

No utilizar el dispositivo en caso de aplicación de ciertos productos sobre la piel (cremas, pomadas, aceites, geles, parches...).

Efectos secundarios indeseables

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picor, quemazón, ampollas...) e incluso heridas de gravedad variable. Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

Modo de empleo/Colocación

Se recomienda usar el dispositivo pegado a la piel, salvo contraindicaciones. Familiarícese con estas instrucciones con el paciente durante el primer ajuste y verifique que el paciente haya entendido cómo colocarse la rodillera.

Ajuste de la órtesis:

- **Etapas 1: Evaluación del paciente**
Estimar el nivel de dolor del paciente para poder evaluar el funcionamiento y la eficacia de la órtesis al finalizar su colocación.
- **Etapas 2: Colocación de la órtesis en la pierna**
 - Soltar y abrir todas las correas de la órtesis y, para facilitar su colocación, doblar los autocierres.
 - Asegurarse de que la rueda está bien sacada para que no haya tensión en las correas.
 - Invitar al paciente a sentarse al borde de una silla y pedirle que doble la rodilla a 30-60° de flexión.
 - Colocar la órtesis en la pierna desnuda (Fig. ❶) con la articulación en el lado del compartimento lesionado.
 - Alinear la articulación con el centro de la rodilla que corresponde al tercio superior de la patela (rótula) (Fig. ❷).
 - Cerrar la hebilla de la correa inferior de la pantorrilla Ⓐ y luego la hebilla de la correa superior del muslo Ⓑ (Fig. ❸).
 - Seguir los números y las indicaciones de colores de las hebillas y los armarzones.
 - Esto asegura la rodillera colocando el sistema de correas en la posición correcta, a la vez que garantiza que la articulación esté bien colocada.
 - Colocar el Cross Buttress (donde se cruzan las correas) por el lado de la patela (rótula) (Fig. ❹).
 - Utilizar las marcas del Cross Buttress para asegurar la alineación correcta con la patela (rótula) (Fig. ❺).
 - Cerrar la hebilla de la correa delantera de la tibia Ⓒ y luego la hebilla de la correa delantera del muslo Ⓓ (Fig. ❻).
 - Seguir los números y hacer coincidir las indicaciones de colores de las hebillas y los armarzones.
 - Ajustar la tensión trasera de las correas cruzadas.
 - Asegurarse de que el Cross Buttress quede presionado contra el lateral de la rodilla.
 - Las hebillas de las correas se pueden inclinar para presionarlas planas contra la parte posterior de la pierna.
 - Para cortar las correas a medida, basta con retirar la pinza con autocierre del extremo, cortar la correa y volver a colocar la pinza en el extremo de la correa (Fig. ❶). Procurar no cortar ninguna cincha demasiado corta.
 - Las almohadillas de relleno fijadas al interior de las correas deben ser retiradas durante esta operación (para evitar malas maniobras en el momento de recortarlas) y deben ser puestas en su lugar después del corte.
 - Para una mejor adaptación a la rodilla, se puede adaptar el montante a la morfología del paciente (Fig. ❷).
 - Colocar la rodillera en el borde de una mesa para estabilizar la articulación.
 - Doblar el montante justo por encima o por debajo de la articulación.
 - **Etapas 3: Verificación de la colocación y del nivel de dolor antes del ajuste de la corrección**
Solicitar al paciente que se ponga de pie y dé una decena de pasos caminando de manera normal y mirando al frente.
 - Verificar que la rodillera se encuentre bien ajustada a la pierna.
 - Comparar el nivel de dolor antes y después de la colocación en posición neutra, solicitándole al paciente describirlo.
 - **Etapas 4: Aplicación de la corrección (Fig. ❸):**
La rueda en el sistema de correas cruzadas esta ajustada en posición neutra (rueda sacada).
 - Para descargar el lado lesionado de la rodilla, presionar la rueda y girar en sentido horario para aumentar la fuerza lateral hasta el nivel deseado en función del dolor y del apoyo necesario.
 - Comenzar con medio giro de la rueda y evaluar si el nivel de corrección necesita ajustarse más al cabo de unos pasos.
 - Girar la rueda en sentido antihorario para reducir la descarga o tirar para soltar toda la tensión.
 - **Etapas 5: Evaluación del nivel de dolor tras ajuste de la corrección**
Tras haber ajustado la descarga de la órtesis:
 - Solicitar al paciente caminar nuevamente y evaluar su nivel de dolor.
 - Repetir la operación aumentando o reduciendo la corrección hasta que sea satisfactoria y óptima para el paciente.
 - Si el paciente siente incomodidad, disminuir el nivel de corrección.
 - Se aconseja comenzar por usar la órtesis solo unas horas al día.
 - Es posible que tarde varias semanas en acostumbrarse a llevar la órtesis.

Control de flexión/extensión:

Por defecto, la órtesis se encuentra en la posición de limitación de la extensión a 0°.

Las limitaciones de extensión se encuentran en un soporte plástico de la caja (Fig. ❹).

• Ajuste de la limitación de extensión (Fig. ❹):

- 1. La limitación de extensión puede ser a 0°, 5°, 10°, 15°, 20° y 30°.
- 1. Escoger la limitación de extensión deseada sobre el soporte plástico.
- 2. Quitar el tornillo ubicado en el lateral de la articulación.
- 3. Retirar la limitación de extensión establecida, colocando la articulación en leve flexión.
- Fijarse bien en el sentido de inserción de esta limitación.
- 4. Insertar la limitación deseada con el extremo numerado delante y el extremo en forma de gancho hacia arriba y hacia adelante.
- Colocar la articulación en posición de extensión máxima para garantizar la buena posición de la limitación de extensión.
- El pequeño orificio de cada limitación debe estar alineado con el orificio de la articulación y ser visible a través de él para que el tornillo pueda encajar en la limitación.

- 5. Volver a insertar y apretar el tornillo.

A continuación, realizar algunas flexiones/extensiones para asegurar que la limitación esté correctamente bloqueada en el ángulo deseado.

• Ajuste de la limitación de flexión (Fig. ❺):

- 1. La limitación de flexión puede ser a 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 110°.
- 1. Escoger la limitación de flexión deseada sobre el soporte metálico. La angulación de cada limitación está grabada en la superficie.
- 2. Quitar los dos tornillos de la cara posterior de la cubierta de articulación y quitar la cuña preinstalada.
- 3. Insertar la limitación con el extremo plano hacia arriba y colocarla de modo que sus dos orificios sean visibles a través de los orificios de la cubierta.
- 4. Pasar los tornillos a través de la cubierta y por los dos orificios de la limitación y apretar.

A continuación, realizar algunas flexiones/extensiones para asegurar que la limitación esté correctamente bloqueada en el ángulo deseado.

Atención:

El ajuste de la flexión/extensión debe ser definido y realizado por el profesional de salud y no por el paciente.

NOTA: Siempre es mejor si la órtesis se coloca más bien alta que baja.

Thuasne no se hace responsable de los efectos no deseados o daños causados por ajustes incontrolados o inadecuados.

Retirada de la órtesis:

Para quitar la órtesis, tirar de la rueda para soltar toda la tensión y abrir las correas.

Mantenimiento

Cierre las piezas autoadherentes antes del lavado. Lavable a mano. No utilice detergentes, suavizantes o productos agresivos (productos clorados...). Escurrir mediante presión. Secar lejos de una fuente directa de calor (radiador, sol...). Si se expone el dispositivo al agua de mar o agua con cloro, aclararlo bien con agua limpia y secarlo.

• Articulación ②:

Las articulaciones de la órtesis vienen lubricadas de serie.

Se pueden volver a lubricar si se ha introducido arena, polvo, tierra o agua en la articulación.

Si observa que la articulación se vuelve más dura, puede echar algunas gotas de lubricante de síntesis.

Retirar todo exceso de lubricante antes de colocarse la órtesis para evitar manchar la ropa.

• Correas:

Si después de un uso prolongado, las fibras de las correas no cierran tan bien como antes en la tira autoadhesiva, corte la correa de manera que el autocierre se fije en una parte de la correa donde las fibras estén menos desgastadas.

Si no es posible, póngase en contacto con el profesional de la salud que le colocó la órtesis.

• Almohadillas:

La órtesis se ha rellenado con el fin de crear una interfaz cómoda entre la pierna y el armozón.

Las correas también están dotadas de almohadillas.

Estas no deben ser retiradas de la órtesis ni de las correas.

Escurrirlas después de cada utilización para eliminar la humedad y dejarlas secar al aire libre.

Puede también limpiar las almohadillas con un jabón antibacteriano suave y enjuagarlas con agua dulce.

No lavarlas a máquina ni secarlas en secadora de ropa.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente, preferentemente en el embalaje original.

Eliminación

Eliminar conforme a la reglamentación local vigente.

CONTRATO DE GARANTÍA COMERCIAL Y LIMITE DE GARANTÍA

Thuasne otorga, ante los defectos y taras de fabricación, una garantía comercial gratuita al usuario ubicado en el territorio de compra del producto de:

- seis meses para las correas, el relleno y las almohadillas condilares,
- un año para los armarzones, las hebillas y la articulación de la órtesis y su cubierta.

El periodo de garantía comercial comienza a partir de la fecha de adquisición del producto por parte del usuario.

La garantía comercial no cubre los defectos y tareas de fabricación en caso de:

- mal uso o deterioro del producto al margen de las condiciones normales de uso del producto, tal como se mencionan en las instrucciones de uso;
- daños que se produzcan en caso de que se haya intentado modificar el producto.

Se excluye expresamente de la presente garantía todo deterioro o mal recorte del producto durante su modificación o su ajuste por parte del profesional sanitario durante la entrega.

El usuario deberá dirigir toda reclamación en virtud de la presente garantía comercial a la entidad que le haya vendido el producto, que transmitirá esta reclamación a la entidad Thuasne correspondiente.

Thuasne examinará previamente toda reclamación para determinar si la reclamación cumple las condiciones de la garantía y si no forma parte de los casos de exclusión de la garantía comercial.

Para poder hacer uso de la garantía comercial, el comprador deberá presentar un justificante de compra original donde se indique la fecha de compra.

Si se cumplen las condiciones de la garantía comercial y el usuario o su representante legal (padres, tutor...) ha presentado la reclamación dentro de los plazos de garantía arriba indicados, el comprador podrá obtener el reemplazo del producto por un producto nuevo en sustitución del anterior.

Se ha acordado expresamente que esta garantía comercial se añade a las garantías legales de las que sería responsable la entidad que haya vendido el producto al usuario en virtud de la legislación aplicable en el país de compra del producto.

Conservar estas instrucciones.

pt

JOELHEIRA DE DESCARGA, COM UMA SIMPLES DOBRADIÇA ARTICULADA

Descrição/Destino

Este dispositivo é destinado unicamente ao tratamento das indicações listadas e para pacientes cujas medidas correspondem à tabela de tamanhos.

Esta ortótese pode ser utilizada para:

- Gonartrose medial lado direito / gonartrose lateral lado esquerdo,
 - Gonartrose medial lado esquerdo / gonartrose lateral lado direito.
- Tamanho único.
- O dispositivo é composto de:
- 2 estruturas rígidas e flexíveis ①,
 - 1 dobradiça lateral com articulação TM5+ ② que reproduz o movimento natural do joelho, protegida por uma cobertura,
 - 1 almofada condilar,
 - 4 fitas inelásticas (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ).

As limitações de extensão estão presentes na caixa da ortótese (Fig. ❸).

As limitações de flexão são **opcionais** e devem ser encomendadas em separado (Fig. ❹).

Composição

Componentes têxteis: elastano - poliamida - etileno-acetato de vinilo - silicone - poliéster - poliuretano.

Componentes rígidos: alumínio - silicato de alumínio - acetal - aço inoxidável - acrilonitrilo butadieno estireno - 2-butoxi etanol - óxido de dibutilestano - 4-metilpentano-2-ona - dióxido de titânio - carbono - poliolefinas - polietileno de alta densidade - poliamida.

Propriedades/Modo de ação

Sistema de descarga em 3 pontos, ajustável, com fitas inelásticas para assegurar o alinhamento e a descarga do compartimento afetado.

Este realinhamento contribui para diminuir o varo ou valgo e a carga excessiva da parte lesionada do joelho.

Ao ajudar a manter a perna num alinhamento normal, a ortótese irá ajudar a reduzir a carga e, deste modo, a compressão e a inflamação.

Esta redução da carga sobre o lado lesionado contribui, geralmente, para a diminuição da dor e da degradação da cartilagem.

Fixação da joelheira na perna graças:

- com enchimentos de silicone (interior das estruturas e das fitas),
- com estruturas ① femoral e tibial semirrígidas que permitem um ajuste o mais próximo possível da morfologia de cada paciente.

Facilidade de utilização graças:

- ao sistema de descarga com autoajuste,
- às fivelas de encaixe e ao respetivo código de cor.

Ajuste da extensão possível a 0°, 5°, 10°, 15°, 20° e 30°.

Ajuste da flexão possível a 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° e 110°.

Indicações

Artrose tibiofemoral unicompartmental sintomática (moderada a grave). Alívio do joelho em caso de lesões pós-traumáticas, pós-operatórias ou degenerativas. Instabilidade articular/laxidão. Alternativa a uma osteotomia ou a uma cirurgia de realinhamento da perna.

Contraindicações

Não utilizar o produto no caso de diagnóstico indeterminado. Não utilizar em caso de alergia conhecida em relação a um de seus componentes. Não colocar o produto diretamente em contacto com uma pele lesionada ou uma ferida aberta sem o devido curativo. Não utilizar em caso de veias varicosas graves (que impedem o uso regular de uma joelheira de descarga). Não utilizar em caso de genu recurvatum. Não utilizar em caso de genu varum ou genu valgum pronunciado. Antecedentes de distúrbios venosos ou linfáticos. Não usar em caso de antecedentes tromboembólicos venosos importantes sem tratamento trombotrófico.

Precauções

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização. Não utilizar se o dispositivo estiver danificado. É recomendado que um profissional de saúde realize a supervisão da primeira aplicação. Manter-se em estrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde. Este produto destina-se ao tratamento de uma patologia determinada, estando a sua duração de utilização limitada a este tratamento. Por motivos de higiene e de desempenho, não reutilizar o dispositivo para um outro paciente. É recomendado o aperto do dispositivo de forma adequada para garantir uma manutenção/imobilização sem a limitação da circulação sanguínea. Em caso de desconforto, de grande incómodo, de dor, de variação de volume do membro, de sensações anormais ou de alteração da cor das extremidades, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde. Em caso de alterações do desempenho do dispositivo, retirá-lo e consultar um profissional de saúde.

Antes de qualquer atividade desportiva, verifique a compatibilidade da utilização deste dispositivo médico junto do seu profissional de saúde. Não utilizar o dispositivo em um sistema médico de imagem. Não utilize o dispositivo ao aplicar certos produtos na pele (cremes, pomadas, óleos, géis, adesivos...). **Efeitos secundários indesejáveis** Este dispositivo pode provocar reações cutâneas (vermelhidão, comichão, queimaduras, bolhas...) ou mesmo feridas de gravidade variável. Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deverá ser objeto de notificação junto do fabricante e junto da autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

Aplicação/Colocação

É recomendado usar o dispositivo em contato com a pele, salvo no caso de contraindicações. Tome conhecimento destas instruções com o paciente durante a primeira colocação e certifique-se de que este compreende como posicionar a ortótese.

Equipamento da ortótese:

- Etapa 1: Avaliação do paciente**
Avaliar o nível de dor do paciente para poder avaliar a função e a eficácia do equipamento no fim da colocação.
- Etapa 2: Posicionamento da ortótese na perna**
Destacar e abrir todas as correias da ortótese e, para facilitar a colocação, dobrar os autofixantes. Garantir que a roda está bem puxada para não haver nenhuma tensão nas correias.
- Sentar o paciente na extremidade de uma cadeira e pedir-lhe para fletir o joelho cerca de 30-60°.
- Colocar a ortótese na perna nua (Fig. ❶), com a articulação do lado do compartimento afetado.
- Alinhar a articulação com o centro o joelho, que corresponde o terço superior da sua patela (rótula) (Fig. ❷).
- Fechar a fivela da correia inferior da barriga da perna ❸, em seguida a fivela da correia superior da coxa ❹ (Fig. ❶).
- Seguir os números e as indicações de cores das fivelas e das estruturas. Isto permite proteger a joelheira obtendo o correto posicionamento do sistema de correias, certificando-se de que a articulação está posicionada corretamente.
- Posicionar o Cross Buttress (onde as correias se cruzam) do lado da patela (rótula) (Fig. ❷).
- Recorrer à marcação que consta do Cross Buttress para garantir o alinhamento correto com a patela (rótula) (Fig. ❷).
- Fechar a fivela da correia da frente da tibia ❺, em seguida a fivela da correia da frente da coxa ❹ (Fig. ❶).
- Seguir os números e fazer corresponder as indicações de cores das fivelas e das estruturas.
- Ajustar a tensão traseira das correias cruzadas.
- Garantir que o Cross Buttress fica fixado contra a parte lateral do joelho.

As fivelas de passagem das correias podem ser inclinadas de modo a ficarem encostadas à parte de trás da perna.

Para cortar as correias ao comprimento pretendido, basta retirar a fita autofixante da extremidade, cortar a correia e voltar a posicionar a fita na extremidade da correia (Fig. ❸). Cuidado para não cortar a fita demasiado curta.

As almofadas de enchimento fixadas no interior das correias devem ser removidas durante esta operação (para evitar cometer qualquer erro durante o corte) e voltar a posicioná-las após o corte. Para uma melhor adaptação ao joelho, é possível adaptar a dobradiça à morfologia do paciente (Fig. ❹):

- Colocar a joelheira sobre a borda de uma mesa para estabilizar a articulação.
- Dobrar a dobradiça mesmo até cima ou abaixo da articulação.
- Etapa 3: Verificação da colocação e do nível de dor antes do ajuste da correção**
Pedir ao paciente para se levantar e dar alguns passos, caminhando normalmente e olhando em frente. Certificar-se de que a ortótese está corretamente ajustada à perna. Comparar o nível de dor após a colocação do equipamento em posição neutra com o nível de dor do paciente antes da colocação do equipamento perguntando-lhe o que sente.
- Etapa 4: Aplicação da correção (Fig. ❶):**
A roda do sistema de correias cruzadas é ajustada para a posição neutra (com a roda puxada).
- Para aliviar o peso do lado afetado do joelho, premir na roda e girar no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a força lateral até ao nível pretendido em função da dor e do suporte necessário.
- Começar por dar meia volta com a roda e verificar se o nível de correção deve ser mais ajustado após alguns passos.
- Girar a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir a descarga ou puxar ou libertar toda a tensão.
- Etapa 5: Avaliação do nível de dor após o ajuste da correção**
Após ter ajustado o alívio da ortótese:
- Pedir ao paciente para caminhar de novo e avaliar o seu nível de dor.

- Repetir a operação aumentando ou reduzindo a correção até estar satisfatório e ideal para o paciente.
- Se o paciente sentir desconforto, baixar o nível de correção.
- Aconselhamos que comece por usar a ortótese apenas algumas horas por dia. Serão talvez necessárias várias semanas para se habituar ao uso da ortótese.

Controlo de flexão/extensão:

Por predefinição, a ortótese está em posição de limitação de extensão a 0°.

As limitações de extensão estão situadas num suporte plástico incluído na caixa (Fig. ❶).

Ajuste da limitação da extensão (Fig. ❷):

- A limitação da extensão é possível a 0°, 5°, 10°, 15°, 20° e 30°.
- Escolher a limitação da extensão pretendida no suporte plástico.
- Retirar o parafuso situado do lado da articulação.
- Retirar a limitação de extensão no local pondo a articulação em leve flexão. Anotar bem o sentido de inserção desta limitação.
- Inserir a limitação pretendida, a extremidade perfurada na frente e a extremidade que forma um gancho acima e virada para a frente.
- Pôr a articulação em posição de extensão máxima, para se assegurar da posição correta da limitação de extensão.
- O pequeno orifício em cada limitação deve estar no eixo e visível através do orifício da articulação, para que o parafuso possa ser introduzido na limitação.
- Voltar a inserir e apertar o parafuso.

Efetuar algumas flexões/extensões para se assegurar que a limitação está bem fixada no ângulo pretendido.

Ajuste da limitação da flexão (Fig. ❸):

- A limitação da flexão é possível a 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° e 110°.
- Escolher a limitação de flexão pretendida no suporte metálico. A angulação de cada limitação é gravada na superfície.
- Remover os dois parafusos da face posterior da cobertura da articulação e remover o calço pré-existente.
- Inserir a limitação, com a extremidade plana para cima, e posicioná-la de modo a que os seus dois orifícios sejam visíveis através dos orifícios da cobertura.
- Introduzir os parafusos através da cobertura e nos dois orifícios da limitação e apertá-los.
- Efetuar algumas flexões/extensões para se assegurar que a limitação está bem fixada no ângulo pretendido.

Atenção:

O ajuste da flexão/extensão deve ser definido e realizado pelo seu profissional de saúde, e não pelo paciente.

NOTA: É sempre melhor que a ortótese posicionada um pouco mais alta do que mais baixa.

A Thuasne não pode ser responsabilizada por efeitos indesejados e danos corporais provocados por ajustes não controlados ou inadapitados.

Remoção da ortótese:

Para retirar a ortótese, puxar pela roda para libertar toda a tensão e abrir as correias.

Conservação

Fechar os autofixantes antes da lavagem. Lavável na mão. Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...). Escorrer através de pressão. Secar longe de fontes diretas de calor (radiador, sol...). Se o dispositivo for exposto à água do mar ou água com cloro, ter o cuidado de o enxaguar bem com água limpa e seco-lho.

Articulação ❷ :

A articulação da ortótese é lubrificada de fábrica.

Pode ser necessário lubrificá-la de novo se entrar areia, poeira, terra ou água na articulação.

Se observar que a articulação fica mais rígida, pode colocar algumas gotas de lubrificante de síntese.

Limpar qualquer excesso de lubrificante antes de usar a ortótese para evitar as manchas nas roupas.

Correias:

Se, após uma utilização prolongada, as fibras da correia agarram menos na fita autofixante, corte a correia para que a área autofixante fixe numa parte da correia em que as fibras estão menos desgastadas.

Se tal não for possível, contacte o profissional de saúde que ajustou a sua ortótese.

Almofadas:

A ortótese é enchida de modo a criar uma interface confortável entre a perna e a estrutura.

As correias possuem igualmente almofadas.

Estas não devem ser removidas da ortótese nem das correias.

Limpe-as após cada utilização para eliminar a humidade e deixe secar naturalmente.

Pode igualmente limpar as almofadas com um sabão antibacteriano suave e enxaguar-las com água da torneira.

Não lave as almofadas na máquina de lavar roupa nem as seque na máquina de secar.

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, de preferência na embalagem de origem.

Eliminação

Eliminar em conformidade com a regulamentação local em vigor.

CONTRATO DE GARANTIA COMERCIAL E LIMITE DA GARANTIA

A Thuasne fornece uma garantia comercial, gratuita, ao utilizador localizado no território onde o produto foi adquirido, contra defeitos de fabrico de: -seis meses para as correias, o enchimento e a almofada condilar, -um ano para as estruturas, as fivelas e a articulação da ortótese e a respetiva cobertura.

A garantia comercial inicia-se a partir da data de aquisição do produto pelo utilizador.

A garantia comercial não cobre os defeitos de fabrico em caso de:

- má utilização do produto ou deterioração do mesmo fora das condições de utilização normal do produto, tal como mencionadas no folheto de utilização,
 - danos causados por tentativas de modificação do produto.
- Está expressamente excluída desta garantia qualquer deterioração ou corte desadequado do produto durante a respetiva modificação ou ajuste pelo profissional de saúde aquando da entrega.

Qualquer reclamação no âmbito da presente garantia comercial deverá ser dirigida pelo utilizador à entidade que lhe vendeu o produto, que transmitirá esta reclamação à entidade Thuasne correspondente.

Qualquer reclamação será previamente analisada pela Thuasne para determinar se as condições desta se aplicam devidamente e não configuram um caso de exclusão da garantia comercial.

Para poder beneficiar da garantia comercial, o comprador deverá obrigatoriamente apresentar um documento justificativo de compra datado e original.

Se as condições da garantia comercial se aplicarem e se a reclamação for apresentada pelo utilizador ou pelo seu representante legal (pais, tutor...) nos períodos de garantia referidos acima, o comprador poderá então obter a substituição do produto por um produto de substituição novo.

É expressamente acordado que esta garantia comercial acresce às garantias legais a que a entidade que vendeu o produto ao utilizador estaria vinculada por força da legislação aplicável no país de compra do produto.

Conservar estas instruções.

da

AFLASTENDE KNÆBIND MED EN ENKELT LEDDELT STIVER

Beskrivelse/Tiltænkt anvendelse

Udstyret er udelukkende beregnet til behandling af de anførte indikationer og til patienter med mål, som svarer til størrelsesskemaet.

Denne ortose kan bruges til:

- Medial knæledsartrose i højre side /lateral knæledsartrose i venstre side,
- Medial knæledsartrose i venstre side /lateral knæledsartrose i højre side.

Kun én størrelse.

Dette udstyr består af:

- 2 stive og fleksible skaller ❶,
- 1 stiver i siden med TM5+ artikulation, ❷ som gengiver knæets naturlige bevægelse beskyttet af et dæksel,
- 1 kondylpude,
- 4 uelastiske stropper ❸, ❹, ❺, ❻, ❼,

Begrænsningerne af ekstension medfølger i ortose-æsen (Fig. ❶).

Begrænsningerne af fleksion findes som **tilvalg** og skal bestilles særskilt (Fig. ❷).

Sammensætning

Elementer i tekstil: elasthan - polyamid - ethylenvinylacetat - silikone - polyester - polyurethan.

Stive elementer: aluminium - aluminiumsilikat - Acetal - rustfrit stål - krylontitril-butadien-styren - 2-butoxyethanol - dibutyltinnoxid - 4-methylpentan-2-one - titandioxyd - kulstof - polyolefin - høj densitet polyethylen - polyamid.

Egenskaber/Handlingsmekanisme

3-punkts støttesystem, justerbart med uelastiske stropper for at sikre tilpasning og støtte af det skadede område.

Denne tilpasning bidrager til at reducere varus eller valgus og mindske en overdreven belastning af den beskadigede del af knæet.

Ortosen hjælper med at reducere belastningen og dermed kompression og inflammation ved at fastholde benet i en normal linjepstilling.

Reduceringen af belastningen af den skadede side bidrager som regel til at lindre smerter og mindske beskadigelse af brusen.

Fastholdelse af knæbindet på benet takket være:

- silikone-polstringerne (skallerne og stroppernes inderside),
- de halvtstive femorale og tibiale skaller, ❶ som tillader en justering, der ligger så tæt som muligt på den enkelte patients morfologi.

Brugervenligheden takket være:

- aflastningssystemet med selvjustering,
- spænderne, der kan clipses på, og deres farvekode.

Ekstensionen kan indstilles på 0°, 5°, 10°, 15°, 20° og 30°.

Fleksionen kan indstilles på 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° og 110°.

Indikationer

Symptomatisk unikompartementel tibiofemoral artrose (moderat til svær). Aflastning af knæet i forbindelse med posttraumatiske, postoperative eller degenerative skader.

Ledinstabilitet/laksitet.

Alternativ til osteotomi eller kirurgisk korrektion af fejlstilling af benet.

Kontraindikationer

Brug ikke produktet i tilfælde af en usikker diagnose.

Må ikke bruges i tilfælde af kendt allergi over for et af komponenterne.

Produktet må ikke placeres i direkte kontakt med en læderet hud eller et åbent sår uden et passende plaster.

Må ikke bruges i tilfælde af svære åreknuder (som forhindrer regelmæssig brug af et aflastende knæbind).

Må ikke bruges i tilfælde af genu recurvatum.

Må ikke bruges i tilfælde af udtalt genu varum eller genu valgum.

Sygehistorie med venøse eller lymfatiske lidelser.

Må ikke bruges i tilfælde af en sygehistorie med venøse tromboemboliske lidelser uden trombotrofylaktisk behandling.

Forholdsregler

Kontroller, at produktet er intakt før hver brug.

Udstyret må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Det anbefales, at en sundhedsfaglig person kontrollerer den første påsætning.

Den sundhedsfaglige persons ordinerer og protokol vedrørende anvendelse skal følges meget nøje.

Dette produkt er beregnet til behandling af en bestemt patologi og dets brugsvarighed er begrænset til denne behandling.

Udstyret må ikke bruges til en anden patient af hygiejniske årsager og for at bevare udstyrets ydeevne.

Det anbefales at stramme udstyret på en passende måde for at sikre en fastholdelse/jimmobilisering uden begrænsning af blodcirkulation.

I tilfælde af ubehag, vigtig gene, smerter, ændring af lemlets volumen, unormale fornemmelser eller ændring af ekstremitetens farve, tag produktet af og rådspørg en sundhedsfaglig person.

Hvis udstyrets ydeevne ændrer sig, tag det af og rådspørg en sundhedsfaglig person.

Før udøvelse af en sportsaktivitet skal du kontrollere sammen med din sundhedsfaglige person, at brugen af dette medicinske udstyr er kompatibel med aktiviteten.

Brug ikke udstyret i et medicinsk billedannelsessystem.

Udstyret må ikke bruges i tilfælde af påføring af visse produkter på huden (creme, pomade, olie, gel, patch...).

Bevirkninger

Dette udstyr kan medføre hudreaktioner (rødmen, kløe, forbrændinger, vabler m.m.) og endda sår af forskellige sværhedsgrader. Enhver alvorlig hændelse, som er opstået i forbindelse med udstyret, skal meddeles til producenten og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

Brugsanvisning/Påsætning

Det anbefales at bære udstyret direkte ind mod huden, med mindre det kontraindiceret. Læs disse anvisninger sammen med patienten første gang ortosen tages i brug og sørg for, at patienten forstår, hvordan påsætningen udføres.

Påsætning af ortosen:

- **Trin 1: Evaluering af patienten**
Patientens smertenniveau skal evalueres for at vurdere ortosens funktion og effektivitet i slutningen af påsætningen.
- **Trin 2: Placering af ortosen på benet**
- Læsn og åbn ortosens stropper og fold burebåndene for at gøre påsætningen nemmere.
- Sørg for at hjulet er trukket ud, så der ingen stramning er på stropperne.
- Bed patienten om at sætte sig på kanten af en stol og bøj knæet til en fleksion på 30-60°.
- Placer ortosen på det nøgne ben (Fig. ❶), med artikulationen på den beskadigede side.
- Ret artikulationen ind med knæets midte, som svarer til den øverste del af patella (knæskallen) (Fig. ❷).
- Luk spændet på læggens nederste strop ❹, og dernæst spændet på lårets øverste strop ❸ (Fig. ❶).
- Følg numrene og farveangivelserne på spænderne og skallerne.
- Det giver mulighed for at sikre knæbindet ved at opnå en korrekt placering af strop-systemet, samtidig med at artikulationen placeres korrekt.
- Placer Cross Buttress (hvor stropperne krydser hinanden) på siden af patella (knæskallen) (Fig. ❷).
- Brug markeringen på Cross Buttress som hjælp til at sikre en god opstilling i forhold til patella (knæskallen) (Fig. ❸).

- Luk spændet på stroppen foran på skinnebenet ☺, og dernæst spændet på stroppen foran på låret ☺ (Fig. ❶).
- Følg numrene og få dem til at svare til farveangivelserne på spænderne og skallerne.
- Juster den bedste stramning af de krydsede stropper.
- Sørg for at Cross Buttress er placeret midt mid siden af knæet.
- Stroppernes spænder kan være inklinerede, så de er ligge fladt ned mod benet.

For at klippe stropperne til den rigtige længde, skal man blot tage burrebåndet af for enden, klippe stroppen og sætte burrebåndet på igen for enden af stroppen (Fig. ❷). Pas på ikke at klippe en strop for kort. De polstrede puder på stropperne inderside skal tages af under denne handling (for at undgå at komme til at klippe dem over ved et uheld) og sættes på igen bagefter.

- Det er muligt at give stiveren form efter patientens morfologi for en bedre tilpasning af knæet (Fig. ❶):
- Placer knæbindet på kanten af et bord for at stabilisere artikulationen.
- Fold stiveren lige over eller lige under artikulationen.
- **Trin 3: Kontrol af påsætningen og smerteniveauet før justering af korrektionen**

Bed patienten om at rejse sig op og gå en halv snes skridt på en normal måde og se lige frem foran sig.

Kontroller, at ortosen er justeret korrekt på benet.

Sammenlign smerteniveauet efter påsætning i neutral position med smerteniveauet før påsætning ved at spørge patienten om, hvordan det føles.

- **Trin 4: Påføring af korrektionen (Fig. ❸):**
- Hjulet på systemet med krydsede stropper er indstillet i neutral position (med hjulet trukket ud).
- For at aflaste den beskadigede side af knæet, tryk på hjulet og drej det med uret for at øge kraften i siden indtil det ønskede niveau i forhold til smerten og den nødvendige støtte.
- Start med en halv omgang med hjulet og vurder, om korrektionen har brug for at blive justeret igen efter at have taget et par skridt.
- Drej hjulet mod uret for at reducere aflastningen eller træk i det for at frigøre enhver stramning.

- **Trin 5: Evaluering af smerteniveau efter justering af korrektion**
- Når ortosens aflastning er justeret:
- Bed patienten om at gå igen og evaluere sit smerteniveau.
- Gentag fremgangsmåden ved at øge eller reducere korrkationen, indtil den er tilfredsstillende og optimal for patienten.
- Hvis patienten føler ubehag, skal korrektionen mindskes.
- Det anbefales at starte med kun at bære ortosen i nogle timer om dagen.
- Det kan tage flere uger at vænne sig til at bære ortosen.

Kontrol af fleksion/ekstension:

I standard er ortosen placeret i en position med begrænsning af ekstention til 0°.

Begrænsningerne af ekstension er placeret på en plastholder, som medfølger i æsken (Fig. ❸).

- **Indstilling af begrænsningen af ekstension (Fig. ❸):**

Begrænsningen af ekstension er mulig på 0°, 5°, 10°, 15°, 20° og 30°.

- Vælg den ønskede begrænsning af ekstension på plastholderen.
- Tag skruen, som sidder på siden af artikulationen, af.
- Træk ekstensionsbegrænsningen tilbage på plads ved at bøje benet lidt.
- Læg godt mærke til indfæringsretningen af denne begrænsning.
- Sæt den ønskede begrænsning på, med den nummererede ende forrest og enden forrest som en krog foroven og vendt fremad.

Sæt leddet i maksimal ekstension og for at sikre en korrekt begrænsning af ekstensionen.

Det lille hul i hver begrænsning skal sidde i aksens og være synlig igennem artikulationens hul, således at skruen kan føres ind i begrænsningen.

5. Sæt skruen i igen og stram den til.

Udfør nogle bøje-/strækøvelser for at sikre, at begrænsningen er låst i den ønskede vinkel.

- **Indstilling af begrænsning af fleksion (Fig. ❹):**

Begrænsningen af fleksion er mulig på 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° og 110°.

- Vælg den ønskede begrænsning af fleksionen på holderen i metal.
- Vinklen på den enkelte begrænsning er graveret på overfladen.
- Tag de to skruer af på bagsiden af dækslet over artikulationen og tag den forhåndsmonterede kile af.
- Sæt begrænsningen på med den flade ende vendt opad og placeret således, at de to huller er synlige igennem dækslets huller.
- Før skruerne igennem dækslet og ind i begrænsningens to huller og stram dem dernæst til.

Udfør nogle bøje-/strækøvelser for at sikre, at begrænsningen er låst i den ønskede vinkel.

Pas på:

- Justeringen af fleksion/ekstension skal defineres og udføres af den sundhedsfaglige person og ikke af patienten.
- BEMÆRK: Det er altid bedst, at ortosen er placeret lidt for højt frem for lidt for lavt.
- Thuasne kan ikke drages til ansvar for *uønskede* virkninger eller skader på grund af ukontrollerede eller uegnede indstillinger.

Aftagning af ortosen:

Træk på hjulet for at frigøre enhver stramning og åbn stropperne for at tage ortosen af.

Vedligeholdelse

Luk burrebåndene før vask. Man vaskes i hånden. Brug ikke rensesmidler, bledrægningsmidler eller aggressive produkter (klorholdige produkter m.m.) Pres vandet ud. Lad tørre på afstand af en direkte varmekilde (radiator, sol m.m.). Hvis udstyret udsættes for saltvand eller klorholdigt vand, skyl det grundigt i klart vand og lad tørre.

• Artikulation ☺ :

Ortosens artikulation er smurt på fabrik.

Det kan være nødvendigt at smøre den igen, hvis der er kommet sand, støv, jord eller vand ind i artikulationen.

Hvis du bemærker, at artikulationen bliver mere hård, kan du komme nogle dråber synteseolie på den.

Tør overskydende smøremiddel af, før ortosen bruges igen, for at undgå at plette tøj.

- **Stropper:**

Hvis stroppens fibre griber fast i burrebåndet efter brug af ortosen i længere tid, klip stroppen til, således at burrebåndet griber fast på en del af stroppen med mindre slidte fibre.

Hvis det ikke er muligt, kontakt den sundhedsfaglige person, der har justeret din ortose.

- **Puder:**

Ortosen er polstret for at skabe en behagelig grænseflade mellem benet og skallen.

Stropperne har også puder.

Disse puder må ikke tages af ortosen eller stropperne.

Tør dem af efter hver brug for at fjerne fugt og lad dem tørre naturligt.

Du kan også rengøre puderne med en mild antibakteriel sæbe og skylle dem med klart vand.

Vask ikke puderne i maskine og tør dem ikke i en tørretumbler.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur og helst i den originale emballage.

Bortskaffelse

Skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

GARANTIAFTALE OG GARANTIBEGRÆNSNING

Thuasne yder en gratis garanti til en bruger, der er bosat i det område, hvor produktet er købt, mod fabriktationsfejl og defekter:

- seks måneder på stropper, polstring og kondlypude,

- et år på ortosens skal, spænder, artikulation og dæksel.

Garantiperioden starter på den dato, hvor brugeren har købt produktet.

Garantien dækker ikke fremstillingsfejl og defekter i tilfælde af:

- forkert anvendelse af produktet eller beskadigelse af produktet på grund af, at det ikke er blevet brugt normalt i overensstemmelse med brugsanvisningen,
- skader på produktet på grund af forsøg på at ændre det.

Garantien udelukker udtrykkeligt enhver beskadigelse eller forkert udsøgning af produktet i forbindelse med den sundhedsfaglige persons oprindelige ændring eller justering.

Ethvert krav inden for rammerne af nærværende garanti skal sendes til den enhed, der har solgt produktet, som dernæst vil fremsende denne klage til den tilsvarende Thuasne-enhed.

Alle reklamationer vil først blive analyseret af Thuasne for at afgøre, om garantibetingelserne er opfyldt, og at de ikke hører ind under en udelukkelse fra garantien.

Køberen skal præsentere et dateret og oprindeligt købsbevis for at kunne drage fordel af garantien.

Hvis garantibetingelserne er opfyldt, og reklamationen er fremsendt af brugeren eller dennes juridiske repræsentant (forældre, værge m.m.) i løbet af de anførte garantiperioder ovenfor, kan køberen få udlevet et nyt produkt som erstatning for det beskadigede produkt.

Det fastslås udtrykkeligt, at denne garanti ydes ud over den lovbestemte garanti, som den enhed, der har solgt produktet til brugeren, er underlagt ifølge gældende lovgivning i det land, hvor produktet er købt.

Gem denne vejledning.

fi

KUORMITUSTA KEVENTÄVÄ POLVITUKI YKSINKERTAISILLA NIVELLETYLLÄ PYSTYTUELLA

Kuvas/Käyttötarkoitus

Tämä väline on tarkoitettu vain luettelujen käyttöaiheiden hoitoon ja valitsemalla potilaalle oikea koko oheisesta kokotaulukosta.

Tämän ortosien käyttöaiheet:

- Oikean puolen mediaalinen polviartroosi / vasemman puolen lateraalinen polviartroosi,
- Vasemman puolen mediaalinen polviartroosi / oikean puolen lateraalinen polviartroosi.

Yksi koko.

Laite koostuu seuraavista:

-2 jäykkää ja taipuisaa suojaa ☺,

-1 sivupystytuki, jossa sarana TM5+ ☺ jäljittelee polven luonnollista liikettä ja on koteloilla suojattu,

-1 niveltynny,

-4 joustamatonta hihnää (☺, ☺, ☺, ☺),

Ojennusrajoittimet ovat tuen pakkauksessa (kuva ❶).

Koukistusrajoittimet ovat valinnaisia ja tilattavissa erikseen (kuva ❷).

Valmistusmateriaali

Tekstilikomponentit: elastaani - polyamidi - etyleenivinyyliaستاatti - silikoni - polyesteri - polyuretaani.
Jäykät komponentit: alumiini - alumiinisilikaatti - asetaali - ruostumaton teräs - akryylinitriilibutadieenistyyreeni ABS - 2-butoksietanoli - dibutyylitlitaoksidi- 4-metylipentan-2-oni -titaanidioksidi -hiili -polyolefiini-suuryhteispolyeteeni - polyamidi.

Ominaisuudet/Toimintatapa

Kolmen pisteen kuormituksen kevennysjärjestelmä, säädettävä, joustamattomilla hihnoilla, joilla varmistetaan vaurioituneen alueen kuormituksen kevenys.

Uudelleenkohdistus lieventää osaltaan varus- tai valgus-muutosta ja vähentävät liikaa kuormitusta polven vahingoittuneelle osalle.

Polvituki auttaa vähentämään kuormitusta ja siten myös puristusta ja tulehdusta pitämällä jalan kohdituksen normaalia.

Kuormituksen vähentäminen vammautuneelta puolelta vähentää yleensä kipua ja ruston vauriota.

Polvituki pysyy säären päällä seuraavien ansiosta:

-silikonihemusteet (suojien ja hihnojen sisällä),

-puolijäykät reiisi- ja säärisuojat ☺ mahdollistavat säädön tarkasti kunkin potilaan ruumiinrakenteen mukaan.

Hellpöykäyttöinen:

-kuormituksen kevennysjärjestelmä, jossa automaattiasäätö,

-kiinni napautettavat soljet ja niiden värikoodi.

Ekstension säätömahdollisuus 0°; 5°, 10°, 15°, 20° ja 30°.

Fleksion säätömahdollisuus 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ja 110°.

Käyttöaiheet

Oireinen yksioikeroinen femorotibiaalinen nivelrikko (kohtalainen tai vaikea).
Polven kuormituksen keventäminen traumaperaisista, leikkauksen jälkeisistä tai rappaettavista vammoista johtuen.

Nivelten epätasapaino/yliliikkuvuus.

Vaihtoehto osteotomiale tai säären oikaisu-leikkaukselle.

Vasta-aiheet

Älä käytä tuotetta, jos diagnnoosi on epävarma.

Älä käytä, jos tiedossa on allergia jollekin rakenneosista.

Älä aseta tuotetta suoraan kosketuksiin vaurioituneen ihon tai avohaavan kanssa ilman sopivaa sidosta.

Ei saa käyttää vakavien suoniokohjujen yhteydessä (jolloin polvisuojuksen säännöllistä käyttöä ei suositella).

Ei saa käyttää yliojentuneen polven tapauksessa.

Ei saa käyttää polven vakavan virheasennon (genu varum/valgum) yhteydessä.

Ei saa käyttää, mikäli on aiempia laskimo- tai imunestekierron häiriöitä.
Ei saa käyttää, mikäli käyttäjällä on ollut aiemmin vakavia laskimotukoksia, joita ei ole hoitettu.

Varotoimet

Tarkista laitteen eheys ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä välinettä, jos se on vaurioitunut.

On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo tuotteen ensimmäistä asetusta.

Noudata ehdottomasti lääkärin antamia ohjeita ja käyttösuosituksia.

Tämä tuote on tarkoitettu tietyn vamman hoitoon, sen käyttöaika on rajoitettu kyseiseen hoitoon.

Hygienian ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi älä käytä välinettä uudelleen toisella potilaalla.

Kiristä väline sopivasti niin, että se immobilisoi raajan ja pitää sitä paikallaan häiritsemättä verenkiertoa.

Jos ilmenee epämiukavuutta, merkittävää haittaa, kipua, raajan tilavuuden muutoksia, epätavomaisia tuntemuksia tai värimuutoksia, poista väline ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Jos laitteen suorituskyyky muuttuu, poista se ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Ennen urheilutoiminnan aloittamista kysy neuvoa tämän lääkinnällisen laitteen yhteensopivuudesta terveydenhuollon ammattilaiselta.
Älä käytä välinettä lääketieteellisessä kuvantamisjärjestelmässä.
Älä käytä laitetta, jos iholle on levitetty tietyjä tuotteita (voiteet, rasvat, öljyt, geelit, laastarit jne.).

Ei-toivotut sivuvaikutukset

Väline voi aiheuttaa ihoreaktioita (punoitusta, kutinaa, palovammoja,

rakkuloita jne.) tai jopa vaihtelevan vaikeusasteen haavoja. Kaikista välineen yhteydessä tapahtuvista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Käyttöohje/Asettaminen

Laitetta on suositeltavaa käyttää suoraan iholla, ellei vasta-aiheita ole. Tutustu näihin ohjeisiin potilaan kanssa ensimmäisellä asennuskerralla, ja varmista, että potilas ymmärtää, miten polvituki tulee asentaa.

Tuen asentaminen:

- Vaihe 1: Potilaan arviointi**

Arvioi potilaan kivun taso, jotta voisit arvioida varusteen toiminnan ja tehokkuuden säätojen ja asennuksen jälkeen.

- Vaihe 2: Polvituen asettaminen jalalle**

-Irrota ja avaa polvituen kaikki hihnät ja taita tarranauhat paikalleen asettamisen helpottamiseksi.

Varmistu, että pyörä on vedetty ulos niin, että hihnnoissa ole jännitystä.

-Istuta potilas tuolin reunalle ja pyydä taivuttamaan polvi 30–60° n fleksiioon.

-Aseta tuki paljaan polven päälle (kuva ❶), sarana vaurioituneen alueen puolelle.

Kohdista sarana polven keskikohtaan, joka vastaa patellan (polvilumpion) ylintä kolmannesta (kuva ❷).

-Sulje alemman pohjihihnan solki ☺, sen jälkeen reiden ylähihnapais solki ☺ (kuva ❶).

Seuraa numeroita ja värimerkintöjä soljissa ja suojissa.

Näin polvituki kiinnittyy niin, että hihnajärjestelmä on hyvässä asennossa ja sarana oikeassa paikassa.

Aseta ristituki (jossa hihnät risteävät) patellan (polvilumpion) sivulle (kuva ❷).

Varmista ristituksen tehdyn merkinnän avulla oikea keskitys patellaan (polvilumpioon) (kuva ❷).

-Sulje sääriliuun etuhihnan solki ☺, sen jälkeen reiden etuhihnan solki ☺ (kuva ❶).

Seuraa numeroita ja kohdista vastaavat värimerkinnät soljissa ja suojissa.

-Säädä ristikkäisten hihnojen takakiristys.

Varmistu, että ristituki on painautunut polven sivulle vasten.

Hihnojen läpivientisoljet voidaan kallistaa niin, että ne asettuvat tiiviisti säären takaosaa vasten.

Tätä varten on hihnan päässä oleva itsetarttuva kiinnitys irrotettava, hihna on leikattava haluttuun pituuteen ja kiinnitys on asetettava takaisin hihnan päähän (kuva ❶). Varo, ettei leikkaa mitään hihnaa liian lyhyeksi.

Hihnojen sisälle kiinnittetty pehmustetyyny on irrotettava tämän toimenpiteen ajaksi (vaikeuksien välttämiseksi lyhentämisen aikana) ja ne on asetettava takaisin leikkaamisen jälkeen.

Tuki mukautuu polveen paremmin, kun muotoilet pystykappaleen potilaan ruumiinrakenteeseen (kuva ❶):

-Aseta polvituki pyödn reunalle saranan tukemiseksi.

-Taita pystykappaleita juuri ja juuri saranaan ylä- tai alapuolella.

- Vaihe 3: Asennuksen ja kiputason tarkistus ennen korjaavaa säätöä**

Pyydä potilasta nousemaan ylös ja ottamaan kymmenkunta askelta kävellessä normaalisti ja katsoa suoraan eteenpäin.

Varmista, että polvituki on kiinnitetty kunnolla jalkaan.

Vertaila kivun taso, kun tuki on asennettu neutraaliasentoon, potilaan kokemaan kiputason ennen asennusta, pyydä potilasta kertomaan siitä.

- Vaihe 4: Korjauksen käyttö (kuva ❷):**

Ristihihnajärjestelmän pyörä on säädetty vapaa-asentoon (pyörä vedettyä ulos).

Kevennä polven vaurioituneen puolen kuormitusta painamalla pyörää ja kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes sivuvoima kasvaa halutun suuruiseksi kivun ja tarvittavan tuen mukaan.

Aloita pyörittämällä pyörää puolikas kierros ja päätele muutaman askeleen kävelyn jälkeen onko korjausta vielä säädettävä.

-Kierrä pyörää vastapäivään, jos haluat poistaa kuormituksen kevennystä, tai vedä sitä, jotta kaikki jännitys laukeaa.

- Vaihe 5: Kiputason arviointi korjaavan säädön jälkeen**

Kun olet säätänyt polvituen kevennyksen:

-Pyydä potilasta kävelemään uudestaan ja arvioimaan kiputasona.

-Toista toimenpide ja lisää tai vähennä korjausta, kunnes se on tyydyttävä ja potilaalle optimaalinen.

-Jos potilas tuntee olonsa epämiukavaksi, alenna korjaustasoa.

On suositeltavaa käyttää polvitukea ensin vain muutaman tunnin ajan päivässä.

Polvituen käyttöä voi joutua toistuttelemaan useiden viikkojen ajan.

Koukistuksen/ojennuksen hallinta:

Oletusarvoisesti polvitueessa on ojennuksen rajoitus 0°.

Ojennusrajoittimet ovat muoviset osat laatikossa (kuva ❶).

- Ojennusrajoituksen säätö (kuva ❷):**

Ojennuksen rajoitus voi olla 0°, 5°, 10°, 15°, 20° ja 30°.

1. Valitse haluttu ojennusrajoitin muovitelineestä.

2. Poista saranan sivulla oleva ruuvi.

3. Poista tuessa oleva ojennusrajoitin taivuttamalla saranaa hieman.

Katso tarkasti miten rajoitin on laitettu saranaan.

4. Työnnä haluttu rajoitin paikalleen, numerotui pää eteenpäin ja hakasen muodostava pää ylös ja eteenpäin käännettynä.

Ojenna sarana ääriasentoon varmistaaksesi rajoittimen asianmukaisen asennuksen.

Kunkin rajoittimen pienen reiän on osuttava akselille ja näyttävä ruuvien riestä niin, että ruuvi pääsee liukumaan rajoittimeen.

5. Aseta ruuvi takaisin paikalleen ja kiristä se. Varmistu muutaman koukistus-/ojennusliikkeen avulla, että rajoitus on lukittu haluttuun kulmaan.

- Koukistusrajoituksen säätö (kuva ❷):**

Koukistuksen rajoitus voi olla 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ja 110°.

1. Valitse haluttu koukistusrajoitin metalitelineestä. Kunkin rajoittimen kulma on kaiverrettu sen pintaan.

2. Irrota kaksi ruuvia kummankin saranan suojan takasivulta ja poista paikalla oleva kiila.

3. Työnnä rajoitin, litteä pää ylöspäin, ja aseta se niin, että sen kaksi reikää näkyvät suojuksen ruuvien reiistä.

4. Työnnä ruuvit suojuksen läpi rajoittimen kahteen reikään ja kiristä ne.

Varmistu muutaman koukistus-/ojennusliikkeen avulla, että rajoitus on lukittu haluttuun kulmaan.

Huomio:

Terveydenhuoll

• **Hihnat:**
Jos pitkään jatkuneen käytön jälkeen hinnan kuidut tarttuvat huonommin kiinnityksineen, hihnat tulee leikata sitten, että kiinnitys tarttuu sellaiseen hinnan osaan, jonka kuidut ovat kuluneet vähemmän.
Jollei tämä ole mahdollista, otta yhteyttä polvituen säätäneeseen terveydenhuollon ammattihenkilöön.

• **Tyynynt:**
Polvituki on pehmustettu, jotta jalan ja jäykän kuoren välinen kontakti olisi mukava.
Hihnoissa on myös tyynynt.
Niitä ei saa poistaa polvituesta tai hihnoista.
Pyyhi ne aina käytön jälkeen poistaaksesi niistä kosteuden, anna niiden kuivua vapaasti ilmassa.
Voit myös puhdistaa tyynynt miedolla bakteereja ehkäisevällä saippualla ja huuhdella makealla vedellä.
Älä pese tyynyjä pesukoneessa äläkä kuivaa niitä kuivauskoneessa.

Säilytys
Säilytä huoneenlämmössä, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa.
Hävittäminen
Hävitä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

SOPIMUS KAUPALLISESTA TAKUUSTA JA TAKUUN RAJOITUS
Thuasne myöntää vikojen ja valmistusvirheiden varalta ilmaisen kaupallisen takuun tuotteen ostoaallelle. Takuuauika on:
- kuusi kuukautta hihnojen, pehmusteiden ja niveltynnyjen osalta, -ykysi vuosi polvituen jäykkien suojien, solkien ja saranan osalta.
Kaupallinen takuu tulee voimaan sinä päivänä, kun käyttäjä ostaa tuotteen.
Kaupallinen takuu ei kata seuraavia vikoja ja valmistusvirheitä:
- tuotteen virheellinen käyttö tai vahingoittuminen muissa kuin tuotteen normaaleissa käyttöolosuhteissa, jotka on mainittu käyttöohjeessa, - tuotteen muutosyrityksistä johtuvat vauriot.
Tuotteen vaurioittuminen tai virheellinen leikkaus sen muutoksen tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä mukautus luovutuksen yhteydessä eivät nimenomaisesti kuulu tämän takuun piiriin.
Käyttäjän on osoitettava tähän kaupalliseen takuuseen perustuva reklamaatio sille yksikölle, joka on myynyt tuotteet ja joka välittää takuukorjausvaatimuksen edelleen vastaavalle Thuasnen yksikölle.
Thuasne tuottaa ensin jokaisen reklamaation selvittääkseen, onko sen antamia ehtoja noudatettu ja kuuluvatko viat kaupallisen takuun ulkopuolelle rajattuihin tapauksiin.
Kaupallisesta takuusta hyötyäkseen ostajan on ehdottomasti esitettävä päivitytti alkuperäinen ostotosite.
Jos kaupallisen takuun edellytykset täyttyvät ja käyttäjä tai tämän laillinen edustajan (vanhemmat, holhojaja jne.) on jättänyt reklamaationsa edellä mainittuihin takuuajkojen puitteissa, ostajalle voidaan toimittaa korvaava uusi tuote.
Lisäksi todetaan nimenomaisesti, että tämä kaupallinen takuu täydentää takuita, joita tuotteen käyttäjälle myynti yksikkö on velvollinen myöntämään tuotteen ostomaassa voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
Säilytä tämä käyttöohje.

svKNÄSTÖD FÖR AVLASTNING, EN ENKEL LEDAD SKENA

Beskrivning/Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för behandling av de angivna indikationerna och för patienter vars mått motsvarar storlekstabellen.
Denna ortos kan användas för:
- Medial knäortos på höger sida/lateral knäortos på vänster sida,
Medial knäortos på vänster sida/lateral knäortos på höger sida.
En storlek.
Enheten består av:
- 2 rigida och flexibla skal ①,
- 1 led med TM5+ ② som återger den naturliga rörelsen i knäet, skyddad av ett hölje,
- 1 kondylär dyna,
- 4 oelastiska remmar (④, ⑥, ⑦, ⑧),
- Extensionsbegränsningar finns i ortosens förpackning (fig. ⑨).
Flexionsbegränsningar är tillval och beställs separat (fig. ⑩).

Sammansättning

Material: textilier: elasthan - polyamid - etylenvinylacetat - silikon - polyester - polyuretan.
Styva komponenter: aluminium - aluminiumsilikat - acetal - rostfritt stål - akrylnitrilbutadienstyren - 2-butoxietanol - dibutyltinoxid - 4-metylpentan-2-on - titandioxid - kol - polyolefin - polyeten med hög densitet - polyamid.

Egenskaper/Verkningsått

Avlastning med trepunktsystem, justerbar med och oelastiska remmar för att säkerställa fixering och avlastning av det skadade området.
Denna justering bidrar till att minska varus eller valgus och överdriven belastning på knäets skadade del.
Genom att hjälpa till att hålla benet i en normal ställning hjälper knästödet till med att minska belastningen och därmed trycket och inflammationen.
När belastningen minskar på den skadade sidan bidrar detta vanligvis till att lindra smärta och brosknedbrytning.
Knästödet sitter ordentligt fast på benet tack vare:
- silikonvadderingar (på insidan av skalen och remmarna),
- de semi-rigida femorala skalen och skenbensskalen ③ kan justeras enligt varje brukares morfologi.
Användarvänlighet tack vare:
- avlastning med självjustering,
- snäpphakar och deras färgkod.
Justering av extension är möjligt till 0°, 5°, 10°, 15°, 20° och 30°.
Justering av flexion är möjligt till 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° och 110°.

Indikationer

Ensidig symtomatisk femoro-tibial artros (måttlig till svår).
Avlastning av knät vid posttraumatiska, postoperativa eller degenerativa skador.
Instabilitet/laxitet i leden.
Alternativ till osteotomi eller benjustering.

Kontraindikationer

Får ej användas vid osäker diagnos.
Får ej användas vid käad allergi mot något av innehållsämnaena.
Applcitera inte produkten direkt på skadad hud eller på ett öppet sår utan lämpligt förband.
Använd inte i händelse av allvarliga åderbråck (förhindrar regelbunden användning av ett avlastningsknäskydd)
Använd inte vid genu recurvatum.
Använd inte vid allvarlig genu varum eller genu valgum.
Historik av ven- eller lymfsjukdom.
Använd inte vid större venös tromboembolisk historia utan behandling med trombo-profylax.

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.
Får ej användas om produkten är skadad.
Sjukvårdspersonal bör övervaka den första appliceringen.
Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.
Denna produkt är avsedd för att behandla en given patologi och användningstiden är begränsad till denna behandling.
Av hygien- och prestandaskäl ska produkten inte återanvändas av en annan patient.

Dra åt produkten lagom mycket för att uppnå stöd/immobilisering utan att förhindra blodcirkulationen.

Ta av produkten och rådgör med sjukvårdspersonalen vid obehag, besvär eller smärta eller om armen eller benet ändrar storlek eller färg eller känns anorlunda.

Om enhetens prestanda ändras, ta bort den och kontakta sjukvårdspersonal.
Kontrollera användningen av denna medicinska utrustning med vårdpersonal innan alla typer av sportaktiviteter.
Använd inte produkten i en apparat för medicinsk avbildning.
Använd inte enheten om vissa produkter appliceras på huden (krämer, salvor, oljor,geler, patch etc.).

Biverkningar

Denna produkt kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, brännskador, blåsor osv), eller sår med olika grad av allvarlighet. Alla allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Bruksanvisning/användning

Det rekommenderas att bära enheten direkt på huden, förutom vid kontraindikationer. Ta en titt på dessa instruktioner tillsammans med patienten när stödet justeras första gången och se till att patienten förstår hur knästödet skall placeras.

Placering av knäortosen:

•**Steg 1: Utvärdering av brukaren**

Utvärdera patientens smärtnivå för att kunna mäta knäortosens funktion och effektivitet efter det att knäortosen har satts på plats.

•**Steg 2: Placering av knäortosen på benet**

- Lossa och öppna ortosens alla remmar, samt vik kardborrebanden för att underlätta påtagningen.
Se till att hjulet dras åt så att det inte finns någon spänning i remmarna.
- Be patienten sätta sig längst ut på en stol och därefter böja knäet i 30-60° grader.

- Placera ortosen direkt mot huden (fig. ①), med TM5+ leden på det skadade området sida.

Rikta leden mot knäets mittpunkt som motsvarar den övre tredjedelen av knäskålen (fig. ②).

- Stäng spännet på vadens nedre band ④ och sedan spännet på det övre lårbandet ⑥ (fig. ①).

Följ siffrorna och färgangivelserna på spännena och skalen.
Detta säkrar knästödet genom att uppnå rätt positionering avremssystemet, samtidigt som det säkerställer att leden är korrekt placerad.
Placera delen där remmarna korsar varandra (cross buttress) på sidan av patella (knäskålen) (fig. ③).

Använd markeringen på Cross Buttress för att kontrollera korrekt inriktning med patella (knäskålen) (fig. ③).

- Stäng spännet på den främre skenbensremmen ⑤ och sedan spännet på den främre låremmen ⑦ (fig. ①).

Följ siffrorna och anpassa färgangivelserna på spännena och skalen.
- Justera den bakre spänningen på de korsade remmarna.
Se till att Cross Buttress trycks mot sidan av knät.
Remmarnas passeringsöglor kan böjas så att de pressas platt mot benets baksida.

För att göra detta är det bara att lossa alligatorfästet längst ut på kardborrebandet, därefter kapa kardborrebandet till önskad längd och sedan sätta tillbaka alligatorfästet på kardborrebandet (fig. ④). Var försiktig så att du inte klipper för korta remmar.

Stoppningen på insidan av remmarna måste tas bort när detta görs (för att undvika misstag vid kapingen) och sättas tillbaka på plats efter kapingen.
För bättre anpassning till knäet kan skenan anpassas till brukarens morfologi genom skränkning (fig. ⑤):

- Placera knästödet på en bordskant för att stabilisera leden.
- Skränk skenan precis ovanför eller nedanför leden.

•**Steg 3: Kontrollera inställningen samt graden av smärta innan korrigeringen justeras**

Be patienten ställa sig upp och gå normalt ett tiotal steg och samtidigt titta rakt fram.

Se till att skenan är korrekt justerad mot benet.
Jämför nivån av smärta med stödet i neutraläge med patientens smärtnivå innan hen tog på sig stödet genom att fråga hur patienten känner sig nu.

•**Steg 4: Tillämpning av korrigeringen (fig. ⑥) :**

Hjulet på det korsade remsystemet är inställt i neutraläge (med hjulet draget).
- För att avlasta den skadade sidan av knät trycker du ner hjulet och vider medurs för att öka den laterala kraften till önskad nivå beroende på smärta och stödbehov.

Börja med ett halvt varv på hjulet och bedöm efter några steg om korrigeringsnivån behöver justeras ytterligare.

- Vrid hjulet moturs för att minska avlastningen eller dra för att släppa all spänning.

•**Steg 5: Bedöm graden av smärta efter det att korrigeringen justerats**

Efter att ha justerat ortosens avlastning:
- Be patienten ta några steg igen för att bedöma nivån av smärta.
- Uppreppe detta genom att öka eller minska korrigeringen tills den är tillfredsställande och optimal för patienten.
- Sänk korrigeringsnivån om brukaren känner obehag.
Vi rekommenderar att man i början bara bär ortosen några timmar per dag.
Det kan ta flera veckor att vänja sig vid att bära ortosen.

Kontroll av böjning/sträckning:

Som standard har ortosen en böjningsbegränsning på 0°.

Extensionsbegränsningar finns på ett plaststöd i förpackningen (fig. ⑥).

•**Inställning av extensionsbegränsning (fig. ⑦) :**

Extensionsbegränsningen är möjlig till 0°, 5°, 10°, 15°, 20° och 30°.
1. Välj den önskade extensionsbegränsningen på plasthållaren.
2. Ta bort skruven på sidan av leden.
3. Ta bort extensionsbegränsningen genom att placera leden svagt böjd position.
Observera riktningen på införandet av denna begränsning.
4. För in den önskade begränsningen med den numererade änden fram och den ände som har en krok ovanpå och led framåt.
Placera leden fullt utsträckt för att göra det möjligt att säkerställa en korrekt position av extensionsbegränsningen.
Det lilla hålet i varje begränsning ska vara i linje och synligt genom ledens håll, så att skruven kan träs över begränsningen.
5. Sätt tillbaka och dra åt skruven.
Utför några böjningar/sträckningar för att säkerställa att begränsningen är läst i önskad vinkel.
•**Inställning av flexionsbegränsningen (fig. ⑧) :**
Flexionsbegränsningen är möjlig till 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° och 110°.

1. Välj den önskade flexionsbegränsningen på metallhållaren.
Begränsningarna vinklar har graverats på ytan.
2. Ta bort de två skruvorna från baksidan på ledskyddet och ta bort det fabriksmonterade mellanlaget.
3. För in begränsningen, den plana änden uppåt och placera den så att de två hålen syns genom skyddets håll.
4. För in skruvarna genom skyddet och in i de två hålen i begränsningen och dra sedan åt dem.
Utför några böjningar/sträckningar för att säkerställa att begränsningen är läst i önskad vinkel.

Varning:

Justeringen av böjning/sträckning måste definieras och genomföras av läkaren, inte patienten.
OBS: Det är alltid bättre om ortosen placeras lite för högt än för lågt.

Thuasne kan inte hållas ansvarig för eventuella oönskade effekter eller skada som orsakas av okontrollerade eller olämpliga justeringar.

Borttagning av ortosen:

Om du vill ta bort stödet drar du i hjulet för att släppa all spänning och öppna remmarna.

Skötsel

Försätt kardborrebanden före tvätt. Handtvätt. Använd inte rengöringsmedel, sköljmedel eller alltför starka produkter (med klor). Pressa ur vattnet. Låt lufttorka långt ifrån direkta värmeålkor (värmeelement, sol osv.). Om enheten utsätts för havsvatten eller klorerat vatten, ska du skölja den noggrant med rent vatten och sedan torka den.

•**Lederna ②:**

Ortosens led smörjs i fabriken.
Det kan bli nödvändigt att smörja den igen om sand, damm, smuts eller vatten tränger in i leden.
Om du märker att leden blir hårdare, kan du applicera några droppar syntetiskt smörjmedel.
Torka bort eventuellt överflödigt smörjmedel innan du tar på dig knästödet för att undvika fläckar på kläderna.

•**Remmar:**

Om fibrerna i remmarna efter långvarig användning inte fäster lika bra på kardborrebandet, kapa remmen på ett sådant sätt att kardborrebandet fäster på en del av remmen vars fiber är mindre slitna.
Om detta inte är möjligt, kontakta sjukvårdspersonalen som justerade ditt knästöd.
•**Dynorna:**
Knästödet är vadderat för att skapa en bekväm yta mellan benet och skyddet. Remmarna har även kuddar.
Dessa bör inte avlägsnas från knästödet eller remmarna.
Torka av dem efter varje användning för att avlägsna fukt och låt dem sedan lufttorka.
Du kan även rengöra dynorna med mild antibakteriell tvål och sedan skölja dem med rent vatten.
Tvätta inte dynorna i tvättmaskinen och torka dem inte i torktumlaren.

Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

KOMMERIELLT GARANTIAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI

Thuasne beviljar en kostnadsfri kommersiell garanti till användaren som befinner sig inom det område där produkten köps mot defekter och tillverkningsfel under:

- sex månader för remmar, stoppning och den kondylära dynan,
- ett år för skal, spännen, ortosens led och dess hölje.
Den kommersiella garantin börjar gälla från den dag då produkten erhöills av användaren.

Den kommersiella garantin täcker inte tillverkningsfel och fel i händelse av:
- felaktig användning av produkten eller försämring av produkten på grund av användning utöver produktens normala användningsvillkor som anges i bruksanvisningen,

- skador som orsakas av försök att ändra produkten.
Eventuella skador eller felaktig klippning av produkten under ändring eller justering av sjukvårdspersonal vid leveranstillfället är uttryckligen uteslutna från denna garanti.

Alla anspråk enligt denna kommersiella garanti måste ställas av användaren till den enhet som sålde produkten till honom/henne, som sedan vidarebefordrar anspråket till motsvarande Thuasne-enhet.

Alla anspråk kommer först att analyseras av Thuasne för att avgöra om villkoren för garantin uppfylls och om anspråket inte ingår i den kommersiella garantins undantag.

För att ha rätt till den kommersiella garantin måste köparen ovillkorligen uppvisa ett daterat inköpsbevis i original.

Om villkoren för den kommersiella garantin uppfylls och ett anspråk ställs av användaren eller dennes lagliga företrädare (föräldrar, vårdnadshavare osv.) inom den garantiperiod som anges ovan, kan köparen få en ny produkt i ersättning.

Det är uttryckligen bestämt att denna kommersiella garanti är ett tillägg till de lagliga garantier som den enhet som sålt produkten till användaren ska följa enligt den lagstiftning som gäller i landet där produkten köptes.

Spara denna bruksanvisning.

el

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη θεραπεία των αναφερόμενων ενδείξεων και για ασθενείς των οποίων οι διαστάσεις αντιστοιχούν στον πίνακα μεγεθών.

Η όρθωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις:
- Μέση οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, δεξιά/Πλευρική οστεοαρθρίτιδα, αριστερά,

- Μέση οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, αριστερά/Πλευρική οστεοαρθρίτιδα, δεξιά.

Ενα μέγεθος,

Η συσκευή αποτελείται από:

- 2 άκαμπτα και εύκαμπτα κελύφη ①,

- 1 πλευρική ενίσχυση με άρθρωση TM5+ ② η οποία αναπαράγει την φυσική κίνηση του γόνατος, προστατευμένη από ένα κάλυμμα,

- 1 κονδυλία μαξιλαράκι,

- 4 ανελαστικούς ιμάντες (④, ⑥, ⑦, ⑧),

Τα παρελκόμενα περιορισμού της έκτασης βρίσκονται μέσα στην συσκευασία της όρθωσης (Εικ. ⑤).
Τα παρελκόμενα περιορισμού της έκτασης είναι **προαιρετικά** και παραγγέλλονται ξεχωριστά (Εικ. ⑦).

Σύνθεση

Εξαρτήματα από ύφασμα: ελαστάν - πολυαμίδη - συμπολυμερές αιθυλενίου-οξέου βινυλίου - σιλικόν - πολυεστέρας - πολιουρεθάνν.
Εξαρτήματα από άκαμπτο υλικό: αλουμίνιο - πυριτικό αργίλιο - ακετάλη - ανοξείδωτος χάλυβας - ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο - 2-βουτοξυαιθανόλη - οξείδιο διβουτυλοκαρσατέρου - 4-μεθυλοπεντάν-2-όνη - διοξείδιο του τιτανίου - άνθρακας - πολυολεφίν - πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - πολυαμίδη.

Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Σύστημα αποφόρτισης 3 σημείων, προσαρμοζόμενο, με ανελαστικούς ιμάντες που εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση και την αποφόρτιση του τμήματος που έχει υποστεί φθορά.

Αυτή η αποκατάσταση της ευθυγράμμισης συμβάλλει στην μείωση της ραϊβοτόπας ή της θλαισιότητας και της υπερβάλλουσας φόρτισης του τμήματος του γόνατος που έχει υποστεί βλάβη.
Βοηθώντας την διάρθρωση της κνήμης σε φυσιολογική ευθυγράμμιση, η όρθωση θα βοηθήσει στην μείωση του φορτίου και, συνεπώς, της συμπίεσης και της φλεγμονής.

Η μείωση αυτή του φορτίου από την πλευρά που έχει υποστεί φθορά συμβάλλει γενικώς στην μείωση του πόνου και της φθοράς του χόνδρου.

Κράτημα της επιγονατίδας στην κνήμη κάρπ:

- κάρπ στις επενδύσεις από σιλκόν (εσωτερικό των κελύφων και των ψάντων),
- στα ημι-άκαμπτα, ημιάδια και κνημάλια, κελύφη ② που επιτρέπουν μια προσαρμογή κατά το δυνατόν πλησιέστερη στην μορφολογία κάθε ασθενούς.

Ευκολία χρήσης χάρη:

- στο σύστημα αποφόρτισης με αυτόματη προσαρμογή,

- στις πόρνες που ασφαλίζουν και στον κωδικό χρωμάτων.

Δυνατότητα ρύθμισης της έκτασης στις 0°, 5°, 10°, 15°, 20° και 30°.

Δυνατότητα ρύθμισης της κάμψης στις 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° και 110°.

Ενδείξεις

Συμπτωατική μη διαμερισματική μηρο-κνημιαία οστεοαρθρίτιδα (μέτρια έως σοβαρή).

Αποφόρτιση γόνατος για μετατραυματικές, μετεγχειρνητικές ή εκφυλιστικές κωλώσεις.

Αστάθεια/Χαλαρότητα των αρθρώσεων.

Ενλλακτική της οστεοτομίας ή της χειρουργικής επέμβασης ευθυγράμμισης κνήμης.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που η διάγνωση είναι αβέβαιη.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Μη τοποθετείτε το προϊόν απευθείας σε επαφή με τραυματισμένο δέρμα ή ανοικτό τραύμα χωρίς κατάλληλο επίδεσμο.

Μα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση κίρσων σοβαρής μορφής (που αποτρέπουν την τακτική χρήση επιγονατίδας αποφόρτισης).

Μα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση επίκυρτου γόνατος.

Μα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση έντονης ραιβογονίας ή βλαισogονίας. Ιστορικό φλεβικών ή λεμφικών διαταχών.

Μα μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ιστορικού μείζονος φλεβικής θρομβοεμβολής χωρίς θρομβοπροφυλακτική αγωγή.

Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Συνιστάται η πρώτη εφαρμογή να επιβλέπεται από έναν επαγγελματία υγείας.

Τπρέπει αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολούθη. Το προϊόν αυτό προορίζεται για την θεραπευτική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης παθολογίας. Η διάρκεια χρήσης του περιορίζεται στην θεραπεία αυτή.

Για λόγους υγιεινής και απόδοσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άλλον ασθενή.

Συνιστάται να σφίξετε κατάλληλα τη συσκευή προκειμένου να διασφαλίσετε τη συγκράτηση/ακινοποίηση, χωρίς περιορισμό της ροής του αίματος. Σε περίπτωση διακοπής, σημαντικής ενόχλησης, πόνου, μεταβολής του όγκου του άκρου, ασηνήθιστων αισθήσεων ή αλλαγής του χρώματος των άκρων, αφαιρέστε τη συσκευή και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Αν η απόδοση της συσκευής αλλάξει, αφαιρέστε την και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας.

Πριν από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, ελέγξτε τη συμβατότητα χρήσης αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, με τον επαγγελματία της υγείας που σας παρακολούθη.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σύστημα ιατρικής απεικόνισης.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχετε εφαρμοστεί συγκεκριμένα προϊόντα στο δέρμα (κρέμες, αλοιφές, έλαια, γέλη, επιθέματα, κ.λπ.).

Δευτερεύουσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις (ερυθρότητα, κνησμός, εγκαύματα, φουσκάλες...) ή ακόμη και πηλγές διαφορετικές εντάσεως. Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Οδηγίες χρήσης/Τοποθέτηση

Συνιστάται να φοράτε τη συσκευή απευθείας στο δέρμα, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις. Διαβάστε τις οδηγίες αυτές μαζί με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της πρώτης τοποθέτησής και βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κατανοεί τον τρόπο τοποθέτησής της όρθωσης.

Τοποθέτηση της όρθωσης:

•**Βήμα 1:** Αξιολόγηση του ασθενούς.

Αξιολογείτε το επίπεδο πόνου του ασθενούς και να είστε σε θέση να αξιολογήσετε τη λειτουργία και την αποθεματικότητα του εξοπλισμού μετά το πέρας της τοποθέτησής του.

•**Βήμα 2:** Τοποθέτηση της επιγονατίδας στην κνήμη

-Αποδεσμεύστε και ανοίξτε όλους τους μύαντες της όρθωσης και, για να διευκολύνετε την τοποθέτηση, αναδιπλώστε τα αυτοκόλλητα.

Βεβαιωθείτε ότι ο τροχίσκος έχει τραβηχτεί ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία ένταση στους μύαντες.

-Ζητήστε από τον ασθενή να καθίσει στην άκρη μιας καρέκλας και να λυγίσει το γόνατο σε κάμψη 30-60°.

-Τοποθετείτε την όρθωση στην γυμνή κνήμη (Εικ. ❶), ενώ η άρθρωση βρίσκεται από την πλευρά του προσβεβλημένου τμήματος.

Ευθυγραμμίστε την άρθρωση με το κέντρο του γόνατος που αντιστοιχεί στο άνω τρίτο της επιγονατίδας (Εικ. ❷).

-Κλείστε την πόρνη του κάτω μιάνα της γάμπας ❸, και, στην συνέχεια, την πόρνη του άνω μιάνα του μηρού ❹ (Εικ. ❶).

Ακολουθείτε τους αριθμούς και τις χρωματικές ενδείξεις που βρίσκονται πάνω στις πόρνες και τα κελύφη.

Αυτό επιτρέπει την ασφάλιση της επιγονατίδας επιτυγχάνοντας την ορθή τοποθέτηση του συστήματος των μιάντων, φροντίζοντας ταυτόχρονα η άρθρωση να είναι ορθά τοποθετημένη.

Τοποθετήστε το Cross Buttress (όπου διασταυρώνονται οι μιάντες) στο πλάι της επιγονατίδας (Εικ. ❷).

Η σήμανση που υπάρχει πάνω στο Cross Buttress σας βοηθά να εξασφαλίσετε την ορθή ευθυγράμμιση με την επιγονατίδα (Εικ. ❷).

-Κλείστε την πόρνη του εμπρός μιάνα της κνήμης ❸, και, στην συνέχεια αντινή του εμπρός μιάνα του μηρού ❹ (Εικ. ❶).

Ακολουθείτε τους αριθμούς και αντιστοιχίστε τις χρωματικές ενδείξεις που βρίσκονται πάνω στις πόρνες και τα κελύφη.

-Ρυθμίστε την πίσω ένταση των σταυρωτών μιάντων.

Βεβαιωθείτε ότι το Cross Buttress είναι «κολλημένο» στο πλάι του γόνατος. Μπορείτε να δώσετε κλίση στις πόρνες περάσματος των μιάντων ούτως ώστε οι μιάντες να εφαρμόζουν ακριβώς πάνω στο πίσω τμήμα της κνήμης.

Για να κόψετε τους μύαντες στο επιθυμητό μήκος, αρκεί να αφαιρέσετε το άγκιστρο που βρίσκεται στο άκρο, να κόψετε τον μιάνα και να τοποθετήσετε ξανά το άγκιστρο στο άκρο του μιάνα (Εικ. ❶). Προσέχετε να μην κόψετε υπερβολικά κανέναν από τους μύαντες.

Τα μαξιλαράκια επένδυσης που είναι στερεωμένα στο εσωτερικό των μιάντων πρέπει να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας (για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αδεξιότητα ή στιγμή της κοπής) και να τοποθετηθούν ξανά στη θέση τους μετά την κοπή.

Για καλύτερη προσαρμογή στο γόνατο, μπορείτε να διαμορφώσετε την ενίσχυση στην μορφολογία του ασθενούς (Εικ. ❶):

-Τοποθετείτε την επιγονατίδα στο άκρο ενός τραπέζιού για να σταθεροποιήσετε την άρθρωση.

-Διπλώστε την ενίσχυση ακριβώς πάνω ή κάτω από την άρθρωση.

•**Βήμα 3:** Έλεγχος της τοποθέτησης και του επιπέδου πόνου πριν από τη ρύθμιση της διόρθωσης.

Ζητήστε από τον ασθενή να σκευθεί και να κάνει μια δεκαριά βήματα περπατώντας κανονικά και κοιτάζοντας ευθεία μπροστά του.

Βεβαιωθείτε ότι η όρθωση εφαρμόζει καλά πάνω στην κνήμη.

Συγκρίνετε το επίπεδο πόνου με τον εξοπλισμό σε ουδέτερη θέση με το επίπεδο πόνου του ασθενή πριν από την τοποθέτηση του εξοπλισμού, ζητώντας του να εξηγήσει τις αισθήσεις.

•**Βήμα 4:** Εφαρμογή της διόρθωσης (Εικ. ❶):

Ο τροχίσκος στο σύστημα των σταυρωτών μιάντων είναι ρυθμισμένος στην ουδέτερη θέση (με τον τροχίσκο τραβηγμένο).

-Για την αποφόρτιση της προσβεβλημένης πλευράς του γόνατος, πιέστε τον τροχίσκο και στρέψτε τον δεξιόστροφα για να αυήσετε την πλευρική δύναμη έως το επιθυμητό επίπεδο ανάλογα για τον πόνο και την απαραίτητη στήριξη.

Εκκινώστε με μισή στροφή το τροχίσκου και κρίνετε αν το επίπεδο διόρθωσης πρέπει να ακόμη να ρυθμιστεί μετά από μερικά βήματα.

-Στρέψτε τον τροχίσκο αριστερόστροφα για να μειώσετε την αποφόρτιση ή για να χαλαρώσετε κάθε ένταση.

•**Βήμα 5:** Αξιολόγηση του επιπέδου πόνου μετά την ρύθμιση της διόρθωσης

Αφού ρυθμίσετε την αποφόρτιση της όρθωσης:

-Ζητήστε από τον ασθενή να περπατήσει εκ νέου και να εκτιμήσει το επίπεδο του πόνου του.

-Επαναλάβετε την ενέργεια αυξάνοντας ή μειώνοντας τη διόρθωση έως ότου είναι ικανοποιητική και βέλτιστη για τον ασθενή.

-Εάν ο ασθενής αισθάνεται δυσφορία, χαμηλότερο το επίπεδο διόρθωσης. Συνιστούμε να ξεκινήσουμε φρονώντας την όρθωση μόνο μερικές ώρες την ημέρα.

Είναι δυνατόν να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να συνηθίσετε την χρήση της όρθωσης.

Έλεγχος της κάμψης/έκτασης:

Εργαστασικά, το προϊόν είναι σε θέση περιορισμού της έκτασης στις 0°.

Τα παρελκόμενα περιορισμού της έκτασης βρίσκονται σε μια πλαστική υποδοχή που περιέχεται στο κουτί (Εικ. ❶).

•**Ρύθμιση του περιορισμού έκτασης (Εικ. ❶):**

Η έκταση μπορεί να περιοριστεί στις 0°, 5°, 10°, 15°, 20° και 30°.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό παρελκόμενο περιορισμού της έκτασης από την πλαστική υποδοχή.

2. Αφαιρέστε την βίδα που βρίσκεται στο πλάι της άρθρωσης.

3. Αφαιρέστε το υπάκρον παρελκόμενο περιορισμού της έκτασης, βάζοντας την άρθρωση σε ελαφρά κάμψη.

Προσέξτε τη φορά εισαγωγής αυτού του παρελκόμενου περιορισμού.

4. Εισάγετε το επιθυμητό παρελκόμενο περιορισμού, με το αριθμημένο άκρο μπροστά και το άκρο σε σχήμα αγκίστρου προς τα πάνω και στραμμένο προς τα εμπρός.

Βάλτε την άρθρωση σε θέση μέγιστης έκτασης προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το παρελκόμενο περιορισμού της έκτασης βρίσκεται στην σωστή θέση.

Η μικρή οπή κάθε παρελκόμενου περιορισμού έκτασης πρέπει να βρίσκεται στον άξονα και να είναι ορατή μέσα από την οπή της άρθρωσης, ούτως ώστε η βίδα να μπορεί να περάσει μέσα από το παρελκόμενο.

5. Εισάγετε και σφίξτε την βίδα.

Στην συνέχεια, κάντε μερικές κάμψεις/εκτάσεις για να βεβαιωθείτε ότι ο περιορισμός έχει ασφαλιστεί σωστά στην επιθυμητή γωνία.

•**Ρύθμιση του περιορισμού κάμψης (Εικ. ❶):**

Η κάμψη μπορεί να περιοριστεί στις 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° και 110°.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό παρελκόμενο περιορισμού της κάμψης από την μεταλλική υποδοχή. Η γωνία κάθε παρελκόμενου περιορισμού της κάμψης είναι χαραγμένη στην επιφάνειά του.

2. Αφαιρέστε τις δυο βίδες της πίσω όψης του καλύμματος άρθρωσης και αφαιρέστε την σφήνα που είναι εργοστασιακά τοποθετημένη.

3. Εισάγετε το παρελκόμενο περιορισμού της κάμψης, με το επίπεδο άκρο προς τα πάνω, και τοποθετήστε το με τρόπο τέτοιο ώστε οι δύο όπες του να είναι ορατές μέσα από τις οπές του καλύμματος.

4. Περάστε τις βίδες μέσα από το κάλυμμα και μέσα στις δυο οπές του παρελκόμενου περιορισμού της κάμψης. Σφίξτε τις βίδες.

Στην συνέχεια, κάντε μερικές κάμψεις/εκτάσεις για να βεβαιωθείτε ότι ο περιορισμός έχει ασφαλιστεί σωστά στην επιθυμητή γωνία.

Προσοχή:

Η ρύθμιση κάμψης/έκτασης πρέπει να οριστεί και να πραγματοποιηθεί από επαγγελματία υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πάντα καλύτερο η όρθωση να είναι τοποθετημένη λίγο υψηλότερα παρά λίγο χαμηλότερα.

Η Thuasne δεν φέρει ευθύνη για τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα ή τις φθορές που είναι αποτέλεσμα μη ελεγμένων ή ακατάλληλων ρυθμίσεων.

Αφαίρεση της όρθωσης:

Για να αφαιρέσετε την όρθωση, τραβήξτε την τροχίσκο για να χαλαρώσετε κάθε ένταση και να ανοίξετε τους μύαντες.

Συντήρηση

Κλείστε τις αυτοκόλλητες επιφάνειες πριν από το πλύσιμο. Πλένεται στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή πολύ ισχυρά προϊόντα (προϊόντα με βάση την χλωρίνη...). Στραγγίστε πιεζόντας. Στεγνώνετε μακριά από άμεση ηγή θερμότητας (καλοριφέρ, ήλιος,...). Εάν το προϊόν εκτεθεί σε θαλασσινό νερό ή νερό με χλώριο, ξεπλύνετε το καλά με νερό και στεγνώστε το.

•**Άρθρωση ❶:**

Η άρθρωση της επιγονατίδας έχει λιπανθεί στο εργοστάσιο.

Μπορεί να καταστεί αναγκαίο να λιπανθεί ξανά εάν άμμος, σκόνη, χύμα ή νερό μουνουν μέσα στην άρθρωση.

Εάν παρατηρήσετε ότι η άρθρωση γίνεται σκληρότερη, μπορείτε να εναποθέσετε μερικές σταγόνες συνθετικού λιπαντικού επάνω της. Σκουπίστε την οποιαδήποτε περίσσεια λιπαντικού πριν τοποθετήσετε την επιγονατίδα, για να αποφύγετε τους λεκέδες πάνω στα ρούχα.

•**Λιμάντες:**

Εάν, μετά από παρατεταμένη χρήση, οι ίνες του μιάνα συγκρατούν λιγότερο καλά το αυτοκόλλητο τμήμα, κόψτε τον μιάνα ούτως ώστε το αυτοκόλλητο να ασφαλίσει σε ένα τμήμα του μιάνα του οποίου οι ίνες είναι λιγότερο φθαρμένες.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας ο οποίος προσάρμοσε την όρθωσή σας.

•**Μαξιλαράκια:**

Η όρθωση έχει εσωτερική επένδυση ούτως ώστε να δημιουργείται μια άνετη διεπιφάνεια ανάμεσα στην κνήμη και το κέλυφος.

Οι μιάντες διαθέτουν επίσης μαξιλαράκια.

Αυτά δεν πρέπει να αφαιρούνται από την όρθωση ή από τους μύαντες. Σκουπίστε τα μετά από κάθε χρήση για να αφαιρέσετε την υγρασία και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τα μαξιλαράκια με ένα ήπιο αντιβακτηριακό σαπούνι και να τα ξεπλύνετε με νερό της βρύσης.

Μην πλένετε τα μαξιλαράκια στο πλυντήριο ρούκων και μην τα στεγνώνετε στο πλυντήριο.

Ανοήθηση

Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά προτίμηση στο αρχικό κουτί.

Απόρριψη

Απορρίψτε σύμφωνα με τον ισχύοντα τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Thuasne παρέχει στον χρήστη που βρίσκεται στην επικράτεια αγοράς του προϊόντος δωρεάν εμπορική εγγύηση για ελαττώματα και αστοχίες κατασκευής διαρκείας:

-έξι μόνων για τους μύαντες, την εσωτερική επένδυση και το κονδυλάιο μαξιλαράκι,

-ενός έτους για τα κελύφη, τις πόρνες και την άρθρωση της όρθωσης και το κάλυμμα της.

Η εμπορική εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον χρήστη.

Η εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει τα ελαττώματα και τις αστοχίες κατασκευής σε περίπτωση:

-κακής χρήσης του προϊόντος ή φθοράς του εκτός φυσιολογικών

συνθηκών χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναφέρονται στο φυλλάδιο χρήσης,

-φθορές που επήλθαν στα πλαίσια απόπειρας τροποποίησης του προϊόντος.

Οποιαδήποτε φθορά ή λανθασμένη κοπή του προϊόντος κατά την τροποποίηση ή προσαρμογή του από τον επαγγελματία υγείας κατά την παράδοση αποκλείεται ρητά από την παρούσα εγγύηση.

Οποιαδήποτε αξίωση βάσει της παρούσας εμπορικής εγγύησης πρέπει να απευθύνεται από τον χρήστη προς τον φορέα που το πώλησε το προϊόν, ο οποίος θα διαβιβάζει την εν λόγω αξίωση προς τον αντίστοιχο φορέα Thuasne.

Κάθε αξίωση θα αναλυθεί, προηγουμένως, από την Thuasne ούτως ώστε να προσδιοριστούν αν πληρούνται όντως οι όροι της εγγύησης και ότι η βλάβη ή φθορά δεν εμπήγισε σε μια από τις περιπτώσεις εξαιρέσης από την εμπορική εγγύηση.

Για να ωφεληθεί της εμπορικής εγγύησης, ο αγοραστής θα πρέπει απαραίτητως να παρέχει το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς με ημερομηνία.

Αν οι όροι της εμπορικής εγγύησης πληρούνται και η αξίωση διατυπωθεί από τον χρήστη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (γονέα, κηδεμόνα...) εντός των προθεσμιών ισχύος της εγγύησης που αναφέρονται παραπάνω, ο αγοραστής θα μπορεί να ωφεληθεί της αντικατάσταση του προϊόντος από ένα νέο προϊόν αντικατάστασης.

Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα εμπορική εγγύηση προστίθεται στις νόμιμες εγγυήσεις της οποίας ο φορέας που πώλησε το προϊόν στον χρήστη υποχρεούται, εκ της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην χώρα αγοράς του προϊόντος, να παρέχει.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

cs

ODLEHČOVACÍ KOLENNÍ ORTÉZA S JEDNOU KOLENNÍ VÝZTUŽÍ

Popis/Použití

Pomůcka je určená pouze k léčbě uvedených indikací a pro pacienty, kteří mají příslušnou velikost dle tabulky velikostí.

Tato ortéza může být používána v následujících případech:

- pravá mediální gonartroza / levá laterální gonartroza,

- levá mediální gonartroza / pravá laterální gonartroza.

Univerzální velikost.

Pomůcka se skládá z:

- 2 pevné a pružné skelety ❶,

- 1 boční výztuž s kloubem TM5+ ❷, který kopíruje přirozený pohyb kolena a je chráněný krytem,

- 1 kondylární vycpávka,

- 4 nepružné pásky (❸, ❹, ❺, ❻, ❼),

Vymezovací zarážky k úpravě rozsahu extenze jsou součástí balení (Obr. ❶). Vymezovací zarážky k úpravě rozsahu flexe jsou **volitelné** a objednávají se samostatně (Obr. ❷).

Složení

Textilní části: elasthan - polyamid - ethylenvinylacetát - silikon - polyester - polyuretan.

Tuhé části: hliník - křemičitan hliníty - acetal - nerezová ocel - akrylonitrilbutadiénstyren - 2-butoxyethanol dibutylcín oxid - 4-methylpentan-2-on - oxid titaničitý - uhlik - polyolefin - vysokohustotní polyethylen - polyamid.

Vlastnosti/Mechanismus účinku

Systém třibodového odlehčení s nepružnými pásky (pomocí ramen páky) k zajištění vyrovnání a odlehčení postižené oblasti.

Korekce spočívá ve snížení zátěže nebo valgosity kolena a nadměrného zatížení postižené části kolena.

Ortéza pomáhá udržet končetinu ve správné pozici a pomáhá zmírnit zatížení, a tudíž bolest a zánět.

Tímto sníženým zatížením na zraněné straně se většinou snižuje bolestivost a degradace chrupavky.

Kolenní ortéza drží na noze díky:

-silikonovému polstrování (vnitřní strana skeletů a popruhů),

- ❶ polotovrdým foamalíni a tibiálním skeletům, které umožňují nastavení, které se nejvíc přibližuje morfologii jednotlivých pacientů.

Jednoduché používání díky:

-samoregulačnímu odlehčovacímu systému,

-systému upínání s barevným označením.

Možné nastavení extenze na 0°, 5°, 10°, 15°, 20° a 30°.

Možné nastavení flexe na 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° a 110°.

Indikace

Symptomatická unikompartmentová femorotibiální osteoartróza (středně těžká až těžká).

Odlehčení kolene po úrazu, operaci nebo z důvodu degenerativních změn.

Kloubní nestabilita/laxita.

Alternativní řešení namísto osteotomie nebo chirurgické korekce osové odchylky kolene.

Kontraindikace

Výrobek nepoužívejte, pokud nemáte potvrzenou diagnózu.

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

Nepřikládajte výrobek přímo na poraněnou kůži nebo na otevřenou, ničím nezakrytou ránu.

Nepoužívejte v případě křečových žil v pokročilém stádiu (v tomto případě nelze nosit odlehčovací kolenní ortézu koleno).

Nepoužívejte v případě genu recurvata.

Nepoužívejte v případě výrazné varozity nebo valgosity kolena.

Prodě

Návod k použití/Aplikace

Pokud neexistují žádné kontraindikace, doporučujeme nosit pomůcku v přímém styku s kůží. Seznamte se s tímto návodem spolu s pacientem během prvního nastavení a ujistěte se, že rozumí tomu, jak kolenní ortézu používat.

Nastavení ortézy:

• Fáze 1: Posouzení stavu pacienta

Zhodnotte stupeň bolesti pacienta, tak abyste byli schopni zaručit funkci a účinnost ortézy po jejím umístění na koleno.

• Fáze 2: Umístění kolenní ortézy na dolní končetinu

Uvolněte a rozepněte všechny popruhy ortézy a pro snazší umístění přehněte suché zipy.

Dbejte na to, aby bylo kolečko pevně přitaženo, aby se popruhy nenapínaly.

Posadte pacienta na okraj židle a požádejte ho, aby koleno ohnul v úhlu 30°–60°.

Ortézu nasadte na holou nohu tak (Obr. ❶), aby byl kloub na straně poškozené oblasti.

Zarovnejte kloub se středem kolena, který odpovídá horní třetině vaší česky (pately) (Obr. ❷).

Zapněte spodní přezku lýtkového popruhu ❸ a následně horní přezku stehenního popruhu ❹ (Obr. ❶).

Sledujte čísla a barevná označení na upínacích popruzích a skeletech.

To umožňuje nalézt správnou polohu upínacích popruhů a zabezpečit správnou pozici kloubu.

Umístěte křížovou výztuž (místo, kde se kříží popruhy) blízko okraje česky (pately) (Obr. ❶).

Pomocí značek na křížové výztuži zabezpečte správné vyrovnaní s českou (patelou) (Obr. ❷).

Zapněte přezku popruhu na přední straně holenní kosti ❺ a následně přezky popruhu na přední straně stehna ❻ (Obr. ❶).

Prohlédněte si čísla a přiřadte k barevným značkám na přezkách a skeletech.

Nastavte zadní napnutí křížových popruhů.

Dbejte na to, aby křížová výztuž byla přitlačena k boční straně kolena.

Spony pro protažení popruhů mohou být nakloněny tak, aby popruhy správně přilehly na zadní stranu nohy.

Před zkrácováním popruhů na požadovanou délku otevřete svorku na suchém zipu na konci popruhu, odstřihněte popruh na požadovanou délku a znovu konec uzavřete svorkou na suchý zip (Obr. ❸). Dbejte na to, abyse popruhy nezkřivilí příliš.

Polstrování s vycpávkami, které jsou fixovány uvnitř popruhů, musí být během tohoto procesu vyjmuty (aby bylo možné se vyhnout případným nepříjemnostem během zastřížení) a po zastřížení navraceny zpět.

Pro lepší adaptaci na koleno je možné výztuž přizpůsobit morfologii pacienta (Obr. ❶):

• Kolenní ortézu položte na okraj stolu. Tím stabilizujete kloub.

• Výztuž ohněte těsně nad nebo pod kloubem.

• **Fáze 3: Kontrola umístění ortézy a stupně bolesti před seřízením korekce**
Požádejte pacienta, aby se postavil a udělal pár kroků s přímým pohledem před sebe.

Ujistěte se, že kolenní ortéza je dobře přizpůsobena dolní končetině.

Zeptejte se pacienta na stupeň bolesti po přiložení ortézy (v neutrální poloze výrobního nastavení) a porovnejte se stupněm bolesti, kterou cítil před přiložením ortézy.

• **Fáze 4: Nastavení korekční síly (Obr. ❸):**

Kolečko na překřížených popruzích je nastavené do neutrální polohy (vytažené).

• Pro odlehčení poškozené strany kolena stlačte kolečko a otáčením vpravo zvýšte korekční sílu na požadovanou úroveň v závislosti na bolesti a k dosažení potřebné opory.

Začněte polovičním otočením kolečka a posuďte, zda je potřeba úroveň korekce upravit.

• Otočením kolečka vlevo snížíte míru odlehčení. Jeho zatažením uvolníte veškeré napnutí.

• **Fáze 5: Zhodnocení stupně bolesti po seřízení korekce**

Po seřízení odlehčení ortézy:

• Znovu pacienta požádejte, aby se prošel a zhodnotil stupeň bolesti.

• Postup opakujte a zveřejněte nebo zmenšujte korekci, dokud nebude uspokojivá a pro pacienta optimální.

• Pokud pacient cítí nepohodlí, změňte sílu korekce.

Doporučujeme vám začít nosit ortézu nejdříve jen několik hodin denně. Bude trvat několik týdnů, než si na kolenní ortézu zvyknete.

Kontrola flexe/extenze:

Ve výchozím nastavení je ortéza v poloze omezení flexe 0°.

Výmezovací zarážky flexe a extenze jsou v plastovém sáčku obsaženém v balení (Obr. ❷).

• **Výmezovací zarážky extenze jsou umístěny na plastovém hřebínku obsaženém v balení (Obr. ❸):**

Možné omezení extenze na 0°, 5°, 10°, 15°, 20° a 30°.

1. Vyberte si požadované omezení extenze na plastovém hřebínku.

2. Odstraňte šroub umístěný na straně kloubu.

3. Vysuňte vložené omezení extenze tak, že kloub uvedete do mírné flexe.

4. Zaznamenejte směr vsunutí omezení.

5. Vložte požadované omezení extenze: nejprve očíslovaný konec, poté konec ve tvaru háčku otočený dopředu.

Uvedte kloub do polohy maximální extenze, abyse ověřili správnou polohu omezení extenze.

Malý otvor každého omezení musí být v ose a viditelný přes otvor kloubu tak, aby bylo možné našroubovat šroub zpět na své místo na kloubu.

6. Šroub znovu vlozte a utáhněte ho.

Provedte několik flexi/extenzi a zjistěte, zda je omezení správně zablokováno v požadovaném úhlu.

• **Nastavení rozsahu flexe (Obr. ❹):**

Možné omezení flexe na 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° a 110°.

1. Vyberte si požadované omezení extenze na kovovém hřebínku. Stupeň omezení je uveden na povrchu zarážky

2. Odstraňte ova šrouby ze zadní strany kloubu a vyjměte podložku.

3. Vložte omezení plochým koncem nahoru a umístěte ho tak, aby ova otvory byly viditelné přes otvory v krytu.

4. Protáhněte šrouby krytem a oběma otvory v zarážce a utáhněte je.

Provedte několik flexi/extenzi a zjistěte, zda je omezení správně zablokováno v požadovaném úhlu.

Pozor:

nastavení flexe/extenze musí být definováno a provedeno zdravotním odborníkem, a nikoliv pacientem.

POZNÁMKA: Vždy je lepší, když je ortéza umístěná spíše trochu více nahoře než příliš nízká.

Společnost Thuasne nemůže nést odpovědnost za nežádoucí účinky nebo poškození způsobené nekontrolovaným nebo nevhodným nastavením ortézy.

Sejmутí ortézy:

Pro sejmутí ortézy zatáhněte za kolečko, čímž uvolníte všechna napnutí, a rozepněte upínací popruhy.

Údržba

Před práním zavřete suché zipy. Lze prát v ruce. Nepoužívat žádné čisticí a změkčovací prostředky nebo agresivní přípravky (chlorované přípravky...). Vyždímejte přebytečnou vodu. Nesušit v blízkosti přímého zdroje tepla (radiátoru, slunce...). Pokud je zdravotnický prostředek vystaven působení mořské nebo chlorované vody, pečlivě ho opláchněte čistou vodou a osušte.

• **Kloub ❷:**

Kloub ortézy být při výrobě promazán.

Pokud se do něj dostane písek, prach, zemina či voda, může být zapotřebí jej znovu namazat.

Pokud zjistíte, že se kloub obtížněji ohybá, můžete jej promazat několika kapkami běžného syntetického oleje.

Než si znovu přiložíte kolenní ortézu, ořtete přebyteky oleje, abyste se vyhnuli skvrnám na oblečení.

• Popruhy:

Pokud po delším užívání zjistíte, že vlákna suchého zipu hůře přiléhají k spodní pásce zipu, seřizněte popruh tak, abyste používali méně opotřebovaná vlákna.

Pokud to není možné, kontaktujte zdravotnického odborníka, který vaši kolenní ortézu upravil.

• Polstrování:

Ortéza je polstrovaná, aby poskytla maximální uživatelské pohodlí mezi končetinou a pevným rámem.

Upínací popruhy jsou také polstrované.

Polstrování na ortéze a na upínacích popruzích nesundávejte.

Po každém použití ortézy z nich setřete vlhkost a nechte je uschnout na vzduchu.

Můžete je také ošetřit šetrným antibakteriálním mydlovým čističem a následně je omýt čistou vodou.

Neperete polstrování v pračce a nesušte jej v sušičce.

Skladování

Skládujte při pokojové teplotě, nejlépe v originálním balení.

Likvidace

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

SMLOUVA O ZÁRÚCE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Společnost Thuasne poskytuje uživatelé bezplatnou omezenou obchodní záruku na území, kde byla pomůcka zakoupena, na výrobní vady a závady po dobu:

- šest měsíců na upínací popruhy, polstrování a kondylární vycpávky, - jeden rok na skelety, přezky a kloub ortézy s krytem.

Obchodní záruka začíná běžet dnem pořízení výrobku uživatelem.

Obchodní záruka se nevztahuje na výrobní vady a závady v případě:

- nesprávného používání nebo poškození výrobku mimo podmínek běžného použití výrobku stanovených v návodu k použití, - poškození způsobených v rámci pokusu o úpravu výrobku.

Jakékoli poškození nebo nesprávný ořez výrobku během jeho změny nebo úpravy lékařem během výjeje je výslovně vyřazeno z této záruky.

Jakoukoli reklamaci v rámci této obchodní záruky musí uživatel zaslat subjektu, který mu výrobek prodal, a který tuto reklamaci předá příslušné jednotce společnosti Thuasne.

Společnost Thuasne každou reklamaci nejprve prozkoumá, aby zjistila, zda byly řádně dodrženy reklamční podmínky a zda nespadají do některého z případů vyloučení z obchodní záruky.

Pro uplatnění obchodní záruky je nutné, aby kupující předložil originální doklad o koupi opatřený datem.

Pokud jsou podmínky obchodní záruky splněny a uživatel či jeho zákonný zástupce (rodice, opatrovník...) podal reklamaci ve výše uvedené záruční lhůtě, pak kupující bude moci získat výměnou nový náhradní výrobek.

Je výslovně ujednáno, že tato obchodní záruka se připojuje k zákonným zárukám, k nimž je subjekt, který výrobek prodal, vázán platnou legislativou v zemi prodeje výrobku.

Tento návod uschovejte.

pl

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA Z PROSTĄ SZYNĄ PRZEGUBOWĄ

Opis/Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach oraz u pacjentów, których wymiary odpowiadają tabeli rozmiarów.

Orteza może być wykorzystywana w następujących celach:

- Jednostronne przysiódkowe zmiany zwyrodnieniowe lub zapalenie stawu kolanowego po stronie prawej / jednostronne boczne zmiany zwyrodnieniowe lub zapalenie stawu kolanowego po stronie lewej.

- Jednostronne przysiódkowe zmiany zwyrodnieniowe lub zapalenie stawu kolanowego po stronie lewej / jednostronne boczne zmiany zwyrodnieniowe lub zapalenie stawu kolanowego po stronie prawej.

Rozmiar uniwersalny.

Wyrób składa się z następujących elementów:

- 2 sztywne i elastyczne osłony ❶,

- 1 sztywna szyna z zawiesem TM5+ ❷ nasładowym naturalny ruch kolana i zabezpieczeniem pokrywą,

- 1 podkładka kłykciowa,

- 4 paski nieelastyczne (❸, ❹, ❺, ❻),

W zestawie z ortezą dostarczone są ograniczniki wyprustu (rys. ❶). Ograniczniki zgjęcia są opcjonalne i należy je zamówić osobno (rys. ❷).

Skład

Elementy tekstylne: elastan - poliamid - etylen z octanem winylu - silikon - poliester - poliuretan.

Elementy sztywne: aluminium - krzemian glinu - acetal - stal nierdzewna - akrylonitryl-butadien-styren - butyloglikol - tlenek trybutylowy - metyloizobutyloketon - biel tytanowa - węgiel - poliolefina - polietylen o wysokiej gęstości - poliamid.

Właściwości/Działanie

3-punktowy, regulowany system odciążający, z nieelastycznymi paskami umożliwiającymi precyzyjne ustawienie i odciążenie obszaru dotkniętego dolegliwością.

Wyrownanie pomaga zmniejszyć szpotawość lub koślawość oraz nadmierne obciążenie uszkodzonej części kolana.

Pomagając utrzymać nogę w prawidłowym ustawieniu, orteza pomoże zmniejszyć obciążenie, a tym samym ucisk i stan zapalny.

To zmniejszenie obciążenia po stronie urazu zwykle przyczynia się do złagodzenia bólu i degradacji chrząstki.

Orteza jest utrzymywana na nodze za pomocą następujących elementów:

- silikonowych wycisków (po wewnętrznej stronie osłon i pasków),

- pęstszytymy osłon ❷ kości udowej i piszczelowej umożliwiających dopasowanie do budowy ciała każdego pacjenta.

Łatwość obsługi zapewniają:

- samoregulujący się system odciążania, oraz

- sprężaki zatrzaszkowe z oznakowaniem kolorystycznym.

Możliwa regulacja w pozycji wyprustu 0°, 5°, 10°, 15°, 20° i 30°.

Możliwa regulacja w pozycji zgjęcia 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° i 110°.

Wskazania

Artroza udowo-piszczelowa jednoprziedziałowa objawowa (od umiarkowanej do ciężkiej).

Odciążenie kolana przy zmianach pourazowych, kooperacyjnych lub zwyrodnieniowych.

Niestabilność/wiotkość stawu.

Alternatywa dla osteotomii lub zabiegu chirurgicznego korekcy osi kończyny dolnej.

Przeciwwskazania

Nie używać produktu, jeżeli diagnoza jest niepewna.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na jeden z elementów składowych.

Nie umieszczać produktu tak, aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą lub otwartą raną bez odpowiedniego opatrunku.

Nie stosować w przypadku głębokich żyłaków (uniemożliwiających regularne noszenie ortozy odciążającej).

Nie stosować w przypadku przeprostu stawu kolanowego.

Nie stosować w przypadku wyraźnej szpotawości lub koślawości kolana.

Uprowadzenie problemy żyłne lub limfatyczne.

Nie stosować, jeśli w przeszłości występowały poważne epizody zakrzepowatozowe bez profilaktycznego leczenia przeciwzakrzepowego.

Konieczne środki ostrożności

Przed każdym użyciem sprawdź, czy wyrób jest w należytym stanie.

Nie używać wyrobu, jeśli jest uszkodzony.

Zaleca się, aby pierwsze zastosowanie przebiegało pod nadzorem pracownika służby zdrowia.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych i protokołu użytkowania zalecanego przez personel medyczny.

Ten produkt jest przeznaczony do leczenia ściśle określonego stanu chorobowego, a jego czas stosowania jest ograniczony do tego leczenia.

Ze względów higienicznych i w trosce o skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta.

Zalecane jest odpowiednie dociągnięcie wyrobu w taki sposób, aby zapewnić podtrzymanie/unieruchomienie bez ograniczania krążenia krwi.

W razie lekkiego lub silnego dyskomfortu, bólu, zmiany wielkości kończyny, zaburzeń czuciowych lub zmiany koloru zakończeń palców zdjąć wyrób i zasięgnąć porady pracownika ochrony zdrowia.

W przypadku zmian w skuteczności działania wyrobu należy go zdjąć i zasięgnąć porady lekarza.

Przed jakąkolwiek aktywnością sportową zasięgnąć porady lekarza w kwestii możliwości stosowania tego wyrobu medycznego.

Nie używać wyrobu w systemie obrazowania medycznego.

Nie używać wyrobu w przypadku stosowania niektórych produktów na skórę (kremy, maści, oleje, żele, plastry itp.).

Niepożądane skutki uboczne

Wyrób może spowodować reakcje skórne (zaczernienie, swędzenie, pieczenie, pęcherze itp.), a nawet rany o różnym nasileniu. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Sposób użycia/Sposób zakładania

Zalecane jest noszenie wyrobu bezpośrednio na skórze, o ile nie ma przeciwwskazań. Należy przeczytać te instrukcje wspólnie z pacjentem podczas pierwszego zakładania ortozy i upewnić się, że pacjent rozumie sposób zakładania ortozy.

Zakładanie ortozy:

• **Etap 1: Ocena stanu pacjenta**

Aby móc określić sposób założenia oraz skuteczność ortozy należy najpierw przeprowadzić ocenę poziomu bólu pacjenta.

• **Etap 2: Zakładanie ortozy na nogę**

• Odpiąć i rozluźnić wszystkie paski ortozy oraz odgiąć rzepy, aby utwócić założenie.

Upewnić się, że pokręto jest dobrze naciągnięte, aby nie było napięcia w paskach.

• Poprosić pacjenta, aby usiadł na krawędzi krzesła i zgiał kolano pod kątem 30°–60°.

• Umieścić ortezę na gołej nodze (rys. ❶), tak, aby zawias znajdował się po stronie obszaru dotkniętego dolegliwością.

Wyrównać zawias względem środka kolana, na wysokości górnej części rzepki (rys. ❷).

• Zamknąć sprzączkę dolnego paska tydki ❸, a następnie sprzączkę górnego paska uda ❹ (rys. ❶).

Postępować zgodnie z numeracją i oznaczeniami kolorystycznymi na sprzączkach i osłonach.

To pozwala zabezpieczyć ortezę za sprawą optymalnego ułożenia systemu pasków, zapewniając jednocześnie prawidłowe umiejscowienie zawiasu.

Umieścić wkładkę Cross Buttress (miejsce skrzyżowania pasków) po stronie rzepki (rys. ❶).

Wykorzystać oznaczenia na wkładce Cross Buttress do zapewnienia prawidłowego wyrównania względem rzepki (rys. ❷).

• Zamknąć sprzączkę przedniego paska goleni ❺, a następnie sprzączkę przedniego paska uda ❹ (rys. ❶).

Postępować zgodnie z numeracją i dopasować oznaczenia kolorystyczne na sprzączkach i osłonach.

• Wyregulować tylne napięcie skrzyżowanych pasków.

Upewnić się, że wkładka Cross Buttress jest przycięta do boku kolana. Sprzączki pasków można nachylić w taki sposób, aby docisnąć je płasko do tyłu nogi.

Aby przyciąć paski na żądaną długość, wystarczy zdjąć z końcówki paska rzep, przyciąć pasek, po czym ponownie umieścić rzep na końcówce paska (rys. ❸). Uważać, aby żadnego paska nie przyciąć zbyt krótko.

Podczas tej operacji należy zdjąć znajdujące się po wewnętrznej stronie pasków podkładki wysięcające (aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości podczas przycinania) i założyć je ponownie po przycięciu pasków.

Dla lepszego dopasowania do kolana można skorygować ustawienie szyny pod kątem budowy ciała pacjenta (rys. ❸).

• Umieścić ortezę na krawędzi stołu celem ustabilizowania zawiasu.

• Złożyć szynę tuż nad lub pod zawiasem.

• **Etap 3: Weryfikacja prawidłowego założenia i poziomu bólu przed przeprowadzeniem korekty**

Poprosić pacjenta o wstanie i wykonanie kilkunastu kroków, swobodnym krokiem, patrząc prosto przed siebie.

Upewnić się, że orteza jest prawidłowo zamocowana na nodze.

Zadając pytania, porównać poziom bólu po założeniu ortozy w pozycji neutralnej z poziomem bólu odczuwanym przez pacjenta przed założeniem ortozy.

• **Etap 4: Zastosowanie korekty (rys. ❸):**

Pokręto na skrzyżowanych paskach jest ustawione w pozycji neutralnej (w stanie naciągniętym).

• Aby odciążyć chorą stronę kolana, należy nacisnąć pokręto i obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć siłę boczną do pożądanego poziomu w zależności od stopnia bólu i wymaganego wsparcia.

Zacząć od pół obrotu pokręta i po kilku krokach ocenić, czy poziom korekcy nadal wymaga dostosowania.

• Przekręcić pokręto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć stopień odciążania, lub pociągnąć, aby całkowicie zwolnić napięcie.

• **Etap 5: Ocena poziomu bólu po przeprowadzeniu korekty**

Po wyregulowaniu odciążenia ortozy:

• Poprosić pacjenta, aby ponownie wykonał kilka kroków i przeprowadzić ocenę poziomu bólu.

• Powtórzyć operację, zwiększając lub zmniejszając korekcję aż do chwili, kiedy działanie ortozy będzie zadowalające i optymalne dla pacjenta.

• Jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort, należy obniżyć poziom korekcy.

Zalecamy rozpoczęcie od noszenia ortozy tylko przez kilka godzin dziennie. Przyzwyczajanie się do noszenia ortozy może wymagać

Zapamiętać kierunek wprowadzenia elementu ograniczającego.

4. Włożyć wybrany ogranicznik numerowaną końcówką do przodu, a końcówką o kształcie zaczepu umieszczoną powyżej i skierowaną do przodu.

Umieścić zawias w pozycji maksymalnego wyprostowania, aby upewnić się, czy ogranicznik wyprostuje się we właściwej pozycji.

Mały otwór w każdym ograniczniku powinien znajdować się w tej samej linii i być widoczny przez otwór zawiasu, tak aby szuba mogła zostać przeprowadzona przez ogranicznik.

5. Ponownie włożyć i dokręcić śrubę.

Następnie wykonać kilka zgięć/wyprostów, aby upewnić się, że element ograniczający prawidłowo blokuje wyprost pod ustawionym kątem.

Regulacja ograniczenia zgięcia (rys. ❶):

Możliwe opcje ograniczenia zgięcia to 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° oraz 110°.

1. Wybrać odpowiednie ustawienie ograniczenia zgięcia za pomocą metalowego wspornika. Każdego ogranicznika jest wygrawerowy na jego powierzchni.

2. Wykręcić obie śruby z tylnej części pokrywę zawiasu i usunąć fabrycznie zainstalowaną podkładkę.

3. Włożyć ogranicznik płaską końcówką do góry i ustawić go tak, aby oba otwory były widoczne przez otwory pokryw.

4. Włożyć śruby przez pokrywę w otwory ogranicznika, po czym dokręcić.

Następnie wykonać kilka zgięć/wyprostów, aby upewnić się, że element ograniczający prawidłowo blokuje wyprost pod ustawionym kątem.

Uwaga:

regulacja kąta zgięcia/wyprostów musi zostać określona i przeprowadzona przez specjalistę, a nie przez pacjenta.

UWAGA: Zawsze lepiej jest, jeśli orteza została umieszczona trochę za wysoko niż za nisko.

Firma Thuasne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania niepożądane lub obrażenia, jakie mogą zostać spowodowane niekontrolowanym lub nieprawidłowym wykonaniem regulacji.

Zdejmowanie ortezy:

Aby zdjąć ortezę, pociągnąć za pokrętko celem całkowitego zwolnienia napięcia i rozluźnić paski.

Utrzymanie

Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nadaje się do prania ręcznego. Nie używać detergentów, produktów zmiękczających ani agresywnych (zawierających chlor itp.). Wycisnąć. Suszyć z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, słońce itp.). Jeśli produkt zostanie narazony na działanie wody morskiej lub wody chlorowanej, należy dokładnie wypukać go czystą wodą i wysuszyć.

•Zawias ❷:

Zawias ortezy jest nasmarowany fabrycznie.

Ponownie nasmarowanie może być konieczne w przypadku, jeżeli do wnętrza zawiasu dostanie się piasek, kurz, ziemia lub woda.

W przypadku stwierdzenia ciężkości w działaniu zawiasu można zastosować kilka kropel syntetycznego środka smarnego.

Przed ponownym założeniem ortezy należy usunąć pozostałości smaru, aby zapobiec możliwości zabrudzenia odzieży.

•Paski:

Jeżeli po dłuższym użytkowaniu produktu rzepy mocujące będą zaczeptać się o materiał paska mniej skutecznie, należy przyciąć pasek w taki sposób, aby rzep był mocowany do części paska, która jest mniej zużyta.

Jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia, który wykonał początkową regulację ortezy.

•Podkładki:

Dla zapewnienia większego komfortu pomiędzy nogą a osłoną ortezy jest ona wyposażona w wysiękane podkładki.

Podkładki są zamocowane także na paskach.

Nie należy zdejmować ich z ortezy lub z pasków.

Po każdym użyciu należy wytrzeć je, aby usunąć wilgoć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

Podkładki mogą również zostać umyte delikatnym mydłem przeciwbakteryjnym i spłukane słodką wodą.

Nie wolno prać podkładek w pralce automatycznej i suszyć w suszarce.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

UMOWA GWARANCYJNA I OGRANICZENIA ZAWARCI

Thuasne udziela użytkownikowi znajdującemu się na terytorium, na którym produkt został zakupiony, bezpłatnej gwarancji na wady i usterki fabryczne wynoszącej:

- sześć miesięcy na paski, wyściółki i podkładkę kłykciową, oraz
- jeden rok na osłony, sprzączki oraz zawias ortezy i jego pokrywę.

Okres gwarancji biegnie począwszy od daty zakupu produktu przez użytkownika. Gwarancja nie obejmuje usterek i wad fabrycznych w przypadku:

- nieprawidłowego użytkowania produktu lub pogorszenia jego stanu wskutek korzystania z niego w warunkach innych niż normalne warunki użytkowania opisane w instrukcji,
- uszkodzeń, które nastąpiły w związku z próbami samodzielnego wprowadzania zmian w produkcie.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowe przyczynę produktu podczas jego modyfikacji lub regulacji przez pracownika służby zdrowia w momencie dostawy są wyraźnie wyłączone z niniejszej gwarancji.

Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji muszą być kierowane przez użytkownika do podmiotu, który dokonał sprzedaży produktu, który przekaze reklamację do odpowiedniego podmiotu Thuasne.

Wszelkie roszczenia zostaną wcześniej przeanalizowane przez firmę Thuasne w celu ustalenia, czy warunki obowiązującego gwarancji są spełnione i czy nie występuje jedna z przesłanek wyłączenia gwarancji.

Aby móc skorzystać z praw gwarancyjnych, nabywca musi koniecznie przedstawić oryginalny, opatrzony datą dowód zakupu.

Jeśli warunki gwarancji są spełnione, a reklamacja zostanie złożona przez użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna itp.) w wyżej wskazanym okresie gwarancyjnym, nabywca będzie mógł wymienić produkt na nowy produkt zastępczy.

Wyraźnie ustala się, że niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie rękojmi ustawowej, która podmiot sprzedający produkt użytkownikowi byłby związany na mocy przepisów obowiązujących w kraju zakupu produktu.

Zachować tę instrukcję.

Iv

CEŁGALA ORTOZE, VIENS IELIEKTS STATNIS

Apraksts / paredžtais mērķis

Ierīce ir paredzēta tikai minēto indikāciju ārstēšanai pacientiem, kuru mērijumi atbilst izmēru tabulai.

Šo ortzi var lietot šādos gadījumos:

- Mediālā labās puses gonartroze / laterālā kreisās puses gonartroze,
- Mediālā kreisās puses gonartroze / laterālā labās puses gonartroze.

Universāls izmērs.

Ierīci veido:

- 2 stingri un elastīgi apvalki ❶,
- 1 sānu statnis ar TM5+ ❷ savienojumu, kas atveido ceļgala dabisko kustību un ir aizsargāta ar pārsēju,
- 1 kondiļa spilventiņš,
- 4 neelastīgas siksnas (A, B, C, D),

Pagarinājuma ierobežojumi atrodas ortozes kastē (att. ❶).

Līkšanas ierobežojumi ir pēc izmēles, un tie ir jāpasūta atsevišķi (att. ❷).

Sastāvs

Teikstila sastāvdaļas: elastāns – poliāmīds – etilēnvīnīlacetāts - silikons - poliesters - poliuretāns.

Cietās sastāvdaļas: alumīnijs – alumīnija silikāts – Acetāls – nerūsējošais tērauds – akrilnitrila butadiēna stirols – 2-butoksietanols – dibutilalvas oksīds - 4-metilpentan-2-ons – titāna dioksīds - ogleklis - poliolefīns - augsta blīvuma polietilēns - poliāmīds.

Ipašības / darbības veids

3 punktu atslodzes sistēma, regulējama, ir neelastīgām siksnām, lai nodrošinātu traumētā nodalījuma izlīdzināšanu un atvieglojumu.

Šī pārkārtošana palīdz samazināt varus vai valgus un pārmērīgu slodzi uz bojāto ceļa daļu.

Palīdzot noturēt kāju pareizā stāvoklī, ortoze palīdz samazināt slodzi un līdz ar to arī kompresiju un iekaisumu.

Sī slodzes samazinājums traumētajā pusē parasti veicina sāpju un skrimšļa noārdīšanās mazināšanos.

Ceļa locītavas ortoze tiek atbalstīta uz kājas, pateicoties:

- silikona polsterējums (iekšpusē apvalki un siksnas),
- ❶ daļēji cieti augsttība un stība kaula apvalki, kas ļauj pielāgoties pēc iespējas tuvāk katra pacienta morfoloģijai.

Vienkārsa lietošana, pateicoties:

- izplūdes sistēmai ar pašregulāciju,
- piesprādzējamajām sprādzēm un to krāsu kodiem.

Atliekšanu iespējams pielāgot 0°, 5°, 10°, 15°, 20° un 30° leņķī.

Salikšanu iespējams pielāgot 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° un 110° leņķī.

Indikācijas

Simptomātisks viena nodalījuma femorotibālās osteoartrīts (vidēji smags vai smags).

Ceļgala atslodzošana bojājumā gadijām pēc traumām, pēcoperācijas periodā vai degeneratīvu pārmaiņu gadijām.

Locītavu nestabilitāte/valģums.

Alternatīva osteotomijai vai kājas ķirurģiskai līdzināšanai.

Kontrindikācijas

Nelietojiet produktu, ja diagnoze nav skaidra.

Nelietojiet, ja ir zināma alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Neovietojiet produktu tiešā saskarē ar savainoto ādu vai atvērtu brūci bez piemērota pārsēja.

Nelietojiet smagas vēnu varikozitātes gadijumā (traucējot regulāri nēsāt atslodzošu ceļgala spilventiņu).

Nelietojiet ceļu izliekumu (*genu recurvatum*) gadijumā.

Nelietojiet izteiktos o-veida kāju (*genu varum*) vai x-veida kāju (*genu valgum*) gadijumos.

Vēnozās vai limfātiskās sistēmas traucējumu vēsture.

Nelietojiet lielas vēnu trombemboliskas anamnēzes gadijumā bez tromboprofilakses ārstēšanas.

Piesardzības pasākumi

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai prece nav bojāta.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Pirmajā uzlikšanas reizē ieteicama veselības aprūpes speciālista līdzdalība.

Stingri ievērojiet jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikumus un lietošanas norādījumus.

Šī ierīce ir paredzēta noteiktas patoloģijas ārstēšanai, tās lietošanas ilgums ir ierobežots līdz šīs patoloģijas izsēršanai.

Higiēnas un veikspējas apsvērumu dēļ nelietojiet ierīci atkārtoti citiem pacientiem.

Ieteicams atbilstoši pievienīti ierīci, lai nodrošinātu uzturēšanu / imobilizāciju, neierobežot asins plūsmu.

Diskomforta, būtisku traucējumu, sāpju, ekstremitāšu apjoma izmaiņu, neparastu sajūtu vai ekstremitāšu krāsas izmaiņu gadijumos noņemiet ierīci un vērsieties pie veselības aprūpes speciālista.

Ja ierīces darbība mainās, noņemiet to un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Pirms jebkuras sportiskas aktivitātes vaicācijiet savam veselības aprūpes speciālistam, vai šī medicīniskā ierīce tam ir piemērota.

Nelietojiet ierīci medicīniskajā atbaidveidošanas sistēmā.

Nelietot ierīci gadijumā, ja uz ādas ir uzklāti noteikti produkti (krēmi, ziedes, eļļas, geli, plāsteri u. c.).

Nevēlamas blaknes

Šī ierīce var izraisīt ādas reakcijas (apsārtumu, niezi, apdegumus, tūlnas utt.) vai pat dažāda smaguma brūces. Par jebkuriem smagiem negadijumiem, kas notikusi saistībā ar šo produktu, ir jāzina ražotājam un dalībvalsts, kurā uzturas lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai iestādei.

Uzlikšana/lietošana

Ierīci ieteicams valkāt tieši uz ādas, ja vien nav kontrindikāciju. Lūdzu, izlasiet šos norādījumus kopā ar pacientu, pirmo reizi uzvelkot ortzi, un pārliecinieties, ka viņš/viņa saprot, kā ortzi pozicionēt.

Ortozes uzstādīšana:

•1. solis. Pacienta novērtējums

ENovērtējiet pacienta sāpju līmeni, lai uzstādīšanas beigās varētu novērtēt ierīces darbību un efektivitāti.

•2. solis. Ceļu locītavas ortozes uzlikšana uz kājas

-Atskrūvējiet un atveriet visas ortozes siksnas un, lai atvieglotu piestiprināšanu, salokiet uz augšu āka un cilpas stiprinājumus.

Pārliecinieties, vai rītenīņš ir labi novilkts, lai siksnas nebūtu nospiertas.

-Palīdziet pacientam apstēties uz krēsla malas un lūdziet viņu saliekt ceļgalu 30°-60° saliektā stāvoklī.

-Novietojiet ortzi uz kailas kājas (att. ❶), locītavu ievainotā nodalījuma pusē. Alzīdizniet locītavu ar ceļa centru, kas atbilst jūsu ceļa skriemelis (ceļa kaula) augšējai trešdaļai (att. ❷).

-Aizveriet apakšējo ikru siksnas sprādzi A, pēc tam augsttība siksnas sprādzi B (att. ❸).

Sekojoiet cipariem un krāsnu norādēm uz sprādzēm un apvalkiem.

Tas nostiprina ceļgala stiprinājumu, panākot pareizu siksnu sistēmas novietojumu, vienlaikus nodrošinot, ka locītavā ir pareizi novietota.

Novietojiet krusta balstu (kur siksnas krustojas) ceļa skriemelis (patella) (att. ❹).

Izmantojiet markējumu uz krusta balsta, lai nodrošinātu pareizu izlīdzināšanu ar ceļa skriemeli (patella) (att. ❺).

-Aizveriet priekšējās apakštība siksnas sprādzi C, tpēc tam priekšējās augsttība siksnas sprādzi D (att. ❻).

Sekojoiet cipariem un saskanojiet krāsu norādes uz sprādzēm un apvalkiem.

-Noregulējiet šķērsenisko siksnu aizmugurējo spriegojumu.

Pārliecinieties, vai krusta balsts ir līdzens pret ceļa malu.

Siksnu sprādzes var pielāgot tādā šīpumā, lai tās piegultu kājas aizmugurējai daļai.

Lai nogrieztu siksnas vēlamajā garumā, vienkārsi noņemiet āku un cilpas klipsi no gala, nogriežiet siksnu ar novietojiet klipsi siksnas galā (att. ❶).

Raugieties, lai nogrieztu siksnu pārāk īsu.

Šīs darbības laikā jāizmēra siksnas iekšpusē nostiprinātie polsterējuma spilventiņi (lai izvairītos no to nejaušas sagriešanas) un pēc griešanas jāievieto atpakaļ.

Lai labāk pielāgotos ceļgalam, vertikālo stāvokli var pielāgot pacienta morfoloģijai (att. ❶):

- Novietojiet ceļa skavu uz galda malas, lai stabilizētu locītavu.
- Salieciet statni tieši virs vai zem savienojuma.

•3. solis. Novietojuma un sāpju līmeņa pārbaude pirms pielāgošanas

Lūdziet pacientam piecelties un paiet desmit soļus normāli gaitā, skatoties taisni uz priekšu.

Pārliecinieties, ka ceļa locītavas ortoze ir kājai labi pielāgota.

Noskaidrojiet pacienta izjūtas un salīdziniet viņa/viņas sāpju līmeni pēc tam, kad aprikojums uzvilktis neitrālā pozīcijā ar sāpju līmeni pirms aprikojuma uzvilkšanas.

•4. solis. Korekcijas piemērošana (att. ❶):

Rītenīņš uz šķērssiksnas sistēmas ir iestatīts neitrālā pozīcijā (ar izvilktu rītenīti).

-Lai atslodgotu ievainoto ceļa pusi, nospiediet rullīti un grieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu sānu spēku līdz vajadzīgajam līmenim atkarībā no sāpēm un nepieciešamā atbalsta.

Sāciet ar rītena apgriezienu pusi un pēc dažiem soļiem novērtējiet, vai korekcijas līmenis vēl ir jāpielāgo.

-Pagrieziet rīteni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu izlādi, vai velciet, lai atbrīvotu visu asprindzinājumu.

•5. solis. Sāpju līmeņa novērtēšana pēc pielāgošanas

Pēc ortozes atslodguma noregulēšanas:

- Lūdziet pacientam atkal pastaigāt un novērtēt savu sāpju līmeni.
- Atkārtoti darbinu, palielinot vai samazinot korekciju, līdz tā pacientam ir apmierinoša un optimāla.
- Ja pacients jūt diskomfortu, pazeminiet korekcijas līmeni.

Sākumā ieteicams to valkāt tikai dažas stundas dienā.

Var būt nepieciešamas vairākas nedēļas, lai pierastu pie ceļa locītavas ortozes.

Saliekšanas/atliekšanas kontrole:

Pēc noklusējuma ortozes atliekšanas leņķa ierobežojums ir iestatīts uz 0°.

Atliekšanas ierobežojumi atrodas uz plastmasas balsta, kas atrodas kastē (att. ❶).

•Atliekšanas ierobežojuma pielāgošana (att. ❶):

Atliekšanas ierobežojuma iespējams pielāgot 0°, 5°, 10°, 15°, 20° un 30° leņķī.

1. Izvēlieties vēlamo atliekšanas ierobežojumu uz plastmasas atbalsta.

2. Izskrūvējiet skrūvi, kas atrodas katras locīkās sānos.

3. Nedaudz atlociet locīklu, lai noņemtu iestatīto saliekšanas ierobežojumu.

Nemiet vērā šī ierobežojuma ievietoto virzienu.

4. Ievietojiet vajadzīgos ierobežotājus ar perforēto galu uz priekšu un ar āķveida galu uz augšu un vērstu uz priekšu.

Pārvietojiet locīklu maksimāli iztaisnotā pozīcijā, lai pārliecinātos, ka ir iestatīta pareizā atliekšanas ierobežojuma pozīcija.

Mazajam caurumam katrā ierobežotājā jābūt vienā līnijā ar skrūves atveri un caur to redzamam, lai skrūvi varētu ieskrūvēt ierobežotājā.

5. Atkārtoti ievietojiet un pievelciet skrūvi.

Veiciet saliekšanas/atliekšanas kustības, lai pārliecinātos, ka iestatītais ierobežojums ir nokļējis izvēlētajā leņķī.

•Saliekšanas ierobežojuma iestatīšana (att. ❶):

Saliekšanas ierobežojumu iespējams pielāgot 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° un 110° leņķī.

1. Izvēlieties vēlamo saliekšanas ierobežojumu uz metāla atbalsta. Katra ierobežojuma leņķis ir iegravēts uz virsmas.

2. Izskrūvējiet abas skrūves no savienojuma vāka aizmugures un noņemiet jau esošo stiprliku.

3. Ievietojiet ierobežojumu plakanā galā uz augšu un novietojiet to tā, lai caur vāka caurumiem būtu redzami divi tā caurumi.

4. Izskrūvējiet skrūves caur vāku abos ierobežojuma caurumos, pēc tam pievelciet tās.

Veiciet saliekšanas/atliekšanas kustības, lai pārliecinātos, ka iestatītais ierobežojums ir nokļējis izvēlētajā leņķī.

Uzmanību!

saliekšanas/atliekšanas regulēšanas parametrus ir jānosaka un jāveic veselības aprūpes speciālistam, nevis pacientam.

PIEZĪME. Vienmēr ir labāk, ja ortoze ir novietota nedaudz par augstu, nevis par zemu.

Thuasne neuzņemas atbildību par jebkādam negatīvām sekām vai kaitējumiem, kas radušies nepareizas ceļa locītavas ortozes noregulēšanas vai pielāgošanas dēļ.

Stiprinājuma noņemšana:

Lai noņemtu ortzi, pavelciet rītošo daļu, lai atbrīvotu visu asprindzinājumu, un atvienīet siksnas.

Norādījumi mazgāšanai

Pirms mazgāšanas aizveriet pašlīpošās aizdars. Mazgāt ar rokām. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, mikstinaātājus vai agresīvas iedarbības līdzekļus (hlora izstrādājumus u.tml.). Izspiediet ūdeni ar spiedienu. Žāvējiet drošā atūlāmā no tieša siltuma avota (radiatora, saules utt.). Ja ierīce ir tikusi pakļauta jūras vai lhorēta ūdens ietekmei, noteikti izskalojiet to tīrā ūdenī un nosusiniet.

•Savienojums ❷:

Ceļa locītavas ortozes locītavu vietas ir ieeļļotas rūpnicā.

Ja savienojumā nokūst smiltis, netīrumi, netīrumi vai ūdens, to var būt nepieciešams atkārtoti ieeļļot.

Ja pamanāt, ka locīklas kļuvuši stingrākas, jūs varat tajās iepilnīt dažus pilienus sintētiskās smērvielas.

Pirms ceļa locītavas ortozes valkāšanas noslaukiet lieko smērvielu, lai novērstu traipu rašanos uz apģērba.

•Siksnas:

Ja pēc ilgstošas lietošanas siksnas šķiedras sliktāk nostiprinās uz pašlīpošās aizdars, tad nogriezt siksnu tā, lai pašlīpošās aizdars sastiprinās ar to siksnas daļu, kas ir mazāk nolietota.

Ja tas nav iespējams, zānieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, kurš noregulēja jūsu ortzi.

•Spilventiņi:

Ceļa locītavas ortoze ir polsterēta, lai radītu ērtu saskari starp kāju un ortozes korpusu.

Arī siksnām ir spilventiņi.

Tos nedrīkst noņemt ne no ceļa locītavas ortozes, ne siksnas.

Pēc katras lietošanas reizes tos noslaukiet, lai atbrīvotos no mitruma, un ļaujiet tiem izžūt.

Jūs varat tīrīt spilventiņus arī ar maigām antibakteriālām ziepēm un noskalot ar tīru ūdeni.

Nemazgājiet spilventiņus velas mašinā un nežāvējiet velas žāvētājā.

Uzglabāšana

Uzglabājiēt istabas temperatūrā, vēlams, oriģinālajā iepakojumā.

Likvidēšana

Likvidējiet saskāņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

KOMERCIĀLĀS GARANTIJAS LĪGUMS UN IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Thuasne piešķir bezmaksas komerciālu garantiju pret bojājumiem un ražošanas defektiem lietotājam, kas atrodas produkta iegādes teritorijā:

- seši mēneši siksnām, polsterējumam un kondiļa spilventiem,
- Un viens gads ortzei un tās apvalkam, sprādzēm un locītajam.

Komerčiālās garantijas termiņš sākas līdz ar dienu, kad lietotājs iegādājas produktu.

Komerčiālā garantija neattiecas uz bojājumiem un ražošanas defektiem, ja:

- veikta nepareiza produkta lietošana un tā stāvoklis ir pasliktinājies ārpus parastajiem produkta lietošanas apstākļiem, kas minēti lietošanas instrukcijā;
- bojājumi radušies, mēģinot pārvēidot produktu.

Ja produkti sabojājis vai nepareizi sagriezis veselības aprūpes speciālists, to pārvēidojot vai pielāgojot pēc piegādes, tad uz to šī garantija nedarbojas.

Jebkuras šādā veidā saskaņā ar šo komerciālo garantiju lietotājam jānosūta iestādei, kas viņam pārdeva produktu, un kas pārsūtīs to sūdzību attiecīgajai Thuasne struktūrvienībai.

Visas garantijas prasības iepriekš analizēs Thuasne, lai noteiktu, vai ir izpildīti garantijas nosacījumi un vai uz prasību neattiecas komerciālās garantijas prasuma izslēgšanas gadījumi.

Lai varētu izmantot komerciālo garantiju, pircējam ir obligāti jāuzrāda datēts oriģinālais pirkumu apliecināošs dokuments (čeks).

Ja komerciālās garantijas nosacījumi ir izpildīti un sūdzību iesniedzis lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis (vecāki, aizbildnis utt.) iepriekš norādītajos garantijas termiņos, piercējām ir tiesības precī nomainīt ar jaunu produktu. Ir nepārprotami panākta vienošanās, ka papildus šai komerciālajai garantijai, kas papildina juridiskās garantijas, struktūrvienībai, kas produktu pārdeva lietotājam, ir saistoši produkta iegādes valstī piemērojamie tiesību akti.

Saglabājiet šo pamācību.

It

APKROVĀ MAŽINANTIS ANTKEĻIS SU PAPRASTA LANKSTOMA JUNGTMIM

Aprašymas ir paskirtis

Priemone skirta tik zīdīdydumos indikācijoms gydyti ir tik pacientams, kuriu kūno matmenys atitinka dydžių lentelę.

Šis įtvaras gali būti naudojamas:

- esant dešinės pusės medialinei gonartrozei ir (arba) lateralinei kairės pusės gonartrozei;

- esant kairės pusės medialinei gonartrozei ir (arba) lateralinei dešinės pusės gonartrozei.

Vienas dydis.

Priemonė sudėtinės dalys:

- 2 standūs ir lankstūs įtvarai ①,

- TM5+ ② šoninė jungtis, atkartojanti natūralų kelio judėjimą, su gaubteliais;

- 1 krumplinių ataugų pagavėlė;

- 4 netamprūs diržai ③, ④, ⑤, ⑥).

Kelio įtvaru dėžutėje pateikti prietaisai ištiesimo ribotuvai (❶ pav).

Lenkimo ribotuvai yra **pasirenkami** ir turi būti užsakomi atskirai (❷ pav.).

Sudėtis

Tekstilinės dalys: elasthanas - poliamidas - etileno vinilacetatas - silikonas - poliesteris - poliuretanas.

Standžio dalys: aliuminis - aliuminio silikatas - acetalis - nerūdijantis plienas - akrilnitrilo butadieno stirenas - 2-butoksietanolis - dibutitalau oksidas - 4-metilpentan-2-onas - titano dioksidas - anglis - poliolefinas - didelio tankio polietilenas - poliamidas.

Savybės ir veikimo būdas

3 taškų reguliuojama sistema apkrovai mažinti su netampriais diržais, kad būtų užtikrinama ligos paveiktos sąnarinės dalies tiesi padėtis ir sumažėtų apkrova.

Ištisusius pažeistą dalį sumažinama *varus* arba *valgus* deformacija ir per didelę pažeistosios kelio dalies apkrovą.

Nuleisdamas koją nukrypti, įtvaras padeda sumažinti apkrovą, taigi, ir suspaudimą bei uždegimą.

Toks pažeistos pusės apkrovos mažinimas paprastai padeda malšinti skausmą ir mažina kremzlės pažeidimą.

Antkėlį ant kojos laiko:

- paminkštintinas iš silikono (korpusų ir diržų viduje);

- pusiam standūs šlaunikaulio ir blauzdikaulio korpusai ①, leidžiantys tiksliai prisitaikyti prie kiekvieno paciento morfologijos.

Naudojimą palengvina:

- savaiminio apkrovos pritaikymo sistema;

- užsegamos sagtyis ir spalviniai kodai.

Ištisiam galima nustatyti 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 20° ir 30°.

Sulenkimą galima nustatyti 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ir 110°.

Indikacijos

Simptominė vienos pusės femorotibalinė artrozė (vidutinė arba stipri).

Kelio apkrovos sumažinimas esant traumoms, pooperaciniams ar degeneratyviams pažeidimams.

Sąnario nestabilumas ar laisvumas.

Alternatyva osteotomijai ar kojos sulygijimo operacijai.

Kontraindikacijos

Jei diagnozė nėra aiški, gaminio nenaudokite.

Nenaudokite gaminio, jei yra alergija bet kuriai sudėtinei medžiagai.

Nenaudokite gaminio tiesiogiai ant pažeistos odos ar atviros žaizdos be specialaus tvarsčio.

Netinka naudoti esant labai išsiplėtusioms venoms (dėl kurių nebūt galima reguliariai dėvėti kelio įtvarą).

Netinka naudoti esant atlikusiam keluii (*genu recurvatum*).

Netinka naudoti esant ryškioms *genu varum* arba *genu valgum* deformacijoms. Buvę venų ar limfos sutrikimai.

Netinka naudoti esant ankstesniems rimtiems venų tromboemboliniams susirgimams, kuriems nebuvo taikytas profilaktinis trombozės gydymas.

Atsargumo priemonės

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar priemonė tvarkinga, ar jai netrukia dalių.

Nenaudokite priemonės, jei ji pažeista.

Rekomenduojama, kad pirmą kartą gaminį padėtų užsidėti sveikatos priežiūros specialistas.

Griežtai naudoti pagal sveikatos specialisto nurodytą naudojimosi protokolą ir receptą.

Šis gaminys skirtas konkrečiai patologijai gydyti ir jį galima naudoti tik gydymo metu.

Higienos ir tinkamo veikimo sumetimais gaminio negali naudoti kitas pacientas.

Patariame priemonę tinkamai suvėžti, kad jį palaikytų ar stabilizuotų galūnę netrukdydama tekėti kraujui.

Jei jaučiate nemalonius pojūčius, didelį diskomfortą, skausmą, galūnių patinimą, neįprastus pojūčius arba jei pasikeitė galūnių spalva, išimkite priemonę ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Pasikeitus priemonės savybėms ją nusiimkite ir pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

Prieš sportuodami pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu, ar sportuoti galite naudoti šią medicinos priemonę.

Nenaudokite priemonės medicininį vaizdo tyrimų metu.

Nenaudokite gaminio tepęje odą ką kuriomis priemonėmis (kremais, tepalais, aliejais, geliais, užklijavę pleistrą ir pan.).

Nepageidaujamas šalutinis poveikis

Ši priemonė gali sukelti odos reakciją (pvz., paraudimą, niežulį, nudegimus ar pūslės) ar net įvairaus sunkumo žaizdas. Apie visus rimtus su gaminio susijusius įvykius turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Naudojimas

Patariame dėvėti įtvarą tiesiai ant odos, jei nėra kontraindikacijų. Susipažinkite su šiomis instrukcijomis kartu su pacientu pirmą kartą pritaikydami įtvarą ir įsitikinkite, kad pacientas suprato, kaip turi būti uždėtas kelio įtvaras.

Įtvaro pritaikymas

•**1 etapas: Pritaikymas pacientui**
Įvertinkite paciento skausmo lygį, kad galėtumėte įvertinti pritaikyto gaminio veikimą ir efektyvumą.

•**2 etapas: Įtvaro uždėjimas ant kojos**

- Atsėkite ir atlaisvinkite visus įtvaro diržus ir, kad būtų lengviau užsidėti, užlenkite kibiašias juostas.

Įsitikinkite, kad ratukas ištrauktas, o diržai neįtempti.

- Pasodinkite pacientą ant kėdės krašto paprašykite sulenkti keli 30–60° kampu.

- Uždėkite įtvarą ant nuogos kojos sąnario (❸ pav.), esančio sužalotos vietos pusėje.

Sulygiuokite sąnarį su kelio centru, kuris yra viršutiniame kelio girnėlės trečdalyje (❶ pav).

- Užsėkite apatinio blauzdos diržo sagtį ④, po to viršutinę šlaunies diržo sagtį ⑥ (❶ pav).

Vadovaukitės ant sagčių ir korpusų esančiais skaičiais ir spalvomis.

Teisingai uždėta diržų sistema užtikrins teisingą antkelio padėtį, o kartu teisinga sąnario padėtį.

Padėkite „Cross Buttress“ atramą (diržų persikeitimo vietoje) ant kelio girnėlės šono (❷ pav).

Kad užtikrintumėte tinkamą išlyginimą su kelio sąnariu, naudokitės žymomis ant „Cross Buttress“ atramos.(❷ pav).

- Užsėkite blauzdikaulio priekyje esančią diržo sagtį ⑩, po to priekinę šlaunies diržo sagtį ① (❶ pav).

Vadovaukitės ant sagčių ir korpusų esančiais skaičiais ir spalvomis, ir įsitikinkite, kad jie atitinka.

- Sureguliuokite kryžminių diržų galinį įtempimą.

Įsitikinkite, kad „Cross Buttress“ atrama yra prispausta prie kelio šono. Diržų kilpas galima patenkinti, kad gerai ir lygiai priglustų prie užpakalinės kojos dalies.

Norėdami atkirti norimo ilgio diržus, turite nuo diržo galo nuimti prisegamą kibiąją juostą, nukirpti norimo ilgio diržą ir vėl pritvirtinti prie diržo galo kibiąją juostą (❶ pav.). Stenkitės nenukirpti pėmely daug.

Atliekant šiuos veiksmus, teikia nuimti prie vidinės diržų pusės pritvirtintas minkštas pagavėles (kad netyčia neįkirtumėte), o nukirpus vėl sudėti atgal. Siekiant geriau pritaikyti prie kelio sąnario, jungtį galima priderinti prie paciento morfologijos. (❶ pav);

- padėkite kelio įtvarą ant stalo krašto, kad sąnarys būtų nejudančioje padėtyje;

- sulenkite įtvarą siek tiek aukščiau arba žemiau sąnario.

•**3 etapas: Uždėto įtvaro ir skausmo lygio patikrinimas prieš reguliuojant koregavimą**
Paprašykite paciento atsikelti ir įprastai nueiti maždaug dešimt žingsnių, žiūrint tiesiai priešais save.

Įsitikinkite, kad kelio įtvaras gerai priderintas prie kojos.

Paprašykite paciento nupasakoti pojūčius, palyginkite jo skausmo lygį uždėtam įtaisui esant neutralioje padėtyje su skausmo lygiu prieš uždedant įtaisą.

•**4 etapas: Koregavimo taikymas (❶ pav):**

Kryžminių diržų sistemos ratukas nustatomas neutralioje padėtyje (ratukas ištrauktas).

- Norėdami sumažinti apkrovą sužaloto kelio pusėje, paspauskite ratuką ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte šoninę jėgą iki pageidaujamo lygio (prikllausomai nuo skausmo ir reikalingo prilaikymo).

Iš pradžių pasukite ratuką per pusę apsisukimo ir žengus kelis žingsnius įvertinkite, ar vis dar reikia koreguoti lygį.

- Sukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte apkrovą, arba patraukite, kad atlaisvintumėte visą įtempimą.

•**5 etapas: Skausmo lygio patikrinimas pritaikius koregavimą**

Pritaikius įtvaro teikiamą svorio perkėlimą:

- Paprašykite paciento vėl pavaikšioti ir įvertinkite skausmo lygį.

- Vis didinkite arba mažinkite koregavimą, kol jis tenkins pacientą ir bus optimalus.

- Jei pacientas vis dar jaučia diskomfortą, sumažinkite koregavimo lygį.

Patariame pradėti nuo kelių dėvėjimo valandų per dieną.

Galį užtrukti kelias savaites, kol priprasisite dėvėti įtvarą.

Sulenkimo (ištisimo) kontrolė:

Pagal numatytąsias nuostatas, įtvarą ištisimas apribotas iki 0°.

Sulenkimo ir ištisimo ribotuvai yra dėžutėje, ant plastikinio laikiklio (❶ pav.).

•**Sulenkimo ribotuvo nustatymas (❶ pav):**

Ištisiam galima apriboti iki 0°, 5°, 10°, 15°, 20° ir 30°.

1. Pasirinkite ant plastikinio laikiklio esantį norimą ištisimo lygio ribotuvą.

2. Išsukite jungties sąnario šoną esantį varžtą.

3. Siek tiek sulenkę jungtį, ištraukite esamą ištisimo ribotuvą.

Įsidėmėkite ribotuvo dėjimo kryptį.

4. Norimus ribotuvus įdėkite taip, kad numeruotas kraštas būtų nukreiptas į priekį, o kablo pavidalo kraštas būtų nukreiptas atgal, ir pasukite į priekį. Nustatykite jungtį į didžiausio ištisimo padėtį, kad įsitikintumėte, jog ištisimo ribotuvus tinkamoje padėtyje.

Kiekvieno ribotuvo skyklutė turi būti sulgyvuota ir matoma per sąnario skyklę taip, kad į ribotuvą būtų galima įkišti varžtą.

5. Įkiškite ir prisukite varžtą.

Atlikite kelis sulenkimo / ištisimo judesius ir įsitikinkite, kad ribotuvas gerai užfiksuotas norimu kampu.

•**Sulenkimo ribotovo nustatymas (❶ pav):**

Sulenkimą galima apriboti iki 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ir 110°.

1. Pasirinkite ant metalinio laikiklio esantį norimą sulenkimo lygio ribotuvą.

Kiekvieno sulenkimo ribotovo kampas yra išraižytas ant jo paviršiaus.

2. Išsukite kiekvieno jungties gaubtelio užpakalinėje pusėje esančius du varžtus ir ištraukite įtaisytą kaištį.

3. Įkiškite ribotuvą plokščiu galu į viršų ir sureguliuokite jį taip, kad abi skyklės būtų galima matyti per dangtelio skyklę.

4. Į abi dangtelio ir ribotovo skyklę įkiškite varžus ir priveržkite.

Atlikite kelis sulenkimo / ištisimo judesius ir įsitikinkite, kad ribotuvas gerai užfiksuotas norimu kampu.

Dėmesio:

sulenkimą (ištisimą) nustato ir reguliuoja sveikatos priežiūros specialistas o ne pacientas.

PASTABA: Geriau, kad įtvaras būtų uždėtas kiek per aukštai, nei per žemai. „Thuasne“ negali būti laikoma atsakinga dėl nepageidautinų pasekmių ir žalos, atsiradusių dėl nekontroliuojamo ar netinkamo reguliavimo.

Antkelio nuėmimas:

Jei norite nuimti įtvarą, patraukite ratuką, kad atlaisvintumėte visą įtempimą, ir atsekite diržus.

Priežiūra

Prieš skalbdami užsėkite kibiašias juostas. Skalbti rankomis. Nenaudoti valiklių, minkštiklių ar esdinančių produktų (priemonių su chloru). Nusausinti spaudžiant. Džiovinoti toli nuo tiesioginio šilumos šidinio (radiatoriaus, saulės ar pan.). Jei priemonę veikė jūros ar chloruotas vanduo, gerai nuskalaukite ją gėlu vandeniu ir išdžiovinkite.

•**Įtvaro jungtis ⑩:**
Kelio įtvaro jungtis yra sutepta gamykloje.

Įjungtį patekus smėlio, dulkių, žemių ar vandens, gali prireikti ją vėl sutepti. Jei pastebėjote, kad jungtis pasidare ir tokiu lanksti, galite į ją įlašinti kelis lašus sintetinio tepalo.

Prieš dėdamiesi kelio įtvarą tepalo perteklių nuvalykite, kad neišteptumėte drabužių.

•**Diržai:**

jei po ilgesnio nešiojimo diržų plaukeliai nebe taip gerai sukimba su kibiąja juosta, nukirpkite diržą tiek, kad kibiąją juostą būtų galima priplinti prie mažiau nusidėvėjusios diržo dalies.

Jei to padaryti neįmanoma, susisiekite su jūsų kelio įtvarą suregulivusiu sveikatos priežiūros specialistu.

•**Pagavėlės:**

kad kojai būtų patogiau liestis su korpusu, kelio įtvaras yra paminkštintas.

Ant diržų taip pat yra pagavėlės.

Jų negalima nuimti nuo įtvaro ar diržų.

Po kiekvieno įtvaro naudojimo, jas nušluostykite nusausinami ir palikite išdžiūti atvirame ore.

Pagavėlės galima plauti švelniu antibakteriniu muilu ir nuskalauti drungnu vandeniu.

Neskalbkite pagavėlių skalbyklėje ir nedžiovininkite rūbų džiovyklėje.

Laikymas

Laikykite kambario temperatūroje, pageidautina originalioje pakutėje.

Išmetimas

Salinkite pagal galiojančias vietos taisykles.

SUTARTIES PREKYBOS GARANTIJA IR GARANTIJOS APRIBOJIMAI

Bendrovė „Thuasne“ suteikia šią nemokamą prekybos garantiją gaminio įsigijimo teritorijoje esančiam naudotojui, esant prekės gamybos defektams ir trūkumams:

- diržams, paminkštinio detalėms ir krumplinių ataugų pagavėlėms – 6 mėn;

- įtvarui ir jo korpusui, kilpoms ir jungtims – 1 metų.

Prekybos garantija pradėdama skaičiuoti nuo dienos, kai naudotojas įsigijo gaminį.

Prekybos garantija netaikoma gamybos defektams ir trukumams, jei:

- gaminys buvo naudojamas netinkamai ar sugadintas naudojant jį ne pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį,

- gaminys sugadintas mėginant jį pakeisti.

Garantija aiškiai netaikoma atvejams, kai gaminį, išduodamas jį pacientui, sugadina arba blogai apkerpa sveikatos priežiūros specialistas jį keisdamas arba pritaikydamas.

Pretenziją dėl prekybos garantijos naudotojas turi pateikti jam priemonę pardavusiai įmonei, kuri perduos pretenziją atitinkamam bendrovės „Thuasne“ skyriui.

Bendrovė „Thuasne“ išnagrinės kiekvieną pretenziją, kad nustatytų, ar buvo tenkinamos garantijos sąlygos ir ar pretenzija nėra priskiriama prie garantijos suteikimo išimčių.

Norėdams pasinaudoti prekybos garantija, pirkejas privalo pateikti pirkimą patvirtinancio dokumento originalą su nurodyta data.

Jei tenkinamos prekybos garantijos sąlygos ir naudotojas arba jo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir pan.) pretenziją pateikė anksčiau nurodytu garantijos laikotarpiu, jam galės būti suteiktas naujas gaminys.

Aiškiai įtvirtinama, kad ši prekybos garantija papildo teisinę garantiją, kurią priemonė pardavusi įmonei įpareigoja suteikti šalies, kurioje parduotas gaminys, teisės aktai.

Išsaugokite šią instrukciją.

et

KOORMUST VÄHENDAV ORTOOS, ÜKS LIIGENDATUD PÜSTTUGI

Kirjeldus/Sihtkasutus

Kasutage vahendit vaid loetletud näidustuste korral ning patsientide puhul, kelle kehamõõdud vastavad mõõdute tabelile.

See ortoos on mõeldud kasutamiseks järgmistele näidustustele korral:

- parempoolse mediaalse gonartroosi / vasakpoolse lateraalse gonartroosi korral;

- vasakpoolse mediaalse gonartroosi / parempoolse lateraalse gonartroosi korral

Üks suurus.

Seade koosneb järgmistest osadest:

- 2 jalka ja painduvat kesta ①;

- 1 külgtugi koos põlve loomuliku liikumist jälgendava liigendiga TM5+ ② ja seda kaitsva kattega;

- 1 kondulaarne padi;

- 4 venimatu rhma (③, ④, ⑤, ⑥).

Sirutuse piirajad on ortoosikarbis (joonis ❶).

Painutuse piirajad on valikulised ja neid saab tellida eraldi (joonis ❷).

Koostmaterjalid

Tekstiilist osad: elastaan - polüamiid - etüleen-vinüülatsetaat - silikoon - polüester - polüuretaan.

Jäigad osad: alumiinium - alumiiniumsilikaat - atsetaal - roostevaba teras - akrülnitrilbutadienüstüreen - 2-butoksietaanool - dibutüülitnaoksiid - 4-metüülpentaan-2-on - tianditoksiid - süsinik - polüolefiin - suure tihedusega polüetüleen - polüamiid.

Omadused/Toimeviis

Koormust leevendav kolmepunktsüsteem, reguleeritav, venimatute rhmadega, et tagada vigastatud põlve osa õige asend ja leevendada selle koormust.

Selline asendi ümberpaigutus aitab vähendada liigese varus- või valgus-seisu ning põlve haigeale olude langevaid liiaside koormusi.

Aidates hoida jalga normaalses asendis (joonduses), aitab ortoos vähendada koormust ja seega ka kompressiooni ja põletikku.

Vigastatud külje koormuse vähendamise aitab tavaliselt kaasa valu leevenemisele ja kõhre lagunemise aeglustumisele.

Põlvetugi püsib korrektsel jala tase:

- silikoopolstrile (kestade ja rhmadde siseküljel);

- pooljalkadele reie- ja sääreluu kestadele ①, mis võimaldavad kohandada vahendit jäa patsiendi jalak

2. Odstránite vijkaja z zadnje strani pregiba s pokrovom in odstranite predhodno namačeno plôšico.
3. Vstavite omejevalnik tako, da je ploški del na gor, ter ga postavite tako, da sta luknji vidni skoli luknji na pokrovu.
4. Pôtsitnite vijkaja proti pokrovu in v luknji omejevalnika ter privijte.
- Naredite nekaj upogibov/iztegov, tako da preverite in potrdite, da je omejevalnik dobro pritrjen pod želenim kotom.
- Pozor:** nastavitve kota upogiba/iztega določi in nastavi zdravstveno osebej, ne bolnik.
- POMNI: vedno je boljše, če opornico postavite malo previsoko kot prenikzo. Thuasne ni sprejema odgovornosti za neželene učinke ali škoda, nastalo zaradi nenadzorovanih in neprilagojenih nastavitve.

Snemanje opornice:

Opornico snemate tako, da povlečete za kolesce, opornico sprostite in odprete trakove.

Vzdrževanje

Pred pranjem zapnite sprijemalne trakove. Izdelek operite na roke. Ne uporabljajte detergentov, meħalca ali agresivnih sredstev (izdelki, ki vsebujejo klor). Izsitnite odvečno vodo. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (radiator, sonce itd.). Pripomôček, ki se je zmôčil slano vodo ali klorirano vodo, dobro sperite s sladko vodo in ga posušite.

•Pregib @:

Pregib opornice podmažite je v tovarni.

Po potrebi ga znova podmažite, če vanj vdrejo pesek, prah, umazanija ali vodo.

Če opazite, da postaj pregib tog, lahko nanj nakapate nekaj kapljic sintetičnega maziva.

Preden si nadenete opornico, z nje obrišite vse sledi maziva, da ne bi onesažili oblačil.

•Trakovi:

Če se po daljši uporabi vlakna v travokih slabše sprijemajo, odrežite trak tako, da se sprijamili trak sprime na delu traku, ki je manj obrabljen.

Če to ni možno, prosite za pomoč zdravstvenega delavca, ki je opornico nastavil.

•Blazinice:

Opornica je oblažinjena, da ustvari udobno prileganje med nogo in škôljko. Tudi trakovi so oblažinjeni.

Blazinici ni dovoljeno odstraniti z opornice in trakov.

Po vsakih uporabi jih obrišite in jih pustite, da se posušijo na zraku.

Blazinice lahko očistite tudi z blagim protibakterijskim milom ter sperete z vodo.

Blazinic ne perite v stroju ali sušite v sušilniku.

Shranjevanje

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

Odlaganje

Zavržite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi.

POGODBA O GARANCIJI IN OMEJITEV GARANCIJE

Thuasne zagotavlja uporabniku brezplačno komercialno garancijo na omeziu nakupa izdelka. Garancija velja za napake in pomanjkljivosti pri izdelavi:

-šest mesecev za trakove, oblažljenje in kondilarno blazinico;

-eno leto za ogrođja, sponke in sklepe opornice ter pokrov.

Komercialna garancija velja od datuma nakupa izdelka. Komercialna garancija ne krije napak in pomanjkljivosti pri izdelavi v naslednjih primerih:

-nepravilna uporaba pripomočka ali poslabšanje stanja izdelka zaradi pogojev uporabe, ki presegajo omejitve, navedene v navodilih za uporabo, -poškodbe, nastale pri poskusu spreminjanja izdelka.

Kakršnokoli poslabšanje ali slabo rezanje izdelka med njegovim spreminjanjem ali prilagôditvijo, ki jo opravi zdravstveni delavec pri dobavi izrecno izniči veljavnost garancije.

Vse garancijske zahtevke, povezane s predmetno komercialno garancijo vložijo uporabnik. Zahtevke naslovi na subjekt, ki mu je izdelek prodal, le ta pa posreduje zahtevke ustreznemu podjetju Thuasne.

Thuasne pregleda garancijske zahtevke, da ugotovi, ali so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji in preveri, ali škoda ni nastala zaradi vzrokov, ki jih garancija ne priznava.

Garancijski zahtevk Thuasne upošteva, če je priloženo potrdilo o nakupu z navedbo datuma ali originalen račun.

Če so izpolnjeni garancijski pogoji in če je garancijski zahtevk vložen pred iztekom garancijskega obdobja, poskrbi Thuasne za zamenjavo izdelka. Izrecno je dogovorjeno, da se predmetna komercialna garancija nanaša tudi na pravna jamstva, ki zavezujejo subjekt, ki je izdelek prodal uporabniku, v okviru zakonodaje, ki velja v državi nakupa izdelka.

Shranite ta navodila.

sk

ODLAHČOVACIJA KOLENNÁ ORTÉZA S JEDNOU DLAHOU

Popis/Použitie

Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na liečbu ochorení podľa uvedených indikácií a pre pacientov, ktorých miery zodpovedajú tabuľke veľkostí.

Táto ortéza sa môže používať v nasledujúcich prípadoch:

Mediálna gonartroza vpravo/laterálna gonartroza vľavo, Mediálna gonartroza vľavo/laterálna gonartroza vpravo. Univerzálna veľkosť.

Zdravotnícka pomôcka sa skladá z:

- 2 pevné a pružné rámy ①,
 - 1bočná dlaha s TM5+ klbom ②, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena a je chránený krytom,
 - 1kondylárna pelota,
 - 4 nepružné strapavacie pásy (④, ⑤, ⑥, ⑦),
- Vymedzovacie zarážky na nastavenie rozsahu extenzie sú dodávané v balení s ortézou (obr. ⑧).
- Vymedzovacie zarážky na nastavenie rozsahu flexie sú voliteľné a objednávať sa samostatne (obr. ⑨).

Zloženie

Textilné zložky: elastan - polyamid - etylénvinylacetát - silikón - polyester - polyuretán.

Pevné zložky: hliník - kremičitín hliníty - acetát - nehrdzavejúca oceľ - akrylonitrilbutadiénstýren - 2-butoxyetanol - dibutylcín oxid - 4-metylpentán-2-ón - oxid titaničitý - uhlik - polyolefín - polyetylén s vysokou hustotou - polyamid.

Vlastnosti/Mechanizmus účinku

Pracuje na trojbodovom princípe. Nastaviteľný trojbodový systém nepružných strapavacích pásov (pomocou ramien páky) odlaľčuje artrózu poškodenú oblasť a koriguje nesprávne postavenie klbu.

Táto korekčná sila znižuje varizitú alebo valgizitú kolena a nadmerné zaťaženie postihnutej časti kolena.

Ortéza pomáha korekciu udržať končatinu v správnej pozícii a znižovať kompresiu, zaťaženie a zápal.

Toto zníženie zaťaženia postihnutej strany zvyčajne prispieva k zmierneniu bolesti a zníženiu poškodenia chrupavky.

Držanie ortézy na končatine vďaka:

-silikónové výstelky (vnútorná strana rámov a strapavacích pásov)

- ① semirigidné femorálne a tibálne rámy umožňujú prispôsobenie sa pacientovej morfológii.

Jednoduché používanie vďaka:

-samoregulačnému odlaľčovaciemu systému,

-strapavacím pásom s farebným označením.

Možné nastavenie rozsahu extenzie je 0°, 5°, 10°, 15°, 20° a 30°.

Možné nastavenie rozsahu flexie je 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° a 110°.

Indikácie

Mierna až ťažká unikompartmentálna femorotibiálna osteoartróza.

Odlaľčenie kolena v prípade poúrazových, pooperačných alebo degeneratívnych stavov.

Nestabilita kolena/ laxicitá.

Alternatívne riešenie osteotómie alebo operácie vyosenej končatiny.

Kontraindikácie

Výrobok nepoužívať v prípade nepotvrdennej diagnózy.

Nepoužívať v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

Výrobok neprikladajte priamo na poranenú pokožku alebo otvorenú ranu bez použitia vhodného krytia rany.

Nepoužívať v prípade výrazných kŕčových žil (zabrahujú pravidelnému používaniu odlaľčovacej kolennej ortézy).

Nepoužívať pri hyperextenzii kolena (genu recurvatum).

Nepoužívať v prípade pokročilej formy vybočeních alebo vbočených kolien (genu varum alebo genu valgum).

Anamnéza žilových alebo lymfatických ťažkostí.

Nepoužívať v prípade predchádzajúcich závažných žilových tromboembólií bez tromboprofylaxnej liečby.

Upozornenia

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je porušená.

Ak je pomôcka poškodená, nepoužívať ju.

Pri prvom použití je odporúčaná asistencia zdravotníckeho odborníka.

Prísne dodržiavajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

Tento výrobok slúži na liečbu danej patológie a doba používania tohto výrobku je obmedzená touto liečbou.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu účinnosti nepoužívať výrobok u iného pacienta.

Pomôcka sa odporúča utiahnuť tak, aby sa zabezpečila podpora/ znehybnenie bez obmedzenia krvného obehu.

V prípade nepohodlia, vážneho diskomfortu, bolesti, zmeny vzhľadu (objemu) končatiny, nezvyklých pocitov alebo zmeny farby končatiny pomôcku zložte a poraďte sa so zdravotníckym odborníkom.

V prípade akékoľvek zmeny účinku zdravotníckej pomôcky si túto pomôcku zložte a poraďte sa so zdravotníckym odborníkom.

Pred akoukoľvek športovou aktivitou skontrolujte kompatibilitu používania tejto zdravotníckej pomôcky u vášho zdravotníckeho odborníka.

Pri vyšetrení pomocou zobrazovacích systémov výrobok zložte.

Pomôcku nepoužíajte, ak si aplikujete isté výrobky na pokožku (krémy, masti, oleje, gély, liečivé náplasti...).

Nežiaduce vedľajšie účinky

Táto pomôcka môže vyvolať kožné reakcie (začervenania, svrbenie, popáleniny, plgziere,...), dokonca rany rôznych stupňov. Akúkoľvek závažnú udalosť týkajúcu sa použitia pomôcky je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu (ŠUKL), v ktorom sídli používateľ a/ alebo pacient.

Návod na použitie/aplikácia

Zdravotnícku pomôcku odporúčame nosiť priamo na pokožke, ak sa nevyskytli kontraindikácie. Oboznámte prosím pacienta s týmito inštrukciami pri prvom nasadení ortézy a uistite sa, že pacient porozumel, ako správne nasaďiť ortézu.

Nasadenie ortézy:

•Krok 1: Posúdenie stavu pacienta

Posúďte úroveň bolesti počítavou pacientom tak, aby ste správne určili funkciu a účinnosť ortézy po jej nasadení na koleno.

•Krok 2: Umiestnenie ortézy na dolnú končatinu

-Pre ľahšie nasadenie ortézy uvoľnite a odopnite strapavacie pásy a po nasadení ortézy ich umiestnite späť.

Dbajte na to, aby ťahovacie koliesko bolo pevne zatiahnuté bez napätia strapavacích pásov.

-Požadajte pacienta aby si sadol na okraj stoličky a ohol koleno o 30° - 60°.

-Ortézu nasadte na končatinu tak, (obr. ⑥), aby bol klb umiestnený na strane postihnutej oblasti.

Zarovnajte klb so stredom kolena, to znamená s hornou tretinou vašej pately (kolenného klbu), (obr. ②).

-Zatvorte strapovací pás na spodnej časti lýtky ④, potom pás na hornej časti stehna ⑤ (obr. ①).

Sledujte čísla a farebné označenia na strapavacích pásoch a rámocho.

To zabezpečí najst správnu polohu strapavacích pásov a správnu pozíciu klbu.

Umiestnite krížový výstuž (miesto, kde sa prekrížujú strapavacie pásy) blízko okraja pately (kolenného klbu) (obr. ②).

Pomocou značiek na krížovej výstuži zabezpečte správne zarovnanie s Patelou (kolenným klbom) (obr. ②).

-Zatvorte strapavacie pásy prednej časti holennej kosti ⑥, potom na prednej strane stehna ⑦ (obr. ①).

Priradte čísla a farebné označenia na sponách k rámom.

-Nastavte zadné napnutie krížových strapavacích pásov.

Dbajte na to, aby bola krížová výstuž prítlačená k bočnej strane kolena. Spony strapavacích pásov môžu byť naklonené tak, aby pásy správne dolahli na zadnú stranu dolnej končatiny.

V prípade potreby skrátenia strapavacích pásov na požadovanú dĺžku najprv otvorte svorku na suchom zipse na konci pásu, odstrihnite pás na potrebnú dĺžku a znovu koniec uzavrite svorkou na suchý zips (obr. ③). Dbajte na to, aby ste strapavacie pásy neskrátili príliš.

Výstelky umiestnené na vnútornej strane strapavacích pásov je potrebné pred týmto zákrokom odstrániť a po skrátení strapavacích pásov znovu správne umiestniť tak, aby by pri dotahovaní strapavacích pásov nezavádzali.

Pre lepšie umiestnenie ortézy na koleno je možné bočnú dlahu prispôbiť morfológii pacienta (obr. ③):

-Kolennú ortézu položte na okraj stola, čím stabilizujete klb.

-Dlahu ohnite tesne nad alebo pod klbom.

•**Krok 3: Skontrolovanie umiestnenia ortézy a úrovně bolesti pred nastavením korekčnej sily**

Požiadajte pacienta, aby sa postavil a urobil niekoľko krokov, chodil normálnou chôdzou a pozeral sa dopredu.

Uistite sa, že ortéza dobre sedí na dolnej končatine.

Porovnajte úroveň bolesti po nasadení do neutrálnej polohy s úrovňou bolesti pacienta pred nasadením a opýtajte sa ho, ako sa cíti.

•Krok 4: Použitie korekčnej sily (obr. ①):

Uťahovacie koliesko na prekrížených strapavacích pásoch je nastavené v neutrálnej polohe (vytiahnuté).

-Na odlaľčenie postihnutej strany kolena zatlačte ťahovacie koliesko a otačaním v smere hodinových ručičiek zvýšte korekčnú silu na požadovanú úroveň v závislosti od bolesti a potrebnej podpory.

Začínate polovicovým otačením kolieska a po niekoľkých krokoch posúďte, či je potrebné úroveň korekcie ešte upraviť.

Otačením kolieska proti smeru hodinových ručičiek znížite mieru odlaľčenia. Jeho vytiahnutím uvoľníte všetko napätie.

•Krok 5: Posúdenie úrovně bolesti po úprave korekčnej sily

Po úprave odlaľčenia ortézy:

-Znovu pacienta požiadajte, aby chodil a zhodnotte úroveň bolesti.

-Zopakujte postup, pričom zvyšujte alebo znižujte korekčnú silu, aby bola pre pacienta uspokojivá a optimálna.

-Pokiaľ pacient pociťuje nepohodlie, znížte korekčnú silu.

Odporúčame vám začať nosiť ortézu najskôr len niekoľko hodín denne. Buďte trvať niekoľko týždňov, než si na kolennú ortézu zvyknete.

Kontrola flexie/extenzie:

Prídelené nastavenie extenzie ortézy je v 0°.

Vymedzovacie zarážky na nastavenie rozsahu extenzie sú dodávané v plastovom vrecku v balení s ortézou (obr. ①):

•Nastavenie rozsahu extenzie (obr. ①):

Vymedzenie extenzie je možné na 0°, 5°, 10°, 15°, 20° a 30°.

1. Z plastového zásobníka vyberte požadovanú vymedzovaciu zarážku na nastavenie extenzie.

2. Odskrutkujte skrutku umiestnenú na boku klbu smerujúceho dopredu.

3. Klb nastavte do miernej flexie a odstráňte vymedzovaciu zarážku extenzie. Všímnite si nastavenie vymedzovacej zarážky.

4. Vložte požadovanú vymedzovaciu zarážku očíslovaným koncom dopredu a koncom s ťuhytkou nahor, otočeným smerom dopredu.

Klb nastavte do polohy úplnej extenzie a uistite sa, že zarážka extenzie je v správnej pozícii.

Malý otvor v každej zarážke by mal byť v jednej línii a viditeľný cez otvor na klb, aby sa skrutka dala prevliecť cez zarážku.

5. Znova vložte a utiahnite skrutku.

Následne niekoľko ráz ohnite klb (flexia/extenzia) a uistite sa, či je zarážka správne zaistená v požadovanom uhle.

•Nastavenie rozsahu flexie (obr. ②):

Vymedzenie flexie je možné na 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° a 110°.

1. Z kovového zásobníka vyberte požadovanú vymedzovaciu zarážku na nastavenie flexie. Stupeň limitácie je vyrazený na každej zarážke.

2. Odskrutkujte dve skrutky umiestnenú na boku klbu smerujúceho dozadu.

3. Vložte zarážku plochým koncom nahor a umiestnite ju tak, aby boli jej dva otvory viditeľné cez otvory v kryte.

4. Vložte skrutky cez kryt a dva otvory v zarážke a zaskrutkujte ich.

Následne niekoľko ráz ohnite klb (flexia/extenzia) a uistite sa, či je zarážka správne zaistená v požadovanom uhle.

Pozor:

Nastavenie flexie/extenzie musí určiť odborný lekár a vykonať zdravotnícky odborník, nie pacient.

POZNÁMKA: Je vždy lepšie, keď je ortéza nasadená skôr vyššie, než príliš nízko.

Spoločnosť Thuasne nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek nežiaduce účinky alebo poranenia spôsobené nevhodným a nekontrolovaným nastavením ortézy.

Snímanie ortézy:

Pri snímaní ortézy vytiahnite ťahovacie koliesko, čím uvoľníte všetko napätie, a rozopnite strapavacie pásy.

Údržba

Pred práním zatvorte suché zipsy. Možnosť ručného prania. Nepoužíajte agresívne pracie prostriedky, zmáčkaváďa (chlôrované výrobky,...). Prebytočnú vodu vytlačte. Sušte mimo priameho zdroja tepla (radiátor, slnko, ...). Ak je pomôcka vystavená morskej alebo chlôrovanej vode, nezabudnite ju dobre prepláchnuť čistou vodou a vysušiť.

•Klb ②:

Klb ortézy bol pri výrobe premazaný.

Ak sa do klbu dostane piesok, prach, zemina či voda, môže byť potrebné znovu ho premazat.

Ak zistíte, že sa klb náročnejšie ohýba, môžete ho premazat niekoľkými kvapkami syntetického maziva.

Ak zistíte, že sa klb ťažšie ohýba, môžete ho premazat niekoľkými kvapkami syntetického maziva.

•Strapavacie pásy:

Ak po dlhom ťužívaní zistíte, že vlákna na strapavacom páse horšie priliehajú k spodnému suchému zipsu, odstrihnite strapovací pás tak, aby suchý zips priliehal na časť strapavacieho pásu, ktorého vlákna sú menej opotrebované. Ak to nie je možné, obráťte sa na zdravotníckeho odborníka, ktorý vám kolennú ortézu vydal.

•Výstelky:

Ortéza je vystlaná, aby poskytla používateľské pohodlie medzi dolnou končatinou a rámom.

Strapavacie pásy tiež obsahujú výstelky.

Nevybierajte výstelky z ortézy alebo strapavacích pásov.

Po každom použití z nich zotretím odstráňte vlhkosť a nechajte ich uschnúť na vzduchu.

Výstelky môžete taktiež umyť šetrným antibakteriálnym mydlom a následne opláchnuť čistou vodou.

Neperte výstelky v automatickej práčke ani ich nesušte v sušičke.

Skladovanie

Uchovávať ju pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

Likvidácia

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

ZMLUVA O ZÁRUKU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Thuasne poskytuje používateľovi so sídlom na území, kde bol výrobok zakúpený, bezplatnú obchodnú záruku na vady a výskytne chyby:

-šest mesiacov na strapavacie pásy, výstelky a kondylárnu pelotu a

-jeden rok na rámy, strapavacie pásy, klb ortézy a jeho kryt.

Obchodná záruka začína plynúť dňom zakúpenia výrobku používateľom. Obchodná záruka sa nevzťahuje na výrobné vady a poškodenia v prípade:

-nesprávneho použitia výrobku alebo jeho poškodenia mimo bežných podmienok používania výrobku, ktoré sú uvedené v návode na použitie,

-poškodenia spôsobeného pokusmi o úpravu výrobku.

Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne zrezanie výrobku počas úpravy alebo nastavenia zdravotníckym odborníkom v čase dodania je výslovne vylúčené z tejto záruky.

Akúkoľvek reklamáciu podľa tejto obchodnej záruky musí používateľ uplatniť u subjektu, ktorý mu výrobok predal a ktorý postúpi túto reklamáciu príslušnému zástupcovi spoločnosti Thuasne.

Spoločnosť Thuasne posúdi každú reklamáciu a stanoví, či jej podmienky boli splnené, a či nejde o prípad vylúčenia z obchodnej záruky.

Abý kupujúci mohol využiť obchodnú záruku, je povinný sa preukázať originálom pokladničného dokladu s dátumom.

Ak sú splnené podmienky obchodnej záruky a reklamáciu uplatní používateľ alebo jeho zákonný zástupca (rodičia, opatrovník...) vo vyššie uvedených záručných lehotách, kupujúci bude môcť získať výmenu výrobku za nový náhradný výrobok.

Je výslovne dohodnuté, že táto obchodná záruka dopĺňa právne záruky, ktorými by bol subjekt, ktorý predal výrobok používateľovi, viazaný

-1 db kondiláris пárnázat,

-4 ругалматлан пánt (Ⓐ, Ⓑ, ©, ®),

A нýýtájí úткőзк аз ортézис добозáбáн вáннáк (áбrá Ⓐ).

A хáйлáтáс úткőзкőк **опциóнáлисáк** és кőлőн келл őкет мегрeндeлнi (áбrá Ⓑ).

Összetétel

Тeхтiл áлкőтeлeмeк: eлáстáн - полиамид - eтилeн-винил-áцeтáт - силикон - полиeстeр - полиурeтáн.

Силáр áлкőтeлeмeк: áлуминиум - áлуминиум-силикáт - áцeтáл - рoздáмeнтeс áцeл - áкрилнитрил-бутáдиeн-сзтир - 2-бутоxi-eтáнол - дiбутилтин-oxид - 4-метил-пeнтáн-2-он - титáн-диoxид - сзeн - полиoleфин - нáгý сýрűсeгű polietilén - полиамид.

Tulajdonságok/Hatásmód

Háроmpontos, állítható теhermentesítő rendszer rugalmatlan пántokkal, amelyek biztosítják a sérült rekesz korrekciójának beállítását és a terhelés csökkentését.

A korrekció beállítása hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsék a térd valgus vagy varus állását, illetve a térd sérült rekeszének túlzott terhelését.

Azáltal, hogy segíti a láb normál helyzetben tartását, az ortézis segít csökkenteni a terhelést, és ezáltal a kompressziót és a gyulladását is.

A sérült oldal terhelésének ilyen csökkenése általában elősegíti a fájdalom és a porckopás enyhítését.

A térdőrgőztető a lábon

- a szilikonozott párnázás (a héjak és a пántok belseje),

- és a felmerev comb- és sípcsonthéjak Ⓐ tartják, amelyek lehetővé teszik, hogy a térdőrgőztető a lehető legjobban alkalmazkodjon az egyes páciensek testalkatához.

Használatá egyszerű köszönhetően a

- az önbeállító теhermentesítő rendszernek,

- és a bepatintható csatoknak és azok szinkrójának.

A нýýtáс szabályozása 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, és 30°-ban lehetséges.

A хáйлáтс szabályozása 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° és 110°-ban lehetséges.

Indikációk

Tűneti unicompartmental femorotibialis osteoarthritis (közepesen súlyostól súlyosig).

A térd теhermentesítése poszttraumás, műtét utáni vagy degeneratív állapotok esetén.

ízületi instabilitás/lazaság.

Az osteootomia vagy korrekciós műtét alternatívája.

Kontraindikációk

Bizonytalan diagnózis esetén ne használja a terméket.

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.

A termék sérült bórrel vagy nem megfelelően bekötözött nyílt sebbel nem érintkezhet közvetlenül.

Ne használja súlyos visszér esetén (mivel akadályozza a теhermentesítő térdőrgőztető rendszeres használatát).

Ne használja hátrahajló térd esetén.

Ne használja kifejezett 0-láb vagy X-láb esetén.

A kőrtörteнетben szereplő vénás vagy nyirokbetegség.

Ne használja a kőrtörteнетben szereplő súlyos vénás tromboembólia esetén tromboзис profilaxis kezelés nélkül.

Övintézkedések

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.

Ne használja a terméket, ha az sérült.

Javasolt, hogy az eszköz első alkalmazása egészségügyi szakember felügyelete mellett történjen.

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javallt használatra vonatkozó protokollt.

A termék egy adott betegség kezelésére szolgál, használatának ideje a kezelés idejére korlátozódik.

Higiéniái okokból és az eszköz teljesítménye végett ne használja fel újra a terméket mások betegnél.

Javasolt az eszköz szorosságának megfelelő beállítása, ügyelve arra, hogy az eszköz a vérkeringés elszorítása nélküli tartást/rőgzítést biztosítson.

Kellemetlen érzés, jelentős zavaró érzés, fájdalom, a végtag dagadása, a normálisól eltérő érzés vagy a végtag elszíneződése esetén vegye le az eszközt, és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Ha az eszköz teljesítménye megváltozik, vegye le az eszközt, és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Mindennemű sporttevékenység előtt kérdezze meg az Önért felelős egészségügyi szakembert, hogy ez az orvostechnikai eszköz megfelel-e az adott célra.

Ne használja az eszközt orvosi képalotás során.

Ne használja az eszközt, ha bizonyos termékeket (krémek, kenőcsök, olajok, gélek, tapaszok stb.) visz fel a bőrre.

Nemkívánatos mellékhatások

Az eszköz bőrrélekiőt (pirosság, viszketést, égést, hólyagosodást stb.), akár változó súlyosságú sebeket is előidézhet. Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incindiensrő tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

Használati útmutató/felhelyezés

Ajánlott az eszközt közvetlenül a bőrön viselni, kivéve ellenjavallat esetén. Az első felhelyezés alkalmával olvassa át a használati útmutatót a beteggel együtt, és győződjön meg róla, hogy a beteg megértette, hogyan kell a térdőrgőztető felhelyezni.

Ortézis felhelyezése:

•1. lépés: A beteg kiértékelése

Értékelje a beteg fájdalomszintjét, hogy fel tudja mérni a térdortézis működését és hatékonyságát a felhelyezés után.

•2. lépés: A térdőrgőztető beigazítása a lábon

Csatolja és oldja ki az ortézis összes пántját, és a könnyebb felhelyezés érdekében hajtsa vissza a tépőzáras пántokat.

Ügyeljen arra, hogy a tércsa jól meg legyen húzva, hogy a пántok ne feszüljenek.

Ütseste le a beteget egy sзék szélére, és kérje meg, hogy hajlítsa be a térdét 30°-60°-os szögben.

Helyezze a térdőrgőztető közvetlenül a csupasz lábra (áбра Ⓐ), a sérült rekesz oldalának izületére.

Igazítsa az izületet a térd középpontjához, amely megfelel a patella (térdkalács) felső harmadának (áбра Ⓑ).

Csatolja be a vádli alatti пánt csatját Ⓐ, majd a comb feletti пánt csatját Ⓐ (áбра Ⓐ).

Kövésse a csatolón és a héjakon látható számokat és színeljezseket.

És biztosítja a térdmerevítő rögzítését a пántrendszer helyes pozícionálásával, miközben ügyel az izület megfelelő helyzetére is.

Helyezze a Cross Buttress-t (a пántok keresztveződésének helye) a patella (térdkalács) oldalára (áбра Ⓐ).

Használja a Cross Buttress jelöléseit a patella megfelelő beállításának biztosításához (áбра Ⓐ).

Csatolja be a sípcsont elülső felén lévő csatot Ⓒ, majd a comb elülső oldalán lévőт csatot Ⓒ (áбра Ⓐ).

Kövésse a csatolón és a héjakon látható számokat és egyeztesse őket a színeljezsekkel.

-Állítsa be a feszességet az egymást keresztező пántok mögött.

Győződjön meg róla, hogy a Cross Buttress szorosan a térd oldalához illeszkedik-e.

A пántok hurkai hajlíthatók úgy, hogy laposan a láb hátsó részéhez illeszkedjenek.

A пántok kívánt méretre vágásához elég, ha a tépőzár füles végét levezszük, levágjuk a пántot és a végére visszahelyezzük a tépőzáras fület (áбра Ⓐ). Vigyázzon, hogy ne vágja túl rövidre a пántokat.

A пántok belső felére rögzített пárnázott betéteket ehhez a művelethez le kell venni (a vágás megkönnyítése érdekében), és a vágás után vissza kell helyezni.

Annak érdekében, hogy jobban illeszkedjen a térdre, lehetőség van arra, hogy a merevítő a páciens testalkatához igazítsák (áбра Ⓐ).

Helyezze a térdőrgőztető egy asztal szélére, hogy stabilizálja az izületet.

-Hajtsa be a merevítőt közvetlenül az izület felett vagy alatt.

•3. lépés: A felhelyezés és a fájdalom szintjének ellenőrzése a korrigálás beállítása előtt

Kérje meg a beteget, hogy álljon fel, és járkáljon a megszokott módon egyenesen maga elé nézve.

Győződjön meg róla, hogy a térdőrgőztető jól illeszkedik a lábhoz.

Kérdezze meg a beteget, hogy a fájdalomszintje mekkora a semleges helyzetű rögzítőben a rögzítő nélküli állapothoz képest.

•4. lépés: A korrekció alkalmazása (áбра Ⓐ):

A keresztпántrendszer tércsája semleges helyzetbe van állítva (kihúzott пántcsávál).

-A térd sérült oldalának теhermentesítéséhez nyomja be a tércsát, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növelje az oldalirányú erőt a kívánt szintre, a fájdalom és a szükséges támogatás mértékétől függően.

Először egy felet fordítson rajta, és néhány lépés után itélje meg, hogy a korrekció szintjét kell-e tovább állítani.

-Forgassa a tércsát az óramutató járásával ellentétes irányba a теhermentesítés csökkentéséhez, vagy húzza meg feszültségteljes kioldásához.

•5. lépés: A fájdalom szintjének felmérése a korrekció igazítása után

Az ortézis теhermentesítésének beállítása után:

-Kérje meg a beteget, hogy kezdjen el járkálni ismét, és mérje fel a fájdalomszintjét.

-Ismétlje meg a műveletet a korrekció fokozásával vagy csökkentésével mindaddig, míg az kielégítő és optimális lesz a beteg számára.

-Ha a betegnek kényelmetlenségsérgete van, csökkentse a korrekciós erőt. Keszdetben célszerű az ortézist csak napi néhány órán keresztül viseli.

Több hétig is eltarthat, amíg megszokja az ortézis viselését.

Hájlítás/nyújtás beállítása:

Alaphelyzetben az ортeзис 0°-os нýýtáсi kőrlőtozással rendelkezik.

A нýýtáсi úткőзкőк egy мýнáгý támasзтeкőн található, amelyet a doboz tartalmaz (áбра Ⓑ).

•A нýýtáсi kőrlőtozás beállítása (áбра Ⓑ):

A нýýtáс 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, és 30°-ra állítható.

1. Válassza ki a kívánt нýýtáсi úткőзкőт a мýнáгý támasзтeкeкrl.

2. Távolítsa el az izület oldalán található csavart.

3. Távolítsa el a meglévő нýýtáсi úткőзкőт a helyeérl az izület enyhbe hajlításá közben.

Ügyeljen az úткőзкőк beillesztésének irányára.

4. Helyezze be a kívánt úткőзкőкeт úgy, hogy a számozott vég előre nézzen, a kampós vég pedig fölé kerüljön és előre nézzen.

Állítsa az izületet maximális нýýtáсi helyzetbe, hogy meggyőződjön a нýýtáсi úткőзкőк megleelő helyzetérl.

Az úткőзкőк sзi lyukainak egy vonalban kell lenniük, és az izület furatán keresztű láthatónak kell lenniük, hogy a csavart át tudjon menni az úткőзкőк.

5. Helyezze vissza és húzza meg a csavart.

Végezzen néhány hájlítás/нýýtáсt, hogy meggyőződjön arról, hogy az úткőзкő a kívánt sзőгben van-e rögzítve.

•A хáйлáтáс kőrlőtozás beállítása (áбра Ⓑ):

A хáйлáтáс 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° és 110°-ra állítható.

1. Válassza ki a kívánt хáйлáтáсi úткőзкőт a fém támasзтeкeкrl. Az egyes úткőзкőк sзőге azok felületére van véсьe.

2. Távolítsa el a két csavart az izületfedél hátsó részérl, majd távolítsa el a már ott lévő alátétet.

3. Helyezze be az úткőзкőт a lapos végével felfelé, oly módon, hogy annak két lyukja látható legyen a fedél furatán keresztül.

4. A csavarokat a fedélén keresztű csavarja az úткőзкő két lyukába, majd húzza meg őket.

Végezzen néhány хáйлáтáс/нýýtáсt, hogy meggyőződjön arról, hogy az úткőзкő a kívánt sзőгben van-e rögzítve.

Figyelem:

A хáйлáтáс/нýýtáс beállítáсát az egészségýűсi szakembernek és nem a páciensnek kell meghatároznia és elvégeznie.

MEGJEGYZÉS: Jobb, ha az ортeзисi kіssé túl magasra helyezzünk, mint túl alacsonyra.

A Thuasne nem tehető felelőssé az ellenőrzés nélküli vagy nem megfelelő beállítások által okozott nemkívánatos hatásokról vagy károkról.

Az ортeзис eltávolítása:

Az ортeзис eltávolításához húzza meg a tércsát, hogy minden feszességet kioldjon, és nyissa szét a пántokat.

Mosási útmutató

Mosás előtt csatolja össze a tépőzáras пántokat. Kézzeel mosható. Ne használjon tisztítószert, öblítőt vagy agresszív (klórtartalmú stb.) vegyszert. Nyomkodja ki belőle a vizet. Közvetlen hőforrástól (radiátor, napugárzás stb.) távol szórja. Ha az eszközt tengervíz vagy klóros víz érte, mindenképpen alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.

•Izület Ⓐ:

A térdőrgőztető izületé gyárilag meg van kenve.

Ha homok, por, föld vagy víz éri őket, előfordulhat, hogy újabb kenés válik szükségessé.

Ha azt veszi észre, hogy az izlet nehezebben mozog, megkenheti néhány csepp szintetikus kenőanyaggal.

Mielőtt felvenné az ортeзисi, törölje le a felesleges kenőanyagot, hogy ne hagyjon foltot a ruháján.

•Пántok:

Amennyiben hosszabb használatot követően a пánt rostjai már nem fogják meg elég jól a tépőzárat, vágja rövidebbre a пántot, hogy a tépőzár a пántnak olyan részébe akaszkodjon, ahol még nincs annyira elhasználódva.

Ha ez nem lehetséges, forduljon az ортeзисi beállító egészségýűсi szakemberhez.

•Пárnázatok:

A térdőrgőztető ki van párnázva, hogy a tok kényelmesen illeszkedjen a lábhoz. A пántokon is található пárnázat.

Ne távolítsa el a пárnázatot a térdőrgőztetőrl vagy a пántokról.

Használat után törölje meg őket, hogy a nedvességet eltávolítsa és friss levegőn hagyja megszáradni.

Lágy, antibakteriális szappannal is megtisztíthatja őket, majd öblítse ki őket tiszta vízzel.

Ne mossa és ne szárítsa a пárnázatot gépben.

Tárolás

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

Ártalmatlanítás

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

KERESKEDELMI GARANCIASZERZŐDÉS ÉS GARANCIA KORLÁTOZÁSOK

A Thuasne díjmentes kereskedelmi garanciáért ad a termék vásárlási területén tartózkodó felhasználónak a termék meghibásodására és gyártási hibáira:

-hat hónap a пántok, a betét és a kondiláris пárnázat esetében -egy év az ортeзисi tokjai, csatjai és izülete és annak fedele esetében.

A kereskedelmi garancia a termék felhasználó általi megvásárlásának időpontjától kezdődik.

A kereskedelmi garancia nem terjed ki a meghibásodásokra és gyártási hibákra, az alábbi esetekben:

-a termék helytelen használatára vagy a terméknek a használati utasításban normálisként meghatározottnak nem megfelelő feltételek mellett használatból származó károsodása,

-a termék megváltoztatására tett kísérletekkel okozott károk.

A terméknek az egészségýűсi szakember által a szállításkor végzett módosítás vagy igazítás során keletkezett bármilyen sérülése vagy nem megfelelő vágása kifejezetten ki van zárva a jelen garancia alól.

A jelen kereskedelmi garancia keretében felmerülő panaszokat a felhasználónak kell előküldenie a terméket értékesítő szervezetnek, amely továbbítja a panaszt a megfelelő Thuasne szervezetnek.

A Thuasne elzetesen minden garanciális igényt elemzésre vet alá, hogy megállapítsa: betartották-e az általa meghatározott feltételeket, és nem vonatkozik-e rá a garanciakorlát valamelyik kizáró esete.

Csak az a vásárló léphet fel garanciális igénygel, aki dátummal ellátott eredeti bizonylatot tud bemutatni a vásárlásról.

Ha a kereskedelmi garancia feltételei teljesülnek, és a panaszt a felhasználó vagy törvényes képviselője (szülők, gondviselő stb.) a fent megadott garanciáción belül benyújtotta, akkor a vevőnek a régi eszköz helyettesítésére szolgáló új eszköz jár.

Kifejezetten elismerjük, hogy ez a kereskedelmi garancia kiegészíti azokat a jogi garanciákat, amelyeket a terméket a felhasználónak értékesítő egység a termék vásárlása szerinti országban alkalmazandó jogszabályok alapján köteles biztosítani.

Örizz meg ezt a betegtájékoztatót.

bg

НАКОЛЕНКА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, ЕДНОСТАВЕН СЪТЪЛБ

Описание/Предназначение

Изделието е предназначено единствено за лечение при изброените показания и за пациенти, чиито телесни мерки съответстват на таблицата с размери.

Тази ортеза може да се използва при:

- medialна гонартроза на дясната страна/латерална гонартроза на лявата страна,

- medialна гонартроза на лявата страна/латерална гонартроза на дясната страна.

Един размер

Изделието е съставено от:

- 2 твърди и гъвкави корпуса Ⓐ,

- 1 страничен панел със става TM5+ Ⓑ, който възпроизвежда естественото движение на коляното, защитено с капак,

- 1 подложка за кондилиг,

- 4 нееластични ремъка (Ⓐ, Ⓑ, ©, ®),

Ограниченията за развяване са налични в кутията на ортезата (Фиг. Ⓐ). Ограниченията за съвяне не са задължителни и трябва да се поръчат отделно (Фиг. Ⓑ).

Състав

Текстилни компоненти: еластан - полиамид - етилен винил ацетат - силикон - полиестер - полиуретан.

Твърди компоненти: алуминий - алуминиеви силикат - ацетал - неръждаема стомана - акрилонитрил бутадиев стирен - 2-бутоксиметанол - дибутилов оксид - 4-метилпентан-2-он - титанов диоксид - карбон - полиолефин - полиетилен с висока плътност - полиамид.

Свойства/Начин на действие

Триточкова разтоварваща система, регулируема, с нееластични ремъци, за да осигури изравняването и разтоварването на увредения участък.

Това пренастроеноване допринася за намаляване на варуса или валгуса и прекомерното натоварване на увредената част на коляното.

Като спомага за поддържане на нормалното положение на крака, ортезата ще помогне за намаляване на натоварването и следователно на компресията и възпалението.

Това намаляване на натоварването върху увредената страна обикновено спомага за намаляване на болката и разрушаването на хрущяла.

Опора на наклоняване на крака благодарение на:

- силиконизирана подложка (във вътрешността на корпусите и ремъците),

- за корпуси Ⓐ полутвърдите феморални и тибиялни компоненти позволяват тясно приспособяване към морфологията на всеки пациент.

Лесна употреба благодарение на:

- саморегулиращата се система за разтоварване,

- пристигащи се катарамии и тяхното цветово кодиране.

Възможно е регулиране на развяването при 0°, 5°, 10°, 15°, 20° и 30°.

Възможно е регулиране на съвяването при 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° и 110°.

Индикации

Симптоматична еднокомпонентна феморо-тибиална артроза (умерена до тежка).

Разтоварване на коляното при посттравматични, следоперативни или дегенеративни увреждания.

Нестабилност/разхлабване на ставни връзки.

Алтернатива на остеотомиа или на хирургическа операция за пренаместване на крака.

Противопоказания

Не използвайте продукта при неустановена диагноза.

Не използвайте, ако имате алергия към някой от компонентите.

Не поставяйте продукта в пряк контакт с увредена кожа или с отворена рана без подходяща превръзка.

Не използвайте в случай на тежки разширени вени (предотвратяване редовното износване на подложка за коляно за разтоварване).

Не използвайте в случай на извито коляно.

Не използвайте в случай на изразено варусно или валгусно коляно.

Предходни венозни или лим

Нежелани странични ефекти

Това изделие може да предизвика кожни реакции (зачервяване, сърбеж, изгаряне, мехури и др.) или дори рани с различна степен тежест. Всеки тежък инцидент, възникнал във връзка с изделието, следва да се съобщава на производителя и на съответния компетентен орган на държавата членка, в която е установен ползвателят и/или пациентът.

Начин на употреба/Поставяне

Препоръчително е да носите изделието върху кожата, освен ако няма противопоказания. Запознайте се с тези инструкции заедно с пациента по време на първото поставяне и се уверете, че той разбира как да позиционира наколеника.

Поставяне на ортезата:

•Етап 1: Оценка на пациента

Оценете нивото на болка на пациента, за да можете да оцените функцията и ефективността на ортезата в края на поставянето ѝ.

•Етап 2: Поставяне на ортезата върху крака

-Развържете и отворете всички ремъци на ортезата и сгънете самозалепващите ленти нагоре, за да улесните поставянето. Уверете се, че коленцата са издрпани здраво, така че да няма напрежение в ремъците.

-Поставете пациента на ръба на стол и го помолете да сгъне коляното до 30°-60° флексия.

-Поставете ортезата върху крака на голо (Фиг. ❶), ставата от страната на уредения участък.

Изравнете ставата с центъра на коляното, който се намира в горната третина на пателата (капачката на коляното) (Фиг. ❶).

-Затворете катарамата на долната каишка на прасеца ❸, след това катарамата на горната част на каишката на бедрото ❹ (Фиг. ❶).

Следвайте номерата и цветовите обозначения върху катарамите и корпусите.

По този начин се постига правилно позициониране на системата от ремъци, като същевременно се гарантира, че ставата е правилно позиционирана.

Поставете кръстосаната опора (където ремъците се кръстосват) откъм страната на пателата (колянната капачка) (Фиг. ❶).

Използвайте маркировката върху кръстосаната опора, за да се уверите, че тя е правилно подравнена с пателата (колянната капачка) (Фиг. ❶).

-Затворете катарамата на предната каишка на подбедрницата ❺, след това предната катарам на ръма на бедрото ❻ (Фиг. ❶).

Следвайте номерата и съпоставете цветовите обозначения върху катарамите и корпусите.

-Регулирайте задното напрежение на кръстосаните ремъци.

Уверете се, че кръстосаната опора е притисната към страната на коляното.

Примките на ремъка могат да бъдат наклонени под ъгъл, така че да лежат равномерно върху задната част на крака.

За да прекроите ремъците до необходимата дължина, просто отстранете самозалепващата лента от края, отрежете ремъка и поставете отново самозалепващата лента в края на ремъка (Фиг. ❶). Внимавайте да не отрежете някой от ремъците прекалено късо.

Омекотяващите подложки, фиксирани от вътрешната страна на ремъците, трябва да бъдат махнати по време на тази операция (за да се избегне всякаква несърещност при рязането) и да се върнат на мястото си след сръзването.

За по-добро прилягане към коляното е възможно стълба да се приспособи към морфологията на пациента (Фиг. ❶):

-Поставете наколениката на ръба на маса, за да стабилизирате ставата.

-Сгънете вертикалната част точно над или под ставата.

•Етап 3: Проверка на поставянето и нивото на болката, преди да регулирате корекцията

Помолете пациента да се изправи и да измине около десет крачки, като върви нормално и гледа право напред.

Уверете се, че наколениката приляга правилно към крака.

Сравнете нивото на болката след поставянето в неутрално положение с нивото на болката на пациента преди поставянето, като го попитате как се чувства.

•Етап 4: Прилагане на корекцията (Фиг. ❶):

Коленцето на системата с кръстосани ремъци е поставено в неутрално положение (с изтеглено коленцете).

-За да разтоварите уредената страна на коляното, натиснете козелото и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите страничната сила до желаното ниво в зависимост от болката и необходимата подкрепа.

Започнете с половин оборот на коленцата и преченете дали нивото на корекция все още трябва да се регулира след няколко стъпки.

-Завъртете козелото обратно на часовниковата стрелка, за да намалите разтоварването, или го издрпайте, за да освободите цялото напрежение.

•Етап 5: Оценка на нивото на болка след корекция

След регулиране на разтоварването на наколениката:

-Помолете пациента да повърви отново и да оцени нивото на болката си.

-Повторете операцията, като увеличите или намалите корекцията, докато тя стане задоволителна и оптимална за пациента.

-Ако пациентът усеща дискомфорт, намалете нивото на корекция.

Препоръчително е да започнете с носенето на ортезата само няколко часа на ден.

Може да са необходими няколко седмици, за да свикнете с носенето на ортезата.

Контрол на сгъване/разгъване:

По подразбиране ортезата е в положение на ограничаване на разгъването при 0°.

Ограниченията на разгъването са разположени върху пластмасова опора, която се намира в кутията (Фиг. ❶).

•Наместване на ограничението при разгъването (Фиг. ❶):

Ограничението на разгъването е възможно при 0°, 5°, 10°, 15°, 20° и 30°.

1. Изберете желаното ограничение на разгъването върху пластмасовата опора.

2. Отстранете винта отстрани на ставата.

3. Изтеглете ограничителя за разтягането на място, след като леко присвиете ставата.

Отбележете добре посоката на вмъкване на това ограничение.

4. Поставете желаното ограничение с номерирания край напред, а с извития край нагоре и напред.

Разтегнете максимално съединението, за да се уверите в правилното положение на ограничителния при разгъването.

Малкият отвор във всяко ограничение трябва да е в една линия и да се вижда през отвора за ставата, за да може винтът да се завие към ограничението.

5. Поставете отново и затегнете винта.

Направете няколко сгъвания/разгъвания, за да се уверите, че ограничението е добре заключено под желания ъгъл.

•Наместване на ограничението при сгъване (Фиг. ❶):

Ограничението на сгъването е възможно при 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° и 110°.

1. Изберете желаното ограничение на сгъването върху металната опора. Ъгълът на всяко ограничение е гравирани върху повърхността.

2. Отстранете двата винта от задната страна на капака на ставата и извадете съществуващия клин.

3. Поставете ограничението, с плоския край нагоре, и го позиционирайте така, че двата му отвора да се виждат през отворите в капака.

4. Прекарайте винтовете през капака и в двата отвора в ограничителя и ги затегнете.

Направете няколко сгъвания/разгъвания, за да се уверите, че ограничението е добре заключено под желания ъгъл.

Внимание:

регулирането на сгъването/разгъването трябва се определя и осъществява от Вашия здравен специалист, а не от пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги е по-добре наколениката да бъде поставена малко по-високо, отколкото прекалено ниско.

Thuasne не носи отговорност за неблагоприятни ефекти или щети, причинени от неконтролирани или неподходящи настройки.

Сваляне на ортезата:

За да свалите ортезата, издрпайте коленцето, за да освободите цялото напрежение, и отворете ремъците.

Поддръжка

Преди изпиране затворете самозалепващите се краища. Може да се пере на ръка. Не използвайте перилни препарати, омекотители или продукти с агресивен ефект (хлорирани продукти и др.). Изчаждайте с притискане. Сушете далеч от пряк източник на топлина (радиатор, слънце и др.). Ако уредът е изложен на морска или хлорирана вода, не забравяйте да го изплакнете добре с чиста вода и да го изсушите.

•Става ❷:

Ставата на ортезата е фабрично смазана.

Може да е необходимо да се смаже отново, ако в ставата е влязъл пясък, прах, мръсотия или вода.

Ако забележите, че ставата става по-твърда, можете да капнете върху нея няколко капки синтетично масло.

Избършете излишък от масло, преди да носите наколениката, за да избегнете петна върху дрехите.

•Ремъци:

Ако, след продължителна употреба, влакната на ремъка не залепват толкова добре върху самозалепващата лента, отрежете ремъка така, че самозалепващата лента да се захваща върху чистта от ремъка, чиито влакна са по-малко използвани.

Ако това не е възможно, обърнете се към медицинския специалист, който е поставил ортезата Ви.

•Подложки:

Ортезата е подплатена, за да има удобна повърхност между крака и корпуса.

Те не трябва да бъдат махнати от наколениката или от ремъците.

Избърсвайте ги след всяка употреба, за да отстраните влагата и ги оставете да изсъхнат на въздух.

Можете също така да почиствате подложките с мек антибактериален сапун и да ги изплакнете с чиста вода.

Не перете подложките в пералня и не ги сушете в сушилен барабан.

Съхранявайте при стайна температура, за предпочитане в оригиналната опаковка.

Изхвърляне

Изхвърляйте в съответствие с действащата местна нормативна уредба.

СПОРАЗУМИЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Thuasne предоставя безплатна търговска гаранция на потребителя, намиращ се на територията на закупуване на продукта, срещу дефекти и производствени дефекти, както следва:

-шест месеца за ремъци, подложки и подложки за кондилите,

-една година за корпусите, катарамите и ставите на ортезата и нейното покритие.

Търговската гаранция започва да тече от датата на придобиване на продукта от потребителя.

Търговската гаранция не покрива дефекти и производствени дефекти в случай на:

-неправилна употреба на продукта или влошаване на последния извън нормалните условия на употреба на продукта, както е посочено в инструкцията за употреба,

-щети, причинени от опит за изменение на продукта.

Всяко влошаване или лошо изразяване на продукта по време на неговата промяна или корекция от здравен специалист по време на доставката е изрично изключено от тази гаранция.

Вска reclamaция по тази търговска гаранция трябва да бъде изпратена от потребителя до юридическото лице, което му е продало продукта, което ще препрати reclamaцията до съответното юридическо лице на Thuasne.

Вска reclamaция ще бъде анализирана от Thuasne, за да се определи дали условията са били спазени и дали не попада към случай, при който се изключва търговската гаранция.

За да може да се възползва от търговската гаранция, купувачът задължително трябва да предостави оригиналната фактура за закупуване на продукта с поставена на нея дата.

Ако условията на търговската гаранция са изпълнени и reclamaцията е направена от потребителя или неговия законен представител (родители, настойник и т.н.) в рамките на посочените по-горе гаранционни срокове, тогава купувачът може да получи подмяната на продукта с нов заместител продукт.

Изрично е договорено, че тази търговска гаранция е в допълнение към правните гаранции, с които субектът, продал продукта на потребителя, ще бъде обвързан от законодателството, приложимо в държавата, в която е закупен продуктът.

Запазете настоящото упътване.

ro

GENUNCHIERĂ PENTRU DESCĂRCARE, CU ATELA SIMPLĂ ARTICULATĂ

Descriere/Destinație

Dispozitivul este destinat exclusiv pentru tratamentul indicațiilor enumerate și pentru pacienții ale căror dimensiuni coramentul tabelului de mărimi.

Această ортеза poate fi utilizată pentru:

-gonartroză medială partea dreaptă/gonartroză laterală partea stângă,

-gonartroză medială partea stângă/gonartroză laterală partea dreaptă.

Mărimе universală.

Dispozitivul este format din:

-2 apărători rigide și flexibile ❶,

-1 atelă laterală cu articulație TM5+ ❷ care imită mișcarea naturală a genunchiului, protejată de un capac,

-1 pernă condilară,

-4 chingi neelastice (❸, ❹, ❺, ❻).

Limitatoarele de extensie sunt prezente în cutia genunchierei (Fig. ❶).

Limitatoarele de flexie sunt opționale și trebuie comandate separat (Fig. ❷).

Compoziție

Componente textile: elasthan - poliamidă - etilen-vinil-acetat - silicon - poliester - poliuretan.

Componente rigide: aluminiu - silicat de aluminiu - acetal - otel inoxidabil - acrilonitril butadien-stiren - 2-butoxietanol - oxid de dibutilstaniu - 4-metilpentan-2-onă - dioxid de titan - carbon - poliolefină - polietilenă de înaltă densitate - poliamidă.

Proprietăți/Mod de acțiune

Sistem de descărcare în 3 puncte, reglabil, cu chingi neelastice pentru asigurarea alinierii și descărcării compartimentului deteriorat.

Această realiniere ajută la diminuarea varusului sau valgusului și a sarcinii excesive pe partea vătămată a genunchiului.

Contribuind la menținerea membrului inferior într-o poziție de aliniere normală, genunchiera va contribui la reducerea sarcinii și, deci, a compresiei și inflamației.

Această reducere a sarcinii pe partea vătămată contribuie în general la atenuarea durerii și a degradării cartilajului.

Fixarea genunchierei pe membrul inferior cu ajutorul:

-capitonării din silicon (în interiorul apărătorilor și a chingilor),

-apărătorilor ❶ femurale și tibiale semi-rigide care permit o ajustare cât mai apropiată de morfologia fiecărui pacient.

Ușurința de utilizare datorită:

-sistemului de descărcare cu autoreglare,

-cataramelor cu clips și codul de culoare al acestora.

Reglarea extensiei se poate face la 0°, 5°, 10°, 15°, 20° și 30°.

Reglarea flexiei se poate face la 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° și 110°.

Indicații

Osteoartrită femuro-tibială unicompartimentală simptomatică (moderată până la severă).

Descărcarea genunchiului în cazul leziunilor posttraumatice, postoperatorii sau degenerative.

Instabilitate/laxitate articulară.

Alternativ la osteotomie sau intervenția chirurgicală pentru realinierea piciorului.

Contraindicații

Nu utilizați produsul în cazul unui diagnostic incert.

Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.

Nu așezați produsul direct în contact cu pielea rănită sau cu o plagă deschisă fără un pansament adecvat.

A nu se utiliza în caz de varice severă (care împiedică purtarea regulată a genunchierei).

A nu se utiliza în caz de *genu recurvum*.

A nu se utiliza în caz de *genu varum* sau *genu valgum* accentuat.

Antecedente de afecțiuni venoase sau limfatice.

A nu se utiliza în caz de antecedente tromboembolice venoase majore fără tratament trombo-profilactic.

Precuții

Verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Se recomandă ca un specialist în domeniul sănătății să supravegheze prima aplicare.

Respectați cu strictețe rețeta și protocolul de utilizare recomandate de către medicul dumneavoastră.

Acest produs este destinat tratării unei anumite patologii, iar durata utilizării sale se limitează la tratamentul respectiv.

Din motive de igienă și performanță, nu refolosiți dispozitivul pentru alt pacient.

Se recomandă strângerea produsului în mod corespunzător pentru a asigura menținerea/imobilizarea fără limitarea circulației sanguine.

În caz de disconfort, disconfort semnificativ, durere, iritație, a volumului membrului, senzații anormale sau schimbarea culorii extremităților, scoateți dispozitivul și consultați un specialist în domeniul sănătății.

În cazul modificării performanțelor produsului, scoateți-l și consultați un profesionist din domeniul medical.

Înainte de orice activitate sportivă, consultați medicul în legătură cu compatibilitatea utilizării acestui dispozitiv medical.

Nu utilizați dispozitivul într-un sistem de imagistică medicală.

Nu utilizați acest dispozitiv în cazul aplicării anumitor produse pe piele (creme, pomezi, uleiuri, geluri, plasturi etc.).

Reacții adverse nedorite

Acest dispozitiv poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărime, arsuri, vezicule etc.) sau chiar plagi de severitate variabilă. Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie să facă obiectul unei notificări transmise producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Mod de utilizare/Позиționare

Se recomandă purtarea dispozitivului direct pe piele, dacă nu există alte contraindicații. Luați la cunoștință aceste instrucțiuni împreună cu pacientul, pe parcursul primei montări și asigurați-vă că acesta înțelege cum trebuie poziționată genunchiera.

Aplicarea genunchierei:

•Etapă 1: Evaluarea pacientului

Evaluati nivelul de durere al pacientului, pentru a fi în măsură să evaluați funcționarea și eficacitatea aparatului la terminarea montării.

•Etapă 2: Plasarea genunchierei pe membrul inferior

-Detasați și deschideți toate chingile genunchierei și, pentru a facilita montarea, pliați părțile autoadezive.

Asigurați-vă că roțița este trasă strâns, astfel încât să nu existe tensiune în chingi.

-Rugați pacientul să se așeze pe marginea unui scaun și să îndoaie genunchiul în flexie de 30-60°.

-Așezați genunchiera pe piciorul gol (Fig. ❶), cu articulația pe partea compartimentului lezat.

Aliniați articulația cu centrul genunchiului, care corespunde cu treimea superioară a patelei (rotulei) (Fig. ❷).

-Închideți catarama chingii inferioare a gambei ❸, apoi catarama chingii superioare a coapsei ❹ (Fig. ❶).

Urmați cifrele și indicațiile de culoare de pe catarame și de pe apărători.

Asigurați-vă că Cross Buttress este apăsat pe partea laterală a genunchiului. Cataramele de trecere a chingilor pot fi înclinate pentru a se așeza plate pe partea posterioară a membrului inferior.

Pentru a tăia chingile la lungime, îndepărtați pur și simplu clema autoadezivă de la capăt, tăiați chinga și repositionați clema la capătul ei (Fig. ❶). Aveți grijă să nu tăiați niciuna dintre chingii prea scurtă.

Pernițele de capitonare fixate pe interiorul chingilor trebuie scoase în timpul acestei operații (pentru a evita erorile greșale în momentul tăierii), apoi trebuie puse la loc după tăiere.

Pentru o mai bună adaptare la genunchi, atela poate fi adaptată la morfologia pacientului (Fig. ❷):

-Așezați genunchiera pe marginea unei mese pentru a stabiliiza articulația.

-Pliati atela chiar deasupra sau sub articulație.

•Etapă 3: Verificarea montării și a nivelului durerii înainte de reglarea corecției

Cereți pacientului să se ridice și să facă zece pași mergând normal și privind drept înainte.

Asigurați-vă că genunchiera este bine reglată pe membrul inferior.

Comparați nivelul durerii după aplicarea genunchierei în poziție neutră cu nivelul durerii pacientului înainte de aplicare, întrebându-l cum se simte.

•Etapă 4: Aplicarea corecției (Fig. ❶):

Roțița de pe sistemul de chingi transversale este setată în poziția neutră (cu roțița trasă).

- Pentru a descărca partea lezată a genunchiului, apăsați în jos pe rotită și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a crește forța laterală până la nivelul dorit, în funcție de durere și de sprijinul necesar.
- Începeți cu o jumătate de rotație a rotitei și judecați dacă nivelul de corecție trebuie ajustat în continuare după câteva etape.
- Rotiți rotita în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce descărcarea sau trageți pentru a elibera toată tensiunea.
- Etapă 5: Evaluarea nivelului durerii după reglarea corecției**
După ce ați reglat descărcarea genunchierei:
- Rugați pacientul să meargă din nou și să evalueze nivelul durerii.
- Repetăți operația, crescând sau reducând corecția, până când aceasta devine mult mai ușoară și optimă pentru pacient.
- Dacă pacientul se simte incomod, coborâți nivelul de corecție.
- Se recomandă ca la început să purtați genunchiera numai câteva ore pe zi. Este posibil să fie necesare câteva săptămâni pentru a vă obișnui cu purtarea genunchierei.

Controlul flexiei/extensiei:

În mod implicit, genunchiera este reglată pe poziția de limitare a extensiei la 0°.

Limitatoarele de extensie se găsesc pe un suport din plastic aflat în cutie (Fig. ❶).

•Reglarea limitării extensiei (Fig. ❶):

Limitarea extensiei se poate face la 0°, 30°, 5°, 10°, 15°, 20° și 30°.

1. Alegeți limitatorul de extensie dorit de pe suportul din plastic.
2. Îndepărtați șurubul situat pe latura articulației.
3. Îndepărtați limitatorul de extensie montat, așezând articulația în flexie ușoară.

Rețineți sensul de introducere al acestui limitator.

4. Introduceți limitatorul dorit cu capătul numerotat în față și capătul cu cârlig deasupra și orientat spre înainte.

Așezați articulația în poziție de extensie maximă pentru a asigura poziționarea corectă a limitatorului de extensie.

Gaura mică a fiecăru limitator trebuie să fie pe axă și vizibilă prin gaura articulației, astfel încât șurubul să poată fi introdus prin limitator.

5. Reintrduceți și strângeți șurubul.

Efectuați câteva mișcări de flexie/extensie pentru a vă asigura că limitatorul este bine blocat la unghiul dorit.

•Reglarea limitării flexiei (Fig. ❷):

Limitarea flexiei se poate face la 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° și 110°.

1. Alegeți limitatorul de flexie dorit de pe suportul metalic. Unghiul fiecărui limitator este inscripționat pe suprafața sa.
2. Îndepărtați cele două șuruburi de pe partea din spate a capacului de articulație și îndepărtați piedica preexistentă.
3. Introduceți limitatorul, cu capătul plat orientat în sus și poziționați-l astfel încât cele două găuri să fie vizibile prin găurile capacului.
4. Introduceți șuruburile prin capac și în cele două găuri ale limitatorului, apoi strângeți-le.

Efectuați câteva mișcări de flexie/extensie pentru a vă asigura că limitatorul este bine blocat la unghiul dorit.

Atenție:

reglarea flexiei/extensiei trebuie stabilită și realizată de către profesionistul din domeniul sănătății și nu de către pacient.

NOTA: E înțodeauna mai bine ca genunchiera să fie poziționată puțin prea sus decât prea jos.
Thuasne nu își asumă răspunderea pentru reacțiile adverse sau vătămrile provocate de reglaje necontrolate sau neadecvate.

Îndepărtarea genunchierei:

Pentru a îndepărta genunchiera, trageți de rotită pentru a elibera toată tensiunea și deschideți chingile.

Întreținerea

Închideți părțile autoadezive înainte de spălare. Se spală manual. Nu utilizați detergenți, balsamuri sau produse agresive (produse clorurate etc.). Stocați într-un presare. Uscăți departe de o sursă directă de căldură (radiator, soare etc.). Dacă dispozitivul este expus la apa mării sau la apă clorurată, aveți grijă să îl clătiți bine cu apă curată și apoi să îl uscați.

•Articulația ❸:

Articulația genunchierei este lubrifiată în fabrică.

Este posibil să fie necesară o nouă lubrifiere în cazul în care nisip, praf, murdărie sau apă pătrund în articulație.

Dacă observați că articulația devine mai dură, puteți pune câteva picături de lubrifianț sintetic pe ea.

Înainte de a purta genunchiera, ștergeți excesul de lubrifianț, pentru a evita pătrarea hainelor.

•Chingi:

Dacă, după o utilizare îndelungată, fibrele chingiei se prind mai puțin bine de porțiunea autoadezivă, tăiați chinga astfel încât autoadezivul să se prindă de o porțiune de chingă cu fibre mai puțin uzate.

Dacă acest lucru nu e posibil, contactați profesionistul din domeniul sănătății care v-a reglat genunchiera.

•Pernițe:

Genunchiera este capitonată pentru a crea o suprafață confortabilă între gambă și apărătoare.

Chingile au, de asemenea, pernițe.

Acestea nu trebuie scoase de pe genunchieră sau de pe chingi. Ștergeți-le după fiecare utilizare pentru a elimina umezeala și lăsați-le să se usuce la aer.

De asemenea, puteți să curățați pernițele cu un săpun antibacterian moale și să le clătiți cu apă moale.

Nu spălați pernițele la mașină și nu le uscați la uscătorul de rufe.

Depozitare

Depozitați la temperatura camerei, de preferință în ambalajul original.

Eliminare

Eliminați în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

CONTRACT DE GARANȚIE COMERCIALĂ ȘI VALABILITATEA GARANȚIEI

Thuasne acordă o garanție comercială gratuită utilizatorului de pe teritoriul de unde a achiziționat produsul pentru defectele și viciile de fabricație, pentru o perioadă de:

- șase luni pentru chingi, capitonare și pernița condilară,
- un an pentru apărători, catarame și articulația genunchierei și capacul acesteia.

Garanția comercială începe sub curgă din data la care a fost achiziționat produsul de către utilizator.

Garanția comercială nu acoperă defectele și viciile de fabricație în cazul:

- utilizării incorecte a produsului sau deteriorării acesteia ca urmare a nerespectării condițiilor de utilizare normală a produsului, după cum se menționează în instrucțiunile de utilizare,

- daunelor survenite ca urmare a încercărilor de modificare a produsului.

Orice deteriorare sau decupare greșită a produsului după ce a fost modificat sau ajustat de medic la momentul livrării este exclusă în mod expres din prezenta garanție.

Orice reclamație în temeiul prezentei garanții comerciale trebuie adresată de către utilizator entității care i-a vândut produsul, iar aceasta din urmă va transmite reclamația entității Thuasne corespunzătoare.

Orice reclamație va fi analizată în prealabil de Thuasne, pentru a stabili dacă au fost îndeplinite condițiile acesteia și dacă aceasta nu face parte dintr-un caz de excludere din garanția comercială.

Pentru a putea beneficia de garanția comercială, cumpărătorul trebuie să furnizeze obligatoriu o dovadă originală și datată a achiziției. În cazul în care condițiile de garanție comercială sunt îndeplinite și reclamația este formulată de către utilizator sau reprezentantul său legal (părinți, tutore

etc.) în termenele de garanție indicate mai sus, cumpărătorul poate beneficia de înlocuirea produsului cu un produs înlocuit sau nou.

S-a convenit în mod expres că prezenta garanție comercială completează garanțiile legale care obligă entitatea care a vândut produsul utilizatorului conform legislației aplicabile în țările în care este achiziționat produsul.

Păstrați acest prospect.

hrZGLOBNA ORTOZA ZA KOLJENO, SJEDNOSTAVNOM ŠARKOM

Opis/namjena

Proizvod je namijenjen samo za liječenje navedenih indikacija kod pacijenata čije mjere odgovaraju onima u tablici veličina.

Ova ortoza može se koristiti za:

- medijalnu gonartrozu desne strane / bočnu gonartrozu lijeve strane,
- medijalnu gonartrozu lijeve strane / bočnu gonartrozu desne strane.

Univerzalna veličina.

Proizvod se sastoji od:

- 2 čvrste i fleksibilne školjke ❶,
- 1 bočne šarke sa zglobnim dijelom TM5+ ❷ koji reproducira prirodno pomicanje koljena, zaštićenog poklopcem,
- 1 kondilarnog jastučića,
- 4 neelastične trake (❸, ❹, ❺, ❻),

graničnici ekstenzije nalaze se u kutiji ortoze (slika ❷).

graničnici fleksije su **opcionalni** i treba ih naručiti zasebno (slika ❸).

Sastav

Tekstilne komponente: elastan - poliamid - etilen vinil acetat - silikon - poliester - poliuretano.

Čvrste komponente: aluminij - aluminijev silikat - acetal - nehrđajući čelik - akrilonitril butadien stiren - 2-butoksietanol - dibutil-kositar oksid - 4-metil-pentan-2-one - titan dioksid - ugljik - poliolefin - polietilen visoke gustoće - poliamid.

Svojstva/način rada

Sustav za podupiranje 3 točke, podesiv, s neelastičnim remenima kako bi se osiguralo poravnanje i podupiranje zahvaćenog odjeljka. Ovo poravnanje pridonosi smanjenju varusa ili valgusa i prekomjernog opterećenja oštećenog dijela koljena.

Pomažući da noga bude normalno poravnana, ortoza pomaže u smanjenju opterećenja, a time i smanjenju pritiska i upale.

Ovim smanjenje opterećenja oštećenog dijela općenito pridonosi ublažavanju bolova i degradaciji hrskavice.

Učvršćivanje ortoze za koljeno na nozi s pomoću:

- silikonskih umetaka (unutar školjki i traka),

- ❶ polutvrde femoralne i tibijalne školjke koje omogućuju poravnanje koje je najbliže gradiv svakog pacijenta.

Jednostavna uporaba zahvaljujući:

- zglobnom sustavu s automatskim podešavanjem,

- kopčama sa zatvaranjem na klik i šiframa u boji.

Ekstenzija se može podesiti na 0°, 5°, 10°, 15°, 20° i 30°.

Fleksija se može podesiti na 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° i 110°.

Indikacije

Simptomatska artroza femorotibijalnog jednodijelnog zgloba (umjerna do teška).

Podupirač za koljeno kod posttraumatskih, postoperativnih ili degenerativnih ozljeda.

Nestabilnost zglobova/slabost.

Zamjena za osteotomiju ili kirurško ispravljanje deformacija nogu.

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati proizvod ako dijagnoza nije potvrđena.

Nemojte upotrebljavati ako imate utvrđenu alergiju na neki od sastojaka.

Proizvod nemojte nanositi izravno na oštećenu kožu ili na otvorenu ranu bez odgovarajućeg zavoja.

Nemojte upotrebljavati u slučaju jako proširenih vena (zbog kojih nije moguće redovito nošenje steznika za rasterećenje koljena).

Nemojte upotrebljavati u slučaju genu recurvatum.

Nemojte upotrebljavati u slučaju izraženog genu varum ili genu valgum.

Povijest venskih ili limfnih bolesti.

Nemojte upotrebljavati u slučaju prethodnih teških tromboemboličkih bolesti vena koje nisu liječene profilaksom.

Mjere opreza

Prije svake upotrebe provjerite sadrži li proizvod sve dijelove.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako je oštećen.

Preporučujemo da se prva primjena vrši pod nadzorom liječnika.

Strogo se pridržavajte uputa i protokola za upotrebu koje preporučuje liječnik.

Ovaj je proizvod namijenjen liječenju određene patologije i trajanje njegove uporabe ograničeno je na to liječenje.

Zbog higijenskih razloga i djelovanja proizvoda, nemojte ga ponovno upotrebljavati kod drugih pacijenata.

Preporučujemo da odgovarajuće zategnete proizvod kako biste osigurali da prijanja/imobilizira tako da ne ometa cirkulaciju krvi. u slučaju osjećaja nelagodje, značajnijih smetnji, boli, promjene obujma uda, neobičajnih osjećaja ili promjene boje ekstremiteta, uklonite proizvod i obratite se liječniku.

U slučaju promjene svojstava ovog proizvoda skinite ga i potražite savjet zdravstvenog djelatnika.

Prije sportskih aktivnosti obratite se zdravstvenom djelatniku u pogledu kompatibilnosti ovog medicinskog proizvoda.

Proizvod nemojte upotrebljavati za medicinsku radiologiju.

Proizvod nemojte koristiti ako ste prethodno nanijeli proizvode za kožu (kreme, masti, ulja, gelove, flastere...).

Neželjene nuspojave

Ovaj proizvod može proizročiti reakcije na koži (crvenilo, svrab, opekline, žuljeve...) ili ozljede različitih stupnjeva. Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik/i ili pacijent smješteni.

Način uporabe/Postavljanje

Proizvod se preporučuje postaviti na golu kožu, osim ako postoje kontraindikacije. Upoznajte se s ovim uputama zajedno s bolesnikom tijekom prvog namještanja pomagala i uvjerite se da je razumio kako se ortoza stavlja.

Namještanje ortoze:

•1. korak: Ocjenjivanje pacijenta

Ocijenite početnu jačinu boli kod bolesnika kako biste mogli ocijeniti djelovanje i učinkovitost pomagala na završetku namještanja.

•2. korak: Postavljanje ortoze na nogu

- izolobodite i otvorite sve trake ortoze i, za lakše postavljanje, preklopite čikak-trake.

Uvjerite se da je regulator pravilno izvučen kako trake ne bi bile napete. -Recite pacijentu da sjedne na rub stola i zamolite ga/ju da nogu savine u koljenu na 30–60°.

-Ortozu namjestite na голу nogu (slika ❶), tako da zglob bude na strani zahvaćenog odjeljka.

Zglob poravnajte sa sredinom koljena, što odgovara gornjoj trećini ivera (čaišice) (slika ❶).

-Zatvorite kopču trake ispod lista ❸, a zatim i kopču trake iznad bedra ❹ (slika ❶).

Pratite brojeve i oznake boja na kopčama i školjkama.

To omogućuje učvršćivanje ortoze za koljeno, postizanje pravilnog pozicioniranja sustava traka, pazeći pritom da je i zglob ispravno postavljen.

Križnu potporu (mjesto gdje se trake križaju) postavite na stranu ivera (čaišice) (slika ❶).

Kao pomoć koristite oznaku na križnoj potpori, kako biste bili sigurni da je poravnanje s iverom (čaišicom) ispravno (slika ❶).

-Zatvorite kopču trake na prednjoj strani tibije ❷, a zatim i kopču trake na prednjoj strani bedra ❸ (slika ❶).

Pratite brojeve i uskladite oznake boja na kopčama i školjkama.

-Podesite stražnju napetost prekiženih traka.

Uvjerite se da je križna potpora položena na bočnu stranu koljena.

Kopče za provlačenje traka mogu se nagnuti na način koji omogućuje da se namjeste ravno na stražnjem dijelu noge.

Za podešavanje traka na željenu dužinu dovoljno je hvataljku za samoučvršćivanje skinuti s noge, traku odrezati na željenu dužinu i hvataljku ponovno namjestiti na nogu na kojoj se nalazi traka (slika ❶). Pazite da ni jedan remen ne odrežete prekratk.

Jastučići za podlaganje učvršćeni na unutarnjem dijelu traka moraju se tijekom ovog postupka skinuti (kako bi se izbjeglo bilo kakvo nepravilno postavljanje u trenutku rezanja trake) i nakon rezanja ponovno namjestiti.

Za bolju prilagodbu koljena šarka se može prilagoditi građi pacijenta (slika ❶):

-Ortozu za koljeno stavite na rub stola, kako biste stabilizirali zglob.

-Preklopite šarku neposredno ispod ili iznad zgloba.

•**3. korak: Provjera namještanja i razine boli prije podešavanja korekcije**
Zamolite bolesnika da ustane i napravi nekoliko koraka hodajući normalno i gledajući pravo pred sebe.

Provjerite li li ortoza ispravno prilagođena nozi.

Usporedite jačinu boli nakon namještanja pomagala u neutralnom položaju s jačinom boli prije namještanja, tako da bolesnika pitate kakav je njegov osjećaj.

•4. korak: Izvođenje korekcije (slika ❶):

Regulator sustava križnih traka podesen je na neutralan položaj (i kotačić je izvučen).

-Za pomicanje zahvaćene strane koljena, pritisnite regulator i okrenite ga u smjeru kazaljki na satu kako biste povećali bočnu silu do željene razine ovisno o jačini bola i potrebnog potpori.

Započnite tako da regulator okrećete za pola kruga i, nakon nekoliko koraka ocijenite treba li razinu korekcije još podesiti.

-Kotačić regulatora okrenite u smjeru suprotnog od kazaljki na satu kako biste smanjili potporu ili ga izvucite kako biste u potpunosti oslobodili napetost.

•5. korak: Ocjenjivanje jačine boli nakon podešavanja korekcije

Nakon što ste podesili potporu ortoze:

-Zamolite bolesnika da ponovno hoda i ocijeni jačinu boli.

-Radnju ponovite povećavanjem ili smanjivanjem korekcije sve dok ona ne bude zadovoljavajuća i optimalna za bolesnika.

Ako bolesnik ponovno osjeti neugodu, smanjite stupanj korekcije. Savjetujemo vam da ortozu u početku nosite samo nekoliko sati na dan.

Možda će za navikavanje na nošenje ortoze biti potrebno nekoliko tjedana.

Kontrola fleksije/ekstenzije:

Ortoza je tvornički podesena na ograničenje ekstenzije od 0°.

Graničnici ekstenzije nalaze se u plastičnom držaču u kutiji (slika ❶).

•Podešavanje ograničenja ekstenzije (slika ❶):

Ekstenzija se može ograničiti na 0°, 5°, 10°, 15°, 20° i 30°.

1. Na plastičnom držaču odaberite željeno ograničenje ekstenzije.

2. Izvadite vijak na bočnoj strani svakog zgloba.

3. Umetnuti graničnik ekstenzije izvadite uz laganu fleksiju zgloba.

Zabilježite smjer umetanja graničnika.

4. Umetnite željene graničnike, s perforiranim dijelom na prednjoj strani i krajem u obliku strelice iznad i okrenutim prema naprijed.

Kako biste osigurali pravilan položaj graničnika ekstenzije zglob postavite u položaj maksimalne ekstenzije.

Malı vijak svakog graničnika mora se nalaziti u osovini i biti vidljiv po cijeloj dužini vijka zgloba, kako bi se mogao uvoditi ovisno o ograničenju.

5. Ponovno umetnite i stegnite vijak.

Napravite nekoliko fleksija/ekstenzija kako biste bili sigurni da je ograničenje ispravno blokirano na željenom kutu.

•Podešavanje ograničenja fleksije (slika ❶):

Fleksija se može ograničiti na 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° i 110°.

1. Na metalnom držaču odaberite željeno ograničenje fleksije. Angulacija svakog ograničenja urezana je na površini.

2. Izvadite dva vijka na stražnjoj strani svakog skrivenog zgloba i izvadite klin umetnut u tvornici.

3. Umetnite graničnik, s ravnom stranom okrenutom prema gore i postavite ga na način da dva vijka budu vidljiva u svim rupama po poklopcu.

4. Umetnite vijke u poklopac i u dvije rupe graničnika, i stegnite ih.

Napravite nekoliko fleksija/ekstenzija kako biste bili sigurni da je ograničenje ispravno blokirano na željenom kutu.

Oprez:

podešavanje fleksije/ekstenzije treba biti definirano i treba ga provesti zdravstveni djelatnik, a ne pacijent.

NAPOMENA: Uvijek je bolje da se ortoza namjesti malo više nego prenisko. Thuasne se ne može smatrati odgovornim za neželjene učinke ili oštećenja koja su posljedica nekontroliranih ili neprilagođenih podešavanja.

Skidanje ortoze:

Za skidanje ortoze, povucite kotačić kako biste do kraja oslobodili napetost i otpokopajte trake.

Odžavanje

Prije pranja zalijepite čikak-trake. Ručno pranje. Nemojte upotrebljavati deterdžente, omekšivače ili agresivna sredstva (sredstva s klorom...). Iscijedite višak vode. Sušite podalje od izravnog izvora topline (radijatora, sunca...). Ako pomagalo dođe u doticaj s morskom ili kloriranom vodom, temeljito ga isperite čistom vodom i osušite.

•Zglob ❸:

Zglob ortoze tvornički je podmazan.

Коммерциально jamstvo за­по­чи­не из да­ту­ма кад ко­рис­ник пре­з­ме­е про­из­вод. Ко­мер­ци­я­лно jamstvo не по­кри­ва не­правиль­но­сти и не­до­ста­тки у про­из­вод­ни у слу­ча­ју:

- не­правиль­но ко­ри­ще­ња про­из­во­да или не­го­ве­го о­ще­ще­ња из­ван нор­мальных у­ве­та ко­ри­ще­ња про­из­во­да како је на­ве­де­но у уп­у­та­ма за упо­ра­бу, -­ šte­te nastale по­ку­ша­jem пре­ина­ка на про­из­во­ду.

С­ва­ко о­ще­ще­ње или ло­ше ре­за­ње про­из­во­да у те­рен­ту­ку не­го­ве пре­ина­ке или при­ла­го­д­бе од стра­не здрав­ствен­ог д­је­лат­ни­ка у те­рен­ту­ку и­сп­о­ру­ке из­ри­чи­то је ис­к­лю­че­но из ово­г jamstva.

Ре­кла­ма­ци­ју на те­ме­љу ово­г ко­мер­ци­я­лно­г jamstva ко­рис­ник мо­ра по­сла­ти суб­јек­ту ко­ји му је про­дао про­из­вод и ко­ји će ре­кла­ма­ци­ју про­с­л­и­л­и­ти од­го­ва­ра­ју­ще јед­ни­ци дру­штва Thuasne.

Т­вр­тка Thuasne прет­ход­но će про­у­чи­ти сва­ку ре­кла­ма­ци­ју како би се ут­вр­ди­ло је­су ли сви у­ве­ти и­сп­рав­но и­сп­у­н­е­ни те не при­па­да­ју ли у­ве­ти­ма за ис­к­лю­че­ва­ње из ко­мер­ци­я­лно­г jamstva.

Ка­ко би и­ско­ри­стио пред­но­сти ко­мер­ци­я­лно­г jamstva куп­ац мо­ра об­ве­зно до­ста­ви­ти ori­gi­на­л­ни до­каз о куп­ни, с на­ве­де­ним да­ту­мом.

А­ко су у­ве­ти ко­мер­ци­я­лно­г jamstva и­сп­у­н­е­ни и а­ко је ко­рис­ник или не­го­в­о­г за­ступ­ник (ро­ди­те­љ, ск­р­б­ник...) по­д­нио ре­кла­ма­ци­ју у ра­ни­је на­ве­де­ним jamstvenim ро­ковима, куп­ац сти­че­е пра­во на но­ви, за­м­е­н­ски про­из­вод.

Из­ри­чи­то је до­го­во­ре­но да се ово ко­мер­ци­я­лно jamstvo до­да пра­в­ным jamst­ва­ма на ко­је би суб­јек­т ко­ји је про­дао про­из­вод ко­рис­ни­ку био об­ве­зан пре­ма за­ко­ну при­м­е­н­ли­вом у др­жа­ви куп­ње про­из­во­да.

Са­чу­ва­јте овај при­ру­ч­ник.

гг НАКОЛЕННИК ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С ПРОСТОЙ ШАРНИРНОЙ СТОЙКОЙ

Описание/назначение

Изделие предназначено исключительно для использования при наличии перечисленных показаний. Размер изделия следует подбирать строго в соответствии с таблицей размеров.

Данный ортез может использоваться для:

- левый медиальный гонартроз / левый латеральный гонартроз;

- левый медиальный гонартроз / правый латеральный гонартроз.

Единый размер.

Комплект изделия включает:

- 2 жестких и гибких каркасных элемента ①;

- 1 боковая опора с шарниром ТМ5+ ②, воспроизводящим естественные движения коленного сустава, с защитной крышкой;

- 1 мышечная подушка;

- 4 неэластичные обвязки (④, ⑤, ⑥, ⑦).

Ограничители разгибания предоставляются в коробке с ортезом (рис. ①). Ограничители сгибания предоставляются **дополнительно**, их можно заказать отдельно (рис. ②).

Состав

Состав текстильной части: эластан - полиамид - этиленвинилацетат - силикон - полиэстер - полиуретан.

Состав жестких элементов: алюминий - силикат алюминия - ацетат - нержавеющей сталь - акрилонитрилбутадиенстирол - 2-бутоксизтанол - оксид дибутилола - 4-метилпентан-2-он - диоксид титана - карбон - полиолефин - полиэтилен высокой плотности - полиамид.

Свойства/принцип действия

3-точечная система снятия напряжения, регулируемая, с неупругими лямками для обеспечения выравнивания и снятия напряжения с поврежденного отдела.

Это выравнивание способствует уменьшению варусной или вальгусной деформации и чрезмерной нагрузки на поврежденную часть колена.

Поддерживая ногу в нормальном положении ортез помогает уменьшить нагрузку и, как следствие, компрессию и воспаление. Такое уменьшение нагрузки на пораженную сторону обычно приводит к облегчению боли и уменьшению деградация хряща.

Фиксация наколенника на ноге с помощью:

- силиконовой накладки (внутри каркасных элементов и ремней);

- бедренного и большеберцового полужесткого каркасного элемента ①, которые позволяют подогнать их максимально близко к морфологии каждого пациента.

Простота в эксплуатации благодаря:

- системе снятия напряжения с саморегулировкой;

- регулируемым застежкам и их цветовой маркировке.

Возможность ограничения разгибания под углом 0°, 5°, 10°, 15°, 20° и 30°.

Возможность ограничения сгибания под углом 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° и 110°.

Показания

Симптоматический однокамерный феморотибиальный артроз (от умеренного до тяжелого).

Снятие напряжения с коленного сустава при посттравматических, послеоперационных или дегенеративных изменениях.

Нестабильность/гипермобильность суставов.

Альтернатива остеотомии или операции по исправлению кривизны ног.

Противопоказания

Не используйте изделие при неопределенном диагнозе.

Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов.

Не размещайте изделие непосредственно на поврежденной коже или открытых ранах без предварительного наложения соответствующей повязки.

Не использовать при сильною варикоэном расширении вен (препятствующих регулярно использованию коленного бандажа). Не использовать при деформации коленного сустава с изгибом назад. Не использовать в случае выраженной варусной или вальгусной деформации коленного сустава.

Наличие в анамнезе нарушений венозной или лимфатической систем. Не использовать при наличии в анамнезе тромбоэмболии крупных вен без тромбопрофилактики.

Рекомендации

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Не используйте изделие, если оно повреждено.

Рекомендуется, чтобы лечащий врач наблюдал за первым наложением. Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом.

Данное изделие предназначено для лечения определенных патологий. Применяйте изделие только в период лечения.

Из соображений гигиены и эффективности не используйте изделие повторно для другого пациента.

Рекомендуется затянуть изделие достаточно туго для того, чтобы обеспечить поддержку/иммобилизацию и не нарушить при этом кровообращение.

При появлении дискомфорта, значительной стесненности движений, колебаний объема конечности, непривычных ощущений или при изменении цвета конечности рекомендуется снять изделие и обратиться к лечащему врачу.

В случае снижения эффективности изделия прекратите его использование и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Прежде чем приступать к занятиям спортом, следует проконсультироваться с лечащим врачом на предмет соответствия этого медицинского изделия.

Не используйте изделие во время прохождения лучевой диагностики. Не используйте изделие в случае обработки кожи специальными средствами, например кремом, мазью, маслом, гелем, или наложения на нее пластыря.

Нежелательные последствия

Это изделие может вызвать кожные реакции (покраснение, зуд, ожоги, волдыри и т. д.) или даже привести к появлению ран различной степени тяжести. Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщать изготовителю и в компетентный орган страны-члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

Порядок использования/процедура наложения

При отсутствии противопоказаний рекомендуется надевать изделие непосредственно на тело. Пожалуйста, прочитайте эти инструкции вместе с пациентом при первом применении ортеза и убедитесь, что пациент понимает, как закрепить изделие на ноге.

Примерка ортеза:

• Шаг 1: Оценка пациента

Узнайте у пациента, какова степень испытываемой им боли, чтобы оценить работу и эффективность изделия после его надевания.

• Шаг 2: Установка ортеза на ногу

- Чтобы ортез было легче надевать, отсоедините и откройте все ремни ортеза и отверните застежки-липучки. Убедитесь, что ролик хорошо натянут, чтобы не создавалось натяжения на ремнях.

- Пациент должен сесть на край стула и согнуть колено под углом 30–60°.

- Ортез следует надевать на голую ногу (рис. ①) так, чтобы шарнир был расположен со стороны пораженного отдела.

Совместите шарнир с центром колена, что соответствует верхней трети надколенника (коленной чашечки) (рис. ②).

- Застегните застежку на нижнем ремне на голени ③, затем на верхнем ремне на бедре ⑥ (рис. ③).

Следуйте номерам и цветовым обозначениям на пряжках и каркасных элементах.

Это позволит зафиксировать наколенник, обеспечивая правильное расположение системы ремней, что гарантирует правильное положение шарнира.

Расположите поперечную опору (место, где перекрещиваются ремни) со стороны надколенника (коленной чашечки) (рис. ④).

Используйте маркировку на поперечной опоре для обеспечения правильного совмещения с надколенником (коленной чашечкой) (рис. ⑤).

- Застегните застежку на ремне на голени ③, затем на ремне на бедре ⑥ (рис. ⑥).

Следуйте номерам и соответствующим цветовым обозначениям на пряжках и каркасных элементах.

- Отрегулируйте натяжение поперечных ремней сзади.

Убедитесь в том, что поперечная опора плотно прилегает к колену. Пряжки ремней можно наклонить таким образом, чтобы они плотно прижимались к задней части ноги.

Чтобы укоротить ремни до нужной длины, снимите застежку-липучку с конца ремня, обрежьте ремень и снова прикрепите застежку-липучку к концу ремня (рис. ⑦). Будьте осторожны, чтобы не обрезать лямку до слишком короткой длины.

Для выполнения этой операции можно снять с внутренней стороны ремня амортизирующую накладку, чтобы она не мешала при обрезании ремня, и установить ее потом на прежнее место.

Для лучшей подгонки к колену можно отрегулировать стойку для соответствия морфологии пациента (рис. ⑧):

- Поместите наколенник на край стула для стабилизации суставов.

- Сгоните стойку чуть выше или ниже сустава.

• Шаг 3: Проверка правильности подгонки и фиксации изделия на ноге, а также оценка болезненных ощущений в суставе до установки корригирующего усилия

Попросите пациента встать и пройтись своей обычной походкой, глядя прямо перед собой.

Убедитесь, что ортез правильно подогнан и зафиксирован на ноге.

Узнайте у пациента, изменились ли сила и характер боли в колене при надетом ортезе установлены в нейтральное положение по сравнению с состоянием без ортеза.

• Шаг 4: Установка корригирующего усилия (рис. ⑨).

Ролик в системе поперечных ремней установлен в нейтральное положение (ролик вытнут).

- Для разгрузки поврежденного отдела колена нажмите на ролик и поверните его по часовой стрелке, чтобы увеличить боковую силу до желаемого уровня в зависимости от степени боли и необходимой поддержки.

Начните с пол-оборота ролика и после нескольких шагов оцените, нужно ли дальше регулировать корригирующее усилие.

- Поверните ролик против часовой стрелки, чтобы уменьшить разгрузку, или потяните, чтобы полностью ослабить напряжение.

• Шаг 5: Оценка болевого синдрома после настройки корригирующего усилия

Настровив ортез так, чтобы он разгружал коленный сустав:

- Попросите пациента снова пройтись и оценить степень испытываемой им боли.

- Повторите настройку, увеличивая или уменьшая корригирующее усилие, пока оно не станет удовлетворительным и оптимальным для пациента.

- Если пациент ощущает какой-либо дискомфорт, уменьшите корригирующее усилие.

Для начала рекомендуется носить ортез несколько часов в день.

Чтобы привыкнуть к ношению ортеза, может потребоваться несколько недель.

Регулировка сгибания и разгибания:

По умолчанию ограничение разгибания изделия установлено на 0°.

Ограничители разгибания находятся на пластиковой подставке внутри коробки (рис. ②).

• Регулировка ограничения разгибания (рис. ②).

Ограничение разгибания возможно под углом 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

1. Выберите необходимый ограничитель разгибания на пластиковой подставке.

2. Снимите винт, расположенный сбоку от шарнира.

3. Вытяните установленный ограничитель разгибания, слегка согнув шарнир.

Запомните, в каком направлении вставляется ограничитель.

4. Вставьте желаемый ограничитель перфорированным концом вперед, крючкообразным концом вверх, лицом вперед. Максимально разогните шарнир, чтобы убедиться, что ограничитель разгибания установлен правильно.

Маленькое отверстие в каждом ограничителе должно находиться на одной линии и просматриваться сквозь отверстие для шарнира, чтобы можно было установить винт на ограничитель.

5. Снова вставьте и затяните винт.

Несколько раз согните и разогните изделие, чтобы убедиться, что ограничитель зафиксирован под нужным углом.

• Регулировка ограничения сгибания (рис. ③).

Ограничение сгибания возможно под углом 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° и 110°.

1. Выберите необходимый ограничитель сгибания на металлической подставке. Угол каждого ограничителя выгравирован на его поверхности.

2. Выкрутите два винта на задней стороне крышки шарнира и снимите установленную прокладку.

3. Вставьте ограничитель плоским концом вверх и расположите его так, чтобы два его отверстия были видны через отверстия в крышке.

4. Вкрутите винты через крышку в два отверстия на ограничителе, а затем затяните их.

Несколько раз согните и разогните изделие, чтобы убедиться, что ограничитель зафиксирован под нужным углом.

Предупреждение:

Необходимость регулировки сгибания и разгибания определяет врач, а не пациент. Саму процедуру регулировки также должен выполнять врач. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда лучше, если ортез будет расположен немного выше, чем слишком низко.

Изготовитель не несет ответственности за проблемы или травмы, полученные в результате неправильных или несанкционированных настроек.

Снятие ортеза.

Для снятия ортеза потяните ролик, чтобы полностью ослабить напряжение и расстегните ремни.

Уход

Перед стиркой застегивайте все липучки. Можно стирать вручную. Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (в особенности хлорсодержащие). Отжимайте руками. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т. д.). Если изделие подвергается воздействию морской или хлорированной воды, обязательно тщательно промойте его чистой водой и высушите.

• Шарнир ②.

Шарнир ортеза предварительно смазывается на заводе.

Шарниру может снова потребоваться смазка при попадании в него песка, грязи или воды.

Если вы заметили, что шарнир хуже провоцируется, можно нанести на него несколько капель синтетической смазки.

Вытрите излишки смазки перед тем, как надеть ортез, чтобы не запятнать одежду.

• Ремни:

Если после длительного использования ортеза, самосцепляющая лента застежки перестает приставать к ремню из-за его изнашившихся волокон, укоротите ремень так, чтобы застежка фиксировалась к участку ремня с более свежими волокнами.

Если это невозможно, обратитесь к врачу, который установил вам ортез.

• Амортизирующие элементы изделия:

Ортез имеет комфортную внутреннюю мягкую подкладку, заполняющую пространство между металлическими модулями ортеза и ног.

На ремнях тоже есть накладки.

Эти амортизирующие элементы не следует снимать с ортеза или ремней. После каждого использования протирайте их, чтобы удалить влагу, и давайте высохнуть на воздухе.

Вы также можете вымыть амортизирующие элементы мягким антибактериальным мылом и ополоснуть пресной водой.

Не стирайте и не сушите амортизирующие элементы в стиральной и сушильной машинах.

Хранение

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

Утилизация

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГАРАНТИИ И

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Компания Thuasne предоставляет бесплатную международную гарантию пользователю, находящемуся на территории покупки продукта, в отношении брака и производственных дефектов:

- шесть месяцев на ремни, подкладки и мышечную подушку;

- один год на каркасные элементы, пряжки, шарниры ортеза и его защитную крышку.

Срок действия международной гарантии начинается с даты приобретения изделия пользователем.

Международная гарантия не распространяется на брак и производственные дефекты в случае:

- неправильного использования изделия или ухудшения его состояния в результате несоответствия условий эксплуатации тем, которые описаны в руководстве по эксплуатации;

- повреждений, возникших в результате попыток внесения изменений в продукт.

Из настоящей гарантии исключается любая порча или неправильное обрезание продукта при его изменении или регулировке медицинским работником при выдаче.

Любые претензии по настоящей международной гарантии должны направляться пользователем организации, продавшей продукт, которая передает эту претензию соответствующей организации Thuasne.

Компания Thuasne проведет предварительный анализ в отношении претензии, чтобы определить, были ли соблюдены условия гарантии, и не попадает ли данный случай под исключение из международной гарантии.

Чтобы воспользоваться международной гарантией, покупатель должен обязательно предоставить оригинал документа, подтверждающего покупку, с указанием даты.

Если условия международной гарантии соблюдены и претензия подана покупателем или его законным представителем (родителями, опекуном...) в вышеуказанные гарантийные сроки, покупатель имеет право получить новое изделие взамен старого.

Он прямо соглашается с тем, что настоящая международная гарантия дополняет юридические гарантии, которые организация, продавшая продукт пользователю, будет нести в соответствии с законодательством, применимым в стране покупки продукта.

Сохраните эту инструкцию.

zh

减压护膝，单侧关节支架

说明/用途

该装备仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺寸表的客户。可按如下方法使用支具：

-内侧关节炎在右/外侧关节炎在左，

-内侧关节炎在左/外侧关节炎在右，

均码。

该设备由以下部件组成：

- 2个灵活硬质外壳①。

- 1根带有ТМ5+关节②的侧支杆，可模仿膝关节的自然运动，并由防护罩保护。

- 1块股骨髁内垫，

- 4无弹性搭扣（④、⑤、⑥、⑦）。

伸展限制标示于护具盒内（图⑧）。

伸展限制为可选，需另行选购（图⑨）。

组成部件

织物成分：涤纶-聚酰胺-乙酸乙酯酯-聚硅酮-聚酯纤维-聚氨酯纤维。刚性组件：铝材、硅酸铝、铝酸-不锈钢-ABS树脂-乙二醇单丁醚-三丁基氧化锡-甲基异丁基酮-二氧化碳-碳-聚烯烃-高密度聚乙烯-丙烯酸酯。

属性/作用方式

可调节的3点式杠杆系统，带有无弹性搭扣，可为病变部位提供调整支撑且减压。这种矫正可以缓解内翻足、外翻足及受损膝盖所受过度压力。通过协助腿部保持正常直中，支架可减少压力，从而减少过度受压和由此引起的炎症。

这种对受伤一侧的减压，通常可以减少疼痛和软骨的退化。

依靠下列装置，将护膝固定在腿上：
- 硅胶填充料（在护罩和束带内部），
- 半硬质护具股骨部分外壳①可使护膝最大限度地贴合每位患者的身形。
依靠下列装置，让使用更便利：
- 带自调节功能的减压系统，
- 带有颜色编码的搭扣系统。
伸展调节可为0°、5°、10°、15°、20°和30°。
屈曲调节可为0°、30°、45°、60°、75°、90°和110°。

适应症
症状性单室股骨性关节炎（中度至重度）。
膝关节外伤后病变、手术后或退行性损伤的减压。
关节不稳/松弛。
替代截骨矫形或腿部矫正手术。
禁忌症
诊断不确定的情况下请勿使用该产品。
如已知对任一组件过敏，请勿使用。
请勿将该产品直接与受损皮肤或未适当包扎的开放伤口接触。
请勿用于严重静脉曲张的情况（不能长期佩戴减压护膝）。
请勿用于膝反屈的情况。
请勿用于严重膝内翻或膝外翻的情况。
静脉曲张或淋巴疾病史。
如有大静脉血栓性栓塞病史且未进行血栓预防治疗，请勿使用。

注意事项
每次使用前请检查产品是否完好。
如产品有损，请勿使用。
建议由专业医护人员监督初次穿戴。
严格遵守专业医护人员推荐的处方和使用方法。
本品专用于治疗特定疾病，其使用期限仅限于治疗该项疾病期间。
出于卫生和性能的考虑，请勿将该装置重复用于其他患者。
建议适当拧紧该装置，以确保保持/固定位置而不限制血液流通。
如有出现不舒服、严重不适、疼痛、肢体肿胀、感觉异常或肢端颜色改变，请立即脱下该装置，并咨询医护人员。
如果设备的性能发生变化，请将其卸下并咨询医护人员。
在进行体育运动之前，请与负责您健康的医疗保健专业人员一起检查佩戴医疗器械是否可以进行该项体育运动。
请勿在医学成像系统中使用该装置。
如果皮肤上涂有某些产品（乳霜、软膏、油、凝胶、贴片……），请勿使用该装置。

不良副作用
该装置可能会引起皮肤反应（发红、发痒、灼热、起泡等）甚至不同程度的伤口。如发生任何与该产品有关的严重事故，请与患者所在地区的制造商及国家监管机构联系。

使用说明/穿戴方法
除非有适应症，否则建议紧贴皮肤佩戴该装置。请同患者一同阅读穿戴指南，指导患者首次佩戴，确保患者知晓正确的穿戴和定位护具方式。
调整支架形状：
• 第1步：患者评估
穿戴前评估患者初始疼痛，便于确认穿戴后的改善效果。
• 第2步：将护具安装在腿上
- 解下并松开护具的所有系带，并折叠魔术贴，使安装更方便。
确保拨盘已拉开，以使束带间没有任何张力。
- 让患者坐在椅子边上，让他30-60°屈曲膝盖。
- 将护具贴腿佩戴（图②），即贴近患侧间室的关节佩戴。
- 将关节对准膝盖中央，即髌骨（膝盖骨）上1/3处（图③）。
- 扣上小腿下部束带搭扣④，再扣上大腿上部束带搭扣⑤（图④）。
按照搭扣和护罩上的数字和颜色指示穿戴。
这样做可以使束带系统正确安放，从而将护膝固定到位，同时注意关节的正确放置。

将Cross Butress（束带交叉处）放置在髌骨（膝盖骨）侧面（图⑤）。
借助于Cross Butress上的标记线，来确保与髌骨（膝盖骨）对直（图⑥）。
- 扣上胫骨前部束带搭扣⑥，再扣上大腿前部束带搭扣⑦（图⑤）。
按照搭扣和护罩上的数字穿戴，并使颜色指示一一对应。
- 调整交叉束带后方的张力。
确保Cross Butress贴合膝盖一侧。
通过调整，穿过束带的环可平整贴合在腿后。
为将来修剪至合适的长度，请先将来带末端魔术贴取下，修剪束带，然后再将魔术贴粘于束带末端（图⑦）。请不要把任何一根搭扣剪得过短。
在此过程中，必须将来带内侧的填充衬垫取下（以免在修剪时发生任何意外），并在修剪结束后再放回。
为使护膝更贴合膝盖，可按照患者身形对支杆进行塑形（图⑧）：
- 将护膝放在桌边以固定铰链。
- 将支杆紧贴着铰链上方或下方进行折叠。
• 第3步：检查穿戴，护具固定效果和调整减压前的疼痛情况。
让患者起立，眼光平视前方，正常行走十几步。
确认护具穿戴正常并有效地固定于下肢。
询问患者下肢的疼痛程度是否和穿戴护具前相同或略轻（此时，双侧减压调节装置依然处于中间位置）。
• 第4步：实施矫正（图⑨）：
交叉束带系统上的拨盘初始设定为中性位置（拨盘已拉开）。
- 为了给膝盖受伤一侧减压，请按住拨盘，沿顺时针方向转动，从而增加横向力，直至达到按照疼痛程度所需的支撑程度。
开始矫正时，先把拨盘转半圈，在走几步之后，再判断矫正程度是否尚需调整。
- 将拨盘向逆时针方向转动以降低减压程度，或者拉开拨盘，以释放所有张力。
• 第5步：评估矫正调整后的疼痛强度
在调整了护具的减压之后：
- 让患者再次走动并评判疼痛强度。
- 重复该操作流程，增加或减弱矫正强度直到患者感觉合适为止。
- 如果患者觉得不适，请减轻矫正力度。
建议开始时，每天只佩戴护具几小时。
要适应护具，可能需要几周时间。

弯曲度/伸展度控制：
本护具默认伸展限度为0°。
伸展的活动度限制件均位于盒中（图⑩）的塑料件上。
• 调节伸展限制幅度（图⑩）：
伸展限度可为0°、5°、10°、15°、20°和30°。
1. 在相应的塑料件上选择所需的伸展幅度限制件。
2. 取下铰链一侧的螺丝。
3. 将铰链轻度弯曲以取下原来的伸展幅度限制件。
仔细注意幅度限制件的插入方向。
4. 插入所选限制件，有数字一端在前，形成挂钩一端在上，并使其朝向前方。
将铰链调节到最大伸展位置，以确保伸展幅度限制件处于正确位置。
每个伸展幅度限制件上的小孔都必须处于轴线上，并能通过铰链孔看到，好让螺丝可以固定在伸展幅度限制件上。
5. 放入并拧紧螺丝。
做几个弯曲/伸展动作，以确保幅度限制件正确定位于所需角度。
• 调整弯曲限制幅度（图⑪）：
屈曲限度可为0°、30°、45°、60°、75°、90°和110°。
1. 在相应的金属件上选择所需的屈曲幅度限制件。每个幅度限制件的角度都刻在其表面上。
2. 将每个铰链帽后面的两个螺丝都取下，并取下先前的已有的垫片。
3. 插入幅度限制件，扁平一端朝上，并将其放置到其上两个孔能通过帽孔看到的位置。
4. 通过帽和幅度限制件上的两个孔取下螺丝，并拧紧它们。
然后做几个弯曲/伸展动作，以确保幅度限制件已经锁定在所需角度上。
警告：
应由您的医疗保健医生对弯曲度/伸展度的设置进行规定和调节，而非由患者本人调节。

注：支架安装得高一点，比安装得低一点要好。
一切因未经监督或不恰当调节导致的不良副作用或损害，Thuasne概不承担。

取下支架：
如需取下支架，请拉开拨盘，以释放所有张力，并打开束带。
保养
清洗之前，请闭合铰链紧固件。手洗。请勿使用洗涤剂、柔软剂或腐蚀性产品（氯化产品等）。施压拧紧。远离热源（加热器、阳光等）晾干。如果本装置接触到了海水或含氯的水，请用清水仔细漂洗并晾干。
• 铰链②：
出厂前已经润滑了护具上的铰链。
如果砂砾、灰尘或水进入了铰链，则需要重新予以润滑。
如果您发现铰链不太顺滑，可以滴几滴合成润滑油。
在再次穿戴护具前擦去多余的润滑油。
• 束带：
束带：长期使用后，如果魔术贴和束带纤维粘贴不太紧密，可以将束带稍微剪短一些后重新固定于束带上纤维磨损较不严重的部位。
如果无法剪断束带，则请与为您调整支架的医疗专业人员联系。
• 内垫：
护膝内配有内垫，在护膝和腿之间提供舒适的接触面。
束带内侧同样配有内垫。
不要移除护具和束带上的这些内垫。
使用后请将内垫晾干，并在空气中晾干。
您可以使用少量的抗菌肥皂清洗，并用清水漂洗。
不要将内垫进行机洗，避免烘干。

存放
请室温保存，最好存放在原始包装中。
弃置
根据本地现行规范弃置。
商业保修和保修限制和合同
针对制造缺陷和瑕疵，Thuasne向身处购买地的用户提供免费商业保修：
- 束带、填充料和股骨髁内垫保修六个月。
- 护具及其防护罩上的护罩、卡扣和铰链保修一年。
商业保修服务自用户购买产品之日起生效。
如发生下列情况，则制造缺陷和瑕疵不能包含在商业保修内：
- 在使用说明书提到的产品正常使用范围之外发生的产品不当使用或损坏，
- 在试图更改产品时发生的损毁。
在安装过程中，医疗专业人员试图更改或调整时如果发生产品损坏或剪坏，则明确不包含在本保修范围内。
任何依据本商业保修提出的保修请求，均须由用户本人向进行销售的实体提出，由后者将请求转交Thuasne的对应实体。
Thuasne将首先对保修请求进行分析，以确定其是否符合保修条件，并且不属于任何排除在商业保修范围之外的情况。
为了能够享受保修服务，购买者必须提供购买产品的原始证明和购买日期证明。
如果满足商业保修条件，且用户本人或其法定代表人（父母、监护人……）在上述保修期内提出索赔，则购买者可获得全新产品进行替代。
双方明确同意本商业保修是在法定保修的基础上附加的保修，销售实体须符合购买产品所在国的适用法律。
保留本说明页。

داعم ركية لتخفيف الثقل ذو عارضة مفصليّة

الوصف/الفرص

الجهاز مخصص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة والمرضى الذين تتوافق قياساتهم مع جدول المقاسات.

يمكن استخدام هذه التجهيز في الحالات التالية:

- داء مفصل الركبة الإنسي من الجهة اليمنى / داء مفصل الركبة الجانبى من الجهة اليسرى،
- داء مفصل الركبة الإنسى من الجهة اليسرى / داء مفصل الركبة الجانبى من الجهة اليمنى.

مقاس وجيد

تتكون التجهيز مما يلى :

- قوفعتان صلبتان ومرمتان ①،
- عارضة جانبية مزودة بالمفصل TM5+ ② الذي يحاكي الحركة الطبيعية للركبة، وهو مزود بغطاء حماية،
- وسادة لقمية واحدة،
- 4 أحزمة غير مرية ③، ④، ⑤، ⑥،
- الحدود القصوى للمد مبنية في عليه التجهيز (الشكل ①)،
- الحدود القصوى للثني إختيارية ويجب طلبها بصورة منفصلة (الشكل ②).

التكوين

المكونات القماشية: إيلاستين - البولي أميد - إيثيلين أسيتات الغايلين - سيليكون - بوليستر- بولي يوريثين.

المكونات الصلبة : ألومنيوم - سبليكات الألومنيوم - أسيتال - فولاذ غير قابل للصدأ - أكريلونتريل بوتادين ستايرين - ثنائي بوتوكسي إيثانول - أوكسيد ثنائي بوتيل القصدير - رباعي ميثيل ثنائي-2-واحد - ثنائي أوكسيد التيتانيوم - كربون - عديد الأوليفينات - بولى إيثيلين عالى الكثافة - البولى أميد.

الخصائص/طريقة العمل

نظام تخفيف ثقل من 3 نقاط، وقابل للتعديل، ويتضمن أحزمة لدنة لضمان المحاذاة وتخفيف الثقل من على المنطقة المصابة.

وساهم إعادة المحاذاة هذه في تقليص الفجح أو الروح والثقل المفرط على الجزء المتضرر من الركبة.

وفصل مساعدتها على مسك الساق في وضع محاذاة عادي، فإن هذه التجهيز تساعد على تقليل الثقل وبالتالي الضغط والانهاب.

وساهم تخفيف الثقل في الجهة المصابة عموماً في تخفيف الألم والتقليل من تدهور القيضضوري.

يثبت داعم الركبة على الساق بقفل:

- الحشوات السليكونية (داخل القوفعات والأحزمة)،

- قوفعات ① عظم الفخذ والظنوب شبه صلبة تسمح بضبط التجهيز بحسب الشكل التشريحي للمريض قدر الإمكان.

سهولة الاستعمال بقفل:

- نظام تخفيف الثقل مع ضبط ذاتي،

- الحفلات القابلة للتركيب ذات الرموز اللونية،

- إمكانية ضبط المد عند 0° و 5° و 10° و 15° و 20° و 30°،

- إمكانية ضبط الثني عند 0° و 30° و 45° و 60° و 75° و 90° و 110°.

دواعي الاستعمال

التهاب المفصل الفخذي الظنوبي الجزئي الأعراضى (معتدل إلى جاد).

تخفيف الثقل عن الركبة التي بها إصابات رضحية أو ما بعد جراحة أو تنكسية.

عدم ثبات/ارتخاء المفصل.

يستخدم كبديل عن قطع العظم أو جراحة إعادة محاذاة الساق.

موانع الاستعمال

لا تستخدم المنتج إذا كان التشخيص غير مؤكد.

لا تستخدم في حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.

لا تتبع المنتج على اتصال مباشر مع جلد مصاب بجرح أو جرح مفتوح بدون ضمادة مناسبة.

لا تستخدم المنتج في حالة الدوالي الوريدية الحادة (تتبع الارتداء المنتظم لداعم الركبة المنخفض للثقل).

لا يستعمل في حالة الركبة الطرقاء.

لا يستعمل في حالة الركبة الحفجاء أو الروعاء الواضحة.

سواقي من الاضطرابات الوريدية أو اللمفاوية.

لا تستخدم في حالة وجود تاريخ انسداد خثاري وريدى كبير دون علاج للوقاية من الجلطات.

الاحتياطات

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً.

يوصى بأن يشرف أخصائى رعاية صحية على وضعه في المرة الأولى.

الترزم بدقة بالوصف الطبية وبيروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائى الرعاية الصحية الخاص بك.

هذا المنتج موجه لعلاج مرضى ويجب أن تقتصر مدة استعماله على هذا العلاج.

لاسابى تتعلق بالنظافة والأداء، لا تستخدم الجهاز مجدداً مع مريض آخر.

يوصى بإحكام تثبيت الجهاز بشكل مناسب من أجل ضمان الدعم المثبت دون إعاقة الدورة الدموية.

في حالة الشعور بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو تغير حجم عضو الجسم، أو الأحاسيس غير الطبيعية أو تغير لون الأطراف، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائى رعاية صحية.

إذا تغير أداء التجهيز، قم بإزالتها واستشر أخصائى الرعاية الصحية.

قبل أي نشاط رياضي، تحقق من توافق استخدام هذا الجهاز الطبي مع أخصائى الرعاية الصحية الخاص بك.

لا تستخدم الجهاز مع نظام للتصوير الطبي.

لا تستخدم الجهاز في حالة وضع منتجات معينة على الجلد (الكريمات والمرامح والزيوت والهلام واللصقات وما إلى ذلك).

الآثار الثانوية غير المرغوب فيها

يمكن أن يسبب هذا الجهاز في تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، حروق، بنور...) أو حتى جروح متفوية الشدة، يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم والو المريض بأي حادث خطير يتعلق بالتجهيز.

طريقة الاستعمال/الوضع

يوصى بإرتداء التجهيز مباشرة على الجلد، ماعدا في حالة وجود موانع للاستعمال. يجب الاطلاع على هذه التعليمات مع المريض عند وضع المنتج للمرة الأولى والتأكد من فهم طريقة ضبط وضعية التجهيز.

إعداد التجهيز:

• المرحلة 1: تقسم حالة المريض

تقسم مستوى الألم لدى المريض لكتساب القدرة على تقسيم وظيفة وفعالية التجهيز بعد وضعها.

• المرحلة 2: وضع داعم الركبة على الساق

فلن وافتح جميع الأحزمة، ولتسهيل وضع التجهيز، اطو اللاصقات الذاتية.

تأكد من سحب الدخروجة جيداً حتى لا يكون هناك أي شد على مستوى الأحزمة.

يطلب من المريض أن يجلس على حافة كرسي وأن يثني ركبته بدرجة تتبلغ 60°-30°.

ضع التجهيز على ساق عارية (الشكل ②)، وثبني أن يكون المفصل في الجهة المصابة.

يثنى الآن محاذاة المفصل مع وسط الركبة بما يعادل ثلث حجج الرضفة (الشكل ③).

أغلق حلقة الحزام السفلى الخاص ببرلة الساق ④. ثم حلقة الحزام العلوي الخاص بالفخذ ⑤ (الشكل ①).

شيع الأرقام وبيانات الألوان على الحلقات والقوفعات.

يشح هذا الأمر تأمين داعم الركبة من خلال الحصول على الموضع الصحيح لنظام الأحزمة وفي الوقت ذاته التأكد من أن المفصل مضبوط في الوضعية الصحيحة.

ضع Cross Buttress (موضع التقاء الأحزمة) على جانب الرضفة (الشكل ②)،

استعين بالعلامات الموجودة على Cross Buttress التأكد من المحاذاة الجيدة مع الرضفة (الشكل ③).

-أغلق حلقة الحزام الأمامى الخاص بالظنوب ⑥، ثم حلقة الحزام الأمامى الخاص بالفخذ ⑦ (الشكل ①).

شيع الأرقام وطاقب بين ألوان الحلقات والقوفعات.

-اضبط قوة الشد الخلفى للأحزمة المقاطعة.

يمكن إمالة حلقات تمرير الأحزمة بحيث تستند على نحو مسطح إلى خلف الساق.

لقطع الأحزمة بالظلول المرغوب، يكفى فصل الكماشة الذاتية اللصق عن الطرف وقطع الحزام بالظلول المرغوب ثم إعادة ضبط وضعية الكماشة على طرف الحزام (الشكل ③).

ينبغي الانتباه إلى عدم قص أي حزام قصاً قصيراً أكثر من اللازم.

يجب نزع الوسادات المحشوة المثبتة داخل الأحزمة خلال هذه العملية (لتفادي أي خطأ أثناء القصر)، ثم إعدادها بعد القصر.

للملاءمة التجهيز بصورة أفضل مع الركبة، يمكن تشكيل العارضة حسب الشكل التشرىحي للمريض (الشكل ④).

ضع داعم الركبة على حافة طاولة لضمان استقرار المفصل.

اطو العارضة فوق أو تحت المفصل.

• المرحلة 3: التأكد من التثبيت ومستوى الألم قبل تعديل مستوى التصحيح

اطلب من المريض أن يقف وأن يمشي عدة خطوات بطريقة عادية مع النظر إلى الأمام.

تأكد أن التجهيز مضبوطة جيداً على الساق.

قارن مستوى ألم المريض بعد ضبط التجهيز في وضع الحزام مع الألم قبل وضع التجهيز واطلب منه ما يشعر به.

• المرحلة 4: تنفيذ عملية التصحيح (الشكل ⑤):

تضبط الدخروجة الموجودة على نظام الأحزمة المقاطعة في الوضع المحايد (تكون الدخروجة مسخوطة).

-لتخفيف الثقل على الجهة المصابة من الركبة، اضغط على الدخروجة وأدبرها في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة من أجل زيادة القوة الجانبية إلى أن تصل إلى المستوى المرغوب وفقاً للألم والدعم الضروري.

أدر الدخروجة أولاً نصف دورة ثم حدد إذا كان مستوى التصحيح يحتاج إلى الضبط بعد صنع خطوات.

-أدر الدخروجة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة لتقليص تخفيف الثقل أو اسحبها لتخفيف قوة الشد بأكملها.

• المرحلة 5: تقييم مستوى الألم بعد تعديل التصحيح

بعد تعديل تخفيف الثقل:

-اطلب من المريض أن يمشي مجدداً ولاحظ مستوى الألم.

-كرر هذه العملية مع زيادة أو تقليص التصحيح إلى أن يصل إلى مستوى مُرضٍ ومثالي للمريض.

-إذا شعر المريض بارتعاج، خفض مستوى التصحيح.

يصبح بإرتداء التجهيز في البداية فقط لضع ساعات يومياً.

يمكن إرتداء التجهيز لعدة أسابيع للتعود عليها.

التحكم في الثني والمد:

يكون المنتج مضبوطاً افتراضياً عند 0°.

محددات المد الموجودة في الحامل البلاستيكي داخل العلية (الشكل ⑥).

• ضبط محدد المد (الشكل ④):

يمكن ضبط المد عند 0° و 5° و 10° و 15° و 20° و 30° كحد أقصى.

1. آخر محدد المد المرغوب على الحامل البلاستيكي.

2. انزع البرغي الموجود على الجهة الجانبية للمفصل.

3. اسحب محدد المد عن طريق ثني المفصل قليلاً.

4. بتدريجاً إتحاء إدخال هذا المحدد.

أدخل المحدد المرغوب مع وضع الطرف المُرقَّم في الأمام والطرف المُشكَّل لخطاف

في الأعلى وموجهاً نحو الأمام.

اضبط المفصل في وضعية المد القصوى من أجل التأكد من أن مُحدد المد موجود في الوضعية المناسبة.

يجب أن يكون الثقب الصغير لكل مُحدد في المحور وأن يكون مربياً من خلال ثقب المفصل، بحيث يمكن وضع البرغي على المحدد.

5. أعد إدراج البرغي وشده.

اثن ومد الركبة عدة مرات التأكد أن المُحدد متوقف في الزاوية المرغوبة.

• ضبط محدد الثني (الشكل ⑦):

يمكن ضبط الثني عند 0° و 30° و 45° و 60° و 75° و 90° و 110°.

1. آخر محدد الثني المرغوب على الحامل المعدني.

2. انزع برغياً الجهة الخلفية للغطاء-المفصل وانزع الساندة الموجودة مسبقاً.

3. أدخل المحدد مع توجيه الطرف المسطح نحو الأعلى بحيث تسمح وضعيته بأن يكون ثقباه مربيان من خلال ثقبو الغطاء.

4. ضع البرغيان عبر الغطاء وفي ثقبى المحدد ثم شدّهما.

اثن ومد الركبة عدة مرات التأكد أن الحد الأقصى متوقف في الزاوية المرغوبة.

تنبيه:

يجب أن يحدد وينجز ضبط الثني والمد أخصائى رعاية صحية وليس المريض.

ملاحظة: من الأفضل دائماً أن تكون التجهيز مركبة نحو الأعلى قليلاً على أن تكون مركبة نحو الأسفل أكثر من اللازم.

لا يمكن تحميل Thuasne أي مسؤولية عن الآثار غير المرغوبة أو أي أضرار بسبب أي ضبط غير متحكم به أو غير ملائم.

سحب التجهيز:

لسحب التجهيز، اسحب الدخروجة لإزالة قوة الشد وافتح الأحزمة.

الصيانة

اغلق الماسكات الذاتية قبل الغسيل. يمكن غسله يدوياً. لا تستخدم المنظفات أو المنظعات أو المنظجات القوية (المنشجات المضاف إليها كلور...). يتم عصر المنتج عن طريق الضغط. يتم التجفيف بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...). إذا تعرض المنتج لماء البحر أو ماء معالٍ بالكور، ينبغي شطفه جيداً بماء صافٍ ثم تجفيفه.

• المفصلات ②:

تأكد من أن مفصل التجهيز قد تم تزيته جيداً قبل خروجه من المنتج.

قد يكون من الضروري تزييت المفصل مجدداً إذا تسرب إليه الرمل أو الغبار أو التراب أو الماء.

إذا لاحظت أن المفصل أصبح أكثر صلابة، يمكن أن تضع عليه بصنع قطرات من زيت صناعى.

امسح دائماً أي فائض قبل ارتداء التجهيز مجدداً لتفادي تلطيخ الملابس.

• الأحزمة:

هذا التجهيز محشوة من أجل خلق واجهة مرحة بين الساق والقوفعة.

كما تتضمن الأحزمة وسادات.

يجب ألا تزع هذه الوسادات من التجهيز أو الأحزمة.

امسحها بعد كل استعمال لإزالة الرطوبة واتركها تجف في الهواء الطلق.

يمكنك أيضاً تنظيف الوسادات بصابون ناعم مضاد للبكتريا ثم شطفها بماء عذب.

لا تغسل الوسادات في الغسالة ولا تجففها في جهاز تجفيف الملابس.

التخزين

يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه في عبوته الأصلية.

التخلص

تخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.

عقد الضمان التجاري وحدود الضمان

تقدم Thuasne للمستهمل الموجود في البلد الذي يتابع فيه منتجاتها، ضماناً تجارياً مجانياً على المنتج ضد عيوب وأخطاء التصنيع، وذلك:

-سنة أشهر للأحزمة والخشوش والوسادة اللقمية

-وعام واحد للقوفعات وحفلات ومفصل التجهيز وغطائها.

يسري مفعول الضمان التجاري بداية من تاريخ شراء المستعمل للمنتج.

لا يغطي الضمان التجاري عيوب وأخطاء التصنيع في الحالات التالية:

سوء استعمال التجهيز أو تدهور حالتها بسبب الاستخدام خارج الظروف العادية مثلما هي مذكورة في دليل المستخدم.

-الأضرار التي قد تقع عند محاولة تعديل المنتج.

لا يغطي هذا الضمان بأتاً أي قصص خاطئ للمنتج أثناء تعديله أو ضبطه من قبل أخصائى الرعاية الصحية بعد استلامه.

يجب أن يوجه المستعمل أي مطالبة بموجب هذا الضمان التجاري، إلى الكيان الذي باع له المنتج. وسيقوم هذا الكيان بدوره برفعها إلى القسم المعنى التابع لشركة Thuasne.

تقوم شركة Thuasne بدراسة أي مطالبة لمعرفة إذا ما كانت شروطها متوفرة وأنها لا تدخل ضمن الحالات الإقصائية للضمان التجاري.

يجب على المشتري أن يقدم دليل شراء أصلى وموثر كي يستفيد من الضمان التجاري.

إذا كانت شروط الضمان التجاري متوفرة، ويتم رفع المطالبة في أجل الضمان المحددة أعلاه من قبل المستعمل أو ممثله القانوني (الوالدان، الوصى...)، يمكن للمشتري أن يستفيد من إسبدال المنتج بمنتج تعويضي جديد.

من المنفق عليه صراحة أن هذا الضمان التجاري يُضَاف إلى الضمانات القانونية التي يلتزم بها الكيان الذي يبيع المنتج للمستعمل. وذلك بناء على القوانين المحلية السارية المفعول في بلد الشراء.

احفظ بهذا الدليل.

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 -
30938 Burgwedel
Deutschland

UK Responsible Person (UKRP):

THUASNE UK Ltd

Unit 4 Orchard Business Centre
North Farm Road
Tunbridge Wells, TN2 3XF,
United Kingdom

**UK
CA**



Réserve pour labels certif. papier



À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC



©Thuasne - 2042101 (2021-05)

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - capital 1 950 000 euros
120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)