



LYMPHATREX Essential

MANCHONS

TRICOTAGE CIRCULAIRE

☐ COMMANDE (par défaut) ☐ DEVIS ☐ RENOUELEMENT

Client code

Dossier n° renouvellement

☐ 1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : ☐ M ☐ F ☐ Enfant Taille du patient :

☐ J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

2207213-02 (2023-09)

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.
Nous ne faisons pas de doigts, à l'exception du pouce.
Si vous souhaitez des doigts, veuillez changer votre commande pour un Lymphatrex Expert.

Dispositif de compression sur-mesure patient.

☐ BRAS DROIT ☐ BRAS GAUCHE

(remplir une fiche par côté)

Modèle

☐ Manchon simple ☐ Manchon avec mitaine ☐ Mitaine

Compression

☐ Classe 2 (15 - 20 mmHg)

☐ Classe 3 (20 - 36 mmHg)

Coloris

☐ Beige

☐ Noir

Finition manchon

☐ Élastique 3 cm (tresse simple) (pour manchon simple, s'arrêter à la mesure «G»)

☐ Antiglisse picots silicone 3 cm (pour manchon simple, mesure «G»)

☐ Antiglisse dentelle silicone femme 5 cm (pour manchon simple, mesure «G»)

☐ Couvre-épaule (indiquer mesure «ℓGH + cH»)

Finition mitaine



☐ Avec pouce

☐ Sans pouce

Commentaires

Seules les données strictement nécessaires à la fabrication du dispositif sur-mesure patient doivent être renseignées.

VUE FACE AU PATIENT MANCHON



---> Positionnement du mètre pour la mesure des hauteurs
[] Longueur en cm
○ Circonférence en cm