



THUASNE®

Kompressionstextilien

für den Einsatz nach
plastisch-ästhetischen
Eingriffen



Kompressionstextilien für den Einsatz nach plastisch-ästhetischen Eingriffen

ANWENDUNGSGEBIETE

Die Kompressionstextilien von Thuasne® unterstützen den postoperativen Ausgleich von Unregelmäßigkeiten an der Hautoberfläche, beispielsweise an Kopf, Hand, Brust, Hüfte und Oberschenkel. Das hochwertige Material kann die Formgebung optimieren, Konturunregelmäßigkeiten weitgehend verhindern und die Narbenheilung verbessern.

INDIKATIONEN

- Schädigung der Haut und der Heilfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung
- Nach Verletzungen / Verbrennungen / Operationen
- Hauttransplantationen
- Zur Verbesserung der Narben- / Wundheilung bis zur Ausheilung der Narbe
- Zur Stabilisierung des Operationsergebnisses

Aus hygienischen Gründen wird eine Wechselsversorgung empfohlen.

VORTEILE

- Premium Kompressionsmaterial aus der Narbentherapie für einen flächigen Druck zur Stabilisierung des Operationsergebnisses
- Hochwertige Ausstattungsdetails für eine komfortable Anwendung
- Flache Nähte für ein angenehmes Tragegefühl
- Reißverschlüsse mit Haken und Ösen erleichtern das Anziehen
- Innen abgepolsterter Reißverschluss: sanft zur Haut
- Abgedeckte Reißverschlüsse zum Schutz der Kleidung, die über der Kompression getragen wird

CICATREX contour

- Glatte Oberfläche für leichtes Anziehen
- Breiter elastischer Taillenbund für sicheren Halt
- Leggings: Beidseitige Reißverschlüsse
- Offener Schritt - Die Hygieneöffnung ermöglicht ein konsequentes Tragen „rund um die Uhr“
- Separater Schritteinleger als Abpolsterung der Hygieneöffnung
- Beinlänge kann bei Bedarf auf individuelle Patientenmaße gekürzt werden.
- Slipform: mit seitlichem Reißverschluß sowie Haken- und Ösenverschluß im Schritt



CICATREX contour
Leggings hohe Taille

Versorgungsbereiche



CICATREX Kopfband



CICATREX Kinnschlinge




SILIMA® BH Cara



SILIMA® Post-OP-Belt



**CICATREX contour
Hose Slipform hohe Taille**



**CICATREX contour
Leggings niedrige Taille**

Hinweise zur Abrechnung

Für Hilfsmittel gibt es keine Budgetierung und keine Richtgrößen

Hilfsmittel können nach wie vor zu Lasten der GKV verordnet werden.

Richtgrößen, die für Wirtschaftlichkeitsprüfungen heranzuziehen sind, werden nicht für Hilfsmittel festgelegt.

Bei Hilfsmitteln besteht grundsätzlich keine Gefahr von Ausgleichszahlungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen.



Im Rahmen der **Therapiefreiheit** ist freigestellt, welches Hilfsmittel verordnet wird, d. h. der Arzt kann entscheiden, welches Hilfsmittel für den Patienten am besten geeignet ist.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel		Impf- stoff	Spr.-St- Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Gebühr frei		6	7	8	9		
Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto			
Geb.- pfl.							
noctu							
geb. am		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor	Taxe		
Sonstige		1. Verordnung					
		17,06,06,0008					
		2. Verordnung					
		3. Verordnung					
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Vertragsarztstempel			
Unfall							
Arbeits- unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum				
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	3 Lipödem Stadium III						
aut idem	4 2 Kompressions-Leggings, z.B. Cicatrex contour, mit hoher Taille zur post-operativen Versorgung (inkl- Wechselsversorgung aus hygienischen Gründen)						
aut idem							
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

- 1** Orthopädische Hilfsmittel - Feld 7 (nicht budgetiert)
- 2** HMV-Nr. 10-stellig
- 3** Indikation/Diagnose
- 4** Anzahl (1 Stück), Produktname

HMV-Nr. (Hilfsmittelpositionsnr.), 10-stellig **17.06.06.0xxx**

- 17 - Hilfsmittel zur Kompressions therapie
- 06 - Anwendungsort: Bein
- 06 - Untergruppe: Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein
- 0 - Produktart: Narbenkompressionsbandagen, Bein
- xxx - Einzelprodukt: spezielles Produkt des Herstellers, Cicatrex contour




Fragen Sie unseren Außendienst nach unserem umfangreichen **Maßprogramm für die Narben- und Ödemtherapie**

Serienprodukte von Thuasne® - ÜBERSICHT

CICATREX	Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	HMV-Nr.
	Kopfband <ul style="list-style-type: none"> • mit Klettverschluss • gewebt • Größen: 1 – 2 • Farbe: weiß 	Größe Kopfumfang cm 1 bis 52 2 ab 53	3411	
	Kinnschlinge <ul style="list-style-type: none"> • mit 2 Klettverschlüssen • gewebt • Größen: 1 – 3 • Farbe: weiß 	Größe Halsumfang cm 1 27,0 – 30,0 2 31,0 – 36,0 3 37,0 – 45,0	3410	17.17.01.0001
	Interimshandschuh <ul style="list-style-type: none"> • kurz: Stulpe 5 cm • lang: Stulpe 15 cm • gewirkt • Größen: 1 – 8 (XXXS - XXL) • Farben: bronze · schwarz 	Größe Handumfang cm 1 (XXXS) 13,0 – 14,5 2 (XXS) 15,0 – 16,5 3 (XS) 17,0 – 18,5 4 (S) 19,0 – 20,5 5 (M) 21,0 – 22,5 6 (L) 23,0 – 24,5 7 (XL) 25,0 – 26,5 8 (XXL) 27,0 – 28,5	3448-06 (kurz)	17.07.01.0001
			3448-05 (lang)	17.07.01.0001

SILIMA®

	BH Cara <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: schwarz • Farbe: champagner 	Cup: AA/A 70 – 120 B/C 70 – 120 D/E 70 – 105 AA/A 70 – 105 B/C 70 – 105 D/E 70 – 100	Unterbrustumfang: 70 – 120 70 – 120 70 – 105 70 – 105 70 – 105 70 – 100	57 230	05.11.04.1015
	Post-OP Belt (Stuttgarter Brustgürtel) <ul style="list-style-type: none"> • Farben: schwarz · champagner 		S – XXL	57 231	05.11.04.0014

CICATREX contour

	Hose Slipform mit hoher Taille <ul style="list-style-type: none"> • mit seitlichem Reißverschluss sowie Haken- und Ösenverschluss im Schritt • Größen: XS - 4XL • Farbe: schwarz 			3481	17.06.06.0009
	Leggings mit niedriger Taille <ul style="list-style-type: none"> • mit beidseitigem Reißverschluss, Hygieneöffnung und separatem Schritteinleger • Größen: XS - 4XL • Farbe: schwarz 	XS 61 - 66 86 - 91 48 - 51 S 66 - 71 91 - 97 51 - 54 M 71 - 76 97 - 102 54 - 57 L 76 - 81 102 - 107 57 - 60 XL 81 - 89 107 - 114 60 - 65 2L 89 - 99 114 - 124 65 - 70 3XL 99 - 109 124 - 135 70 - 77 4XL 109 - 119 135 - 145 77 - 86	Taillen- umfang (in cm) Gesäß- umfang (in cm) Ober- schenkel- umfang (in cm)	3482	17.06.06.0010
	Leggings mit hoher Taille <ul style="list-style-type: none"> • mit beidseitigem Reißverschluss, Hygieneöffnung und separatem Schritteinleger • Größen: XS - 4XL • Farbe: schwarz 			3483	17.06.06.0008

Wings for your health.

www.thuasne.de

Thuasne Deutschland GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel

Tel.: +49 5139 988-0 · www.thuasne.de · kundenservice@thuasne.de

Art.-Nr:
TM13496BDD05_2.0_2024-01



Die in diesem Dokument erwähnten Medizinprodukte sind gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte mit der Klasse I CE gekennzeichnet. Bitte kontaktieren Sie Thuasne, wenn Sie zusätzliche Informationen zur Produktklassifizierung benötigen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und informieren sich zu Indikationen und Kontraindikationen der Produkte.

