



THUASNE®

CICATREX SUR-MESURE PATIENT



MAIN n°2

COMMANDE (par défaut) DEVIS RENOUELEMENT

Client
code

Dossier n°
renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

2207213-02 (2023-09)

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.
Pour les doigts ouverts, merci de nous indiquer la longueur souhaitée pour chaque doigt.

Dispositif de compression sur-mesure patient.

Seules les données strictement nécessaires à la fabrication du dispositif sur-mesure patient doivent être renseignées.

MAIN DROITE MAIN GAUCHE

Doigtier Mitaine Gant
(remplir une fiche par côté)

Indications

Grands brûlés (par défaut)
 SED (Syndrome Ehlers-Danlos)

Tissu

Cicatrex Fine* BLANC BEIGE NOIR
 Cicatrex Skin** -

* Circonférence minimum Fine 4,6 cm.
Longueur des doigts : minimum 2 cm
** Circonférence minimum Skin 2,6 cm.
Longueur des doigts : minimum 1 cm

Options

Gant

Avec longueur sur poignet (5 cm maxi)
 Avec manchette au-delà de 5 cm et jusqu'à l'aisselle maximum
(remplir Fiche n°3) Séparée Attenante
 Doigtier avec bride
 Doigtier sans bride

Ouverture

Glissière Auto-agrippant Dimensions : cm

Position:

Face interne de la main Dos de la main Côté auriculaire

Pelote de compression

Pelote de compression seule
 Poche pour pelote de compression

Dimensions (ℓ x h) : cm

Position : à dessiner


Face interne de la main
 Dos de la main

Autre

Bande palmaire

Commentaires

Circonférences		Mesure en cm
22	Tour de poignet + 5 cm maxi	
23	Tour de poignet	
E	Tour de la main sur la tête des métacarpiens	
F	Tour de l'auriculaire au niveau de la 1 ^{re} phalange	
G	Tour de l'auriculaire au niveau de la 3 ^e phalange	
H	Tour de l'annulaire au niveau de la 1 ^{re} phalange	
I	Tour de l'annulaire au niveau de la 3 ^e phalange	
J	Tour du majeur au niveau de la 1 ^{re} phalange	
K	Tour du majeur au niveau de la 3 ^e phalange	
L	Tour de l'index au niveau de la 1 ^{re} phalange	
M	Tour de l'index au niveau de la 3 ^e phalange	
N	Tour du pouce au niveau de la 1 ^{re} phalange	
O	Tour du pouce au niveau de la 2 ^e phalange	
Longueurs souhaitées	Pointes de doigt	Mesure en cm
D	Longueur de la face palmaire	
P	Longueur de l'auriculaire	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
Q	Longueur de l'annulaire	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
R	Longueur du majeur	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
S	Longueur de l'index	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
T	Longueur du haut de l'index jusqu'à la commissure du pouce	
U	Longueur du pouce	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
Z	Longueur de la manchette jusqu'à 5 cm maxi	



Circonférence en cm Longueur en cm