

Mobiderm® Kits

Die erprobten Komplettlösungen



Zur Mobilisierung des Unterhautgewebes mit gleichzeitig größtmöglicher Mobilität in der Entstauungsphase

Behandlungs-Pakete zur Entstauung durch Mobilisierung in der Ödemtherapie

- Indikation**
- Behandlung von Ödemen und Lymphödemen
 - Drainage von Hämatomen
 - Lockerung von Fibrosen

Version Mobiderm® Kit 1 Arm

Inhalt: 1 x Biflex Binde 8 cm x 3 m
1 x Biflex Binde 8 cm x 5 m
1 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
2 x Mobiderm® Binde 10 cm x 3 m (gr. Würfel)

Art.-Nr. 37009029999905
PZN 07034858

Version Mobiderm® Kit 2 Bein

Inhalt: 1 x Biflex Binde 8 cm x 3 m
1 x Biflex Binde 10 cm x 3 m
1 x Biflex Binde 10 cm x 5 m
2 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
3 x Mobiderm® Binde 10 cm x 3 m (gr. Würfel)

Art.-Nr. 37009029999906
PZN 07034901

WINGS FOR YOUR HEALTH



THUASNE®

MOBIDERM® AUTOFIT

Entstauung
spürbar leicht gemacht



Thuasne Deutschland GmbH
Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
www.thuasne.de · kundenservice@thuasne.de

Kundenservice
Tel.: +49 511 20119-205 · Fax: +49 511 20119-177

Hauptstraße 16 · 35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180

TM1343203BDD01_2.0_2025-06



Was ist Mobiderm®?

Mobiderm® ist ein Medizinprodukt aus Schaumstoffwürfeln, die von zwei Vliesbanden umhüllt sind.


Mobiderm® kann unter einer Kompressionsbandagierung (als Bandage oder Platte) oder eingearbeitet in mobilisierende Kompressionskleidung angewendet werden.

Durch den Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der Schaumstoffwürfel und der angrenzenden Umgebung wird der Lymphabfluss verbessert und die Wirksamkeit der Lymphdrainage verstärkt.

Mobiderm® mobilisiert auch die fibrotischen und sklerotischen Hautbereiche durch den Zügeffekt auf das ödematöse Unterhautgewebe.



Wirkschema



- Kompressionsbinde
- **Mobiderm®**
- Epidermis
- Dermis
- Lymphgefäße

• Effektiv

Schnelle Reduzierung des Lymphödemvolumens

Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut

• Praktisch

Leicht, komfortabel und flexibel, der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und somit wird die Lymphdrainage angeregt.

• Komfortabel

Weiche Hautauflage

Anschmiegsam für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz

Was ist Mobiderm® autofit?

Mobiderm® autofit ist ein Kompressionsmedizinprodukt zur Behandlung von Lymphödemen.

Mit Mobiderm® autofit stabilisieren Patienten die Ergebnisse der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE). Denn auch in der Erhaltungsphase ist es wichtig, dass Sie Ihren Körper unterstützen. Mobiderm® autofit ist als individuell einstellbarer Arm-, Waden- oder Oberschenkelstrumpf erhältlich und kann als Nacht- oder tagsüber als Ruheversorgung getragen werden. Regelmäßig angewendet, verhindert Mobiderm® autofit den gefürchteten Rebound-Effekt: die Verschlimmerung der Symptome nach der Entstauung.

Sie können Ihren aktiven Beitrag dazu leisten, wenn Sie regelmäßig Ihre Kompressionskleidung Mobiderm® autofit tragen. So ergänzen Sie optimal die Tagversorgung mit Kompressionsprodukten von Thuasne®. 82 % der Patienten, die bereits Kompressionskleidung tragen, bevorzugen laut der MARILYN-Studie Mobiderm® autofit.



Alle Mobiderm® autofit Produkte lassen sich an die individuelle Morphologie eines jeden Patienten sowie Veränderungen im Therapieverlauf anpassen.

Für welche Patienten ist Mobiderm® autofit geeignet?

- Für alle Stadien des Lymphödems
- Während der Erhaltungsphase
- Bei fortgeschrittenem Lymphödem
- Für eine selbständige Kontrolle des Lymphödems
- Für eine sofortige Versorgung

Armstrumpf



Waden- oder Oberschenkelstrumpf



Halboffene Konstruktionen
einfach zum An- und Ausziehen

Variabel einstellbare Klettverschlüsse mit markierten Befestigungszonen
zur leichten Reproduktion der Einstellung und visuellen Kontrolle von Veränderungen im Lymphödemvolumen

Rutschfeste Sohle, bzw. zu öffnendes Handteil
bequeme Alltagsanwendung