



CICATREX SUR-MESURE PATIENT



TORSE n°1b

COMMANDE (par défaut) DEVIS RENOUELEMENT

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE DU PATIENT

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

2207213-02 (2023-09)

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller. Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles. **Merci de remplir également la fiche torse n° 1a.**

Dispositif de compression sur-mesure patient. Seules les données strictement nécessaires à la fabrication du dispositif sur-mesure patient doivent être renseignées.

Indications

- Grands brûlés (par défaut)
- SED (Syndrome Ehlers-Danlos)

Modèle

- Épaulière
- Body
- Gilet

Tissu

- Cicatrex Nature
 - Cicatrex Fine
 - Cicatrex Skin
- BLANC BEIGE NOIR

Ouverture centrale

- Fermeture à glissière
 - Devant
 - Derrière
- Crochet pour aide à la fermeture (par défaut)

Compression aisselle

- Droite Oui Non*
- Gauche Oui Non*

* tissu doux par défaut

Encolure

- Col rond (par défaut)
- Col en «V»
Découpe encolure devant hauteur depuis le sternum : cm

- Découpe encolure dos hauteur depuis la 7^e cervicale : cm
- Col officier

Circonférence en haut : cm

Circonférence en bas : cm

Hauteur devant : cm

Hauteur derrière : cm

Haut du sternum/cou : cm

Bonnets

- Avec compression
- Sans compression
- Profondeur : A B C D E F

Fixation auto-agrippante (pour panty)

- Gilet sur panty
- Panty sur gilet

Options

- Ouverture supplémentaire
Position : (à dessiner)
- Glissière
- Auto-agrippant Longueur : cm

Tissu doux

- Coude
- Autre :

Autre

- Pelote de compression amovible
Position : (à dessiner)
Dimensions (l x h) : cm
- Ceinture

CÔTÉ GAUCHE

- 12 Tour d'emmanchure
- 11 Longueur épaule de l'acromion au tour de cou n° 1
- 25 Tour du bras à l'aisselle
- 26 Tête de manche
- 27 Tour du bras (partie la plus forte)
- 28 Longueur jusqu'au milieu du bras
- 29 Tour de coude
- 30 Longueur jusqu'au coude
- 31 Tour de l'avant-bras (partie la plus forte)
- 32 Longueur jusqu'au milieu de l'avant-bras
- 33 Tour de poignet
- 34 Longueur jusqu'au poignet
- 35 Tour de la cuisse*

- 1 Tour de cou de la 7^e cervicale au haut du sternum
- 2 Largeur poitrine, en inspiration (aisselle à aisselle)
- 4 Longueur haut du sternum - ligne de l'aisselle
- 3 Périmètre thoracique, en inspiration
- 6 Longueur haut du sternum - sous poitrine
- 5 Tour sous poitrine, en inspiration
- 8 Longueur haut du sternum - taille
- 7 Tour de taille
- 10 Longueur haut du sternum - bas du gilet (pour un body jusqu'à l'entrejambe)
- 9 Tour de hanches
- 37 Longueur dos (7^e vertèbre cervicale - bas du gilet). Pour un body, jusqu'à l'entrejambe, mesure avec le mètre plaqué sur la peau
- 39 Circonférence pointe des seins en inspiration
- 38 Longueur haut du sternum - pointe des seins
- a** Longueur base du cou - pointe du sein
- b** Longueur base du cou - sous le sein

CÔTÉ DROIT

- 13 Longueur épaule de l'acromion au tour de cou n° 1
- 14 Tour d'emmanchure
- 16 Tête de manche
- 15 Tour du bras à l'aisselle
- 18 Longueur jusqu'au milieu du bras
- 17 Tour du bras (partie la plus forte)
- 20 Longueur jusqu'au coude
- 19 Tour de coude
- 22 Longueur jusqu'au milieu de l'avant-bras
- 21 Tour de l'avant-bras (partie la plus forte)
- 24 Longueur jusqu'au poignet
- 23 Tour de poignet
- 36 Tour de la cuisse*

Circonférence en cm Longueur en cm Demi-circonférence en cm

* Uniquement pour le body
** À renseigner uniquement à partir du bonnet D