



THUASNE®

VENOFLEX men

**Starker Support, stilsicher
und entspannt!**

Kompressionsstrümpfe
für Männer



VENOFLEX men

Starker Support, stilsicher und entspannt!

Kompressionsstrümpfe für Männer

Medizinische Kompressionsstrümpfe sind fester Bestandteil einer jeden **Venenbehandlung**. Hierbei trifft oft, v.a. bei Männern, die Notwendigkeit der medizinischen Wirksamkeit auf den Wunsch einer möglichst unauffälligen Bestrumpfung.

Genau hier setzt der medizinische Kompressionsstrumpf **VENOFLEX men** an und wurde speziell für die Bedürfnisse der männlichen Patienten konzipiert.

Die ausgeklügelte Stricktechnik mit **nahtlosem und softem Abschlussbund** erleichtert das Anziehen. Der Kompressionsstrumpf schmiegt sich angenehm an das Bein.

Der **hohe Baumwollanteil** sorgt für ein angenehmes, hautfreundliches Tragegefühl – innen als auch außen. Zusätzlich verfügt diese strapazierfähige Materialkomponente über eine thermo-regulierende Wirkung und passt sich somit an die Bedürfnisse des Patienten an.

- **Unauffällig** und doch **stark** in seiner therapeutischen Wirkung.
- Eine zeitlose Farbauswahl – marine und schwarz – die **schnell und einfach zu jedem Anlass** und Kleidungsstil kombiniert werden kann.
- **Durchgehender Tragekomfort** dank natürlicher **Baumwolle**.





**Hoher Anteil
an natürlicher
Baumwolle**



**Breites und
nahtloses
Abschlussband**



**Elegante und
unauffällige
Rippstruktur**



Verstärkte Ferse

Größentabelle für VENOFLEX men in Serienversorgung

Umfang in cm

	0	I	II	III	IV	V
cD	26-34	29-34	31-37	33-41	36-45	42-48
cC	27-35	30-35	32-38	34-42	37-46	43-49
cB1	22-25	23-28	25-32	29-35	31-38	34-40
cB	17-19	19-21	21-24	24-26	26-29	29-31
cY	24-30	27-32	28-35	31-37	32-39	34-41
cA	16-21	18-23	20-26	23-29	25-33	28-35
Fußgröße	Variabel nach Strumpfgöße					
Länge	AD					
Kurz	< 44,5 cm					
Lang	≥ 44,5 cm					

Kompressionsklasse: 2

Farben: marine, schwarz

Zusammensetzung: 49 % Polyamid, 32 % Baumwolle, 19 % Elasthan

Artikelnummer: 40021B

HMV-Nummer: 17.06.01.1234

*WINGS
FOR YOUR HEALTH*

Thuasne Deutschland GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de



TM13422BD02.2.0.2024-02