



THUASNE®

QUICK FINDER

**Orthopädische
Hilfsmittel**
für die
funktionelle
Therapie



Inhalt

Halswirbelsäule	6 - 11
Schulter	12 - 17
Hand und Arm	18 - 29
Rücken und Hüfte	30 - 47
Knie	48 - 61
• Bandagen	
• Knieführungsorthesen	
• Immobilisierungsschienen	
• Gonarthrose-Orthesen	
Sprunggelenk und Fuß	62 - 79
• Bandagen	
• Stabilisierungsorthesen	
• Fußheberorthese	
• Walker	
• Fersenkissen	
PROMASTER-Serie	80 - 81
GO-Serie	82
LombaStab®-Serie	83
VENOFLEX	84
CICATREX	85
LYMPHATREX	86
MOBIDERM® AUTOFIT	87
Interimshandschuh	88
Thuasne® - digital	89
Partner Online-Shop	90 - 91
Hinweise zur Abrechnung	92 - 93

Konstruktions- oder Formänderungen, Farbabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben vorbehalten. Farbabweichungen zum Produkt können drucktechnisch bedingt sein.

Thuasne® in Zahlen



2.400

Mitarbeiter weltweit



Eine Präsenz in
110 Ländern



17

Industriestandorte in
Europa und den USA



23.000

B2B Kunden



15 Millionen

Kilometer Strickfaden
verwendet



5.700 km

Stoff wird jedes Jahr
verarbeitet



alle **2 Sekunden**

wird auf der Welt ein
Thuasne®-Produkt gekauft

Versorgungsbereiche	Bandagen	Führung und Stabilisierung
Halswirbelsäule		Ortel Anatomic Cervi-med Cervi-med forte
Schulter		
Ellenbogen	Epi PROMASTER Epi-GO Silistab Epi	
Handgelenk/Daumen	Manu PROMASTER Manu-GO	
Osteoporose		
Rücken	Dynabelt	Dynacross LombaSkin Lombax Original Reversa PROMASTER Lomba-GO Lombax Vario Reversa Vario PRO-MASTER LombaStab® LombaStab® Vario Lombacross Activity
Hüfte		
Knie	Genu PROMASTER Genu-GO Silistab® GenuPro Comfort	Genu Ligaflex ROM Rebel Pro Rebel Standard GenuPro Control Genu Ligaflex Genu FS Genu PFS PROMASTER
Sprungelenk/Fuß	Malleo PROMASTER Malleo PROMASTER Aktiv Malleo-GO Silistab Achillo	Ligacast Ligacast Air+ Licacast Ice Malleo Dynastab® Malleo Dynastab® Boa® Malleo Dynastab® Boa® open SpryStep flex SpryStep SpryStep max SpryStep plus Pero-med AFO III/II

Entlastung und Korrektur	Immobilisierung	Mobilisierung
	Ortel T-Neck Ortel T-Neck Plus	PDC
Ligaflex Clavicula	Immo Classic Schulter-Fix Basic Schulter-Fix Forte Schulter-Fix Abdukt Schulter-Fix Universal	
Epi-med		
	Ligaflex Pro Ligaflex Classic Ligaflex Pro+ Ligaflex Manu Ligaflex Rhizo Ligaflex Boxer Ligaflex Finger Rhizo-pro	
Osteomed Acute		
Lombamum Reversa Vario Plus PROMASTER LombaStab® High LombaStab® Dorso Sleeq Sleeq Flex Sleeq SFO	Sleeq Max TLSO	LombaStab® Immo Sleeq SFO Plus
		HipLoc Evo
Genu OA Genu OA Plus UniReliever® Action Reliever Rebel Reliever	Ligaflex Immo 0°/20° Knie-Immobilisierungsschiene 0°, 3-teilig	
Elastocalx N Elastocalx Plus Elastocalx Flex Elastocalx S/P Podo-med	XLR8 Walker XLR8 Mid Calf Walker	Malleo Dynastab® Vario

Halswirbelsäule

Verletzungen der Halswirbelsäule zählen ebenso wie Nackenschmerzen zu weit verbreiteten Beschwerden des menschlichen Bewegungsapparates. Die Halswirbelsäule ist täglich hohen Belastungen ausgesetzt und aus diesem Grund besonders anfällig für nervale Entzündungen, Fehlhaltungen und Frakturen, aber auch für unfallbedingte Schleudertraumata.

Akute Verspannungen und chronische Nackenschmerzen sowie angeborene oder unfallbedingte Fehlstellungen und Schäden der Halswirbelsäule können mit Hilfe von Orthesen korrigiert oder gelindert werden.

Thuasne® bietet eine Auswahl an Orthesen mit unterschiedlich starker Stützkraft zur Stabilisierung, Entlastung und Immobilisierung der Halswirbelsäule.



Ortel Anatomic



HWS-Stabilisierungsorthese

- Farben: beige • blau

Indikation


- Akutes Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
- Mittlere Stützkraft

Artikel-Nr. 2394

Kinnhöhe cm	6,0	7,5	9,0	11,0
Halsumfang:				
0 24 - 29 cm	x	-	-	-
1 28 - 33 cm	x	x	x	x
2 34 - 39 cm	x	x	x	x
3 40 - 46 cm	-	x	x	x



- (1) Kinnhöhe
(2) Halsumfang

Cervi-med



HWS-Stabilisierungsorthese mit Kehlkopfaussparung

- Farben: haut • marine

Indikation


- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
- Hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 49200

Kinnhöhe cm	7,5	7,5	9
Nackenhöhe cm	9	10	12
Halsumfang:			
XS 25 - 32 cm	x	-	-
S 32 - 37 cm	-	x	x
M 36 - 41 cm	-	x	x
L 40 - 45 cm	-	x	x
XL 44 - 49 cm	-	x	x



- (1) Kinnhöhe
(2) Halsumfang
(3) Nackenhöhe

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.03.0003**
Thuasne®, **Ortel Anatomic**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.03.0009**
Thuasne®, **Cervi-med**

Cervi-med forte



HWS-Stabilisierungsorthese mit Verstärkung und Kehlkopfaussparung

- Farben: haut • marine

Indikation

- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Cervicalneuralgie
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/ Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
- Sehr hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 49 209

Kinnhöhe cm 7,5 7,5 9

Nackenhöhe cm 9 10 12

Halsumfang:


XS 25–32 cm x – –

S 32–37 cm – x x

M 36–41 cm – x x

L 40–45 cm – x x

XL 44–49 cm – x x



- (1) Kinnhöhe
(2) Halsumfang
(3) Nackenhöhe

PDC



HWS-Immobilisierungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

- Größe XS für Kinder in 2 Höhen
- Farben: haut • marine

Indikation

- Cervicalsyndrom
- Arthrose
- Schiefhals
- Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Mobilisierung der HWS durch Entfernen der Verstärkungsstreben

Artikel-Nr. 49 211

Kinnhöhe cm 6 7,5 7,5 9 10,5

Nackenhöhe cm 6 9 10 12 14

Halsumfang:


XS 25–32 cm x x – – –

S 32–37 cm – x x x x

M 36–41 cm – x x x x

L 40–45 cm – x x x x

XL 44–49 cm – x x x x



- (1) Kinnhöhe
(2) Halsumfang
(3) Nackenhöhe

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.03.1005**
Thuasne®, **Cervi-med forte**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.02.0002**
Thuasne®, **PDC**

Ortel T-Neck



HWS-Stabilisierungsorthese mit Brustbeinauflage

- Farbe: grau/blau

Indikation

- Radikuläre Schmerzzustände im HWS-Bereich
- Schweres Schleudertrauma
- Mittleres bis schweres Cervicalsyndrom
- Entzündungen
- Stabile, nicht dislozierte Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)

Wirkungsweise

- Immobilisierung bei Schmerzen
- Einschränkung der Kopfdrehung
- Stabilisierung nach Operationen
- Auflage an Brustbein und Hinterkopf

Artikel-Nr. 49100

Universalgröße für Halsumfänge von 35–52 cm, Kinnhöhe variabel

Ortel T-Neck Plus



HWS-Orthese mit Brustbeinabstützung und Hinterkopf-stabilisierung

- Farbe: grau/blau

Indikation

- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Entzündliche Erkrankungen
- Degeneration
- Schwere Instabilitäten der HWS
- Stabile, nicht dislozierte Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)

Wirkungsweise

- Immobilisierung bei Schmerzen
- Einschränkung der Kopfdrehung
- Stabilisierung nach Operationen
- Ruhigstellung der HWS mit Brustbeinabstützung und Hinterkopf-stabilisierung

Artikel-Nr. 49105

Universalgröße für Halsumfänge von 35–52 cm, Kinnhöhe variabel

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.03.2021**
Thuasne®, **Ortel T-Neck**

A Pos.-Nr. **30331 047 KV F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.12.01.0008**
Thuasne®, **Ortel T-Neck Plus**

A Pos.-Nr. **30331 046 KV F**

Indikationen	Ortel/Anatomic	Cervi-med	Cervi-med forte	PDC	Ortel T-Neck	Ortel T-Neck Plus
Akutes/chronisches Cervicalsyndrom	•	•	•	•		
Distorsionen der HWS	•	•	•	•		
Arthrose		•	•	•		
Schiefhals				•		
Instabilität der HWS					•	•
Präoperativ					•	•
Postoperativ					•	•
Posttraumatisch					•	•
Entzündliche Erkrankungen					•	•

Schulter


Die Schulter nimmt bei den Tätigkeiten des täglichen Lebens eine wesentliche Funktion ein. Daher führen Erkrankungen, Verletzungen oder operative Eingriffe im Bereich des Schultergelenks meist zu erheblichen Einschränkungen im Alltag. An die Bedürfnisse des Patienten angepasste Orthesen unterstützen bei der posttraumatischen und postoperativen Ruhigstellung der Schulter und sorgen für die notwendige Entlastung und Stabilisierung bei Muskel- und Sehnenverletzungen sowie bei Schwellungen des Gelenks.

Thuasne® bietet Ihnen für sämtliche Indikationsgrade und Einsatzbereiche die passende Lösung. Unser vielfältiges Produktangebot hilft Ihnen dabei, die Schulter – je nach Indikation – zu entlasten, zu stabilisieren oder zu korrigieren.

Dank der bequemen Schnittführung und der Verarbeitung hochwertiger Materialien zeichnen sich unsere Hilfsmittel durch einen hohen Tragekomfort aus. Dadurch werden zugleich die Einschränkungen der Patienten deutlich reduziert, was wiederum den Heilungsprozess zusätzlich unterstützt.



Ligaflex Clavicula



Schlüsselbeinbandage

- Farbe: schwarz

Indikation

- Claviculafraktur

Wirkungsweise

- Zurückziehen des Schultergürtels
- Begrenzung der Schulterbewegung nach vorn

Artikel-Nr. 2450

Größe	Schulterbreite
0	20 - 34 cm
1	34 - 50 cm

Immo Classic



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

- Farbe: schwarz

Indikation

- Insuffizienz bzw. nach Verletzungen des Kapsel-Band-Apparates der Schulter
- Entlastung der Schulter und/oder des Ellenbogengelenkes
- Konservative/postoperative Therapie der Schulter
- Lähmungen des Armes
- Posttraumatische Beschwerden
- Stabile subcapitale Humerusfraktur

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms in 0°-Abduktion am Körper

Artikel-Nr. 2447

Größe	Unterarmlänge
1	< 35 cm
2	> 35 cm

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.09.02.0024**
Thuasne®, Ligaflex Clavicula

A Pos.-Nr. **31021 051 KV F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.09.01.0002**
Thuasne®, Immo Classic

Schulter-Fix Basic (SFB)



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

- Farbe: granit

Indikation

- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung der Schulter
- Reizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen
- Arthrose

Wirkungsweise

- Entlastung von Schulter, Ober- und Unterarm
- Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation und 0°-Abduktion

Artikel-Nr. 48 040

Größe	Taillenumfang
100	< 95 cm
130	85-125 cm

seitengleich



Schulter-Fix Forte (SFF)



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

(mit integrierter Verstärkung des Leibgurtes, ausgelegt für adipöse Patienten)

- Farbe: granit

Indikation

- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung der Schulter
- Reizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen
- Arthrose

Wirkungsweise

- Entlastung von Schulter, Ober- und Unterarm
- Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation und 0°-Abduktion

Artikel-Nr. 48 045

Größe	Taillenumfang
130	85-125 cm
160	115-155 cm

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.09.01.0018**
Thuasne®,
Schulter-Fix-Basic

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.09.01.0018**
Thuasne®,
Schulter-Fix-Forte

A Pos.-Nr. **33521 060 KV P**

Schulter-Fix Abdukt (SFA)



Schulterabduktionsorthese zur Immobilisierung und Entlastung

- Farbe: granit

Indikation

- Postoperative Entlastung
- Rotatorenmanschettenriss/-anriss
- Impingementsyndrom
- Kalkschulter
- Schulterprothesen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms in 15° Abduktion am Körper
- Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation

Artikel-Nr. 48 060

Größe Taillenumfang
100 < 95 cm
130 85-125 cm
seitengleich



Schulter-Fix Universal (SFU)



Schulterabduktionsorthese zur Immobilisierung und Entlastung

- Farbe: granit

Indikation

- Postoperative Entlastung
- Rotatorenmanschettenriss/-anriss
- Impingementsyndrom
- Kalkschulter
- Schulterprothesen
- SLAP Läsion

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms wahlweise in 0°, 30° und 45° Abduktion am Körper

Artikel-Nr. 48 080

Größe Taillenumfang
100 < 95 cm
130 85-125 cm
seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.09.04.0002**
Thuasne®,
Schulter-Fix-Abdukt

A Pos.-Nr. **33221 016 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.09.04.0032**
Thuasne®,
Schulter-Fix-Universal

Indikationen	Ligaflex Clavicula	Immo Classic	Schulter-Fix Basic	Schulter-Fix Forte	Schulter-Fix Abdukt, 15°	Schulter-Fix Universal, 0°, 30°, 45°
Postoperative/-traumatische Ruhigstellung der Schulter		•	•	•		
Reizzustände im Schulterbereich		•	•	•		
Muskel- und Sehnenverletzungen			•	•		
Arthrose			•	•		
Postoperative Entlastung		•			•	•
Rotatorenmanschettenriss/-anriss					•	•
Impingementsyndrom					•	•
Kalkschulter					•	•
Schulterprothese						•
SLAP Läsion						•
Claviculafraktur	•					

Schulter

Hand und Arm

Überbelastungen von Sehnen sowie Entzündungen des Handgelenks und Verschleißerkrankungen im Bereich des Ellenbogens zählen zu weit verbreiteten Beschwerden, die den Alltag von Patienten belasten. Sowohl bei posttraumatischen, postoperativen und chronischen Reizzuständen als auch bei Entzündungen der Gelenke, bieten Bandagen und Orthesen die nötige Entlastung.

Thuasne® verfügt über ein breites Sortiment an Bandagen und Orthesen, die bei der Ruhigstellung und Mobilisation der Gelenke unterstützen.

Unsere Hilfsmittel zeichnen sich durch eine bequeme Schnittführung und die Verarbeitung hochwertiger Materialien aus. Der daraus resultierende hohe Tragekomfort reduziert die Einschränkungen der Patienten deutlich und wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess aus.



Hand und Arm

Manu PROMASTER



Handgelenkbandage mit verstärktem propriozeptivem Effekt, volarer Schiene, Pelotte und Kompressionsgurt

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Tendovaginitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Leichte Distorsionen
- Gelenkgüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Handgelenks

Artikel-Nr. 35 070

Größe	Handgelenkumfang cm
XS	14-15
S	15-16
M	16-17
L	17-18
XL	18-19
XXL	19-20

links oder rechts



Manu-GO



Handgelenkbandage mit propriozeptivem Effekt, volarer Schiene, Pelotte und Kompressionsgurt

- Farbe: marineblau

Indikation

- Distorsion des Handgelenks
- Tendomyopathien
- Postoperative/posttraumatische Restschmerzen und/oder -ödeme
- Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Handgelenks

Artikel-Nr. 30 070

Größe	Handgelenkumfang cm
1	14-15
2	15-16
3	16-17
4	17-18
5	18-19
6	19-20

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **05.07.02.0143**
Thuasne®,
Manu PROMASTER, li./re.

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.07.02.0139**
Thuasne®,
Manu-GO, li./re.

Ligaflex Pro



Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen mit volarer Schiene

- Farbe: grau/schwarz

Indikation

- Distorsionen des Handgelenks (funktionelle Behandlung)
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Arthritis im Bereich des Handgelenks oder der Handwurzelknochen
- Arthrose im Bereich des Handgelenks

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen

Artikel-Nr. 2433

Größe Handgelenkumfang cm

1	13-17
2	17-23

seitengleich



Ligaflex Classic



Handgelenkorthese mit volarer Schiene, 20 cm lang (Gr.0: 15 cm)

- Farben: grau/schwarz

Indikation

- Distorsionen des Handgelenks (funktionelle Behandlung)
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Arthritis im Bereich des Handgelenks oder der Handwurzelknochen
- Arthrose im Bereich des Handgelenks

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen

Artikel-Nr. 2435

Größe Handgelenkumfang cm

0	10,0-13,0
1	13,0-15,0
2	15,5-17,5
3	18,0-20,0
4	20,5-23,0

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.02.4051**
Thuasne®,
Ligaflex Pro

A Pos.-Nr. **32221163 KV P**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.02.4003**
Thuasne®,
Ligaflex Classic, li./re.

A Pos.-Nr. **32221078 T P**

Ligaflex Pro+



Handgelenkorthese mit Dau-
menfixierung zur Immobilisie-
rung mit volarer Schiene

- Farbe: grau/schwarz

Indikation

- Distorsionen
- Chronische, posttraumatische
oder postoperative Reiz-
zustände
- Tendovaginitis und Karpal-
tunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Arthritis im Bereich des Hand-
gelenks oder der Handwurzel-
knochen sowie des Daumen-
grundgelenks
- Arthrose im Bereich des Hand-
oder Daumengelenks

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Handgelenks
und Daumensattelgelenks

Artikel-Nr. 2434

Größe	Handgelenk- umfang cm
1	13,0 - 15,0
2	15,5 - 17,5
3	18,0 - 20,0
4	20,5 - 23,0

links oder rechts



Ligaflex Manu



Handgelenkorthese mit volarer
Schiene und Daumenfixierung,
20 cm lang

- Farben: grau/schwarz

Indikation

- Distorsionen
- Chronische, posttraumatische
oder postoperative Reiz-
zustände
- Tendovaginitis und Karpaltun-
nelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Arthritis im Bereich des Hand-
gelenks oder der Handwurzel-
knochen sowie des Daumen-
grundgelenks
- Arthrose im Bereich des Hand-
oder Daumengelenks

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Handgelenks
und Daumensattelgelenks

Artikel-Nr. 2430

Größe	Handgelenk- umfang cm
0	10,0 - 13,0
1	13,0 - 15,0
2	15,5 - 17,5
3	18,0 - 20,0
4	20,5 - 23,0

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.02.2032**
Thuasne®,
Ligaflex Pro+, li./re.

A Pos.-Nr. **32434 058 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.02.2002**
Thuasne®,
Ligaflex Manu, li./re.

A Pos.-Nr. **32434 017 T F**

Ligaflex Rhizo



Daumenorthese

- Farbe: grau/schwarz

Indikation

- Reizzustände des Daumengelenks
- Rhizarthrose
- Bandläsionen (Skidaumen)

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks

Artikel-Nr. 7090

Größe	Handgelenk- umfang cm
1	13 -17
2	17 -23

links oder rechts



Rhizo-pro



Daumenorthese gepolstert
und perforiert

- Farbe: schwarz

Indikation

- Reizzustände des Daumengelenks
- Rhizarthrose
- Bandläsionen (Skidaumen)

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Immobilisierung des Daumengrund- und -sattelgelenks

Artikel-Nr. 48 027

Größe	Handgelenk- umfang cm	Daumen- breite cm
1	12,0-18,5	1,7-2,2
2	16,5-22,0	2,2-2,6

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.01.1042**
Thuasne®,
Ligaflex Rhizo, li./re.

A Pos.-Nr. **32134 050 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.01.1025**
Thuasne®, **Rhizo-pro**

A Pos.-Nr. **32134 042 KV F**

Ligaflex Boxer



Orthese zur Immobilisierung der Fingergelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens

- Farbe: blau/grau

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens notwendig ist, wie z.B.:

- postoperativ
- posttraumatisch

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des 4. und 5. Mittelhandknochens

Artikel-Nr. 2431 02

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0–15,0
2	15,5–17,5
3	18,0–20,0
4	20,5–23,0

links oder rechts



Ligaflex Finger



Zur Immobilisierung eines oder mehrerer Finger

- Farbe: schwarz/blau

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke notwendig ist, wie z.B.:

- postoperativ
- posttraumatisch

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Fingergelenke eines oder mehrerer Finger

Artikel-Nr. 2432 02

Größe	Abstand Fingerspitze des verletzten Fingers - Handgelenk cm
1	< 13,0
2	13,0–16,0
3	16,0–19,0
4	19,0–22,0

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.01.0010**
Thuasne®,
Ligaflex Boxer, li./re.

A Pos.-Nr. **32030 040 KV F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.07.01.0011**
Thuasne®, **Ligaflex Finger**

A Pos.-Nr. **32030 039 KV F**



Epicondylitis-Orthese mit optischer Kontrolle des Spangendrucks plus FlexiPads zur individuellen Verstärkung des Pelottendrucks

- Farbe: anthrazit

Hand und Arm

Indikation

- Epicondylitis humeri (ulnaris, radialis)


Wirkungsweise

- Entlastung der Sehnenansätze am Epicondylus medialis und radialis

Artikel-Nr. 35 087

Größe	Unterarmumfang cm
XS	22-23
S	24-25
M	26-27
L	28-30
XL	31-34

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.08.04.0037**
Thusne®, **Epi-med®**

A Pos.-Nr. **32511 028 T P**

Epi-med®



Epicondylitis-Orthese zur Entlastung der Muskelursprünge

- Farbe: silber

Indikation

- Epicondylitis humeri (ulnaris, radialis)

Wirkungsweise

- Mechanische Entlastung der Sehnenansätze am Epicondylus medialis und radialis

Artikel-Nr. 48 001

Größe	Unterarmumfang cm
XS	22-23
S	24-25
M	26-27
L	28-30
XL	31-34

seitengleich



Epi PROMASTER



Ellenbogenbandage mit verstärktem propriozeptivem Effekt und Silikonpelotten

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Epicondylitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose


Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Ellenbogens

Artikel-Nr. 35 080

Größe	Unterarmumfang cm
XS	21-23
S	23-25
M	25-27
L	27-29
XL	29-31
XXL	31-34

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.08.04.0009**
Thuasne®, Epi-med®

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.08.01.1053**
Thuasne®, Epi PROMASTER

A Pos.-Nr. **32602 072 T P**

Epi-GO

Neue
Version



Ellenbogenbandage mit propriozeptivem Effekt und Silikonpelotten

- Farbe: marineblau

Indikation

- Laterale oder mediale Epicondylitis (Tennisarm/Golfarm)
- Vorbeugung von wiederkehrenden Tendinopathien (Sehnenleiden) am Ellenbogen


Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Ellenbogens

Artikel-Nr. 30 080

Größe	Unterarmumfang cm
0	21-23
1	23-25
2	25-27
3	27-29
4	29-31
5	31-34

seitengleich



Silistab Epi



Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten und Zuggurt

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Epicondylitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression der Unterarmmuskulatur
- Zugentlastung der gereizten Sehnenansätze
- Massage der Gelenkregion

Artikel-Nr. 2305

Größe	Unterarmumfang cm
1	19-22
2	22-25
3	25-28
4	28-31
5	31-34
6	34-37

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **05.08.01.1050**
Thuasne®, **Epi-GO**

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.08.01.1015**
Thuasne®, **Silistab-Epi**

A Pos.-Nr. **32602 071 T P**

Indikationen	Manu PRO-MASTER	Manu-GO	Ligaflex Pro	Ligaflex Classic	Ligaflex Pro+	Ligaflex Manu	Ligaflex Rhizo	Rhizo Pro	Ligaflex Boxer	Ligaflex Finger
Tendovaginitis	•	•	•	•	•	•				
Reizzustände	•	•	•	•	•	•				
Leichte Distorsionen	•	•								
Gelenkergüsse	•	•								
Schwellungen	•	•								
Karpaltunnelsyndrom			•	•	•	•				
Distorsionen			•	•	•	•				•
Ruhigstellung			•	•	•	•			•	•
Arthritis/Arthrose im Handgelenk			•	•	•	•				
Reizzustände des Daumens					•	•	•	•		
Rhizarthrose					•	•	•	•		
Bandläsionen (Skidaumen)							•	•		

Indikationen	Epi-med®	Epi PROMASTER	Epi-GO	Sillistab Epi
Epicondylitis humeri (medial/lateral)	•	•	•	•
Reizzustände		•	•	•
Distorsionen		•	•	•
Gelenkergüsse		•	•	•
Schwellungen		•	•	•

Hand und Arm

Rücken und Hüfte

Ein Großteil der Bevölkerung leidet regelmäßig unter Rückenschmerzen. Die Ursachen der Schmerzen im unteren Rückenbereich sind vielfältig: Neben einer temporären Überbelastung des Rückens durch schwere körperliche Anstrengung, Fehlstellungen der Wirbelsäule oder Verletzungen der Muskulatur, sind es vor allem Fehlhaltungen, mangelnde Bewegung und kontinuierlicher Stress, die langfristig zu chronischen Schmerzen führen können.

Thuasne® bietet ein breites Sortiment an stabilisierenden und entlastenden Orthesen zur Unterstützung der Rückenmuskulatur, zur Korrektur der Wirbelsäulenstatik, zur Versorgung von Osteoporose-Patienten sowie zum Abbau von Muskelverspannungen und chronischen Reizzuständen.

Darüber hinaus bieten wir mit Lombamum® speziell für schwangere Frauen eine innovative und äußerst wirksame Bandage gegen Rückenschmerzen, die mit dem Bauchumfang wächst und sich dadurch als stützender Begleiter während der Schwangerschaft erweist.



Rücken und Hüfte

Osteomed Acute



Osteoporose-Orthese zur Akutversorgung

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Entlastung und Korrektur der LWS/BWS
- Schädigungen im BWS- und LWS-Bereich
- Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Osteoporose

Wirkungsweise

- Aufrichtung der BWS
- Kräftigung und Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Schmerzlinderung

Artikel-Nr. 54880

- Universalgröße für Lumbalbereich 70 – 140 cm
- Rückenschiene 40 – 60 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.15.04.4007**
Thuasne®,
Osteomed Acute

A Pos.-Nr. **31013 048 T F**

Sleeq Flex



Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS und BWS in Sagittalebene

- Versorgungshöhe: T3 - S1
- Farbe: schwarz

Indikation

- Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Allgemeines Frakturmanagement
- Rundrücken mit Schulterfehlhaltung
- Spondylitis (Wirbelentzündungen)
- Morbus Bechterew

Wirkungsweise

- Aufrichtung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Gezielte Reduzierung einer lumbalen Lordose
- Entkyphosierung der BWS
- Einschränkung von Rotationsbewegungen

Artikel-Nr. 54 660

- Universalgröße von Taillenumfang 65 bis 136 cm, mit Verlängerung bis 157 cm
- Rückenhöhe 46 bis 62 cm
- Leibhöhe 17 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.15.04.4026**
Thuasne®, **Sleeq Flex**

LombaSkin

Neue
Version



Leichte LWS-Stabilisierungs-
orthese

- Versorgungshöhe: SWK1 bis L3
- Farbe: schwarz/blau

Indikation

- Lumbalgien
- Lumboischialgien

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskel-
verspannungen
- Unterstützung der dorsalen
Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbel-
säulenstatik

Artikel-Nr. 0870

Größe	Tail- umfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-140

Rückenhöhe: 26 cm



Lombax Original



LWS-Stabilisierungsorthese
ohne Pelotte

- Versorgungshöhe: SWK1 bis L3
- Farbe: grau

Indikation

- Lumbalgien
- Degenerative Veränderungen
- Statisch-muskuläre
Insuffizienzen


Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskel-
verspannungen
- Unterstützung der dorsalen
Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbel-
säulenstatik
- Hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 0824

Größe	Tail- umfang cm
1	60-85
2	86-112
3	113-140

Rückenhöhe: 26 cm



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.0007**
Thuasne®, **LombaSkin**

A Pos.-Nr. **31401 040 T P**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.0008**
Thuasne®, **Lombax**

A Pos.-Nr. **31401 037 T P**

LombaStab®



LWS Stabilisierungsorthese mit Zuelementen

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 2/1
- Farbe: blau/schwarz

Indikation

- Unspezifische Schmerzen im unteren Rücken (chronisch, akut, subakut)

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Abbau von Muskelverspannungen
- Mittlere bis hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 0853-02

(Rückenhöhe 26 cm)

Artikel-Nr. 0854-02

(Rückenhöhe 21 cm)

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141



Rückenhöhen: 26 cm und 21 cm

Lombacross Activity



Stabilisierungsorthese mit Zuelementen

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3
- Farben: schwarz/blau

Indikation

- Zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich


Wirkungsweise

- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Artikel-Nr. 0835

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-140

Rückenhöhe 26 cm



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.1042**
Thuasne®, **LombaStab®**

A Pos.-Nr. **31411 068 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.1029**
Thuasne®,
Lombacross Activity

A Pos.-Nr. **31410 076 T F**

Reversa PROMASTER



Stabilisierungsothese mit verstärktem propriozeptivem Effekt und Flex- oder Silikon-Pelotte, taillierte oder gerade Schnittform

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3
- Farbe: anthrazit

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Kreuzschmerzen mit oder ohne akutem oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz
- Unterstützung der Lendenwirbelsäule nach chirurgischen Eingriffen
- Bindegewebserkrankungen (z. B.: Ehlers-Danlos-Syndrom)
- Muskelfaserschmerzen

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

Artikel-Nr. 35 145 (tailliert)
Artikel-Nr. 35 140 (gerade)

Größe Leibumfang cm

XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130

Rückenhöhe 25 cm



Lomba-GO



Stabilisierungsothese mit propriozeptivem Effekt und Flex- oder Silikon-Pelotte, taillierte oder gerade Schnittform

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3
- Farbe: grau/dunkelgrau

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Kreuzschmerzen mit oder ohne akutem oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz
- Unterstützung der Lendenwirbelsäule nach chirurgischen Eingriffen
- Bindegewebserkrankungen (z. B.: Ehlers-Danlos-Syndrom)
- Muskelfaserschmerzen

Wirkungsweise


- Kompression und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

Artikel-Nr. 30 145 (tailliert)
Artikel-Nr. 30 140 (gerade)

Größe Leibumfang cm

XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130

Rückenhöhe 25 cm



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.2078**
Thuasne®,
Reversa PROMASTER

A Pos.-Nr. **31431 030 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.2075**
Thuasne®, **Lomba-GO**

A Pos.-Nr. **31401 058 T P**

Lombax Vario



LWS-Stabilisierungsorthese mit Pelotte (P2)

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3
- Farbe: grau

Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Statisch-muskuläre Insuffizienzen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 54 620

Größe	Taillenumfang cm
1	60–85
2	86–112
3	113–140

Rückenhöhe: 26 cm



Reversa Vario PROMASTER



LWS-Stabilisierungsorthese mit Pelotte, taillierte oder gerade Schnittform und Zugsystem

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3/2
- Farben: silbergrau (tailliert) • anthrazit (gerade)

Indikation

- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Degenerative Veränderungen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Artikel-Nr. 54 753 (tailliert)

Rückenhöhe: 25, Größe: XS–XL

Artikel-Nr. 54 752 (tailliert)

Rückenhöhe 35, Größe: XS–XXL

Artikel-Nr. 54 793 (gerade)

Rückenhöhe 21, Größe: XS–XL

Artikel-Nr. 54 794 (gerade)

Rückenhöhe 25, Größe: XS–XL

Artikel-Nr. 54 795 (gerade)

Rückenhöhe 29, Größe: XS–XXL

Größen siehe Seite 36

Reversa PROMASTER

- A** 54 753: Pos.-Nr. 31430 045 T F
54 752: Pos.-Nr. 31432 025 T F
54 793: Pos.-Nr. 31430 046 T F
54 794: Pos.-Nr. 31430 047 T F
54 795: Pos.-Nr. 31431 033 T F

Rezeptierung

HMV-Nr. 23.14.03.2006
Thuasne®, Lombax Vario

Rezeptierung

HMV-Nr. 23.14.03.3019 (tailliert)
HMV-Nr. 23.14.03.3020 (gerade)
Thuasne®,
Reversa Vario PROMASTER

LombaStab® Vario



LWS Stabilisierungsothese mit Pelotte und Zugsystem

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 2/1
- Farbe: blau/schwarz

Indikation

- Unspezifische Schmerzen im unteren Rücken (chronisch, akut, subakut)

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Abbau von Muskelverspannungen
- Mittlere bis hohe Stützkraft

Artikel-Nr. 54 610

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141

Rückenhöhe: 26 cm



Reversa Vario Plus PROMASTER



Lumbalstützorthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der LWS

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 1/Th 12
- Farben: silbergrau (tailliert) anthrazit (gerade)

Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Statisch-muskuläre Insuffizienz
- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Spondylolisthese

Wirkungsweise

- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Stabilisierung und Entlastung der dorsalen Rückenmuskulatur

Artikel-Nr. 54 756 (tailliert) Artikel-Nr. 54 796 (gerade)

Größe	Leibumfang cm
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130

Rückenhöhen (RH): 37 cm, 34 cm



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.3078**
Thuasne®,
LombaStab® Vario

A Pos.-Nr. **31431 036 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.04.0002**
Thuasne®, **Reversa**
Vario Plus PROMASTER

A Pos.-Nr. **31412 037 T F**

LombaStab® High



LWS-Lumbalstützorthese

- Versorgungshöhe: SWK 1 bis L 3/2
- Farbe: blau/schwarz

Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Statisch-muskuläre Insuffizienz
- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Spondylolisthese

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Artikel-Nr. 0855 (RH 35 cm)

Artikel-Nr. 0856 (RH 40 cm)

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141

Rückenhöhen (RH): 35 cm, 40 cm



Sleeq



Überbrückungsorthese

- Versorgungshöhe: L1 - S1
- Farbe: schwarz

Indikation

- Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei Bandscheibenvorfall
- Radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, BS-OP
- Schwere Spondylarthrose
- Spinalkanalstenose
- LWS-Frakturen, osteoporotische Sinterungsfrakturen, allgemeines Frakturmanagement

Wirkungsweise

- Reduzierung einer lumbalen Lordose und Beckenrückkipfung
- Einschränkung der Rotationsbewegung
- Hoher abdominaler Druck
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule
- Kontrollierte abdominale Kompression durch Flaschenzugprinzip

Artikel-Nr. 54 640

- Universalgröße von 65 - 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm
- Rückenhöhe: 37 cm
- Leibhöhe: 17 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. 23.14.04.0004
Thuasne®,
LombaStab® High

Ⓐ Pos.-Nr. 31422 044 T F

Rezeptierung

HMV-Nr. 23.14.04.1016
Thuasne®, Sleeq

Ⓐ Pos.-Nr. 31440 014 T F

Sleeq SFO



Flexionsorthese zur Entlastung der LWS

- Versorgungshöhe: T9 - S1
- Farbe: schwarz

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:

- Schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei BS-Vorfall
- Schwerstes radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Spinalkanalstenosen
- Lumbale Instabilität
- Pathologische Frakturen
- LWS-Frakturen, osteoporotische Sinterungsfrakturen, allgemeines Frakturmanagement
- Postoperativ nach BS-OP
- Facettensyndrom

Wirkungsweise

Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkipfung und Einschränkung der Rotationsbewegung

Artikel-Nr. 54 650

- Universalgröße von 65 - 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm
- Rückenhöhe: 37 cm
- Leibhöhe: 17 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.04.2021**
Thuasne®, **Sleeq SFO**

A Pos.-Nr. **31440 015 T F**

Sleeq SFO Plus



Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion

- Versorgungshöhe: T9 - S1
- Farbe: schwarz

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:

- Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation; bei OP-Kontraindikation; bei Patienten, die eine OP ablehnen
- Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose
- BS-OP mit großem Prolaps
- Lumbale Instabilität
- Spinalkanalstenosen mit Paresen und OP-Kontraindikation
- LWS-Frakturen, osteoporotische Sinterungsfrakturen, allgemeines Frakturmanagement

Wirkungsweise

Entlastung der LWS durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkipfung. Durch Abrüstung einzelner Druckelemente wird eine funktionelle Mobilisierung der LWS ermöglicht.

Artikel-Nr. 54 655

- Universalgröße von 65 - 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm
- Rückenhöhe: 37 cm, durch separate Rückenpelotte reduzierbar auf 24 cm
- Leibhöhe: 17 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.02.2016**
Thuasne®, **Sleeq SFO Plus**

A Pos.-Nr. **31440 016 T F**

LombaStab® Immo



Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion, mit Halbschale

- Farbe: blau/schwarz

Indikation

- Schwerste Lumboischialgie
- Schwerstes Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität
- Spinalkanaldekompensation
- Postoperative Stabilisierung
- LWS-Frakturen, osteoporotische Sinterungsfrakturen, allgemeines Frakturmanagement

Wirkungsweise

- Entlastung der LWS durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückklippung
- Anpassen an den Therapieverlauf durch Abrüsten der Orthese auf eine Lumbalstützorthese und LWS Stabilisierungsorthese
- Zusätzliche Gurte zur Regulierung der Kompression

Artikel-Nr. 0859

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141

Rückenhöhen: 35 cm



LombaStab® Dorso



LWS/BWS Entlastungsorthese

- Farbe: blau/schwarz

Indikation

- Gewöhnliche, unspezifische Kreuzschmerzen (im akuten, subakuten und chronischen Stadium)
- Statikstörungen (Kyphose, Lordose)
- Stabiler, traumatisch bedingter Wirbelbruch
- Stabiler, osteoporotisch bedingter Wirbelbruch
- Morbus Scheuermann

Wirkungsweise


Linderung von Kreuzschmerzen durch die Stabilisierung der Lendenwirbelsäule: Durch Erhöhung des intra-abdominalen Drucks wird die Belastung der Lendenwirbelsäule gemindert.

Aufrechterhaltung einer Überstreckung der Wirbelsäule mit Hilfe einstellbarer Gurte, eines anpassungsfähigen metallischen Rückengestells und einer herausnehmbaren Sternumstütze.

Artikel-Nr. 0847

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141

Rückenhöhe individuell verstellbar



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.02.2018**
Thuasne®,
LombaStab® Immo

A Pos.-Nr. **31661 029 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.15.04.3010**
Thuasne®,
LombaStab® Dorso

A Pos.-Nr. **31623 016 T F**

Sleeq Max TLSO



Immobilisierungssorthese LWS/ BWS mit Mobilisierungsfunktion

- Versorgungshöhe: T1 - S1*
- Farbe: schwarz

Indikation

- Traumabedingte Schäden/ stabile Frakturen im Bereich der BWS und LWS
- Prä- und postoperativ
- Posttraumatisch
- Infektionen/Entzündungen, Spondylitis/Spondylodiszitis
- Arthrosen
- Morbus Scheuermann
- Osteoporose, auch in Kombination mit stabilen Frakturen
- Spinalkanaldekompensation
- Bandscheibenverletzungen
- Osteomalazie mit WS-Deformität
- LWS-Frakturen, osteoporotische Sinterungsfrakturen, allgemeines Frakturmanagement

Wirkungsweise

Immobilisierung der LWS/BWS mit funktioneller Mobilisierung

*abhängig von der Körperlänge des Patienten. Bei großen Patienten > 180 cm muss je nach Frakturversorgung die Stabilisierung individuell angepasst werden

Artikel-Nr. U5040

- Universalgröße von 65 - 136 cm Taillenumfang,
- Rückenhöhe: 45 cm
- Leibhöhe: 17 cm

Dynabelt

Neue Version



Elastische Abdominalbandage

- Farbe: weiß

Indikation

- Nach der Geburt: hilft, Schmerzen zu lindern und die Heilung zu fördern, indem geschwächte Muskeln gestützt werden.
- Nach einer Bauchoperation: hilft, Schmerzen und Beschwerden nach der Operation zu lindern, Flüssigkeitsansammlungen zu verhindern und Schwellungen zu reduzieren.
- Für Patienten mit Muskelschwäche: hilft, Bauchmuskeln zu stärken und verbessert die allgemeine Mobilität, indem körperliche Aktivitäten besser unterstützt werden.

Wirkungsweise

- Zirkuläre Kompression zur Stabilisierung des Bauchraumes
- Abnehmbarer Unterbauchgurt unterstützt bei Bedarf den Halt auf Höhe des Bauches

Artikel-Nr. 7010

Größe	Taillenumfang cm
1	60 - 80
2	80 - 100
3	100 - 130
4	130 - 160

Rückenhöhe: 18 cm oder 25 cm



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.15.02.0007**
Thuasne®, **Sleeq Max TLSO**

A Pos.-Nr. **31624 027 KV F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.11.01.0056**
Thuasne®, **Dynabelt**

A Pos.-Nr. **31023 039 KV P**
(alte Version)

HipLoc Evo



Hüftgelenkorthese mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in einer Bewegungsebene

- Farbe: silbergrau

Indikation

- Luxationsgefährdete Hüftgelenke
- Nach endoprothetischer Versorgung

Wirkungsweise

- Luxationsschutz ohne Beeinträchtigung der Bewegungsabläufe
- Hüftführung durch integrierte Becken- und Kniespange

Artikel-Nr. 54 050

Universalgröße
links oder rechts
Bandagenumfang einstellbar
von 80–140 cm

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.05.01.0005**
Thuasne®, HipLoc Evo

A Pos.-Nr. **35333 019 T F**

SCHWANGERSCHAFT

Entlastung für werdende Mütter



Erhöhtes Volumen der Gebärmutter

- ▷ Kompression des Ischiasnervs, des längsten Nervs in unserem Körper, der sich vom Gesäß bis zu den Füßen erstreckt
- ▷ Kompression der Hohlvene, die das Blut von den unteren Extremitäten, dem Damm, dem Becken und dem Bauch zum Herzen führt



Gewichtszunahme

- ▷ Verschiebung des Schwerpunktes
- ▷ Erweiterung der Venen
- ▷ Erhöhter Blutdruck



Hormonelle Veränderungen

- ▷ Lockerung der venösen Wände
- ▷ Entspannung der Muskeln und Bänder
- ▷ Wassereinlagerungen





Die Vorteile der Schwangerschaftsbandage von Thuasne® auf einen Blick:

- **Innovativ**
Leicht anzulegen, wächst mit dem Bauchumfang mit
- **Bequem**
Dank Bambusfaserfutter
- **Nachgewiesene Wirksamkeit**
Verminderte Schmerzintensität beim Gehen, Stehen und Sitzen über längere Zeiträume¹⁾

1) Bertruit J et al. J / Clin Nurs, 25 mai 2017. DOI.10.1111/jocn.13888 / Pregnancy and pelvic girdle pain : analysis of pelvic belt on pain

Lombamum®



Schwangerschaftsbandage

- Farbe: flieder

Indikation

Mit der Schwangerschaft einhergehende Schmerzen in Rücken, Bauchdecke, Iliosakralgelenken oder Beckenboden

Wirkungsweise

- Zirkuläre Umschließung des Beckens
- Heben und Unterstützen des Bauches

Artikel-Nr. 0805

Universalgröße von 82 bis 125 cm Taillenumfang



Patienteninformationen

Rücken und Hüfte

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.14.03.1035**
Thuasne®, Lombamum®

A Pos.-Nr. **31322 015 T F**

Indikationen	Osteomed Acute	Sleeq Flex	LombaSkin	Lombax Original LombaStab® Lombacross Activity
Allgemeines Frakturmanagement		•		
Osteoporose	•			
Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen	•	•		
Rundrücken mit Schulterfehlhaltung	•	•		
Spondylitis (Wirbelentzündungen)	•	•		
Morbus Bechterew	•	•		
Lumbalgien			•	•
Lumboischialgien			•	
Reizzustände des ISG/ LWS				
Statisch muskuläre Insuffizienzen				•
Degenerative Veränderungen				•
Kreuzschmerzen mit/ ohne akuten oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz				
Schmerzzustände im LWS-Bereich				•
Schwere Lumboischialgie				
Schweres Lumbalsyndrom				
Spondylolistese, BS-OP				
Spinalkanaldekompression				
Postoperative Stabilisierung				
Radikuläres Lumbalsyndrom				
Schwere Spondylarthrose				
Spinalkanalstenose				
Mit der Schwangerschaft einhergehende Schmerzen im LWS-Bereich				
Nabelbruch, Bauchwandbruch (post-OP)				
Abdominale Bindegewebsschwäche				

Knie

Das Kniegelenk zählt aufgrund seiner hohen Beanspruchung zu den besonders verletzungsanfälligen und verschleißintensiven Gelenken. So vielfältig wie die Verletzungsarten, so umfangreich sind die Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung des Kniegelenks.

Thusne® bietet Ihnen für sämtliche Indikationsgrade und Einsatzbereiche die passende Lösung. Unser Produktportfolio reicht von klassischen Bandagen für die schnelle Versorgung von Distorsionen und ersten Meniskusproblemen über Softorthesen bis zu Hart-rahmenorthesen für die postoperative Stabilisierung des Knies.

Für Gonarthrose-Patienten ist die **Genu OA** das erste Mittel der Wahl. Die prämierte Kniegelenkorthese steht für Tragekomfort und hohe Funktionalität und ist dabei nahezu unsichtbar unter der Kleidung.



Knie

Genu PROMASTER



Kniegelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Tendomyopathien und Ansatzligamentosen
- Arthrose und Arthritis
- Leichte Formen von Gelenkinstabilitäten
- Pathologien der Patella


Wirkungsweise

Kompression und Führung des Kniegelenks

Artikel-Nr. 35 040

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XXS	35-38	25-28
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
M+	47-50	34-37
L	47-50	37-40
L+	50-53	37-40
XL	50-53	40-43
XL+	53-56	40-43
XXL	53-56	43-46
XXL+	56-59	43-46

seitengleich



Genu-GO Silistab®

NEU



Kniegelenkbandage mit propriozeptivem Effekt

- Farbe: marineblau

Indikation

- Degenerative posttraumatische oder postoperative Weichteilschädigung des Kniegelenkes und/oder rezidivierender Gelenkerguss


Wirkungsweise

Kompression und Führung des Kniegelenks

Artikel-Nr. 2342

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
0	35-37	29,5-32
1	37-41	32-34,5
2	41-45	34,5-37
3	45-50	37-39,5
4	50-55	39,5-42
5	55-61	42-44,5
6	61-67	44,5-47

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **05.04.01.0118**
Thuasne®,
Genu PROMASTER

A Pos.-Nr. **34603 144 T D/F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.04.01.0140**
Thuasne®, **Genu-GO**
Silistab®

Genu PFS PROMASTER



Knieorthese mit Patella-Zugsystem und anatomisch geformter Pelotte zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Schwere degenerative Veränderung des Patellagleitweges
- Postoperativ (nach MPFL-Plastik, Lateral Release)
- Patellalateralisation
- Patellainstabilitäten
- Patellaluxation u. -subluxation
- Retropatellare Arthrose


Wirkungsweise

- Korrektur, Führung und Stabilisierung der Patella durch Kombination aus anatomisch geformter Pelotte und Zugsystem

Artikel-Nr. 35 045

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XXS	35-38	25-28
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
XXL	53-56	43-46

links oder rechts



GenuPro Comfort



Comfort-Kniebandage mit propriozeptivem Effekt

- Farbe: blau

Indikation

- Schmerzen im vorderen Knie- oder Patellabereich (Kniescheibe)
- Leichte Instabilität der Kniescheibe
- Patellaspitzensyndrom (auch Springerknien)
- Knieschmerzen und -ödem
- Kniearthrose (leicht bis mittel)


Wirkungsweise

- Stabilisierung der Patella
- Halt und Propriozeption durch elastisches Gewebe mit Kompression

Artikel-Nr. 23 4604

Größe	(a) cm	(b) cm
0	35-37	29,5-32
1	37-41	32-34,5
2	41-45	34,5-37
3	45-50	37-39,5
4	50-55	39,5-42
5	55-61	42-44,5
6	61-67	44,5-47

seitengleich



Knie

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.05.1008**
 Thuasne®, **Genu PFS**
PROMASTER, li./re.

(A) Pos.-Nr. **34615 016 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.04.01.0069**
 Thuasne®, **GenuPro Comfort**

(A) Pos.-Nr. **34603 147 T P**

Genu FS



Knieorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges

- Farbe: anthrazit

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z.B.:

- Femoropatellares Schmerzsyndrom
- Patellahochstand
- Patellalateralisation


Wirkungsweise

Beeinflussung des Patellagleitweges durch Kombination aus C-förmigem Korrekturzügel und individuell einstellbarem Zugsystem

Artikel-Nr. 35 043

Größe	Oberschenkel- umfang cm	Wadenumfang cm
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
XXL	53-57	43-46

links oder rechts



Genu Ligaflex, geschlossen



Knieorthese mit Gelenkschienen zur Führung und Stabilisierung, **geschlossene Ausführung, kurze Version (ca. 32 cm) lange Version (ca. 40 cm)**

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Leichte bis mittlere Instabilitäten
- Postoperative und post-traumatische Reizzustände
- Leichte Gonarthrose

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Hyperextensionsschutz

Artikel-Nr. 2375-06

Größe	Knieumfang cm
1	32-34
2	35-37
3	38-41
4	42-45
5	46-49
6	50-53

seitengleich



Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.05.0017**
Thuasne®, **Genu FS, li./re.**

A Pos.-Nr. **34611 063 T D/F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.0011**
Thuasne®,
Genu Ligaflex geschl.

A Pos.-Nr. **34613 086 T F**

Genu Ligaflex, offen



Knieorthese mit Gelenkschienen zur Führung und Stabilisierung, **offene Ausführung**,
kurze Version (ca. 32 cm)
lange Version (ca. 40 cm)

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Leichte bis mittlere Instabilitäten
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Leichte Gonarthrose

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Hyperextensionsschutz

Artikel-Nr. 2375-05

Größe	Knieumfang cm	Oberschenkelumfang cm
1	32-34	37,5 - 43,5
2	35-37	40,5 - 46,5
3	38-41	44 - 50
3+	38-41	48 - 54
4	42-45	48 - 54
4+	42-45	52 - 58
5	46-49	52 - 58
5+	46-49	56 - 62
6	50-53	56 - 62
6+	50-53	60 - 66

seitengleich

Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.



Genu Ligaflex ROM, offen



Knieführungsorthese mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, **offene Ausführung**

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Leichte bis mittlere Knieinstabilitäten, z.B. Seitenbänder, Kreuzbänder
- Posttraumatisch
- Postoperativ
- Chronische Instabilitäten

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks und Entlastung durch Flexions- und Extensionsstopps

Artikel-Nr. 2386-05

Größe	Knieumfang cm
1	32-34
2	35-37
3	38-41
4	42-45
5	46-49
6	50-53

seitengleich



Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.

Knie

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.0011**
 Thuasne®,
Genu Ligaflex offen

A Pos.-Nr. **34613 086 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.2005**
 Thuasne®,
Genu Ligaflex ROM offen

A Pos.-Nr. **34621 083 T F**

Rebel Pro



Knieführungsorthese mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

- Farbe: silbergrau

Indikation

- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche



Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Artikel-Nr. U03107

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5

links oder rechts



Rebel Standard



Knieführungsorthese mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

- Farbe: matt schwarz

Indikation

- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche


Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Artikel-Nr. U03108

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.3014**
 Thuasne®,
Rebel Pro, li./re.

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.3014**
 Thuasne®,
Rebel Standard, li./re.

GenuPro Control



Knieführungsorthese mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

- Farbe: schwarz

Indikation



- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche

Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Artikel-Nr. 39 100

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5



links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.03.3079**
Thusne®,
Genu ProControl, li./re.

A Pos.-Nr. **34641105 T F**

Genu OA



Kniegelenkorthese zur Führung und Entlastung eines Kompartiments, mit Flexions- und Extensionsbegrenzung

- Farbe: anthrazit

Indikation

Bei leichter bis mittlerer Gonarthrose zur partiellen Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments


Wirkungsweise

Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologischen Führung des Kniegelenks mit einstellbarer Flexions-/Extensionsbegrenzung.

Artikel-Nr. 35 047

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
2XL	53-57	43-46
3XL	57-61	46-49
4XL	61-66	49-52

links oder rechts



Genu OA Plus



Kniegelenkorthese zur Führung und Entlastung eines Kompartiments, mit Flexions- und Extensionsbegrenzung

- Farbe: anthrazit

Indikation

Bei leichter bis mittlerer Gonarthrose zur partiellen Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments


Wirkungsweise

Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologischen Führung des Kniegelenks mit einstellbarer Flexions-/Extensionsbegrenzung.

Artikel-Nr. 35 048

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm
XS	38-45	28-31
S	41-48	31-34
M	44-51	34-37
L	47-54	37-40
XL	50-57	40-43
2XL	53-61	43-46
3XL	57-65	46-49
4XL	61-70	49-52

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.04.1010**
Thuasne®,
Genu OA li./re.

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.04.1027**
Thuasne®,
Genu OA Plus li./re.


UniReliever®



Einfaches Einstellen
mit BOA®-Rad



Seitliche Gurtführung,
Kniekehle bleibt frei



Silikonbeschichtung
für guten Sitz



Knieführungsorthese mit Flexions- und Extensionsbegrenzung

- Farbe: schwarz

Indikation

- Symptomatische unikompartimentelle femorotibiale Osteoarthritis
- Entlastung des Knies bei posttraumatischen, postoperativen oder degenerativen Verletzungen
- Gelenkinstabilität/-laxität
- Alternative zu einer Osteotomie oder Beinumstellungsoperation

Wirkungsweise

Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologische Führung des Kniegelenks mit einstellbarer Flexions- und Extensionsbegrenzung. Das TM5-Gelenk empfindet die natürliche Roll-Gleitbewegung des Knies nach.

Artikel-Nr. U30901

Universalgröße, 2 Ausführungen:
rechts medial/links lateral
links medial/rechts lateral

Knie

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.04.1030**
Thuasne®,
UniReliever® li./re.

A Pos.-Nr. **34625 029 KV F**

Action Reliever



Kniegelenkorthese zur Führung und Entlastung eines Kompartiments

- Farbe: grau-blau

Indikation

- Symptomatische unikompartimentelle femorotibiale Arthrose
- Entlastung des Knies bei post-traumatischen, postoperativen o. degenerativen Verletzungen
- Knieschmerzen und -ödem


Wirkungsweise

Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologische Führung des Kniegelenks

Artikel-Nr. 2349

Größe	(a) Oberschenkelumfang cm	(b) Knieweite cm	(c) Wadenumfang cm
1	38-41	32-34	28-31
2	42-45	35-37	32-35
3	45-48	38-41	35-38
4	48-51	42-45	39-42
5	50-53	46-49	41-44
6	53-56	50-53	44-47
7	56-61	53-56	48-51
8	61-66	56-59	51-54

links oder rechts



Rebel Reliever



Gonarthrose-Orthese, bei medialer und lateraler Arthrose, mit CS-Paket

- Farbe: matt schwarz

Indikation

- Mediale und laterale Gonarthrose
- Gonarthrit


Wirkungsweise

- Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments
- Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Artikel-Nr. U033092

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5

links oder rechts



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.04.0006**
 Thuasne®,
Action Reliever li./re.

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.04.2007**
 Thuasne®,
Rebel Reliever li./re.

Ligaflex Immo 0° und 20° Knie-Immobilisations- schiene 0°, 3-teilig



Knie-Immobilisierungsschiene,
1-teilig

- Farbe: blau

Indikation

- Prä- und postoperative
Ruhigstellung in 0°- bzw. 20°-
Beugewinkel
- Bandläsionen

Wirkungsweise

Ruhigstellung des Kniegelenks
in 0° oder 20°-Beugewinkel

Artikel-Nr. 2410-04 = 0° Artikel-Nr. 2420-04 = 20°

Größe	2410-04		
	Länge 40 cm	Länge 50 cm	Länge 60 cm
S	35-45	38-45	-
M	-	45-52	45-52
L	-	53-62	53-62
XL	-	63-75	63-75

Größe	2420-04	
	Länge 50 cm Umfang cm	Länge 60 cm Umfang cm
S	35-45	-
M	45-52	45-52
L	53-62	53-62
XL	63-75	63-75

beide seitengleich



Knie-Immobilisierungsschiene,
3-teilig

- Farbe: schwarz

Indikation

- Postoperative Ruhigstellung
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Knieschmerzen

Wirkungsweise

Stabilisierung des Kniegelenks
durch die starren Rippengestän-
ge. Totale Ruhigstellung bei 0°.

Artikel-Nr. 1325

Größe	Beinlänge cm
1	50 - 60
2	60 - 70
3	70 - 80
4	> 80

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.01.0034** (0°)
HMV-Nr. **23.04.01.1022** (20°)
Thuasne®, **Ligaflex Immo**

A Pos.-Nr. **34722 079 T F** (0°)
Pos.-Nr. **34723 048 T F** (20°)

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.04.01.OXXX**
Thuasne®, **Knie-
Immobilisationsschiene**

A Pos.-Nr. **34722 092 KV F**

Indikationen	Genu PROMASTER, Genu-GO Sillistab®	Genu-FS	Genu PFS PROMASTER	GenuPro Comfort	Genu Ligaflex, Genu Ligaflex ROM	Rebel Pro, -Standard, GenuPro Control	Genu OA, Genu OA Plus	UniReliever®	Action Reliever	Rebel Reliever	Ligaflex Immo 0°/ 20°	Knie-Immobilisationsschiene 0°
Reizzustände	•											
Tendomyopathien und Ansatzligamentosen	•											
Arthrose	•											
Arthritis	•											
Leichte Gelenkinstabilitäten	•											
Pathologien der Patella	•	•										
Patellofemorales Schmerzsyndrom		•	•									
Schwere degenerative Veränderungen des Patella-gleitweges			•									
Patellalateralisation		•	•									
Patellainstabilitäten		•	•	•								
Patellaspitzensyndrom		•		•								
Patellahochstand/Patella alta		•	•									
Patellaluxation/ -subluxation			•									
Retropatellare Arthrose			•									
Leichte bis mittlere/ chronische Instabilitäten					•							
Postoperativ/-traumatisch					•			•				•
Leichte Gonarthrose				•	•							
Läsionen ACL/PCL						•					•	
Läsionen des medialen/ lateralen Seitenbandes						•					•	
Meniskusschwäche						•						
Gonarthrose							•	•	•	•		
Mediale/laterale Entlastung							•	•		•		
Gonarthrit										•		
Prä-/Postoperativ											•	
Knieschmerzen und/oder -ödem				•					•			•

Sprunggelenk und Fuß

Unsere Füße tragen uns durch das Leben und sind täglich hohen Belastungen und Verletzungsgefahren ausgesetzt. Zu den klassischen Indikationen zählen Zerrungen sowie Verstauchungen verschiedener Schweregrade, aber auch Paresen und postoperative Zustände.

Damit Patienten bei jedem Schritt eine größere Mobilität erlangen und nicht nur im Alltag, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten bestens stabilisiert werden, haben wir unser Angebot an orthopädischen Hilfsmitteln auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abgestimmt.

Das Produktportfolio von Thuasne® gliedert sich in Bandagen, verschiedene Orthesentypen und Boots. Die dynamischen Fußheber-Orthesen aus unserer **SpryStep® Familie** runden das Programm weiter ab.



Malleo PROMASTER/ Aktiv



Sprunggelenkbandage mit verstärktem propriozeptivem Effekt und anatomisch geformten Pelotten; Aktiv: zusätzlich integrierter Pronationszügel

- Farbe: anthrazit

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Leichte Formen von Gelenkinstabilität

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Artikel-Nr. 35 020 Artikel-Nr. 35 022 (Aktiv)

Größe Knöchelumfang cm

XS	17-19
S	19-21
M	21-23
L	23-25
XL	25-27
XXL	27-29



links oder rechts

Malleo-GO

Neue
Version



Sprunggelenkbandage mit propriozeptivem Effekt

- Farbe: marineblau

Indikation

- Leichte Verstauchung des Knöchels (akute Phase)
- Postoperative/posttraumatische Restschmerzen und/oder -ödeme
- Gelenkinstabilität/-laxität


Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Artikel-Nr. 30 020

Größe Knöchelumfang cm

0	16-19
1	19-21
2	21-23
3	23-25
4	25-27
5	27-30



seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.02.01.0075**
HMV-Nr. **05.02.01.2XXX** (Aktiv)
Thuasne®,
Malleo PROMASTER li./re.

A Pos.-Nr. **34205 076 T P** (Aktiv)

Rezeptierung

HMV-Nr. **05.02.01.0073**
Thuasne®, **Malleo-GO**

A Pos.-Nr. **34205 056 T P**

Silistab Achillo



Achillessehnenbandage,
inkl. 1 Paar Fersenkissen

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Achillodynie
- Achillobursitis
- Posttraumatische und postoperative Zustände

Wirkungsweise

- Entlastung der Achillessehne
- Förderung der Durchblutung
- Massage des Sehnen-
gleitgewebes

Artikel-Nr. 2355

Größe Knöchelumfang cm

1	19-21
2	21-23
3	23-25
4	25-27
5	27-30

seitengleich



Malleo Dynastab® Vario



Sprunggelenkorthese zur Mobili-
sierung in definierter Position,
abrüstbar

- Farbe: grau/schwarz

Indikation

- Akute Sprunggelenksverletzun-
gen/Distorsionen Grad II und III
- Akute und chronische Instabili-
täten des OSG und USG
- Postoperative Versorgung nach
Sprunggelenksoperationen am
Bandapparat
- Akute entzündliche Sprung-
gelenkerkrankungen

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Immobilisie-
rung des Sprunggelenks in defi-
nierter Position.
- Begrenzung von Supination,
Pronation und Plantarflexion.
- Die modulare Bauweise ermög-
licht eine Abrüstung und stadi-
engerechte Therapie

Artikel-Nr. 47 973

Größe Knöchelumfang cm

1	19-22
2	22-26
3	26-30

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **05.02.01.1004**
Thuasne®, **Silistab Achillo**

A Pos.-Nr. **34206 026 T P**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.04.0008**
Thuasne®,
Malleo Dynastab® Vario

Malleo Dynastab®



Sprunggelenkorthese mit seitlichen Verstärkungselementen und Kreuzgurt

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Konservative Therapie von Sprunggelenksdistorsionen Grad 1+2
- Postoperativ nach Bandrekonstruktionen
- Hyperlaxität des Bandapparates

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks durch laterale und mediale Verstärkungselemente und separat fixierbaren Kreuzgurt
- Optimale Stabilisierung beim Tragen im Schuh
- Aussparung an der Ferse zum Schutz der Achillessehne

Artikel-Nr. 2350

Größe Knöchelumfang cm

1	19-22
2	22-26
3	26-30

seitengleich



Malleo Dynastab® Boa® Malleo Dynastab® Boa® open

NEU:
offene Version!



Sprunggelenkorthese mit seitlichen Verstärkungselementen, Kreuzgurt und Boa®-Verschlussystem, auch als von hinten zu öffnende Version

- Farbe: grau/hellblau

Indikation

- Konservative Therapie von Sprunggelenksdistorsionen Grad 1+2
- Postoperativ nach Bandrekonstruktionen
- Hyperlaxität des Bandapparates

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks durch laterale und mediale Verstärkungselemente und separat fixierbaren Kreuzgurt
- Optimale Stabilisierung beim Tragen im Schuh
- Aussparung an der Ferse zum Schutz der Achillessehne

Artikel-Nr. 235102

Größe Knöchelumfang cm

0	16-19
1	19-22
2	22-26
3	26-30

seitengleich



Artikel-Nr. 235103 (open)

Größe Knöchelumfang cm

1	19-22
2	22-26
3	26-30

seitengleich



Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.02.1003**
Thuasne®,
Malleo Dynastab®

A Pos.-Nr. **34231127 T F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.02.1052**
HMV-Nr. **23.02.02.1053 (open)**
Thuasne®,
Malleo Dynastab® Boa®

A Pos.-Nr. **34231117 KV F**

Ligacast



Sprunggelenkorthese mit stabilisierenden Schalen und weichem Polster

- Farbe: dunkelblau

Indikation

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Begrenzung der Umknickbewegung

Artikel-Nr. 2332

Größe	Körpergröße cm
0	60-139
1	140-210

seitengleich

Ligacast Air+



Sprunggelenkorthese mit stabilisierenden Schalen und weichem Polster sowie zusätzlicher Kompression

- Farbe: dunkelblau

Indikation

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels
- Schmerzen/Ödem am Knöchel

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Begrenzung der Umknickbewegung
- Aufblasbare Luftkammern erhöhen individuell die Kompression und helfen so bei der Heilung
- Externe Luftpumpe zur Anpassung der Kompression inklusive

Artikel-Nr. 2334

Größe	Körpergröße cm
0	60-139
1	140-210

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.02.0082**
Thuasne®, Ligacast

A Pos.-Nr. **34231130 KV F**

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.02.0080**
Thuasne®, Ligacast Air+

A Pos.-Nr. **34231132 KV F**

Ligacast Ice



Sprunggelenkorthese mit stabilisierenden Schalen und weichem Polster sowie zusätzlichen Kühlelementen

- Farbe: dunkelblau

Indikation

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels
- Schmerzen/Ödem am Knöchel

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Begrenzung der Umknickbewegung
- Kältetherapie; 2 herausnehmbare Kühlelemente in weichen Stofftaschen unterstützen den Heilungsprozess
- Auch ohne Kühlelemente verwendbar

Artikel-Nr. 2333

Größe Körpergröße cm

0	60–139
1	140–210

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.02.02.0081**
Thuasne®, **Ligacast Ice**

A Pos.-Nr. **34231131 KV F**

SpryStep® flex



Kombination von unterschiedlichen Verbundwerkstoffen



Zuschneidbarer Zehenbereich



Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit dorsaler Anlage

- Farbe: schwarz/grau/blau

Indikation

Fußheberschwäche/Fallfuß

- aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarksverletzung, Zerebralparese ...)
- aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.), ohne Instabilität des Knies
- SpryStep® flex ist für dynamisch aktive Patienten geeignet (zügiges Gehen, Jogging usw.)

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes: Kompensation der Fußheberschwäche, kontrollierte Absenkung des Fußes in der frühen Standphase, Bodenfreiheit in der Schwungphase


Artikel-Nr. U01712

Größe	Schuhgröße (EUR)	Fußlänge cm	Höhe cm
XS	33 - 37	21,5 - 24,5	30
S	36 - 39	23 - 26	32
M	38 - 42	24,5 - 27,5	34
L	41 - 44	26 - 29	36
XL	44 - 47	29 - 30,5	38

links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.6033**
Thuasne®,
SpryStep flex, li./re.



Posteriore dynamische Fußheberorthese (AFO)

- Farbe: schwarz/grau/blau

Indikation

Fußheberschwäche/Fallfuß

- aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarksverletzung, Zerebralparese ...)
- aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.), ohne Instabilität des Knie
- Leichte triplanare Instabilität von Sprunggelenk und Fuß

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes: Kompensation der Fußheberschwäche, kontrollierte Absenkung des Fußes in der frühen Standphase, Bodenfreiheit in der Schwungphase

Artikel-Nr. U01752

Größe	Schuhgröße (EUR)	Fußlänge cm	Höhe cm
XS	17 - 22	9,5 - 14,5	16 - 18
S	22 - 26	11 - 16	19 - 21
M	26 - 28	12,5 - 17,5	22 - 24
L	28 - 31	14 - 19	25 - 27
XL	31 - 33	15,5 - 20,5	28 - 30

links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.6034**
Thuasne®,
SpryStep pediatric, li./re.



Posterior-laterale Stegposition



Zuschneidbarer Zehenbereich



Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit dorsaler Anlage

- Farbe: schwarz/grau/blau

Indikation

Fußheberschwäche/Fallfuß

- aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarksverletzung, Zerebralparese ...)
- aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.), ohne Instabilität des Knies

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes: Kompensation der Fußheberschwäche, kontrollierte Absenkung des Fußes in der frühen Standphase, Bodenfreiheit in der Schwungphase

Artikel-Nr. U0170

Größe	Schuhgröße (EUR)	Fußlänge cm	Höhe cm
XS	33 - 37	21,5 - 24,5	30
S	36 - 39	23 - 26	32
M	38 - 42	24,5 - 27,5	34
L	41 - 44	26 - 29	36
XL	44 - 47	29 - 30,5	38

links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.6023**
 Thuasne®,
 SpryStep, li./re.

A Pos.-Nr. **34382 042 T F**

SpryStep® plus



Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit ventraler Anlage

- Farbe: schwarz/grau/blau

Indikation

Fußheberschwäche und Knieinstabilität (Quadrizepsschwäche):

- aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarksverletzung, Zerebralparese ...)
- aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.)
- Leichte bis mittlere Knieinstabilität (Erhöhte Flexion/Genu antecurvatum) während der Standphase

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes und Stabilisierung des Knies

Artikel-Nr. U01722

Größe	Schuhgröße (EUR)	Fußlänge cm	Wadenumfang cm*	Höhe cm
XS	33 - 37	21,5 - 24,5	29 - 37	33
S	36 - 39	23 - 26	32,5 - 40	36
M	38 - 42	24,5 - 27,5	35,5 - 43	39,5
L	41 - 44	26 - 29	38,5 - 46,5	42,5
XL	44 - 47	29 - 30,5	42 - 49,5	45,5

links oder rechts

*25 mm unterhalb des Fibulaköpfchens

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.6032**
Thuasne®,
SpryStep plus, li./re.

A Pos.-Nr. **34382 043 T F**

SpryStep® max



Indikation

- Fußheberschwäche und Knieinstabilität (Quadrizepschwäche):
- aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarksverletzung, Zerebralparese ...)
 - aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.)
 - Übermäßige Knieinstabilität (Erhöhte Flexion/Genu antecurvatum) während der Standphase

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes und Stabilisierung des Knies

Artikel-Nr. U01732

Größe	Schuhgröße (EUR)	Fußlänge cm	Höhe cm
XS	31 - 34	19,5 - 21,5	33,5
S	34 - 37	21 - 23	37
M	37 - 40	23 - 25,5	39,5
L	40 - 43	25,5 - 27,5	42
XL	43 - 46	27,5 - 29	42


links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.6030**
Thuasne®, **SpryStep max, li./re.**

A Pos.-Nr. **34382 044 T F**

SpryStep® Range
Entscheidungshilfe Knieinstabilität



Individuelle Auswahl online:
<https://thuasne-carefinder.de/sprystep-finder/>



Pero-med AFO III/II



Peronäusorthese

- Farbe: weiß

Indikation

- Peronäus-Parese
- Schlaganfall

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Artikel-Nr. 47 965

Größe	Schuhgröße
S	35–37
M	37–39
L	39–41
XL	41–44

links oder rechts

XLR8 Walker/Mid Calf Walker



Unterschenkel-Fuß-Orthese, mit zwei separat aufblasbaren Luftkammern sowie individuell einstellbarem Zehenschutzbügel

- Farbe: blau/grau/anthrazit

Indikation

- Postoperativ (Band- und Weichteil- sowie Sehnenverletzungen, Achillessehnenverletzungen, Hallux Valgus Korrektur)
- Konservativ (Distorsionen Grad II und III, Metatarsalfrakturen)

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Fußes
- Individuell regulierbare Kompression durch luftgefüllte Kammern

Artikel-Nr. U089

Artikel-Nr. U090 (halbhoch)

Größe	Schuhgröße
XS	bis 35
S	35–38
M	39–42
L	44–47
XL	größer 47

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.03.02.5007**
Thuasne®,
Pero-med AFO III/II, li./re.

Rezeptierung

HMV-Nr. **23.06.01.0054**
Thuasne®, XLR8 Walker
HMV-Nr. **23.06.01.0055**
Thuasne®, XLR8 Mid Calf Walker

A Pos.-Nr. **34373 043 T F**

Elastocalx N



Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform, symmetrische, seitengleiche Form mit flachem Auslauf

- Farbe: transparent
- Lieferung paarweise

Indikation

- Überlastungssymptome
- Beinlängendifferenzen
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Artikel-Nr. 47 980

Größe	Schuhgröße
XS	32-34
S	35-37
M	38-40
L	41-43
XL	44-46

seitengleich

Elastocalx S/P



Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform, zur einseitigen Erhöhung für Supination bzw. Pronation

- Farbe: transparent
- Lieferung paarweise

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Artikel-Nr. 47 981

Größe	Schuhgröße
XS	32-34
S	35-37
M	38-40
L	41-43
XL	44-46

links oder rechts

Rezeptierung

HMV-Nr. **08.03.06.0007**
Thuasne®, **Elastocalx N**

Rezeptierung

HMV-Nr. **08.03.06.0007**
Thuasne®, **Elastocalx S/P**

Elastocalx Plus



Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform mit Softpoint

- Farbe: transparent
- Lieferung paarweise

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Artikel-Nr. 47 982

Größe	Schuhgröße
XS	32-34
S	35-37
M	38-40
L	41-43
XL	44-46

links und rechts

Elastocalx Flex



Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform

- Farbe: transparent
- Lieferung paarweise

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Artikel-Nr. 47 991

Größe	Schuhgröße
XS	32-34
S	35-37
M	38-40
L	41-43
XL	44-46

seitengleich

Rezeptierung

HMV-Nr. **08.03.06.0007**
Thuasne®, **Elastocalx Plus**

Rezeptierung

HMV-Nr. **08.03.06.0007**
Thuasne®, **Elastocalx Flex**

Indikationen	Malleo PROMASTER Malleo PROMASTER Aktiv	Malleo-GO	Silistab Achillo	Malleo Dynastab® - Boa® - Boa® open	Ligacast	Ligacast Air+, Ligacast Ice
Reizzustände, Schwellungen	•	•	•			
Leichte Distorsionen, Gelenkergüsse, leichte Gelenkinstabilitäten	•	•				
Achillodynie oder Achillobursitis			•			
Akute/chronische Gelenkinstabilität					•	•
Distorsionen Grad 1 und 2				•	•	•
Konservative/postoperative Versorgung				•		
Hypermobilität des Bandapparates				•		
Distorsionen Grad 2 und 3						
Postoperativ nach Sprunggelenkoperationen						
Akute entzündliche Sprunggelenkserkrankungen						
Peronäus-Parese						
Schlaganfall (Apoplex)						
Traumatische Verletzungen						
Achillessehnenruptur/-verletzung						
Metatarsalfrakturen						
Fersensporn						
Überlastungssymptome						
Arthrose der Fuß- und Beingelenke						
Schmerzen/Ödem am Knöchel						•

PROMASTER-Serie

Unsere Premium-Bandagen.
Hochkarätiges Design. Innovative Details.

Manu PROMASTER, li./re.



Art.-Nr. 35 070

HMV-Nr.: 05.07.02.0143

Epi PROMASTER



Art.-Nr. 35 080

HMV-Nr.: 05.08.01.1053

(A) Pos.-Nr. 32602 072 T F

Reversa PROMASTER



Art.-Nr. 35 145 (tailliert)
35 140 (gerade)

HMV-Nr.: 23.14.03.2078

(A) Pos.-Nr. 31431 030 T F

Reversa Vario PROMASTER



Art.-Nr. 54 753, 54 752 (tailliert)
54 793, 54 794, 54 795 (gerade)

HMV-Nr.: 23.14.03.3019 (tailliert)
23.14.03.3020 (gerade)

(A) 54 753: Pos.-Nr. 31430 045 T F
54 752: Pos.-Nr. 31432 025 T F
54 793: Pos.-Nr. 31430 046 T F
54 794: Pos.-Nr. 31430 047 T F
54 795: Pos.-Nr. 31431 033 T F

Reversa Vario Plus PROMASTER



Art.-Nr. 54 756 (tailliert) • 54 796 (gerade)

HMV-Nr.: 23.14.04.0002

(A) Pos.-Nr. 31412 037 T F

Genu PROMASTER



Art.-Nr. 35 040

HMV-Nr.: 05.04.01.0118

(A) Pos.-Nr. 34603 144 T D/F

Genu PFS PROMASTER, li./re.



Art.-Nr. 35 045

HMV-Nr.: 23.04.05.1008

(A) Pos.-Nr. 34615 016 T F

Malleo PROMASTER, li./re.



Art.-Nr. 35 020

HMV-Nr.: 05.02.01.0075

Malleo PROMASTER Activ, li./re.



Art.-Nr. 35 022

HMV-Nr.: 05.02.01.2XXX

(A) Pos.-Nr. 34205 076 T P

GO-Serie

Funktionelle Bandagen -
Gezielte Unterstützung für einen
optimalen Heilungsverlauf.

Manu-GO, li./re.



Neue
Version

Art.-Nr. 30 070

HMV-Nr.: 05.07.02.0139

Genu-GO Silistab®



NEU

Art.-Nr. 2342

HMV-Nr.: 05.04.01.0XXX

Epi-GO



Neue
Version

Art.-Nr. 30 080

HMV-Nr.: 05.08.01.1050

Malleo-GO



Neue
Version

Art.-Nr. 30 020

HMV-Nr.: 05.02.01.0073

(A) Pos.-Nr. 34205 056 T P

Lomba-GO



Art.-Nr. 30 145 (tailliert)
30 140 (gerade)

HMV-Nr.: 23.14.03.2075

(A) Pos.-Nr. 31401 058 T P

LombaStab®-Serie

Rückenorthesen mit einfachem
+ präzisiertem Verschlusssystem – individuelle
Kompression für jeden Patienten.

LombaStab®



Art.-Nr. 0853
(Rückenhöhe 26 cm)
Art.-Nr. 0854
(Rückenhöhe 21 cm)

HMV-Nr.: 23.14.03.1042
(A) Pos.-Nr. 31411 068 T F

LombaStab® Vario



Art.-Nr. 54 610

HMV-Nr.: 23.14.03.3078
(A) Pos.-Nr. 31431 036 T F

LombaStab® High



Art.-Nr. 0855
(Rückenhöhe 35 cm)
Art.-Nr. 0856
(Rückenhöhe 40 cm)

HMV-Nr.: 23.14.04.0004
(A) Pos.-Nr. 31422 044 T F

LombaStab® Immo



Art.-Nr. 0859

HMV-Nr.: 23.14.02.2018
(A) Pos.-Nr. 31661 029 T F

LombaStab® Dorso



Art.-Nr. 0847

HMV-Nr.:
23.15.04.3010
(A) Pos.-Nr. 31623 016 T F

VENOFLEX

Die Kompressionsstrümpfe Venoflex Micro, Venoflex Elegance und Venoflex men wurden für die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse der Patienten konzipiert.

Venoflex Micro und Venoflex Elegance sind als Serien- oder Maßanfertigung, in ansprechenden Farben und in unterschiedlichen Längen – vom Wadenstrumpf bis zur Strumpfhose – erhältlich.

Venoflex men ist als Serien-Wadenstrumpf (AD) in den Farben schwarz und marine lieferbar.



Farbauswahl Venoflex



Hell



Caramel



Mode



Diamant*



Marine*



Schwarz

*nur Venoflex Elegance

Weitere Informationen wie **HMV-Nr., Art.-Nr., Größen** etc. finden Sie auf unserer Website www.thuasne.de oder im aktuellen **CompressionCare-Katalog**



CICATREX

Cicatrex Narbenkompressionskleidung ist die erste Wahl bei der Narbentherapie nach chirurgischen Eingriffen, einer Transplantation, bei thermischen, chemischen oder elektrischen Verletzungen oder anderen tiefen Schädigungen der Haut.

Thuasne® verwendet hochwertigste Materialien, bietet passgenaue Maßfertigung und hervorragenden Service. Kompetent, individuell, vielfältig.



Farbauswahl Cicatrex



Mint⁴



Rosa



Beige



Anthrazit¹



Nachtblau¹



Weiß^{2,4}



Jeans



Rot⁵



Trend³



Schwarz

1 nur in Rigid und Nature gestrickt 2 solange der Vorrat reicht
3 nur in Skin erhältlich 4 nicht in Skin erhältlich
5 nicht in Gewebe erhältlich



THUASNE M2M –
Der mobile Partner
für die passgenaue
Versorgung

LYMPHATREX

Lymphatrex Kompressionsversorgungen überzeugen durch hochspezifische Materialien mit hervorragenden Eigenschaften, die sich nach den jeweiligen medizinischen Anforderungen und Tragebedürfnissen richten.

Farbauswahl Lymphatrex



Beige



Caramel



Schwarz



Rot



Jeans



Anthrazit



Nachtblau



Mint



Rosa*

*nur obere Extremitäten



THUASNE M2M – Der mobile Partner
für die passgenaue Versorgung

Weitere Informationen wie **HMV-Nr., Art.-Nr., Größen** etc. finden Sie auf unserer Website www.thuasne.de oder im aktuellen **CompressionCare-Katalog**



MOBIDERM® AUTOFIT

Armstrumpf



Waden- oder
Oberschenkelstrumpf



Mobiderm® autofit ist für die Nachtbehandlung in der KPE 2 zur Stabilisierung der Ergebnisse und für die Verhinderung des Rebound-Effekts geeignet. Effektiv, leicht und flexibel ohne aufwendiges Wickeln.



Interimshandschuh



Sprechen Sie uns bei
individueller Maßversorgung
gerne direkt an:
+49 (0) 6451 7212-180

Indikationen

Ödemtherapie und -prophylaxe

nach operativ versorgten distalen Radiusfrakturen, bei der Nachbehandlung sonstiger Frakturen im Handbereich, postoperativ nach Weichteileingriffen im Bereich von Hand und distalem Unterarm, u. a. Karpaltunnel, Dupuytren'scher Kontraktur

Verbrennung und Verbrühung

bei thermischen, chemischen oder elektrischen Brandwunden oder zur Narbenkompression zur Prophylaxe und Therapie von Keloidbildung und Narbenhypertrophie

Plastische Chirurgie

nach Hauttransplantationen oder bei tiefen dermatologischen Läsionen

Produktinformationen

Kompressionsstärke: Kompressionsklasse 2

Druckgradient: von distal nach proximal

Materialzusammensetzung: 52% Polyamid; 48% Elasthan

Farben: caramel, schwarz

Stulpenlänge: 5 und 15 cm

Finger: geschlossen

Weitere Informationen wie **HMV-Nr., Art.-Nr., Größen** etc. finden Sie auf unserer Website www.thuasne.de oder im aktuellen **CompressionCare-Katalog**

Sind wir online schon vernetzt?

Nicht verpassen!



Noch mehr Service, schnellere und einfachere Bestell-Prozesse

Erleben Sie den
Partner Online-Shop von Thuasne®

Schnell, einfach,
informativ!
Erstellen Sie jetzt Ihr
Konto im Thuasne®
Partner Store.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Übersichtlicher, nutzerfreundlicher Aufbau
- Praktische Suchfunktion
- Breites Service-Angebot
- Einkaufen rund um die Uhr
- Personalisiertes Shopping mit vielen Zusatzfunktionen
- Schnelle und bequeme Abwicklung von Bestellprozessen
- Mehr Zeit für individuelle Beratung
- Optimierter Informationsfluss

Neugierig geworden?

Dann melden Sie sich jetzt an
und profitieren Sie von unserem
Rundum-Serviceangebot!



Hinweise zur Abrechnung

1 Klassifizierung (z.B. Arteriosklerose)

2 HMV-Nr. 23.04.04.1010

3 leicht fortgeschrittene Gonarthrose

4 1 Stück, GENU OA

5 rechts medial

6 Wegen geriatrischer Bewegungseinschränkung leicht anzulegende Gonarthrose-Orthese

- 1 Orthopädische Hilfsmittel - Feld 7 (diese sind **nicht budgetiert**)
- 2 HMV-Nr. 10-stellig
- 3 Indikation/Diagnose
- 4 Anzahl (1 Stück), Produktname
- 5 Seite, falls notwendig (links/rechts)
- 6 Begründungsbeispiel für die Einzelverordnung

HMV-Nr. (Hilfsmittelpositionsnr.), 10-stellig

23.04.04.1010

- 23 - Produktgruppe: Orthesen/Schienen
- 04 - Anwendungsort: Knie
- 04 - Untergruppe: Orthesen zur Entlastung und Korrektur
- 1 - Produktart: Knieorthesen zur Entlastung und Führung
- 010 - Einzelprodukt: spezielles Produkt des Herstellers, GENU OA

Wichtige Informationen für den niedergelassenen Arzt

Für Hilfsmittel gibt es keine Budgetierung und keine Richtgrößen!

- Hilfsmittel können nach wie vor zu Lasten der GKV verordnet werden.
- Richtgrößen, die für Wirtschaftlichkeitsprüfungen heranzuziehen sind, werden nicht für Hilfsmittel festgelegt.
- Bei Hilfsmitteln besteht grundsätzlich keine Gefahr von Ausgleichszahlungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen.
- Im Rahmen der **Therapiefreiheit** ist freigestellt, welches Hilfsmittel verordnet wird, d.h. der Arzt kann entscheiden, welches Hilfsmittel für den Patienten am besten geeignet ist.
- Eine **Einzelproduktverordnung** ist möglich, d.h. es kann ein ganz bestimmtes Produkt verordnet werden, wenn dieses für am besten geeignet erachtet wird (vgl. „Hilfsmittel-Richtlinie“, § 7, Abs. 3, Satz 3). In diesem Fall sollte eine kurze Begründung (z.B. Angabe spezifischer Produktvorteile) auf dem Rezept vermerkt werden. Wichtig ist außerdem die Verwendung der **10-stelligen HMV-Nr.**, die dieses Produkt eindeutig kennzeichnet (bei Angabe der 7-stelligen HMV-Nr. bzw. Produktart ist dem medizinischen Fachhandel freigestellt, welches Produkt abgegeben wird.) Siehe hierzu auch die nebenstehende Erklärung der HMV-Nr.

Hilfsmittel fallen nicht in die Budgetierung!

Achtung – Verwechslungsgefahr!

Hilfsmittel dürfen nicht mit **Heilmitteln** verwechselt werden!

Heilmittel (besser Heilleistungen) sind persönlich erbrachte medizinische Leistungen, insbesondere Leistungen der Physiotherapie, der Sprachtherapie und der Beschäftigungstherapie.

WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Deutschland GmbH

Kundenservice-Hotline:
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr,
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Kundenservice Serienprodukte:
Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-205 · Fax: +49 511 20119-177
kundenservice@thuasne.de

Kundenservice Maßprodukte:
Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980
massbestellung@thuasne.de

Kundenservice Österreich: Tel.: +43 1 5854010

www.thuasne.de



TM13072BD25D01_2.0_2025-06