




Hinweise zum exakten Maßnehmen einer Lymphatrex-Weste oder -Jacke

Allgemeine Hinweise

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Die Körpermaße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten ohne Zug genommen.

Hinweise zum Messen

- **Längenmaße Arm werden außen gemessen**
- Die Maße der weiblichen Brust werden über einen eng sitzenden BH, z. B. Sport-BH gemessen.
- Die Längenmaße für den Ärmel werden ab dem Akromion genommen. **Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.**
- Für die Armumfänge nehmen Sie lymphologische Zugmaße.

Erklärung der Symbole

- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß



Lymphatrex

Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980
massbestellung@thuasne.de

Thuasne® M2M App:



☐ Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient:in

Name: _____

Vorname: _____

☐ Kind ☐ weiblich ☐ männlich

Firmenanschrift _____

☐ Kostenvoranschlag

☐ Kostenvoranschlag detailliert

An Fax/Email: _____

☐ Neuversorgung

☐ Bestellung

☐ Nachbestellung, Maßnr.: _____

Ansprechpartner:in _____

Telefon _____

Kd.-Nr. _____

Datum _____

Anzahl
____ Stück

Artikel

☐ Weste ☐ Jacke

☐ Kombinationsversorgung mit Armstrumpf/Hose/Handschuh
(überlappende Versorgungen werden werkseitig berechnet)

Material/ Kompressionsklasse

☐ Support KKL 1

☐ Poly KKL 2

Farbe

☐ beige ☐ caramel
☐ schwarz ☐ anthrazit
☐ jeans ☐ nachtblau
☐ rot ☐ mint
☐ rosa

Besonderheiten

Silon-Tex Epi-Tasche ☐ links ☐ rechts Silon-Tex Cup ☐ links ☐ rechts

Linke Patient:innenseite

① Halsumfang zirkulär
über 7. Cervicalwirbel
und Oberkante Sternum

11 Schulterlänge links 12 Achselumfang links

26 Schulterkappe links 25 Oberarmumfang links

28 Länge bis Oberarmmitte 27 Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)

30 Länge bis Ellenbogen 29 Ellenbogenumfang

32 Länge bis Unterarmmitte 31 Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)

34 Länge bis Handgelenk 33 Handgelenkumfang

4 Länge Oberkante Sternum bis Unterachselumfang

6 Länge Oberkante Sternum bis Unterbrustumumfang

8 Länge Oberkante Sternum bis Taille

10 Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende

37 Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

3 Unterachselumfang zirkulär **eingetmet**

5 Unterbrustumumfang **eingetmet**

7 Taillenumfang

9 Beckenumfang

Rechte Patient:innenseite

14 Achselumfang rechts 13 Schulterlänge rechts

15 Oberarmumfang rechts 16 Schulterkappe rechts

17 Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle) 18 Länge bis Oberarmmitte

19 Ellenbogenumfang 20 Länge bis Ellenbogen

21 Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle) 22 Länge bis Unterarmmitte

23 Handgelenkumfang 24 Länge bis Handgelenk

Arm links

Verschluss

Länge _____ cm
von: _____ bis: _____
☐ RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
☐ Reißverschluss
☐ Haken/Ösen
☐ Daumenseite, vorn
☐ Kleinfingerseite, hinten
☐ innen
☐ außen
☐ Anatomische Ellenbeugung
☐ Standard 20°
☐ 40° ☐ 60° ☐ 90°
☐ distal porös (Standard)
☐ distal vollgestrickt
☐ Noppenhaftband 3 cm
☐ Noppenhaftbandstücke
☐ Silikonhaftpads
☐ elastisches Abschlussband 3 cm

Thorax


☐ Halsausschnitt vorn
_____ cm ab Sternum
☐ Halsausschnitt hinten
_____ cm ab 7. Cervicalwirbel
☐ Raglanarm (Standard)
☐ Kugelarm

Verschluss

☐ RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
☐ Reißverschluss
☐ Haken/Ösen
Position ☐ Brust ☐ Rücken
☐ Schrittgurt _____ cm lang
☐ Taillenband
☐ Noppenhaftband 3 cm
☐ Noppenhaftband 5 cm
☐ Noppenhaftbandstücke
☐ Silikonhaftpads
☐ elastisches Abschlussband 3 cm
☐ elastisches Abschlussband 5 cm

Brustkörbchen

links ☐ ja ☐ nein / rechts ☐ ja ☐ nein



Umfang Wirbelsäule bis Sternum

links _____ cm rechts _____ cm

Tasche für Epithese

links ☐ ja ☐ nein / rechts ☐ ja ☐ nein

Hersteller/Typ/Größe: _____ Hersteller/Typ/Größe: _____

getragene BH-Größe: _____

Arm rechts

Verschluss

Länge _____ cm
von: _____ bis: _____
☐ RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
☐ Reißverschluss
☐ Haken/Ösen
☐ Daumenseite, vorn
☐ Kleinfingerseite, hinten
☐ innen
☐ außen
☐ Anatomische Ellenbeugung
☐ Standard 20°
☐ 40° ☐ 60° ☐ 90°
☐ distal porös (Standard)
☐ distal vollgestrickt
☐ Noppenhaftband 3 cm
☐ Noppenhaftbandstücke
☐ Silikonhaftpads
☐ elastisches Abschlussband 3 cm