



**THUASNE®**

---

**Sprunggelenk-  
orthesen  
von Thuasne®**

---

**Malleo Dynastab® Serie  
Ligacast® Serie**



Malleo  
Dynastab®  
BOA® Open

# Produktübersicht

Malleo Dynastab<sup>®</sup>  
Serie



Aktivitätslevel

Hohe Aktivität  
Starke sportliche Belastung



Ligacast®  
Serie



### Aktivitätslevel

Niedriges Aktivitätslevel  
Hauptsächlich für die akute Phase bestimmt

# Malleo Dynastab® Serie

## Stabilisierende Sprunggelenkorthesen mit bilateraler Unterstützung

### STABILISIERUNG

- Feste Streben aus Metalldraht bieten besseren Halt durch seitliche Verstärkung
- Elastische Bänder begrenzen Gelenkbewegungen in Supination und Pronation

### ANPASSBAR UND KOMFORTABEL


- Beidseitig nutzbares Modell
- Flexibel zu entfernende Drähte
- Posteriore Öffnung für ein leichteres Anlegen der Orthese (Malleo Dynastab® BOA® Open)
- Innenfutter mit Sweat-Off Funktion

### SCHMALES DESIGN

- Besonders leicht<sup>(1)</sup>
- Dünne laterale Drähte, die nicht aufragen
- Leichtes, angenehm weiches Innenpolster mit hoher Stoßdämpfung für maximalen Tragekomfort
- Schmale Passform für viele Schuhe geeignet

### FLEXIBLE PASSFORM

- Variabel einstellbare Position der Kreuzgurte, um eine maßgeschneiderte Passform zu gewährleisten und Druck auf die Malleoli zu vermeiden
- Erhältlich in drei Größen mit zusätzlicher Größe 0 (entspricht Junior) (Malleo Dynastab® BOA®)
- BOA® System<sup>(2)</sup> für schnelles, gleichmäßiges und feinjustierbares Anziehen
- Auch alternativ mit Schnürsystem erhältlich



(1) Leicht im Vergleich zur Ligacast®

(2) BOA® ist eine registrierte Marke der BOA® Technologies inc.

# Malleo Dynastab® Serie


Unsere drei Lösungen für unterschiedliche Patientenbedürfnisse

## INDIKATIONEN

- Mittlere bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks



Malleo Dynastab® BOA® Open




### Malleo Dynastab®

#### Schnürsystem

- Bietet eine verbesserte Anpassung der Sprunggelenkorthese bei atypischen Morphologien (z. B. schmalere Fußform)

#### Knöchelumfang

	1	19 - 22 cm
	2	22 - 26 cm
	3	26 - 30 cm




### Malleo Dynastab® BOA®

#### BOA® System<sup>(2)</sup>

- Einfaches und schnelles Anlegen
- Präzise und passgenau einstellbares Verschlusssystem
- Gleichmäßige Druckverteilung

#### Knöchelumfang

	0	16 - 19 cm
	1	19 - 22 cm
	2	22 - 26 cm
	3	26 - 30 cm



### Malleo Dynastab® BOA® Open

#### BOA® System<sup>(2)</sup> mit posteriorer Öffnung

- Vorteile des BOA® Systems kombiniert mit einem leichteren Einstieg

#### Knöchelumfang

	1	19 - 22 cm
	2	22 - 26 cm
	3	26 - 30 cm

# Ligacast® Serie

Sprunggelenkorthesen mit stabilisierenden Schalen und weichem Polster

## STABILISIERUNG

- Rigide laterale Schalen stabilisieren das Sprunggelenk und begrenzen Gelenkbewegungen in Supination und Pronation
- Individuell anpassbare Kompression durch aufblasbare Luftkammern unterstützt den Heilungsprozess (Ligacast® Air)
- Flexibel anwendbare Kältetherapie durch zwei herausnehmbare Kühlelemente in weichen Stofftaschen (Ligacast® Ice)

## EINFACH ANZULEGEN

- Zwei individuell einstellbare Gurte erleichtern das Anbringen und Festziehen der Orthese

## ANATOMISCHES DESIGN FÜR MEHR KOMFORT

- Das Design der Schalen bildet die Kontur des Knöchels nach, um Beschwerden zu reduzieren
- Schmale Passform ermöglicht das Tragen im Schuh
- Verstellbarer Fersengurt zur Anpassung an verschiedene Fußformen (Breite, Schwellung etc.)
- Integrierte Schaumstoffpelotte mit zusätzlicher Verstärkung an den Knöcheln für ein angenehmes Tragegefühl

## PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Beidseitig einsetzbar
- Nur zwei Größen: Juniorgröße bis 140 cm Körpergröße, Erwachsenengröße ab 140 cm Körpergröße




# Ligacast® Serie

Unsere drei Lösungen für unterschiedliche Patientenbedürfnisse



## INDIKATIONEN

- Mittlere bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks
- Schmerzen oder Ödem am Sprunggelenk

	0	< 140 cm
	1	> 140 cm



### Ligacast®

Mit Hartschalen und Schaumstoffpelotten zur Stabilisierung des Knöchels

#### Komfort

- Schaumstoffpelotte mit extra Schutzschicht an den Knöcheln

#### Washbar

- Die Schaumstoffpelotten sind herausnehmbar und waschmaschinentauglich (30°C).



### Ligacast® Air

Mit zusätzlicher Kompression zur Unterstützung der Ödemreduktion

#### Kompression

- Aufblasbare seitliche Polster bieten Kompression und tragen zur Reduktion der Ödeme bei.
- Mit Hilfe einer Handpumpe kann die Stärke der Kompression individuell angepasst werden.

#### Komfort

- Die Pelotten sind mit laminiertem Gewebe beschichtet.



### Ligacast® Ice

Zusätzlich mit Kryotherapie zur Reduktion von Entzündungen und Ödemen

#### Kryotherapie

- Zwei entnehmbare Kühlpacks helfen bei der Behandlung von Entzündungen und Ödemen (PECH Protokoll).
- Die Kühlpacks sind in speziellen Taschen an den Seitenpelotten angebracht und können bei Bedarf auch nur auf einer Seite eingesetzt werden.

#### Vielseitigkeit

- Die Orthese kann auch ohne die Kühlpacks verwendet werden.

# WINGS FOR YOUR HEALTH




**Thuasne**  
120 rue Marius AUFAN  
92300 Levallois-Perret (France)

## Thuasne Deutschland GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel  
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177  
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de

Die Verfügbarkeit dieser Produkte kann von Land zu Land oder von Region zu Region unterschiedlich sein, da für den Verkauf in dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Region besondere behördliche Genehmigungs- oder Freigabebeanforderungen gelten. Alle Medizinprodukte der Klasse I, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind gemäß der Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte CE-gekennzeichnet. Bitte kontaktieren Sie Thuasne, wenn Sie weitere Informationen zur Klassifizierung der Produkte benötigen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen, Indikationen und Kontraindikationen der Produkte sorgfältig durch.

Photos: Studio Caterin.



TN134912BDD02\_1.0\_2024-12