



THUASNE®

AKTIV BLEIBEN

... trotz
Schmerzen
im Knie

Knieorthese
UniReliever™

Einfach in der
Anwendung,
verlässlich
in der Wirkung



Gonarthrose

Was ist das?

Eine der typischen Ursachen für die Arthrose im Kniegelenk, der sog. Gonarthrose, ist eine Achsfehlstellung (X- oder O-Bein), welche die ungleichmäßige Belastung einzelner Gelenkareale und damit einen schnelleren Verschleiß dieser zur Folge hat.

Bei fortschreitender Arthrose haben sich Orthesen bewährt, welche direkt korrigierend und entlastend auf das Kniegelenk einwirken und den Bewegungsablauf unterstützen.

Warum ist Bewegung bei Arthrose sinnvoll?

Regelmäßige moderate Bewegung „schmiert“ den Gelenkknorpel und beugt dabei gleichzeitig Übergewicht vor.

Welche Vorteile hat die UniReliever™?

- **TM5-Gelenk** für natürliche Gleit- und Rollbewegung des Knies
- Entlastung leicht und schnell regelbar durch **BOA®-Rad**
- **Silikonbeschichtung** innen für ein angenehmes Hautgefühl und sehr guten Sitz.
- **Seitliche Gurtführung** vermeidet Irritationen in der Kniekehle



Indikationen

- Symptomatische unikompartimentelle femorotibiale Osteoarthritis (OA)
- Entlastung des Knies bei posttraumatischen, post-operativen oder degenerativen Verletzungen
- Gelenkinstabilität/-laxität
- Alternative zu einer Osteotomie oder Bein-umstellungsoperation

Wirkungsweise

Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologische Führung des Kniegelenks mit einstellbarer Flexions-/Extensionsbegrenzung

Musterrezeptierung

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel- 6	Impf- stoff- 7	Spr.-St. Bedarf- 8	Begr.- Pflicht- 9	Apotheken-Nummer / IK		
Geb.- hr	Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto				
Geb.- pfl.	geb. am		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe		
noctu	Kassen-Nr.		1. Verordnung		2. Verordnung		3. Verordnung		
Sonstige	Versicherten-Nr.		3. Verordnung		3. Verordnung		3. Verordnung		
Unfall	Status		3. Verordnung		3. Verordnung		3. Verordnung		
Arbeits- unfall	Betriebsstätten-Nr.		3. Verordnung		3. Verordnung		3. Verordnung		
	Arzt-Nr.		3. Verordnung		3. Verordnung		3. Verordnung		
	Datum		3. Verordnung		3. Verordnung		3. Verordnung		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							Vertragsarztstempel		
aut idem	Knieorthese UniReliever zur partiellen Entlastung des medialen/ lateralen Kompartiments. Konservative Maßnahmen wie Einlage oder Schuhranderhöhung ausgeschöpft bzw. nicht ausreichend								
aut idem	23.04.04.1030								
aut idem	Abgabedatum in der Apotheke							Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Thuasne Deutschland GmbH

Im Steinkamp 12 • D-30938 Burgwedel

kundenservice@thuasne.de • www.thuasne.de

TM139100BDD07_1.0_2023-12



4 035459 415514