




Hinweise zum exakten Maßnehmen einer Cicatrex-Jacke

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Alle Maße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten genommen.
- Zeichnen Sie nach Möglichkeit den Umriss der Jacke in die Skizze ein und schraffieren Sie die Narbenbereiche.
- Druckpelotten, Silon-TEX, zusätzliche Öffnungen sowie zusätzliche Maße, die der Maßnehmende für wichtig hält, sind in die Skizze einzutragen.
- Die Längenmaße für die Ärmel werden ab dem Akromion genommen. Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.

Erklärung der Symbole und Abkürzungen

- = semizirkuläres Maß
- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß
- RV = Reißverschluss



Cicatrex

Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980
massbestellung@thuasne.de

Thuasne® M2M App:



☐ Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient:in

Name: _____

Vorname: _____

☐ Kind ☐ weiblich ☐ männlich

Firmenanschrift

☐ Kostenvoranschlag

An Fax/Email: _____

☐ Bestellung

Lieferadresse

☐ Neuversorgung

☐ Nachbestellung, Maßnr.: _____

Ansprechpartner:in _____

Telefon _____

Kd.-Nr. _____

Datum _____

Anzahl

☐ Stück

Artikel

☐ Arm spezial

☐ Weste

☐ Jacke

Material

☐ Nature gestrickt

☐ Nature gewebt

☐ Skin

☐ Rigid

☐ Silver

Farbe

☐ beige

☐ schwarz

☐ rosa

☐ mint¹

☐ jeans

☐ style³

☐ anthrazit⁴

☐ nachtblau⁴

(¹ nicht Skin, ² nicht Nature gewebt, ³ nur Skin, ⁴ nur Rigid/Nature gestrickt)

☐ Nähte bunt

Besonderheiten (bitte Fotos beilegen und **einzeichnen**)

☐ Amputation

☐ Memoryschaum

☐ Zusätzliche Öffnung⁵

☐ Druckpelotte

☐ Silon-Tex⁶

☐ Kunstleder

☐ ARION Anziehhilfe Gr.: _____

(⁵ nur Nature gewebt/Skin, ⁶ nicht Skin)

Bügelbild:

☐ Eule

☐ Spinne

☐ Katze

☐ Tiere

☐ Einhorn

☐ Pirat

☐ Hase

☐ Katzen

☐ Flagge UK

☐ Blumenmädchen

☐ Blumen

☐ Fußball

☐ Schmetterlinge

☐ Hubschrauber

Rechte Patient:innenseite

①

Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum

②

halber Unterarmumfang vorn eingeatmet

13 _____
Schulterlänge rechts

14 _____
Achselumfang rechts

16 _____
Schulterkappe rechts

15 _____
Oberarmumfang rechts

18 _____
Länge bis Oberarmmitte

17 _____
Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)

20 _____
Länge bis Ellenbogen

19 _____
Ellenbogenumfang

22 _____
Länge bis Unterarmmitte

21 _____
Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)

24 _____
Länge bis Handgelenk

23 _____
Handgelenkumfang

4 _____
Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang

6 _____
Länge Oberkante Sternum bis Unterbrustumumfang

8 _____
Länge Oberkante Sternum bis Taille

10 _____
Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende

37 _____
Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

3 _____
Unterarmumfang zirkulär eingeatmet

5 _____
Unterbrustumumfang eingeatmet

7 _____
Taillenumfang

9 _____
Beckenumfang

Linke Patient:innenseite

12 _____
Achselumfang links

11 _____
Schulterlänge links

25 _____
Oberarmumfang links

26 _____
Schulterkappe links

27 _____
Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)

28 _____
Länge bis Oberarmmitte

29 _____
Ellenbogenumfang

30 _____
Länge bis Ellenbogen

31 _____
Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)

32 _____
Länge bis Unterarmmitte

33 _____
Handgelenkumfang

34 _____
Länge bis Handgelenk

Arm rechts

Achselkompression* ☐ ja ☐ nein

Verschluss

Länge _____ cm
von: _____ bis: _____

☐ Reißverschluss

☐ eingenäht ☐ aufgenäht

☐ Klett ☐ Klett über RV

☐ Haken/Ösen

☐ Daumenseite, vorn

☐ Kleinfingerseite, hinten

☐ innen

☐ außen

☐ Streckdefizit: _____°

☐ Haftband ☐ 3 cm ☐ 5 cm

☐ Haftbandstücke ☐ Haftpads

☐ elast. Abschlussband

☐ 3 cm ☐ 5 cm

Thorax

☐ Halsausschnitt vorn

_____ cm ab Sternum

☐ Halsausschnitt hinten

_____ cm ab 7. Cervicalwirbel

☐ Raglanarm (Standard) ☐ Kugelarm

☐ Kragen

Umfang oben: _____ cm

Umfang unten: _____ cm

Höhe vorn: _____ cm

Höhe hinten: _____ cm

Sternum-Hals unten: _____ cm

☐ **Brustkörbchen***

☐ mit Kompression ☐ ohne Kompression

re: A B C D E F

li: A B C D E F

☐ Epithesentasche ☐ rechts ☐ links

Verschluss

☐ Reißverschluss

☐ eingenäht ☐ aufgenäht

☐ Klett ☐ Klett über RV

☐ Haken/Ösen

Position ☐ Brust ☐ Rücken

☐ Schonhaltung

☐ Bauch

☐ Schrittgurt _____ cm lang

☐ Haftband ☐ 3 cm ☐ 5 cm

☐ Haftbandstücke ☐ Haftpads

☐ elast. Abschlussband

☐ 3 cm ☐ 5 cm

☐ Taillenband

☐ Klett zur Hose

Arm links

Achselkompression* ☐ ja ☐ nein

Verschluss

Länge _____ cm

von: _____ bis: _____

☐ Reißverschluss

☐ eingenäht ☐ aufgenäht

☐ Klett ☐ Klett über RV

☐ Haken/Ösen

☐ Daumenseite, vorn

☐ Kleinfingerseite, hinten

☐ innen

☐ außen

☐ Streckdefizit: _____°

☐ Haftband ☐ 3 cm ☐ 5 cm

☐ Haftbandstücke ☐ Haftpads

☐ elast. Abschlussband

☐ 3 cm ☐ 5 cm

(nur in Nature gewebt und Skin)