


Thuasne® Versorgungskonzept - Sprunggelenkverstauchungen

Sprunggelenkverstauchungen zählen zu den häufigsten Verletzungen des Bewegungsapparats und können, je nach Ausmaß der Verletzung, in **unterschiedliche Schweregrade** eingeteilt werden⁽¹⁾⁽²⁾:



Jede Sprunggelenkverletzung erfordert die passende Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem Thuasne® Versorgungskonzept lassen sich Patienten bedarfsgerecht versorgen – über die gezielte Stabilisierung bis hin zur kontrollierten Mobilisation und Rückkehr in den Alltag.

DIE PASSENDE VERSORGUNG VON THUASNE® FÜR JEDEN SCHWEREGRAD EINER SPRUNGELENKVERLETZUNG

GRAD DER STABILISIERUNG	Ruhigstellung	XLR8 Walker/ Mid Calf Walker
	Bewegungskontrolle	Malleo Dynastab® BOA® Immo
	Stabilisierung	Malleo Dynastab® Malleo Dynastab® BOA® Malleo Dynastab® BOA® Open
	Unterstützung	Malleo-GO Malleo Promaster
		SCHWEREGRAD

WINGS
FOR YOUR HEALTH



Malleo Dynastab® Serie

Einfach angelegt. Direkt geschützt. Bei Sprunggelenkverstauchungen.




BOA® ist eine eingetragene Marke von Boa Technology Inc. Die Verfügbarkeit dieser Produkte kann je nach Land oder Region variieren. Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte der Klasse I tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der Produkte sorgfältig durch. Ref.: 2406230 (2024-06) Fotos: Studio Caterin. Illustrationen: VectorMine/Shutterstock.com

Thuasne Deutschland GmbH

Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
info@thuasne.de · www.thuasne.com/de-de

Kundenservice
Tel.: +49 511 20119-205
kundenservice@thuasne.de

TM13416BD01_10_2026-08



(1) Reconnaître une entorse de la cheville. (s. d.). ameli.fr | Assuré. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaître-entorse-cheville>

(2) Professionnelles, A. N. D. E. D. E. S. S. R. (2000). Rééducation de l'entorse externe de la cheville : Janvier 2000.

Malleo Dynastab® BOA® Open

Einfache Anwendung:

BOA® Fit System für einfache Anpassung und optimalen Halt.

Beidseitige Stabilisierung:

Seitliche Verstärkungen und elastische Bänder stabilisieren das Sprunggelenk, begrenzen unerwünschte Bewegungen und erhalten gleichzeitig die natürliche Beweglichkeit.



Hoher Tragekomfort:

Schlankes Design trägt im Schuh nicht auf. Atmungsaktives Innenfutter für ein angenehmes Tragegefühl.



Schnelles Anlegen:



Posteriore Öffnung für ein schnelles und einfaches Anlegen, besonders bei Schmerzen und Schwellungen.

Art.-Nr. **235103**

Pos.-Nr. **23.02.02.1053**

Größen

1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

Knöchelumfang - seitengleich

INDIKATIONEN

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels
- Schmerzen/Ödem am Knöchel



Malleo Dynastab®

Schnürsystem

- Bietet eine verbesserte Anpassung bei atypischen Morphologien (z. B. schmalere Fußform)
- Geeignet für den Einsatz bei Kontaktsportarten

Größen

1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

Knöchelumfang - seitengleich

Art.-Nr. **2350**

Pos.-Nr. **23.02.02.1003**



Malleo Dynastab® BOA®

BOA® Fit System

- Einfaches und schnelles Anlegen
- Präzise und passgenau einstellbares Verschlusssystem
- Gleichmäßige Druckverteilung

Größen

0	16 - 19 cm
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

Knöchelumfang - seitengleich

Art.-Nr. **235102**

Pos.-Nr. **23.02.02.1052**



Malleo Dynastab® BOA® Immo

BOA® Fit System mit zusätzlichem Immobilisierungsgurt

- Hohe Stabilisierung und Ruhigstellung
- Posteriore Öffnung für einfaches Anlegen bei Schmerzen und Schwellungen

Größen

1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

Knöchelumfang - seitengleich

Art.-Nr. **2352**

Pos.-Nr. **23.02.01.0009**