



THUASNE®

Notfall- Konzept

**Richtig versorgen -
schnell und sicher.**



Im Notfall sicher handeln

Warum ein strukturiertes Notfall-Depot wichtig ist.

Ein klar organisiertes Depot schafft Sicherheit, beschleunigt Abläufe und ermöglicht eine rechtssichere und patientennahe Akutversorgung.

Was ist erlaubt – und warum?

Die Abgabe von medizinischen Hilfsmitteln durch Ärzte und medizinisches Fachpersonal ist gesetzlich klar geregelt. Um kommerzielle Interessen auszuschließen und den Fokus auf die medizinisch notwendige Behandlung zu sichern, erlaubt **§ 128 SGB V** die direkte Abgabe von Hilfsmitteln nur im Notfall.

Diese Regelung gilt seit April 2009 für Praxen und Krankenhäuser sowie andere medizinische Einrichtungen gleichermaßen.

Wann liegt eine Notfallversorgung vor?

Eine Notfallversorgung ist nur dann zulässig, wenn sie unmittelbar notwendig und nicht im Voraus planbar ist.

Dies trifft zu, wenn:

- ein akuter Vorfall in der Praxis oder Einrichtung eine sofortige Versorgung erfordert
- die benötigte Versorgung nicht planbar war
- ein Hilfsmittel nicht schnell genug beschafft werden kann
- der Patient nach der Versorgung nicht stationär bleibt, sondern wieder nach Hause geht.

Was gilt als Notfallprodukt?

Alle Hilfsmittel, die in einer akuten Situation medizinisch notwendig sind, können im ärztlichen Depot vorgehalten und im Notfall ausgegeben werden.

Der GKV-Spitzenverband hat eine Tabelle mit typischen Produkten für eine Notfallversorgung erstellt. Dazu zählen u. a.:

- Orthesen zur Immobilisierung
- Gehstützen
- Kompressionshilfen
- Verbandsschalen

Die Liste ist jedoch nicht abschließend. Entscheidend ist immer die medizinisch nachvollziehbare Begründung des Arztes.

Gut versorgt mit Thuasne®

Für jeden Bedarf das passende Produkt.

Halswirbelsäule

Cervi-med
Cervi-med forte
Ortel T-Neck
Ortel T-Neck Plus

S. 5

Arm

ROM-R Elbow

S. 9

Abdomen

Dynabelt

S. 10

Knie

Ligaflex® Immo 0°, 3-teilig
Ligaflex® Immo 0°
Ligaflex® Immo 20°
Rebel Reliever®

S. 12 - 13

Schulter

Ligaflex® Clavicular
ImmoClassic
Schulter-Fix Basic
Schulter-Fix Forte
Schulter-Fix Abdukt
Schulter-Fix Universal

S. 6 - 7

Rücken

LombaStab Immo
Sleeq® SFO Plus
Sleeq® Max TLSO

S. 10 - 11

Hand


Ligaflex Finger®
Ligaflex Boxer®
Ligaflex® Rhizo
Ligaflex® Pro

S. 8

Sprunggelenk / Fuß

Malleo Dynastab® BOA®
Malleo Dynastab® BOA®
open
Malleo Dynastab® BOA®
Immo
XLR8 Mid Calf Walker
XLR8 Walker

S. 14



Schnell richtig entscheiden

Von der Akutphase bis zur Rückkehr in Bewegung.



Thuasne® Versorgungslösungen – Halswirbelsäule

Für weniger Schmerzen und eine sichere Haltung.



Cervi-med

HWS-Stabilisierungsschlinge mit Kehlkopfaussparung, starke Stützkraft

Größen: XS–XL, 3 Höhen

Farben: haut, marine


Art.-Nr. 49 200

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.12.03.0009**
Cervi-med

Indikationen

- Schleudertrauma
- Zervikalarthrose
- Verstauchung
- Postoperativ
- Schiefhals
- Zervikalsyndrom



	(1) Kinnhöhe	(2) Halsumfang	(3) Nackenhöhe
Kinnhöhe cm	7,5	7,5	9
Nackenhöhe cm	9	10	12
Halsumfang:			
XS 25–32 cm	x	–	–
S 32–37 cm	–	x	x
M 36–41 cm	–	x	x
L 40–45 cm	–	x	x
XL 44–49 cm	–	x	x



Cervi-med forte

HWS-Stabilisierungsschlinge mit Verstärkung und Kehlkopfaussparung, sehr starke Stützkraft

Größen: S–XL, 2 Höhen

Farben: haut, marine


Art.-Nr. 49 209

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.12.03.1005**
Cervi-med forte

Indikationen

- Schleudertrauma
- Zervikal-Neuralgie
- Zervikalarthrose
- Verstauchung
- Postoperativ
- Schiefhals
- Zervikalsyndrom



	(1) Kinnhöhe	(2) Halsumfang	(3) Nackenhöhe
Kinnhöhe cm	7,5	9	
Nackenhöhe cm	10	12	
Halsumfang:			
S 32–37 cm	x	x	
M 36–41 cm	x	x	
L 40–45 cm	x	x	
XL 44–49 cm	x	x	



Ortel T-Neck

HWS-Stabilisierungsschlinge mit Brustbeinauflage

Größe: Universalgröße für Halsumfänge von 35–52 cm, Kinnhöhe variabel

Farbe: grau/blau

Art.-Nr. 49 100

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.12.03.2021**
Ortel T-Neck

Indikationen

- Radikuläre Schmerzzustände
- Schweres Schleudertrauma
- Mittleres bis schweres Zervikalsyndrom
- Entzündungen
- Stabile, nicht dislozierende Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)



Ortel T-Neck Plus

HWS-Orthese mit Brustbeinabstützung und Hinterkopf-stabilisierung

Größe: Universalgröße für Halsumfänge von 35–52 cm, Kinnhöhe variabel

Farbe: grau/blau

Art.-Nr. 49 105

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.12.01.0008**
Ortel T-Neck Plus

Indikationen

- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Entzündliche Erkrankungen
- Degeneration
- Schwere Instabilitäten der HWS
- Stabile, nicht dislozierte Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)

Thuasne® Versorgungslösungen – Schulter

Für gezielte Entlastung und geführte Rückkehr in den Alltag.



Ligaflex® Clavicular

Claviculabandage

Größen: 0, 1
(individuell anpassbar)
Farbe: schwarz

Art.-Nr. 2450

Rezeptierung

Pos.-Nr. **05.09.02.0024**
Ligaflex® Clavicular

Indikationen

- Nicht operativ zu versorgende Frakturen des Schlüsselbeins

Größe Schulterbreite cm
0 20–34
1 34 – > 50



Immo Classic

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in Neutralstellung

Größen: 1–2
Farbe: schwarz

Art.-Nr. 2447

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.09.01.0002**
Immo Classic

Indikationen

- Verletzungen
- Entzündungen
- Nicht operativ zu versorgende gelenknahe Oberarmfraktur
- Schulterluxation
- Nicht operativ zu versorgende Schlüsselbeinfraktur
- Nicht operativ zu versorgende Schulterblattfraktur
- Postoperative Ruhigstellung

- Vorbeugung Subluxation
- Unterstützung eines gelähmten Arms

Größe Unterarmlänge cm
1 < 35
2 > 35
seitengleich





Schulter-Fix Basic (SFB)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

Größen: 100, 130

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 040

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.09.01.0018**

Schulter-Fix Basic

Indikationen

- Schulterverletzungen und -erkrankungen
- Ausrenkungen (Luxation)
- Verstauchungen (Distorsion)
- Postoperativ

Größe Taillenumfang cm
100 < 95
130 85-125
seitengleich



Schulter-Fix Forte (SFF)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, mit integrierter Verstärkung des Leibgürtes, ausgelegt für adipöse Patienten

Größen: 130, 160

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 045

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.09.01.0018**

Schulter-Fix Forte

Indikationen

- Schulterverletzungen und -erkrankungen
- Ausrenkungen (Luxation)
- Verstauchungen (Distorsion)
- Postoperativ

Größe Taillenumfang cm
130 85-125
160 115-155
seitengleich



Schulter-Fix Abdukt (SFA)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung, 15° Abduktionsstellung

Größen: 100, 130

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 060

Rezeptierung


Pos.-Nr. **23.09.04.0002**

Schulter-Fix Abdukt

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung
- Schultergelenkerkrankungen
- Schleimbeutelentzündung
- Gelenknahe Oberarmfraktur

Größe Taillenumfang cm
100 < 95
130 85-125
seitengleich



Schulter-Fix Universal (SFU)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung, 0°, 30° und 45° Abduktionsstellung

Größen: 100, 130

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 080

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.09.04.0032**

Schulter-Fix Universal

Indikationen

- Rekonstruktionen der Rotatorenmanschette
- Schulterluxationen und Distorsionen
- Subkapitale Humerusfrakturen
- SLAP-Läsionen

Größe Taillenumfang cm
100 < 95 cm
130 85-125 cm
seitengleich



Thuasne® Versorgungslösungen – Hand / Arm

Für effektive Stabilisierung und präzise Bewegungskontrolle.



Ligaflex Finger®

Zur Immobilisierung eines oder mehrerer Finger

Größen: 1–4

Farbe: schwarz/blau

Art.-Nr. 2432

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.07.01.0011**

Ligaflex Finger®

Indikationen

- Fingerverletzungen
- Verstauchungen
- Luxationen
- Bänderrisse
- Postoperative/-traumatische Ruhigstellung

Größe	Abstand des verletzten Fingers – Handgelenk cm
1	< 13
2	13–16
3	16–19
4	19–22
seitengleich	



Ligaflex Boxer®

Orthese zur Immobilisierung der Fingergelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens

Größen: 1–4

Farbe: blau/grau

Art.-Nr. 2431

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.07.01.0010**

Ligaflex Boxer®

Indikationen

- Postoperative/post-traumatische Ruhigstellung
- Nicht operativ zu versorgende Fraktur
- Folgeerscheinungen einer Fraktur oder einer Verstauchung
- Zur Umstellung nach einer Ruhigstellung mittels Gips



Größe	Handgelenkumfang cm
1	13–15
2	15,5–17,5
3	18–20
4	20,5–23
links oder rechts	



Ligaflex® Rhizo

Daumenorthese zur Stabilisierung

Größen: 1–2

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 7090

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.07.01.1042**

Ligaflex® Rhizo

Indikationen

- Arthrose des Daumens (Rhizarthrose)
- Ruhigstellung bei Schmerzen oder Verletzungen am Daumen



Größe	Handgelenkumfang cm
1	13–17
2	17–23
links oder rechts	



Ligaflex® Pro

Handgelenkorthese zur Immobilisierung

Größen: 1–4

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 2435

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.07.02.4051**

Ligaflex® Pro

Indikationen

- Distorsion des Handgelenks
- Fraktur des Handgelenks
- Posttraumatische/-operative Immobilisation
- Tendomyopathien
- Karpaltunnelsyndrom
- Laterale Epicondylitis
- Rheumatoide Arthritis
- Arthrose des Handgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13–17
2	17–23
seitengleich	

Auch erhältlich als **Ligaflex® Pro+ mit Daumenfixierung** – mehr Informationen unter www.thuasne.com/de-de

ROM-R Elbow

Ellenbogenorthese mit Gelenk und Begrenzung des Bewegungsumfangs

Größe: Universalgröße, links oder rechts

Farbe: schwarz

Art.-Nr. U0650

Art.-Nr. U0660
(Zubehör: Handteil)

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.08.02.0007**
ROM-R Elbow

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.08.02.1009**
ROM-R Elbow mit Handteil

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung oder Begrenzung des Bewegungsumfangs des Ellenbogens
- Konservative Behandlung einer Ellenbogenluxation
- Stabile oder ausgeheilte Brüche des distalen Oberarmknochens, des Radius oder der proximalen Ulna



Werkzeuglose Einstellung



Einstellbarer Bewegungsumfang



Separates Handteil



Thuasne® Versorgungslösungen – Abdomen / Rücken

Für stabile Haltung und aktive Mobilisierung.



Dynabelt

Elastische Abdominalbandage

Größen: 1 – 4

Farbe: weiß

Art.-Nr. 7010-10

Rückenhöhe 18 cm, 1 – 4

Art.-Nr. 7010-11

Rückenhöhe 25 cm, 1 – 4

Rezeptierung

Pos.-Nr. **05.11.01.0056**

Dynabelt

Indikationen

- Schwache Bauchmuskulatur
- Postoperativ
- Darmdurchbruch, Nabelbruch
- Epigastrischer Bruch
- Laparotomie, Laparoskopie
- Endoskopie über einen Zugang
- Kaiserschnitt
- Postpartale Zustände
- Blutergüsse am Brustkorb
- Rippenbrüche

Größe	Taillenumfang cm
1	60–80
2	80–100
3	100–130
4	130–160



LombaStab Immo

LWS-Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion, mit thermisch anformbarer Halbschale, abrüstbar
Versorgungshöhe: S1-T7

Größen: 1 – 5

Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 0859

Rückenhöhe 35 cm

Rezeptierung


Pos.-Nr. **23.14.02.2018**

Lombastab Immo

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung
- MODIC-Erkrankung Typ 1
- Lumbalgie (im akuten, subakuten und chronischen Stadium)
- Spondylolysis
- Enger Lumbalkanal

Größe	Taillenumfang cm
1	60–80
2	75–95
3	90–110
4	105–125
5	120–141



Sleep® SFO Plus

LWS-Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion, Versorgungshöhe: S1-T9

Größe: Universalgröße von 65 – 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 54 655

Rückenhöhe 37 cm, durch separate Rückenpelotte reduzierbar auf 24 cm

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.14.02.2016**

Sleep® SFO Plus

Indikationen

- Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation; bei OP-Kontraindikation; bei Patienten, die eine OP ablehnen
- Schwerstes radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facetten-syndrom/Arthrose
- BS-OP mit großem Prolaps
- Lumbale Instabilität

- Spinalkanalstenosen mit Paresen und OP-Kontraindikation
- Zustand nach WS-OP, z.B. Fusion dorso-ventral, Fusion dorso-lateral, Spinalkanal-dekompression, einetägig mit Deformität und mehrtägig



Sleeq® Max TLSO

LWS/BWS-Immobilisierungs-
orthese mit Mobilisierungs-
funktion

Versorgungshöhe: S1-T1

Größe: Universalgröße von
Taillenumfang 65 bis 136 cm,
mit Verlängerung bis 157 cm

Farbe: schwarz

Art.-Nr. U5040

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.15.02.0007***

Sleeq Max TLSO

Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Postoperative Stabilisierung
- Fusion der Wirbelsäule
- Degenerativer Verschleiß
- Posttraumatisch
- Spinalkanalstenose
- Spondylolisthese/Spondylose/
Spondylolyse
- Laminektomie/Diskektomie
- Facettensyndrom
- Arthritis

*ab Q3 2026: Umgruppierung in neue Produktart 23.15.01.1 - Wirbel-
säulen-Orthesen zur Ruhigstellung der Brust- und Lenden-
wirbelsäule, abrüstbar (TLSO)



Thuasne® Versorgungslösungen – Knie

Für sichere Führung und schmerzfreie Aktivität.



Knie-Immobilisationsschiene 0°, 3-teilig

Knie-Immobilisationsorthese,
3-teilig

Größen: 1–4

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 1325

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.04.01.0033**

Knie-Immobilisationsschiene

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Knieschmerzen

Größe	Beinlänge cm
1	50–60
2	60–70
3	70–80
4	> 80
seitengleich	



Ligaflex® Immo 0°

Knie-Immobilisationsorthese,
1-teilig

Länge: 40 cm, **Größe:** S

Länge: 50 cm, **Größen:** S–XL

Länge: 60 cm, **Größen:** M–XL

Farbe: blau

Art.-Nr. 2410-04

Rezeptierung


Pos.-Nr. **23.04.01.0034**

Ligaflex® Immo, 0°

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Knieschmerzen

	Länge 40 cm	Länge 50 cm	Länge 60 cm
Größe	Umfang cm	Umfang cm	Umfang cm
S	35–45	38–45	–
M	–	45–52	45–52
L	–	53–62	53–62
XL	–	63–75	63–75
seitengleich			



Ligaflex® Immo 20°

Knie-Immobilisationsorthese,
1-teilig

Länge: 50 cm, **Größen:** S–XL

Länge: 60 cm, **Größen:** M–XL

Farbe: blau

Art.-Nr. 2420-04

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.04.01.1022**

Ligaflex® Immo, 20°

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung
- Posttraumatische Ruhigstellung
- Knieschmerzen

	Länge 50 cm	Länge 60 cm
Größe	Umfang cm	Umfang cm
S	35–45	–
M	45–52	45–52
L	53–62	53–62
XL	63–75	63–75
seitengleich		





Rebel Reliever®

Knieorthese zur Führung und Stabilisierung

Größen: XS-XXL

Farbe: matt schwarz

Art.-Nr. U033092

Rezeptierung



Pos.-Nr. **23.04.04.2007**
Rebel Reliever®, li./re.

Indikationen

- Symptomatische unikompartimentelle femorotibiale Osteoarthritis (mittelschwer bis schwer)
- Entlastung des Knies bei posttraumatischen, postoperativen oder degenerativen Verletzungen
- Gelenkinstabilität/-laxität
- Alternative zu einer Osteotomie oder Beinumstellungsoperation
- Konservative Behandlung von Kniebandverletzungen und/oder -rissen (Kreuz- und/oder Seitenbänder).

Größe	(1) Oberschenkel- umfang cm	(2) Waden- umfang cm	(3) Knie- weite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5

links oder rechts



GEZIELTE ENTLASTUNG. STABILE UNTERSTÜTZUNG.

Biomechanisch nachgewiesene Vorteile* der Rebel Reliever®



Effektive Schmerzreduktion:

Entlastung des betroffenen Kompartiments durch 3-Punkt-Druckverlagerung.



Hoher Tragekomfort:

Leichte Rahmenkonstruktion für mehr Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hoher Stabilität**.



Individuelle Einstellung:

Werkzeuglos einstellbare Achskorrektur $\pm 9^\circ$.

TM5+ Gelenk unterstützt die natürliche Roll-/Gleitbewegung des Kniegelenks mit einstellbarer Extensions- und Flexionsbegrenzung.

* A2S biomechanische Studie „Biomechanical study of the stride use of different braces“ 2020.

** Maki B, Gait changes in older adults: predictors of falls or indicators of fear. 1997 J. AM Geriatr soc. 45:313-20.



Thuasne® Versorgungslösungen – Sprunggelenk / Fuß

Für zuverlässige Unterstützung und Entlastung mit jedem Schritt.



Malleo Dynastab® BOA® / Malleo Dynastab® BOA® open

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung mit BOA®-Verschluss, auch als von hinten zu öffnende Version erhältlich

Größen: 0–3

Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 235102

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.02.02.1052**
Malleo Dynastab® BOA®

Indikationen

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels
- Schmerzen/Ödem am Knöchel


Art.-Nr. 235103 (open)

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.02.02.1053**
Malleo Dynastab® BOA® open


Art.-Nr. 235102

Größe	Knöchel- umfang cm
0	16–19
1	19–22
2	22–26
3	26–30
seitengleich	



Art.-Nr. 235103 (open)

Größe	Knöchel- umfang cm
1	19–22
2	22–26
3	26–30
seitengleich	



Bald
verfügbar!



Malleo Dynastab® BOA® Immo

Immobilisierende Sprunggelenkorthese mit BOA® Fit System und zusätzlichem Immobilisierungsgurt

Größen: 1–3

Farbe: grau

Art.-Nr. 2352


Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.02.01.0009**
Malleo Dynastab® BOA® Immo

Indikationen

- Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels
- Chronische Instabilität des Knöchels
- Schmerzen/Ödem am Knöchel

Größe	Knöchel- umfang cm
1	19–22
2	22–26
3	26–30
seitengleich	



XLR8 Mid Calf Walker

Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Ruhigstellung, halbhoch

Größen: XS–XL

Farbe: blau/grau/anthrazit

Art.-Nr. U090

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.06.01.0055**
XLR8 Mid Calf Walker

Indikationen

- Postoperative/ -traumatische Ruhigstellung d. Knöchels/ Fußes
- Schwere Verstauchung
- Stabiler Bruch im unteren Drittel des Beines (langes Modell)
- Konservative Behandlung eines Bruchs des Knöchels/ Fußes
- Schwere Tendinopathie des Knöchels/Fußes
- Konservative Behandlung eines Achillessehnenrisses

Größe	Schuhgröße
XS	bis 35
S	35–38
M	39–43
L	44–47
XL	größer 47
seitengleich	



XLR8 Walker

Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Ruhigstellung

Größen: XS–XL

Farbe: blau/grau/anthrazit

Art.-Nr. U089

Rezeptierung

Pos.-Nr. **23.06.01.0054**
XLR8 Walker

Indikationen

- Postoperative/ -traumatische Ruhigstellung d. Knöchels/ Fußes
- Schwere Verstauchung
- Stabiler Bruch im unteren Drittel des Beines (langes Modell)
- Konservative Behandlung eines Bruchs des Knöchels/ Fußes
- Schwere Tendinopathie des Knöchels/Fußes
- Konservative Behandlung eines Achillessehnenrisses

Größe	Schuhgröße
XS	bis 35
S	35–38
M	39–43
L	44–47
XL	größer 47
seitengleich	

Rezeptierung

Hinweise zur Abrechnung

- Hilfsmittel können nach wie vor zu Lasten der GKV verordnet werden.
- Richtgrößen, die für Wirtschaftlichkeitsprüfungen heranzuziehen sind, werden nicht für Hilfsmittel festgelegt.
- Bei Hilfsmitteln besteht grundsätzlich keine Gefahr von Ausgleichszahlungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen.
- Im Rahmen der Therapiefreiheit ist freigestellt, welches Hilfsmittel verordnet wird, d.h. der Arzt kann entscheiden, welches Hilfsmittel für den Patienten am besten geeignet ist.
- Eine Einzelproduktverordnung ist möglich, d.h. es kann ein ganz bestimmtes Produkt verordnet werden, wenn es als besonders geeignet erachtet wird (vgl. „Hilfsmittel-Richtlinie“, § 7, Abs. 3, Satz 3). In diesem Fall sollte eine kurze Begründung (z.B. Angabe spezifischer Produktvorteile) auf dem Rezept vermerkt werden.

Krankenkasse bzw. Kostenträger 1

Name, Vorname des Versicherten 2 geb. am 2

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

Hilfsmittel-Pos.-Nr. 7 Anzahl 8 Einzelprodukt 9 Begr.-Nr. 10 Apotheken-Nr. 11

Zurückzahlung Gesamt-Brutto

Arzt-Nr. 23.04.04.2007

1. Verordnung 2. Verordnung 3. Verordnung

Faktor Taxe

Vertragsarztstempel

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

3 Knieinstabilität nach ACL

4 1 Stück, Rebel Reliever®

5 rechte Seite

6 wegen Bewegungseinschränkungen und Instabilitätsgefühl leicht anzulegende Knieorthese

Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes: Muster 16 (7.2006)

- 1 Orthopädische Hilfsmittel - Feld 7 (nicht budgetiert)
- 2 Pos.-Nr. 10-stellig
- 3 Indikation/Diagnose
- 4 Anzahl (1 Stück), Produktname
- 5 Seite, falls notwendig (links/rechts)
- 6 Begründungsbeispiel für die Einzelverordnung

Pos.-Nr. (Hilfsmittelpositionsnr.), 10-stellig
23.04.04.2007

- 23 Produktgruppe: Orthesen
- 04 Anwendungsort: Knie
- 04 Untergruppe: Knie-Orthesen zur Entlastung (KO, AFO)
- 2 Produktart: Knie-Orthesen in Rahmenbauweise im Drei-Punkt-Prinzip zur Entlastung, einstellbar (KO)
- 007 Einzelprodukt: Produkt des Herstellers, Rebel Reliever®

WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Deutschland GmbH

Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.com/de-de



TM13474BD02_10_2026-06