



**THUASNE**

---

## **QUICKFINDER**

---

**Unsere Hilfsmittel  
für die optimale  
Versorgung von  
Sprunggelenk  
und Fuß**



Unsere Füße tragen uns durch das Leben und sind täglich hohen Belastungen und Verletzungsgefahren ausgesetzt. Zu den klassischen Indikationen zählen Zerrungen sowie Verstauchungen verschiedener Schweregrade, aber auch Paresen und postoperative Zustände.

Damit Ihre Patienten bei jedem Schritt eine größere Mobilität erlangen und nicht nur im Alltag, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten bestens gestützt werden, haben wir unser Angebot an orthopädischen Hilfsmitteln auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abgestimmt.

Das Produktportfolio von THUASNE gliedert sich in Bandagen, verschiedene Orthesentypen und Boots. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Schuh-Sortiment für den erkrankten Fuß. Die neuen dynamischen Fußheber-Orthesen aus unserer SpryStep Familie runden das Programm weiter ab.



# QuickFinder Sprunggelenk und Fuß

Alle Indikationen und die jeweils passende Versorgung auf einen Blick

Produkt	Malleo PROMASTER	Malleo PROMASTER Aktiv	Silistab Achillo	Ligacast Anatomic	Malleo Dynastab (Boa®)	Malleo Dynastab Vario	Pero-med AFO III/II	SpryStep® flex	SpryStep®	SpryStep® plus	SpryStep® max	XLR8 Walker/Mid Calf Walker
Typ	Sprunggelenkbandage	Sprunggelenkbandage (Sport)	Achillessehnen-Bandage	Sprunggelenk-orthese	Sprunggelenk-orthese mit Kreuzgurt	Sprunggelenk-orthese, abrüstbar	Peronäusor- these	Fußheber- Orthese	Fußheber- Orthese	Fußheber- Orthese	Fußheber- Orthese	Unterschenkel-Fuß-Orthese
Hilfsmittelnummer	05.02.01.0075	05.02.01.2XXX	05.02.01.1004	23.02.02.0003	23.02.02.1003	23.02.04.0008	23.03.02.5007	23.03.02.6033	23.03.02.6023	23.03.02.6032	23.03.02.6030	23.06.01.0054 23.06.01.0055 (Mid Calf)
Bild (Beispiel)												
Stabilisierungsgrad	leicht		mittel		stark	sehr stark	mittel		stark		sehr stark	
<b>Indikationen</b>												
Achillodynie/Achillobursitis			●									
Distorsionen (Grad 1 und 2)				●	●							
Distorsionen (Grad 2 und 3)						●						●
Distorsionen (leicht)	●	●										
Ergüsse (Gelenk)	●	●										
Fußheberbeschwäche neurologischen, traumatischen oder muskulären Ursprungs							●	●	●	●	●	
Instabilität (Gelenk) (akut/chronisch)						●						
Instabilität (Gelenk) (leicht)	●	●										
Herabfallen des Fußes aufgr. zentraler/ peripherer neurologischer Erkrankung							●	●	●	●	●	
Hyperlaxität des Bandapparates					●							
Metatarsalfrakturen												●
Peronäus-Parese							●	●	●	●	●	
Postoperativ nach Sprunggelenksoperation						●						●
Postoperative/Konservative Versorgung				●	●							
Reizzustände/Schwellungen	●	●	●									
Schlaganfall							●	●	●	●	●	
Sprunggelenkserkrankungen (akut/entzündlich)						●						
Traumatische Verletzungen							●	●	●	●	●	

*Wings for your health*

**THUASNE DEUTSCHLAND GmbH**

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel  
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177  
[www.thuasne.de](http://www.thuasne.de) · [info@thuasne.de](mailto:info@thuasne.de)

Kundenservice Allgemein  
Tel.: 0800 8482763 · Tel.: +49 5139 988-205  
Fax: +49 5139 988-177  
[kundenservice@thuasne.de](mailto:kundenservice@thuasne.de)

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.



TM113505BDD03\_1.0\_2022-05