



THUASNE

QUICKFINDER

**Unsere Hilfsmittel
für die optimale
Versorgung von
Schulter, Arm
und Hand**



Die Überbelastung von Sehnen, Entzündungen oder Verletzungen des Schulter- und Handgelenks sowie Verschleißerkrankungen im Bereich des Ellenbogens zählen zu den weit verbreiteten Beschwerden, die den Alltag der Patienten belasten. Sowohl bei posttraumatischen, postoperativen und chronischen Reizzuständen als auch bei Entzündungen der Gelenke bieten Bandagen und Orthesen die nötige Entlastung.

THUASNE bietet Ihnen für sämtliche Indikationsgrade und Einsatzbereiche die passende Lösung. Wir verfügen über ein breites Sortiment an Bandagen und Orthesen, die bei der Ruhigstellung und Mobilisation der Gelenke unterstützen, damit die Patienten wieder kraftvoll zugreifen können.

Dank der bequemen Schnittführung und der Verarbeitung hochwertiger Materialien zeichnen sich unsere Hilfsmittel durch einen hohen Tragekomfort aus. Dadurch werden zugleich die Einschränkungen der Patienten deutlich reduziert, was wiederum den Heilungsprozess zusätzlich unterstützt.



QuickFinder für Schulter, Arm und Hand

Alle Indikationen und die jeweils passende Versorgung auf einen Blick

Produkt	Schulter-Fix Basic (SFB)	Schulter-Fix Abdukt (SFA)	Schulter-Fix Universal (SFU)	Epi PROMASTER	Silistab Epi	Epi-med	Manu PROMASTER	Dynastab Dual Hand	Ligaflex Pro	Ligaflex Pro+	Ligaflex Finger	Ligaflex Boxer	Ligaflex Rhizo
Typ	Schultergelenk-Orthese 0°	Schultergelenk-Orthese 15°	Schulterabduktionsorthese 0°, 30° + 45°	Ellenbogen-gelenk-Bandage	Ellenbogen-gelenk-Bandage	Epicondylitis-Orthese	Handgelenk-Bandage	Handgelenk-Orthese	Handgelenk-Orthese	Handgelenk-Orthese mit Daumen-einschluss	Finger-orthese	Finger-orthese	Daumen-orthese
Hilfsmittelnummer	23.09.01.0018	23.09.04.0002	23.09.04.0032	05.08.01.1053	05.08.01.1015	23.08.04.0037	05.07.02.0143	23.07.02.0002	23.07.02.4051	23.07.02.2032	23.07.01.0011	23.07.01.0010	23.07.01.1042
Bild (Beispiel)													
Stabilisierungsgrad				leicht	mittel	stark	leicht	mittel	stark				
Indikationen													
Arthritis/Arthrose (Ellenbogengelenk)					●								
Arthritis/Arthrose (Handgelenk)							●		●	●			
Bandläsionen													●
Distorsionen				● (leicht)			●	● (leicht)	●	●			
Epicondylitis					●								
Epicondylitis humeri (medial/lateral)				●		●							
Gelenkergüsse				●	●		●						
Impingementsyndrom		●	●										
Kalkschulter		●	●										
Karpaltunnelsyndrom								●	●	●			
Muskel- und Sehnenverletzung (Schulter)	●												
Postoperative Entlastung (Schulter)		●	●										
Postoperative/-traumatische Ruhigstellung der Schulter	●												
Reizzustände				●	●		●	●	●	●			
Reizzustände (Daumen)													●
Reizzustände (Schulterbereich)	●												
Rheumatische Pathologie								●					
Rhizarthrose													●
Rotatorenmanschettenriss/-anriss		●	●										
Ruhigstellung									●	●	●	●	
Schwellungen				●	●		●						
Tendovaginitis							●	●	●	●			

Wings for your health

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
www.thuasne.de · info@thuasne.de

Kundenservice Allgemein
Tel.: 0800 8482763 · Tel.: +49 5139 988-205
Fax: +49 5139 988-177
kundenservice@thuasne.de

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.



TM113505BDD02_1.0_2022-05